

SUPRA 2.0

Stand: Mai 2024 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.6016

Bestellung

Angebot

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____



Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____



PLZ, Ort: _____

Grundausrüstung

- Starrrahmen Aluminiumkonstruktion
- Sitz- und Rückenblech & Bespannung
- Fußstütze Standard
- Kleiderschutz und HOGGI light Bremsen
- Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben

					
Schwarz	Silber	Perl Rubinrot	Perlnachtblau	Perlenzianblau	Gelbgrün
					
Eisenglimmer	Verkehrsgelb	Feuerrot	Himmelblau	Perl violett	Nachtblau
					
Graualuminium	Signalweiß	Reinorange	Signalblau	Perlbeige	Blutorange
					
Erikaviolett	Schwarz, matt	Signalviolett	Weiß, matt	Lichtgrün	Ozeanblau
					
Türkisblau	Eisenglimmer light	Lachsorange	Pastellblau	Hellrosa	Olivgrün
					
Himbeerrot	Weißgrün				

Sonderlackierung



Wunsch-RAL-Farbe:

Kupfergold

Sonderlackierung (optional)



Radgabeln in Wunschfarbe:



Lagerplatten Rückenbasis
in Wunschfarbe:



SUPRA 2.0 Folienplot
(Abbildung zeigt Wunschfarbe)

schwarz **silber**


oder in Wunschfarbe:



Hinweis:

Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.

Sitzbreite und Sitztiefe



SUPRA 2.0 Gr. 1:

SB 30-34 cm
(in 2cm Schritten)
ST 23-39 cm
60 kg Zuladung

SUPRA 2.0 Gr. 2:

SB 30-38 cm
(in 2cm Schritten)
ST 24-44 cm
75 kg Zuladung

SUPRA 2.0 Gr. 3:

SB 30-44 cm
(in 2cm Schritten)
ST 29-49 cm
100 kg Zuladung

Sitzbreite: 30 cm
Sitztiefe eintragen: (23 - 49 cm)

Sitzbreite: 32 cm
Sitztiefe eintragen: (23 - 49 cm)

Sitzbreite: 34 cm
Sitztiefe eintragen: (23 - 49 cm)

Sitzbreite: 36 cm
Sitztiefe eintragen: (24 - 49 cm)


Sitzbreite: 38 cm
Sitztiefe eintragen: (24 - 49 cm)

Sitzbreite: 40 cm
Sitztiefe eintragen: (29 - 49 cm)

Sitzbreite: 42 cm
Sitztiefe eintragen: (29 - 49 cm)

Sitzbreite: 44 cm
Sitztiefe eintragen: (29 - 49 cm)

Rückenhöhe, Rückenwinkel und Unterschenkellänge



Unterschenkellänge eintragen: (16 - 46 cm)

Sitzhöhe eintragen: (36 - 51 cm)

Sitzwinkel auswählen:


0° 4° 7° 10°

Rückenwinkel auswählen:

70° 75° 80° 85° 90° 95° 100° 105° 110° 115°

Rückenhöhe	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Rückenrahmen	x	x	x	x	
Rückenbespannung	x	x	x	x	x
Rückenblech		x	x	x	x

Aktivgrad



Aktivgrad eintragen: (0 bis 10 cm)

Radsturz

3°




6°



9°



Rückenvariante



Rückenrahmen



Anpassbare Rückenbespannung



Nylon-Rückenverkleidung

RH 20-25 cm

RH 25-35 cm

RH 30-40 cm

RH 35-40 cm

Kantenschutz für Rückenrohre mit Rückenbespannung



Hinweis:


Höhenverstellung ist nur möglich in Kombination mit den Teleskoprohren oder den Einzelschiebegriffen in den Rückenrohren.



Rückenblech

ohne Rückenblech oder Rückenbespannung

Rückenposition




Rücken fest



Rücken abklappbar mit zusätzlicher Entlastungsposition (15°)

Sitzbespannung, Sitzblech




Sitzbespannung




Sitzblech

ohne Sitzblech oder Sitzbespannung

Rückenverlängerung (crashgetestet)



Rückenverlängerung



Polster für Rückenverlängerung, schwarz

Hinweis:
Bei der Auswahl der Transportsicherung ist die Rückenverlängerung oder die Kopfstütze zwingend erforderlich. Nur in Kombination mit dem Rückenblech möglich.


Kopfstützen (crashgetestet)



Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern

Hinweis:
Ab einer Rückenhöhe von 30 cm.

Hinweis:
Bei der Auswahl der Transportsicherung ist die Rückenverlängerung oder die Kopfstütze zwingend erforderlich.

Rückenkissen



Rückenkissen für Rückenblech,
2,5 cm, schwarz



Konturiertes Rückenkissen, schwarz
„HOGGI align“

Sitzkissen



Sitzkissen 3 cm, schwarz



Konturiertes Sitzkissen Abduktion,
schwarz

SB 24 - 32 cm

SB 34 - 44 cm

Polsterfarben



Schwarz



Abstandsgewirke



Beere Soft



Türkis Soft



Grau Soft



Hinweis:

Polsterfarbe Schwarz ist die Standardfarbe und in der Grundausrüstung mit inbegriffen.

Bremsen



HOGGI light Sportbremse




Standard-Kniehebelbremsen



Integrierte Bremse

Hinweis:
Die Auswahl der integrierten Bremse ist nur in Verbindung mit der entsprechenden Radabdeckung möglich.

Kleiderschutz



Standard-Kleiderschutz



Standard-Kleiderschutz mit Armlehnen




Gerader Kleiderschutz in Rahmenfarbe



Gerader Kleiderschutz in Rahmenfarbe mit Armlehnen

Radabdeckungen aus Aluminium



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe

Einbau: fest
Einbau: abnehmbar



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe für integrierte Bremsanlage

Einbau: fest



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe mit höhenverst. & abnehmbaren Armlehnen

Einbau: fest
Einbau: abnehmbar



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe für integ. Bremsanlage & höhenverst. abnehmbaren Armlehnen

Einbau: fest

Radabdeckung aus Carbon, PU-Armauflage, Verriegelung der integrierten Bremse




Radabdeckung nicht in Rahmenfarbe
Farbe aus Rahmenfarbtabelle



Radabdeckung aus Carbon
mit integrierter Bremse



Pu-Armauflage
23,5 cm lang
27 cm lang



Verriegelung der
Integrierten Bremse

Antriebsräder


Bereifung für HOGGI light Antriebsräder wählen:

Luftbereifung

PU-Bereifung
(20x1 3/8", 22x1" und 24x1")



Antriebsrad HOGGI light



Antriebsrad HOGGI light
mit Trommelbremsen



Hinweis:
Nur in Verbindung mit
Schiebebügel oder
Schiebegriffe.

Raddurchmesser wählen:

20"

22"

24"



Lufttrad HOGGI Extra light mit
schwarzem Alu-Greifreifen

Greifreifen für HOGGI light Antriebsräder

Ohne Greifreifen

Alu-Greifreifen

Alu-Greifreifen mit
Antirutschbeschichtung

VA-Greifreifen

Antirutschbeschichtung:



Schwarz



Reinweiß



Silbergrau



Himmelblau



Verkehrsrot




Reinorange

Greifreifenvariante für HOGGI light Antriebsräder:

Greifreifenmontage für HOGGI light Antriebsräder:



Standard



Hoch



Weit

Eng



Greifreifenüberzug



Geschlossener ergonomischer Greifreifen



„HOGGI Grip Plus“ Gummiprofil für geschlossenen Greifreifen



Maxgrepp Original



Maxgrepp Ergo Para



Maxgrepp Ergo Para CP

Speichenschutz

Speichenschutz, transparent

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, **einfarbig nach Kundenwunsch:**

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, **mit Motiv**

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, **mit Grafik nach Kundenvorgabe**



Lenkräder



Rad mit Vollgummireifen

100 x 32 mm
125 x 32 mm
140 x 40 mm



Skaterrolle mit Leuchtioden

100 x 24 mm
125 x 24 mm



PU-Rad mit Design-Kunststofffelge

100 x 34 mm
125 x 34 mm

Schiebebügel, Schiebegriffe



Schiebebügel



Schiebebügel „breit“



Schiebegriffe

Schiebegriffe, Teleskoprohre



Schiebegriffe rückverlagert, höhenverstellbar



Schiebegriff abklappbar



Teleskoprohre in den Rückenrohren

Hinweis:
 Für die Rückenhöhenverstellung. Ab einer Rückenhöhe von 25 cm möglich. Nur in Verbindung mit Schiebebügel, Schiebegriffe oder Zentralschiebegriff möglich.

Einzelschiebegriffe, Zentralschiebegriff



Einzelschiebegriffe
in den Rückenrohren



Hinweis:
Möglich ab einer Rücken-
höhe von 25 cm.



Einzelschiebegriffe
standard 90°

Gesamthöhe: 15 cm
Höhenverstellbereich:
6 cm

Gesamthöhe: 20 cm
Höhenverstellbereich:
10 cm



Zentralschiebegriff
Delta-Form



Hinweis:
Möglich bis zu einer Sitz-
breite von 36 cm.

Kippschutz, Ankipphilfe, Wadenband



Kippschutz, wegschwenkbar

Anbau links

Anbau rechts



Ankipphilfe

Anbau links

Anbau rechts



Wadenband mit Polster,
passend zur Sitzbreite

Fußstützanlage



Rohrbügel-Fußstütze Standard



Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar



Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar, hochklappbar



Einzelfußstützen, winkelverstellbar, hochklappbar



Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar, für kurze USL (11 cm verkürzt)



Fußstützanlage mit Fußbrett in Rahmenfarbe, rückklappbar

für mittel-kurze USL (7 cm verkürzt)

! Hinweis:
Einsetzbar bis zu einer Sitzbreite von 38 cm.

! Hinweis:
Einsetzbar ab einer Sitzbreite von 26 cm.

Gurtsysteme



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fußgelenkgurt

SB 24 - 30 cm
SB 28 - 36 cm
SB 34 - 42 cm

Ø 4 - 6,5 cm
Ø 6 - 8,5 cm

Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)




MDP Pelottenhalter
abklappbar und abnehmbar

links
rechts



MDP Pelottenhalter fix
links / rechts



MDP Thoraxpelotte

8 x 10 x 2 cm
10 x 12 x 2 cm
12 x 13 x 2 cm



MDP Thoraxpelotte gekröpft

6 x 11,5 x 2,5 cm
8 x 14 x 2,5 cm

als Paar

als Paar


als Paar

Abduktionskeil, Therapietisch




Abduktionskeil,
abschwenkbar & abnehmbar

LBH 9 x 6 x 9 cm
LBH 11 x 8 x 10 cm
LBH 12 x 9 x 10 cm



A-Keil Erhöhung um 30 mm

Hinweis:
Nur in Verbindung mit A-Keil und
Konturiertem Sitzkissen.




Therapietisch

SB 24 - 26 cm
SB 28 - 32 cm
SB 34 - 38 cm
SB 40 - 44 cm

Hinweis:
Nur in Verbindung mit dem Sitz-
blech.

Hinweis:
Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung, Cosies



Transportsicherung nach ISO 7176-19



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer für Begleitperson



Hinweis:

Ab einer Mindestrückenhöhe
von 30 cm.



Info:

Die für den CESA passenden AMF-Bruns Kraftknoten sind
direkt über AMF-Bruns unter folgender Nummer erhältlich:
Bestell-Nr.: 10025455

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage