
HOGGI[®]



FLUX 4 Ersatzteilkatalog

de

Index


1	Modellidentifikation und Grundausstattung	
1.1	Modellidentifikation über das Typenschild	3
1.2	Grundausstattung	3
2	Baugruppen	
2.1	Baugruppenübersicht	4
3	Ersatzteile	
3.1	Vorderrahmen	5
3.2	Hinterrahmen	6
3.3	Rücklaufsperre links	7
3.4	Rücklaufsperre rechts	8
3.5	Stützaufnahmen	9
3.6	Gleiter	10
3.7	Haltebügel, standard	11
3.8	Haltebügel m. Universalgriffen	12
3.9	Lenkgabel	13
3.10	Bereifung	14
3.11	Unterarmauflagen mit Handgriff	15
3.12	Unterarmauflagen mit Handgriff 3-achsig verstellbar	16
3.13	Handteller	17
3.14	Abweisrollen	18
3.15	Schleifbremse	19
3.16	Fahr- und Feststellbremse	20
3.17	Kippschutz	21
3.18	Kippsicherung mit Rollen	22
3.19	Sitz komplett, Gr.3+4	23
3.20	Becken-Gesäßpelotten	24
3.21	Dynamische Hüftführung als Bausatz für Orthesen	25
3.22	Stückliste zur Dynamische Hüftführung	26
3.23	Lenkstopp komplett, für zwei Radgabeln	27
3.24	Gepäckträger	28
3.25	Sitzhosenbügel	29
3.26	Sitzhose als Fang- und Führungsgurt	30

1 Modellidentifikation

1.1 Modellidentifikation über das Typenschild

Beim Flux 4 ist das **Typenschild** auf dem Hinterrahmen angebracht.

Bitte geben Sie bei **Ersatzteilbestellungen** die **Seriennummer** an, um eine reibungslose Lieferung zu gewährleisten:




1.2 Grundaussattung

Die **Grundaussattung** beinhaltet:


- Höhen- und tiefenverstellbarer Haltebügel
- Vorderräder lenkbar
- Pannensichere Bereifung
- An- und abschaltbare Rücklauf Sperre an den Hinterrädern

2 Baugruppenübersicht




Pos	Artikelnummer	Baugruppe	Seite
1-8	3313-0000-021	FLUX Lauflernhilfe	
1	3313-1100-021	Vorderrahmen	5
2	3313-1200-021	Hinterrahmen	6
3	3313-1800	Rücklaufsperrung	7 - 8
4	3313-1300-021	Stützaufnahme	9
5	3313-1400	Gleiter	10
6		Haltebügel	11 - 12
7		Vorderräder	14
8		Hinterräder	14

Ersatzteile





Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-11	3313-1100E-021	Vorderrahmen komplett	1	Set.
1-7	3313-1110E-021	Vorderrahmen mit Verbindungselementen	1	St.
1	3313-1110-021	Vorderrahmen	1	St.
2	1062-0412	Blindniet St/St DIN 7336 F4x12	4	St.
3	1112-0010	Distanzstück	4	St.
4	1029-6001	Linsenschraube M6x12 mit Tufflock	8	St.
5	1114-0056	Gewindebuchse 8xM6x67,5	2	St.
6	1114-0057	Gewindebuchse 8xM6x71	2	St.
7	3313-1160	Gelenkbandage D30	4	St.
8	1029-0620	Linsenschraube m ISK verz ISO 7380 M6x20	2	St.
9	3301-1120	Kloben	2	St.
10	3301-1130	Distanzbuchse	2	St.
11	3202-1151	Abdeckring	2	St.

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-12	3313-1200E-021	Hinterrahmen komplett	1	St.
1-6	3313-1210E-021	Hinterstrebe mit Verbindungselementen	1	St.
1	1029-0845	Linsenschraube M8x45	2	St.
2	3201-1270	Kloben	2	St.
3	3313-1210-021	Hinterstrebe	2	St.
4	3313-1220	Verbinder	2	St.
5	3313-1240	Gelenkbandage oval	2	St.
6	3313-1810	Rücklaufsperre links	1	St.
7	3313-1820	Rücklaufsperre rechts	1	St.
8+9	3313-1270E-021	Querstrebe	1	St.
9	1129-0010	Sattelklemmring 29.8 mit Schraube	2	St.
10	3313-1230	Achsstummel	2	St.
11	1051-0008	Scheibe DIN 125 - A8.4	2	St.

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-22	3313-1810E	Rücklaufsperr links	1	St.
1	3313-1251	Lager Rücklaufsperr	1	St.
2	1129-0003	Schlüsselring SP20x1,5	1	St.
3	3201-7520	Federgehäuse	1	St.
4	1131-0036	Druckfeder D-127D	1	St.
5	3313-1817	Sperrriegel	1	St.
6	1039-0001	Kunststoffschraube LK m Flansch, KS Z 4x10	1	St.
7	1055-0005	Scheibe DIN 9021 A5,3	1	St.
8	1042-0006	Sechskantmutter ss mit M6 DIN 985	1	St.
9	1055-0006	Scheibe DIN 9021 A6,4	2	St.
10	3313-1253	Spannwelle	1	St.
11	1029-0630	Linsenschraube M6x30	1	St.
12	1080-0010	Sicherungsring DIN 471 10x1	1	St.
13	1059-0001	Stützscheibe DIN 988 10x16x1,2	1	St.
14	3313-1813	Freilaufgehäuse, lang	1	St.
15	3301-1812	Freilaufwelle	1	St.
16	3301-1814	Anlaufbuchse	1	St.
17	1029-6001	Linsenschraube m ISK verz, Tufflock DIN/ISO 7380 M6x12	2	St.
18	1024-0616	Senkschraube M6x16 DIN 7991	1	St.
19	3301-1816	Federlager	1	St.
20	1133-0012	Schenkelfeder T-18854L	1	St.
21	3301-1811-001	Grundplatte links	1	St.
22	3313-1815	Achse	1	St.

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-22	3313-1820E	Rücklaufsperr rechts	1	St.
1	3313-1251	Lager Rücklaufsperr	1	St.
2	1129-0003	Schlüsselring SP20x1,5	1	St.
3	3201-7520	Federgehäuse	1	St.
4	1131-0036	Druckfeder D-127D	1	St.
5	3313-1817	Sperrriegel	1	St.
6	1039-0001	Kunststoffschraube LK m Flansch, KS Z 4x10	1	St.
7	1055-0005	Scheibe DIN 9021 A5,3	1	St.
8	1042-0006	Sechskantmutter ss mit M6 DIN 985	1	St.
9	1055-0006	Scheibe DIN 9021 A6,4	2	St.
10	3313-1253	Spannwelle	1	St.
11	1029-0630	Linsenschraube M6x30	1	St.
12	1080-0010	Sicherungsring DIN 471 10x1	1	St.
13	1059-0001	Stützscheibe DIN 988 10x16x1,2	1	St.
14	3313-1813	Freilaufgehäuse, lang	1	St.
15	3301-1812	Freilaufwelle	1	St.
16	3301-1814	Anlaufbuchse	1	St.
17	1029-6001	Linsenschraube m ISK verz, Tufflock DIN/ISO 7380 M6x12	2	St.
18	1024-0616	Senkschraube M6x16 DIN 7991	1	St.
19	3301-1816	Federlager	1	St.
20	1133-0013	Schenkelfeder T-18854R	1	St.
21	3301-1821-001	Grundplatte rechts	1	St.
22	3313-1815	Achse	1	St.

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-7	3313-1300E-021	Stützaufnahmen	2	St.
1	3301-1240	Klemmbuchse	1	St.
2	1129-0007	Klemmring mit Schnellspanner JD 083, links	1	St.
	1129-0006	Klemmring mit Schnellspanner JD 083, rechts	1	St.
3	3313-1400E	Gleiter komplett	1	St.
4	3313-1310-021	Stützaufnahme	1	St.
5	3313-1331	Gleiteranschlag	1	St.
6	3313-1320	Stützrohrlager	1	St.
7	3313-1332E	Hakenfang mit Verbindungselementen	1	St.

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-5	3313-1400E	Gleiter komplett	1	St.
1	1029-0612	Linsenschraube M6x12	4	St.
2	1114-0028	Gewindebuchse 8xM6x38	2	St.
3	1133-0016	Schenkelfeder T-18805L	1	St.
4	3313-1411	Gleiter	1	St.
5	3313-1412	Sicherungshaken	1	St.

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-10	3313-1500E	Haltebügel standard komplett	1	St.
1-6	3313-1510E-006	Stütze links komplett	1	St.
2-7	3313-1520E-006	Stütze rechts komplett	1	St.
2	1134-0006	Stativfeder B 141	1	St.
3	1141-0015	Lamellenstopfen GL 25x1-2.5	1	St.
4	3301-1240	Klemmbuchse	1	St.
5	1129-0008	Sattelklemmring mit Schraube	1	St.
6	3301-1530	Bundbuchse	1	St.
8-10	3313-1540	Griffbügel standard	1	St.
8	3313-1541-006	Rohrbogen Griffbügel standard	1	St.
9	1062-0408	Blindniet DIN 7337, Alu-, Form A F4x8	2	St.
10	1143-0005	Handgriff TPE d25x120	2	St.

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-14	3313-5100E	Haltebügel mit Universalgriffen komplett	1	St.
1-6	3313-1510E-006	Stütze links komplett	1	St.
2-7	3313-1520E-006	Stütze rechts komplett	1	St.
2	1134-0006	Stativfeder B 141	1	St.
3	1141-0015	Lamellenstopfen GL 25x1-2.5	1	St.
4	3301-1240	Klemmbuchse	1	St.
5	1129-0008	Sattelklemmring mit Schraube	1	St.
6	3301-1530	Bundbuchse	1	St.
8	3303-5110-006	Rohrbogen Griffbügel universal	1	St.
9-13	3301-5120	Universalhaltegriff komplett	2	St.
9	3301-5130-006	Universalhaltegriff	1	St.
10	1089-0002	Klemmkeil	1	St.
11	1021-0885	Zylinderschraube m ISK verz DIN 912 M8x85	1	St.
12	1051-0008	Scheibe verz DIN 125 A8,4	1	St.
13	1070-0308	Spannstift DIN 7346 3x8	1	St.
14	1143-0005	Griffgummi TPE d25x120	1	St.

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1	1281-0007	Lenkgabel LG-K-200-12 200x60	1	St
2	1051-0012	Scheibe A 13	1	St
3	1056-0021	Zahnscheibe A12,5	1	St
4	3301-1150	Achsbolzen 12x70 mit M6 Innengewinde	1	St
5-6	1205-0855E	Innensechskantschraube M8x55 mit Mutter	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1	1221-2961	PU-Rad 290x60, Felge grau, mit Bremsscheibe	2	St
2	1221-1950	PU-Rad 190x50, Felge grau,	2	St
3	1211-2961	Luftrad R290/60, Felge grau, mit Bremsscheibe	2	St
4	1211-1950	Luft-Rad 190/50, Felge grau	2	St
5	1221-3061	PU-Rad R300/60, Felge Chrom, mit Bremsscheibe	2	St
	1221-3063	PU-Rad R300/60, Felge schwarz , mit Bremsscheibe	2	St
6	1221-2048	PU-Rad R200/48, Felge Chrom	2	St
	1221-2049	PU-Rad R200/48, Felge schwarz	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-10	3302-5200	Unterarmauflagen mit Handgriffen	2	Set
1	3301-5321-006	Griffrohr eloxiert	2	St
2	1143-0005	Griffgummi schwarz d25 x 120	2	St
3	1141-0009	Lamellenstopfen SFL 25x1-2,5	2	St
4	1111-0001	Kehlscheibe PA schw 24x6.3x8	2	St
5	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
6	1029-0645	Linsenschraube M6x45	2	St
7	3302-5240	Unterarmauflage	2	St
8-10	3301-5210	Klemmhalter, 60mm	2	St
9	1021-0635	Zylinderschraube M6x35	2	St
10	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-13	3302-5300	Unterarmauflagen mit Handgriff 3-achsig verstellbar	1	Set
1	3301-5321-006	Griffrohr eloxiert	2	St
2	1143-0005	Griffgummi schwarz d25 x 120	2	St
3	1141-0009	Lamellenstopfen SFL 25x1-2,5	2	St
4	3302-5240	Unterarmauflage	2	St
5	1029-0650	Linsenschraube 6x50	6	St
6	1051-0006	Scheibe A6,4	10	St
7	1111-0001	Kehlscheibe PA 24x6.3x8	4	St
8	1113-0047	Scheibe PA schwarz 25x8,4x4	4	St
9	3251-2135	Kloben D8	2	St
10	3301-5360	Distanzbuchse	2	St
11	3301-5350	Klemmwelle	2	St
12	1021-0625	Zylinderschraube M6x25	2	St
13	3301-5915	Klemmschale 45mm lang	4	St
14	1021-0635	Zylinderschraube M6x35	4	St
15	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	4	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-5	3301-6600	Handteller	1	Set
1	1022-0880	Zylinderschraube niedriger Kopf M8x80	2	St
2	1055-0008	Scheibe A8,4	2	St
3	1249-0002	Abweisrolle 100 mm schwarz	2	St
4	3301-6610	Klemmstück für Handteller	2	St
5	1089-0002	Klemmkeil M8x21	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-4	3301-5400	Abweisrollen	1	Set
1	1029-0645	Linsenschraube M6x45	2	St
2	1055-0006	Scheibe A6,4	2	St
3	1249-0001	Abweisrolle 75 mm schwarz	2	St
4	3301-5410	Lagerbuchse	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-4	3301-5500	Schleifbremse, Set	1	Set
1	1150-0002	O-Ring NBR70	2	St.
2	3301-5520	Gewindebuchse	2	St.
3	1031-0830	Gewindestift m ISK und Kegelkuppe verz DIN 913 M8x30	2	St.
4	3301-5510	Schleifplatte	2	St.

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-14	3213-5600	Fahrbremse für Begleitperson Zweihandb.	1	Set
1	1209-0002	Bremshebel 80° manuell rastend 25mm	2	St.
2	1209-0019	Bowdenzug 1300 / 1500	2	St.
3	1204-0005	Bremscheibe mit Alu-Ring	2	St.
4	1089-0004	Kabelbinder schwarz, 4,75-5 x 180 lang	4	St.
5	1039-0001	Kunststoffschraube LK m Flansch, KS Z verz 4x10	8	St.
7	3201-7214	Grundplatte	2	St.
8	1099-0015	Klemmschraube f. Bowdenzug	2	St.
9	1131-0034	Druckfeder D-180Q-03 1,2x11x46,7	2	St.
10	3201-7215	Bolzen Arretierung f. Einstellschraube	2	St.
11	1099-0011	Stellschraube für Bowdenzug, M6, geknickt 160°	2	St.
12	3201-7213	Federstahlbügel mit Bremsbelag	2	St.
13	3201-7216	Bolzen Arretierung f. Bremsband	2	St.
14	3201-7212	Deckel für Nabenbremse	2	St.

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-5	3313-5700	Kippsicherung	1	Set
1-3	3313-5710E-001	Rohrbogen Kippschutz mit Anschlag	2	St
1	3313-5710-001	Rohrbogen Kippschutz Gr. 4	2	St
2	1112-0010	Distanzstück PA schwarz 8x4,3x3	2	St
3	1062-0412	Blindniet F4x12	2	St
4	1134-0006	Stativfeder B141	2	St
5	1141-0015	Lamellenstopfen GL 25x1-2,5	4	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-8	3313-5701	Kippschutz mit Rollen	1	Set
1-3	3313-5720E-021	Rohrbogen Kippschutz für Rollen	2	St
1	3313-5720-001	Rohrbogen Kippschutz Gr. 4	2	St
2	1112-0010	Distanzstück PA schwarz 8x4,3x3	2	St
3	1062-0412	Blindniet F4x12	2	St
4	1134-0006	Stativfeder B141	2	St
5	1141-0015	Lamellenstopfen GL 25x1-2,5	4	St
6	1021-0675	Zylinderschraube M6x75	2	St
7	1249-0008	Rolle D50 x 20	4	St
8	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-8	3313-5800	Sitz komplett, Gr.3+4	1	St
1	3301-5810	Pu-Sitzplatte	1	St
2	3313-5820	Sitzträger Gr.3+4	1	St
3	1142-0002	Kappe K 20 PE schwarz	2	St
4	1141-0006	Lamellenstopfen SFL 20x0,8-2,5	2	St
5	1116-0003	Rohrschelle PA schwarz D30	2	Paar
6	1029-0655	Linsenschraube M6x55	4	St
7	1051-0006	Scheibe A6,4	12	St
8	1029-0635	Linsenschraube M6x35	4	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-13	3301-5900	Becken-Gesäßpelotten	1	Set
1-2	3301-5920	Pelottenträger	1	St
1	3301-5921	Rohr Pelottenträger	1	St
2	1141-0009	Lamellenstopfen SFL 25x0,8-2,5	2	St
3	1029-0645	Linsenschraube M6x45	3	Paar
4	1051-0006	Scheibe A6,4	6	St
5	1116-0005	Rohrschelle	3	Paar
6	3301-5933	Distanzbuchse	6	St
7	3301-5960	PU-Seitenpelotte	2	St
8	3301-5950	PU-Mittelpelotte	1	St
9	3301-5211	Klemmschale 60	2	St
10	3301-5913	Hohlachse	1	St
11	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	4	St
12	3301-5915	Klemmschale 45	2	St
13	1021-0635	Zylinderschraube M6x35	4	St


Ersatzteile



Ersatzteile


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-27	3301-6000	Dynamische Hüftführung als Bausatz für Orthesen	1	Set
1-20	3301-6001	Dynamische Hüftführung, Federung weich (gelb)	1	Set
1-20	3301-6002	Dynamische Hüftführung, Federung hart (rot)	1	Set
1	1131-0045-009	Druckfeder gelb	1	St
	1131-0046-011	Druckfeder rot	1	St
2-7	3301-6040	Konsoleneinheit	1	St
2	3301-6050-006	Konsole hell eloxiert	1	St
3	3301-6070	Bundbuchse	1	St
4	3301-6060	Schiene	1	St
5	1150-0003	O-Ring 10x3	1	St
6	1029-0612	Linsenschraube M6x12	2	St
7	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
8	1070-0330	Spannstift 3x30	1	St
9	3301-6033	Gleitring	1	St
10	3301-6032	Gleitbuchse	1	St
10.1	2001-1230	Distanzhülse 11,5x8,2x3,5	1	St
11	3301-6021	Gelenkwelle	1	St
12	1090-0001	Rillenkugellager D19xd8x6	2	St
13	3301-6031	Lagergehäuse	1	St
14	1051-0008	Scheibe A8,4	3	St
15	1021-0830	Zylinderschraube M8x30	1	St
16-20	3301-5910	Klemmhalter	1	St
16	1021-0635	Zylinderschraube M6x35	4	St
17	3301-5915	Klemmschale 45	2	St
18	3301-5913	Hohlachse	1	St
19	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	4	St
20	3301-5211	Klemmschale 60	2	St
21-27	3301-6080	Trapetzadapter	1	St
21	1127-0010	Zugschnäpper d6xM10xS10x31	1	St
22	1059-0001	Stützscheibe 10x16x1,2	1	St
23	1063-0410	Blindniet S4x10 Senkkopf	4	St
24	3301-6081-006	Trapezblech	1	St
25	3301-6082-006	Adapter eloxiert	1	St
26	1063-0410	Blindniet S4x10 Senkkopf	6	St
27	3301-6091	Basisplatte	1	St
21-28	3301-6300	Hüftgurt für dynamische Hüftführung, Hüftumfang 53-83 cm	1	St
	3302-6300	Hüftgurt für dynamische Hüftführung, Hüftumfang 65-115 cm	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-5	3202-7100	Lenkstopp komplett, für zwei Radgabeln	1	Set
1	3202-7110	Lenkstoppgehäuse	2	St
2	1127-0009	Zugschnapper mit Aretierung	2	St
3	1021-0625	Zylinderschraube M6x25	2	St
4	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
5	1150-0001	O-Ring 18x2	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-7	3303-6100	Gepäckträger Gr.1 für Gr.3+4	1	St
1	3303-6110	Rohrbogen Gepäckträger Gr.3+4	1	St
2	1142-0002	Kappe schwarz	2	St
3	1143-0006	Soft Grip Schlauch	2	St
4	1116-0003	Rohrschelle PA schwarz D30	2	Paar
5	1051-0006	Scheibe A6,4	4	St
6	1029-0650	Linsenschraube M6x50	4	St
7	7000-0022	Spanngurt 800mm lang	1	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-8	3303-6500	Sitzhosenbügel Gr.3	1	Set
1-3	3303-6510E	Sitzhosenbügel Gr.3 mit Gurtführung	1	St
2	3301-6530	Gurtführung	2	St
3	1062-0412	Blindniet F4x12	8	St
4	3301-6521	Distanzrohr eloxal schwarz	2	St
5	1145-0002-001	Rohrverbinderhälfte T-90° 25/25 , schwarz	4	St
6	1145-0001-015	Rohrverbinderhälfte T-90° 25/25 mit Bohrung	4	St
7	1049-0067	BILOC-Mutter M8	4	St
8	1021-0820	Zylinderschraube M8x20	4	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-5	3303-6400	Sitzhose als Fang- und Führungsgurt, Hüftumfang 73 - 103 cm	1	Set
2	1530-0004	Stegschnalle TG 25/N	2	St
3	1512-0006	PP-Gurt 25x350 schwarz mit Schlaufe, Stecker und Stegschnalle	2	St
4	1511-2535	PE-Gurt 25x350 schwarz	2	St
5	1512-0007	PP-Gurt 25x350 schwarz Schlaufe mit Stecker	2	St

HOGGI GmbH
Eulerstraße 27 • 56235 Ransbach-Baumbach • Deutschland
Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0 • Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99
E-mail: info@hoggi.de • www.hoggi.de
