

TIMO OT

Stand: November 2025 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: in Bearbeitung

Bestellung

Angebot

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____



Grundausrüstung

- Sitzrahmen
- Untergestell
- einstellbares Federbein
- Doppelrollen 75 mm

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehöbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarbe

6999-0014-032



Schwarz, matt

Polsterfarbe

6999-0014-346



Schwarz

Technische Daten



	Größe 1	Größe 2
Sitzbreite	18 - 30 cm	23 - 35 cm
Sitztiefe	19 - 38 cm	24 - 43 cm
Rückenhöhe	40 cm	45 cm
Unterschenkellänge	18 - 40 cm	18 - 45 cm
Armlehnenbreite	24, 27, 32, 35 cm	29, 32, 37, 40 cm

Sitztiefe eintragen: (19 - 43 cm)

Rückenhöhe eintragen: (36 - 62 cm)

Unterschenkellänge eintragen: (18 - 45 cm) (+ 2 cm mit konturiertem Sitzkissen)

Armlehnenbreite eintragen: (24, 27, 29, 32, 35, 37, 40 cm)



4121-0000

TIMO Sitzschalenuntergestell Gr. 1



4122-0000

TIMO Sitzschalenuntergestell Gr. 2

Kniewinkelanlage



411X-2400E

Kniewinkelanlage, winkelverstellbar

- 1 TIMO Gr. 1
- 2 TIMO Gr. 2



411X-2500E

Kniewinkelanlage, winkelverstellbar,
abnehmbar

- 1 TIMO Gr. 1
- 2 TIMO Gr. 2

Fußbretthalter



Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar



Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung

Fußbrett, Fußbrettaufpolsterung, Fersenplatte



Fußbrett, schwarz

- 4 TIMO Gr. 1
- 8 TIMO Gr. 2



Fußbrettaufpolsterung

- 1 Gr. 1
- 2 Gr. 2



Fersenplatte aus Aluminium, schwarz

- 4 TIMO Gr. 1
- 8 TIMO Gr. 2

Doppelrollen




Doppelrollen, 75 mm



Doppelrollen, 100 mm

Rücken



4121-3201

Ohne Rücken, Auslösehebel lose zur Selbstmontage D22 mm



412X-2300

Rücken TIMO OT Plus

- 1 Gr. 1
- 2 Gr. 2

Hinweis:
Die Auslösehebel werden am Rücken montiert.


Sitzblech, Trapezadapter



411X-2130E

Sitzblech

- 1 Gr. 1
- 2 Gr. 2



4121-3100

Trapezadapter

Sitzkissen



411X-7100E

Sitzkissen standard

- 1 TIMO Gr. 1
- 2 TIMO Gr. 2



411X-800XE

Konturiertes Sitzkissen

- 1-01 TIMO Gr. 1, ST 19-23
- 1-02 TIMO Gr. 1, ST 24-28
- 1-03 TIMO Gr. 1, ST 29-33
- 1-04 TIMO Gr. 1, ST 34-38
- 2-01 TIMO Gr. 2, ST 24-28
- 2-02 TIMO Gr. 2, ST 29-33
- 2-03 TIMO Gr. 2, ST 34-38
- 2-04 TIMO Gr. 2, ST 39-43

Inkontinenzüberzug, A-TEX-Auflage, Oberschenkelführung



Inkontinenzüberzug für Standard Sitzkissen

- 1 TIMO Gr. 1
- 2 TIMO Gr. 2



Zusätzliche A-TEX-Auflage auf dem Schaumstoffkissen als Inkontinenzschutz für Konturiertes Sitzkissen



Oberschenkelführung

- Gr. 1 11-01
- Gr. 2 11-02
- Gr. 3 12-01

Schiebegriff, Armlehnen, Armlehnenauflage



Schiebegriff am Sitzrahmen

- 1 Gr. 1
- 2 Gr. 2



Armlehnen, ohne Armlehnenauflage



Armlehnenauflage

- 175 mm lang (für Gr. 1) 0
- 235 mm lang (für Gr. 1 & 2) 1
- 270 mm lang (für Gr. 2) 2

Klemmhebel, Sterngriffe



Klemmhebel für die Verstellung der Oberschenkelführungen



Sterngriff für die Verstellung der Oberschenkelführungen



Klemmhebel für die Höhenverstellung der Armlehnen



Sterngriff für die Höhenverstellung der Armlehnen


Therapietisch



Therapietisch, transparent



Therapietisch, anthrazit



Therapietisch Holz



Hinweis:

Nur in Kombination mit Armlehnen möglich.

Abduktionskeil




Abduktionskeil, abschwenkbar und abnehmbar

Gr. 1 31-78

Gr. 2 31-79

Gr. 3 33-78



Abduktionskeil, fest

Gr. 1 31-78

Gr. 2 31-79

Gr. 3 33-78



Hinweis:

Nur in Kombination mit Sitzblech möglich.

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage

Alle Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich. Irrtümer, Druckfehler sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Verbindlich sind ausschließlich die Preise, die in unserem schriftlichen Angebot oder in der Auftragsbestätigung genannt werden.