



SWINGBO® VTi System-Kinderrollstuhl mit 45° Sitzkantelung

HMV-Nr.: 18.50.03.2011

Crash getestet nach ISO 7176-19 und RESNA WC-4:2012: Section 19

Alle Preise in €, Stand 10/2023, gültig bis auf Widerruf, zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

☐ Angebot	☐ Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
Rechnungsanschrift	
Firma	Kundennummer
Straße	Postleitzahl, Ort
E-Mail	Telefon
Fax	
Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
Straße	Postleitzahl, Ort



Grundausrüstung

Untergestell

- Aluminium-Starrrahmen mit schwerpunktnaher Sitzkantelung
- Radstand einstellbar
- Radabdeckungen mit integrierter Bremsanlage
- Leichtgewichts-Antriebsräder **HOGGI** light inkl. Greifreifen, abnehmbar über Quick Release Achsen

Sitzsystem

- Sitzhöhe einstellbar
- Schiebegriffe oder Schiebebügel inklusive
- Sitzkantelung verstellbar: -5° bis +45°
Bei geringen Sitzhöhen, geringem Aktivgrad und niedrig eingestellten Armlehnen kann die Kantelung eingeschränkt sein.
- Sitztiefe verstellbar um bis zu 8 cm
- Sitzbreite wählbar 24 - 36 cm
- Zuladung 60 kg

Mindestangaben (Ohne diese Daten kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.)

Rahmenfarbe (Farbcode eintragen! Verfügbare Farben siehe Tabelle "Rahmenfarben")

Sitzbreite * in cm ☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 **Sitzhöhe *** (37 - 47 cm)

Sturz in Grad ☐ 3° (3240-1370) ☐ 6° (3240-1350) ☐ 9° (3240-1360)

* siehe Anhang Tabelle „Sitzmaße“ und „Radkombinationen und Sitzhöhen“

Voreinstellungen

Sitztiefe (ST) ⁴ (24 - 42 cm) **Unterschenkellänge (UL)** (16 - 37 cm)

Rückenwinkelbereich ¹ ☐ 75° - 115° ☐ 80° - 120° **Rückenhöhe** ⁴ (33 - 55 cm)

Schiebegriff- und Rückenwinkel: ² ☐ 90° ☐ 95° ☐ 100° ☐ 105°

Aktivgrad ³ (0 - 10 cm)

¹ nur für winkel- und höhenverstellbaren Rücken

² nur für abklappbare Schiebebügel / Schiebegriffe

³ siehe Abbildung "Aktivgrad"

⁴ siehe Tabelle "Sitzmaße"

Bei fehlenden Angaben wird werksseitig auf das kleinste Maß eingestellt. Der Rückenwinkel wird auf 90° eingestellt.

Grundausrüstung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! **SB**=Sitzbreite

[illegible]

Radabdeckungen

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis	€
mit	☐	3248-179x	Radabdeckung mit integrierter Bremsanlage (2=22", 4=24")		1 Set		inkl.
oder	☐	3248-179x	Radabdeckung mit integrierter Bremsanlage, breit für 3° Sturz (3=22", 5=24")		1 Set		inkl.
oder	☐	3248-1798	Radabdeckung ALU in Rahmenfarbe mit integrierter Bremsanlage für 20-24" Räder		10	1 Set	
oder	☐	3248-1799	Radabdeckung ALU in Rahmenfarbe mit integrierter Bremsanlage für 20-24" Räder, breit für 3° Sturz		1 Set		

Antriebsräder

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

[illegible]

Speichenschutz // Alte Motive // Abverkauf

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis	€
☐	1204-101x		Speichenschutz, transparent *	16	1 Set		
☐	1204-101x		Speichenschutz, transparent, für Trommelbremsräder *		1 Set		
☐	1204-101x		Speichenschutz mit Motiv **	(Abverkauf) 17	1 Set		
☐	1204-101x		Speichenschutz mit Motiv, für Trommelbremsräder **	(Abverkauf)	1 Set		
* Motive 2021 nur möglich in Kombination mit 1204-2001-XXX							
** bitte Farbcode des Speicherschutzmotivs eintragen (siehe Anhang)							
Nur solange der Vorrat reicht!							
*** Speicherschutz mit Motiv ist nicht für 20" Räder erhältlich							

Speichenschutz // Neue Motive 2021 (mit 10% Händlerabbatt)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
☐	1204-2001-000		Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, einfarbig nach Kundenwunsch ^{1 2}		1 Set	
☐	1204-2001-2XX		Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Motiv ^{1 3}		1 Set	
☐	1204-2001-SA		Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Grafik nach Kundenvorgabe ¹			
			¹ nur in Verbindung mit transparentem Speichenschutz			
			² bitte RAL Ton angeben			
			³ Speichenschutz Motiv im "Speichenschutz Bestellblatt" wählbar (verfügbar auf der Website)			

Lenkräder

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis	€
mit ☐	1250-1002S		Rad mit Vollgummireifen, schwarz 100 x 32 mm	18	1 Set	inkl.	
oder ☐	1250-1003S		Rad mit Vollgummireifen, schwarz 125 x 32 mm		1 Set	inkl.	
oder ☐	1250-1005S		Rad mit Vollgummireifen, schwarz 140 x 40 mm		1 Set	inkl.	
oder ☐	1249-1005		Skaterrolle mit Leuchtdioden 100 x 24 mm (Aufpreis)	19	1 Set		
oder ☐	1249-1006		Skaterrolle mit Leuchtdioden 125 x 24 mm (Aufpreis)		1 Set		
oder ☐	1221-1003		PU-Rad mit Design-Kunststofffelge 100 x 34 mm (Aufpreis)	20	1 Set		
oder ☐	1221-1004		PU-Rad mit Design-Kunststofffelge 125 x 34 mm (Aufpreis)		1 Set		

Zubehör

SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis	€
☐	3246-24SB	015	Sitzblech	21	1 Set		
☐	3248-6501	346	Gerade Hüftpelotten Gr.1 (225 x 100 mm), SB 28 - 34 *	22	1 Paar		
☐	3248-6502	346	Gerade Hüftpelotten Gr.2 (250 x 110 mm), SB 28 - 34 *		1 Paar		
☐	3249-6502	346	Gerade Hüftpelotten (250 x 110 mm), SB 36 - 44 *		1 Paar		
			* Hüftpelotten reduzieren die maximale Sitzbreite um 3 cm				
☐	3231-7800	346	Abduktionskeil Gr.1, abschwenkbar (LBH 9 x 6 x 9 cm)	23	1 Paar		
☐	3231-7900	346	Abduktionskeil Gr.2, abschwenkbar (LBH 11 x 8 x 10 cm)		1 Paar		
☐	3245-29SB		Rücken winkel- und höhenverstellbar in Rahmenfarbe *	24	1 Set		
			* nur in Verbindung mit Schiebebügel/Schiebegriffe abnehmbar				
☐	3245-32SB		Rücken in Muldenform zweiteilig, höhenverstellbar in Rahmenfarbe *	25	1 Set		
			* nur in Verbindung mit Schiebebügel/Schiebegriffe winkelverstellbar und abklappbar				
☐	3245-3310		Vier Klemmschellen D25 mit Befestigungsmaterial	26	1 Set		
☐	3246-4005	015	Kniewinkelanlage 90°, UL kurz 16 - 27 cm	27	1 Set		
☐	3246-4006	015	Kniewinkelanlage 90°, UL lang 16 - 37 cm *		1 Set		
☐	3246-4007	015	Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85° - 160°, UL kurz 19 - 27 cm	28	1 Set		
☐	3246-4008	015	Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85° - 160°, UL lang 19 - 37 cm *		1 Set		
mit ☐	3246-4302		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	29	1 Set	inkl.	
oder ☐	3246-4303		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung (Aufpreis)	30	1 Set		
☐	SA-0430		Verstärkter Fußbrettträger aus Stahl ohne Mehrpreis (Mehrgewicht ca. 0,3 kg)		1 Stück	inkl.	
mit ☐	3248-44SB		Fußbrett aus Kunststoff, schwarz, flach	31	1 Stück		
oder ☐	3248-45SB		Fußbrett aus Kunststoff, schwarz, mit Fersenkante	32	1 Stück		
oder ☐	3248-46SB		Fußbrett aus Aluminium in Rahmenfarbe, flach		1 Stück		
mit ☐	3246-4003	015	Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°, UL kurz 19 - 27 cm ¹⁾	33	1 Stück		
oder ☐	3246-4004	015	Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°, UL lang 19 - 37 cm ^{1) 2)}		1 Stück		
mit ☐	3246-46SB		Zwei Einzelfußbretter in Wannenform	34	1 Set		
			¹⁾ einsetzbar ab Sitzbreite 26 cm				
			²⁾ einsetzbar ab Sitzhöhe 40 cm				
☐	3246-71SB	346	Sitzkissen, schwarz 3 cm dick	35	1 Stück		
☐	3246-77SB	346	Sitzkissen, 3 cm dick mit Ausschnitten für Hüftpelotten (ab SB 28 cm)		1 Stück		
☐	3245-72SB	346	Rückenkissen, Rücken in Muldenform schwarz 2,5 cm dick, SB 24 - 32 cm	36	1 Stück		
☐	3245-72SB	346	Rückenkissen, Rücken in Muldenform schwarz 2,5 cm dick, SB 34 u. 36 cm		1 Stück		
☐	3245-73SB	346	Rückenkissen schwarz 2,5 cm dick, SB 24 - 32 cm		1 Stück		
☐	3245-73SB	346	Rückenkissen schwarz 2,5 cm dick, SB 34 u. 36 cm		1 Stück		


Zubehör					SB=Sitzbreite		
	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis	€
mit ☐	2240-1505		MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar zur Befestigung an Rundrohr D25 mm, links	37	1 Stück		
mit ☐	2240-1506		MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar zur Befestigung an Rundrohr D25 mm, rechts		1 Stück		
oder ☐	2240-1405		MDP Pelottenhalter fix Befestigung an Rundrohr D25 mm, links/rechts	38	1 Stück		
mit ☐	2240-1461	346	MDP Thoraxpelotte Gr.1 (8 x 10 x 2 cm), Bezug: schwarz	39	1 Stück		
oder ☐	2240-1462	346	MDP Thoraxpelotte Gr.2 (10 x 12 x 2 cm), Bezug: schwarz		1 Stück		
oder ☐	2240-1463	346	MDP Thoraxpelotte Gr.3 (12 x 13 x 2 cm), Bezug: schwarz		1 Stück		
oder ☐	2240-1471		MDP Thoraxpelotte gekröpft Gr.1 (6 x 11,5 x 2,5 cm), PU ohne Bezug	40	1 Stück		
oder ☐	2240-1472		MDP Thoraxpelotte gekröpft Gr.2 (8 x 14 x 2,5 cm), PU ohne Bezug		1 Stück		
	☐ 1204-101x		Greifreifenüberzug Silikon schwarz gerillt (5=20", 6=22", 7=24")	41	1 Set		
	☐ 3243-7602	346	Kopfstütze Standard mit Polster, SB 24 - 26 cm	42	1 Stück		
	☐ 3243-7603	346	Kopfstütze Standard mit Polster, SB 28 - 36 cm		1 Stück		
	☐ 3201-3830		Kopfstützenhalter universal (für 3245-7800 oder Fremdfabrikate)	43	1 Stück		
	☐ 3245-7800	346	Kopfstütze mit Hinterhauptpolster inkl. Montageset	44	1 Stück		
	☐ 3200-0401		Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern	45	1 Stück		
	☐ 3245-6802	346	Thoraxpelotten, einzeln verstellbar, Pelottengröße ca. 12 x 13 x 2 cm *	46	1 Set		
			* nur in Verbindung mit Rücken winkel- und höhenverstellbar 3245-29SB				
	☐ 3246-68SB	346	Thoraxpelotten passend zu Muldenform Rücken		1 Set		
	☐ 3245-6401	346	Brust- / Thoraxpelotten Gr. 1, Brustumfang 33 - 43 cm *	47	1 Stück		
	☐ 3245-6402	346	Brust- / Thoraxpelotten Gr. 2, Brustumfang 39 - 49 cm *		1 Stück		
	☐ 3245-6403	346	Brust- / Thoraxpelotten Gr. 3, Brustumfang 45 - 55 cm *		1 Stück		
			* Brustumfang gemessen vor der Rückenlehne, nur in Verbindung mit Rücken winkel- und höhenverstellbar 3245-29SB				
			* bei Bestellung dieser Artikel in Verbindung mit einem Rücken in Muldenform muss zusätzlich SA-0295-MP genommen werden				
mit ☐	3246-6200		Armlehnen Gr. 1, Höhe 14 - 21 cm*		1 Paar		
			* je nach Sitzhöhe und Sitzwinkel (Kantelung) sind nicht alle niedrigen Armlehnhöhen möglich				
			* Kantelung kann bei bestimmten Einstellungen eingeschränkt sein				
oder ☐	3246-6300		Armlehnen Gr. 2, Höhe 19 - 26 cm*		1 Paar		
			* je nach Sitzhöhe und Sitzwinkel (Kantelung) sind nicht alle niedrigen Armlehnhöhen möglich				
oder ☐	3246-6400		Armlehnen mit Kantelausgleich Gr.1, Höhe 15 - 23 cm	48	1 Paar		
oder ☐	3246-6500		Armlehnen mit Kantelausgleich Gr.2, Höhe 18 - 26 cm		1 Paar		
mit ☐	7000-0051		PU-Armauflagen, 235 mm lang		1 Paar	inkl.	
oder ☐	7000-0052		PU-Armauflagen, 270 mm lang		1 Paar	inkl.	
	☐ 3240-8202		Therapietisch Gr. 2, SB 24 - 26 cm *	49	1 Stück		
	☐ 3240-8203		Therapietisch Gr. 3, SB 28 - 32 cm *		1 Stück		
	☐ 3240-8204		Therapietisch Gr. 4, SB 34 - 36 cm *		1 Stück		
			* nur in Verbindung mit Armlehnen				
	☐ 3201-6100		Beckengurt	50	1 Stück		
	☐ 3240-6702		4-Punkt Beckengurt Gr. S (SB 22 - 30 cm)	51	1 Stück		
	☐ 3240-6703		4-Punkt Beckengurt Gr. M (SB 28 - 34 cm)		1 Stück		
	☐ 3201-6400		Fußgelenkgurte Gr. 1	52	1 Paar		
	☐ 3203-6400		Fußgelenkgurte Gr. 2		1 Paar		

Sonderzubehör (mit 10% Händlerrabatt)

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis	€
	☐ 7000-0173H		AMF-Bruns Kraftknoten für SWINGBO VTi (Leichte Schwerlastösen)	53	1 Set		
	☐ 7000-012x		Beckengurt *	50	1 Stück	inkl.	
	☐ 6999-1020		Montage des Kraftknotensystems *		1 Stück		
			* notwendig für AMF-Bruns Kraftknoten				
	☐ 7000-0199		"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson	54	1 Set		

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis	€
☐	3246-80SB	346	Konturiertes Sitzkissen, mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöcker-aufnahmen, mit abnehmbarem Bezug aus Trevira CS, SB 24-32 *	55	1 Stück		
☐	3246-80SB	346	Konturiertes Sitzkissen, mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöcker-aufnahmen, mit abnehmbarem Bezug aus Trevira CS, SB 34 u. 36 *		1 Stück		
			* nicht kombinierbar mit Hüftpelotten sowie Abduktionskeil				
☐	SA-0286/2-KP		A-Keil Erhöhung um 30 mm *		1 Set		
			* nur in Verbindung mit A-Keil und Konturiertem Sitzkissen				
☐	3245-9300	346	Verdeck inkl. Adapter u. Regenschutz, schwarz *	56	1 Stück		
			* nur in Verbindung mit Rücken winkel- und höhenverstellbar 3245-29SB				
☐	SA-0183		Verlängerung Schiebebügeloberteil	57	1 Set		
☐			Verlängerung um 5 cm				
☐			Verlängerung um 10 cm				
☐	SA-0093-MP		Maxgrepp Original Greifreifen (Aufpreis)	59	1 Set		
☐	SA-0094-MP		Maxgrepp Ergo Para Greifreifen (Aufpreis)	60	1 Set		
☐	SA-0095-MP		Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen (Aufpreis)	61	1 Set		
☐	SA-0390		Polsterteile in Sonderfarbe (siehe Anhang Polsterfarben)		Preis auf Anfrage		
☐	SA-0210		Rahmen in einer anderen RAL Farbe (Aufpreis)		1 Stück		
☐	6999-0014	060	Rahmen in Sonderfarbe Kupfergold (Aufpreis)		1 Stück		
☐	6999-0017/2		Radgabel pulverbeschichtet, Farbe gemäß Kundenagabe (Aufpreis)		1 Stück		
☐	SA-0279/2-KP		SWINGBO® VTi Lenk- und Schiebehilfe *	62	1 Stück		
			* bei Nachrüstung fallen zusätzliche Kosten an				
☐	SA-0306		Ankipphilfe Hinweis: Bitte gewünschte Anbauseite wählen: ☐ Anbau links oder ☐ Anbau rechts	63	1 Stück		
☐	3275-1910		Abweisrollen	64	1 Stück		
			Kunststoff Antirutschbeschichtung in Sonderfarbe: Reinweiß (RAL 9010), Silbergrau (RAL 7001), Himmelblau (RAL 5015), Verkehrsrot (RAL 3020), Reinorange (RAL 2004)	66			
☐	SA-0572-F-MP		(Aufpreis)		1 Paar		
☐	SA-0315/3-MP		Vorbereitung für die Montage des Einhandbetriebs der Firma "Pro Aktiv"	67	1 Stück		
☐	SA-0158-KP		Wadenpolster passend zur Sitzbreite (Aufpreis)		1 Stück		
☐	SA-0505-MP		Verriegelung der Integrierten Bremse	68	1 Stück		
☐	SA-0594		Radabdeckung aus Carbon (Aufpreis)	69	Preis auf Anfrage		



Sitzmaße

Sitzbreite (SB)	24	26	28	30	32	34	36
Einbaubreite zwischen den Sitzaufnahmen	23,5	25,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5
Sitztiefe	24 - 30	24 - 32	26 - 34	28 - 36	30 - 38	32 - 40	34 - 42
Rückenhöhe bei Rücken in Muldenform	36 - 44	37 - 45	38 - 48	39 - 49	40 - 50	42 - 54	43 - 55
Rückenhöhe bei Rücken winkelverstellbar	33 - 42	35 - 44	37 - 46	39 - 48	41 - 50	43 - 52	45 - 54

*Reduzierung der SB zwischen den Drehpunkten um ca. 2 cm bei der Auswahl der Artikel 3248-30SB und 3245-29SB"

Sitzhöhe

Lenkräder Antriebsräder	Raddurchmesser 100 mm				Raddurchmesser 125 mm				Raddurchmesser 140 mm			
	Sturz 3° 6° 9°				Sturz 3° 6° 9°				Sturz 3° 6° 9°			
20 x 1"	☐ Sitzhöhe: 37	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 37	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 37	o	o	o
	☐ Sitzhöhe: 38	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 38	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 38	K	K	K
	☐ Sitzhöhe: 39	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 39	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 39	K	K	o
	☐ Sitzhöhe: 40	K	L	L	☐ Sitzhöhe: 40	L	K	L	☐ Sitzhöhe: 40	K	K	K
	☐ Sitzhöhe: 41	L	L	K	☐ Sitzhöhe: 41	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 41	K	L	o
	☐ Sitzhöhe: 42	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 42	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 42	L	K	o
	☐ Sitzhöhe: 43	L	o	o	☐ Sitzhöhe: 43	L	o	o	☐ Sitzhöhe: 43	o	L	o
22 x 1"	☐ Sitzhöhe: 39	o	K	L	☐ Sitzhöhe: 39	o	K	K	☐ Sitzhöhe: 39	o	o	K
	☐ Sitzhöhe: 40	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 40	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 40	K	K	K
	☐ Sitzhöhe: 41	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 41	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 41	K	L	L
	☐ Sitzhöhe: 42	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 42	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 42	K	L	L
	☐ Sitzhöhe: 43	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 43	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 43	L	L	L
	☐ Sitzhöhe: 44	L	L	o	☐ Sitzhöhe: 44	L	L	o	☐ Sitzhöhe: 44	L	L	L
	☐ Sitzhöhe: 45	L	o	o	☐ Sitzhöhe: 45	L	o	o	☐ Sitzhöhe: 45	L	o	o
24 x 1"	☐ Sitzhöhe: 42	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 42	L	o	L	☐ Sitzhöhe: 42	L	L	L
	☐ Sitzhöhe: 43	o	L	L	☐ Sitzhöhe: 43	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 43	L	L	L
	☐ Sitzhöhe: 44	L	o	L	☐ Sitzhöhe: 44	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 44	L	L	L
	☐ Sitzhöhe: 45	o	L	o	☐ Sitzhöhe: 45	o	L	L	☐ Sitzhöhe: 45	L	L	L
	☐ Sitzhöhe: 46	o	o	o	☐ Sitzhöhe: 46	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 46	o	L	L
									☐ Sitzhöhe: 47	L	L	L
	L 1281-1011 Gabeln lang 1 Set incl.				K 1281-1010 Gabeln kurz 1 Set incl.				o nicht lieferbar			

(Sitzhöhen sind Richtwerte, Toleranz +/- 10mm)

Rahmenfarben

001 Schwarz (RAL 9005)	021 Graualuminium (RAL 9007)	032 Schwarz matt (RAL 9005M)	059 Pastellblau (RAL 5024)
002 Silber	022 Signalweiß (RAL 9003)	039 Signalolett (RAL 4008)	061 Hellrosa (RAL 3015)
003 Perlrubinrot (RAL 3032)	023 Reinorange (RAL 2004)	040 Nachtblau (RAL 5022)	064 Olivgrün (RAL 6003)
004 Perlnachtblau (RAL 5026)	024 Eisenglimmer	050 Weiß matt (RAL 9003)	065 Himbeerrot (RAL 3027)
005 Perlenzianblau (RAL 5025)	025 Signalblau (RAL 5005)	053 Lichtgrün (RAL 6027)	066 Weißgrün (RAL 6019)
017 Verkehrsgelb (RAL 1023)	026 Blutorange (RAL 2002)	054 Ozeanblau (RAL 5020)	
018 Feuerrot (RAL 3000)	027 Erikaviolett (RAL 4003)	056 Türkisblau (RAL 5018)	
019 Himmelblau (RAL 5015)	028 Perlviolett (RAL 4011)	057 Eisenglimmer light	
020 Gelbgrün (RAL 6018)	029 Perlbeige (RAL 1035)	058 Lachsorange (RAL 2012)	

SA-0210-MP weitere RAL-Farben auf Anfrage (RAL-Nummer angeben), **Mehrpreis**

Polsterfarben

346 Schwarz	321 Abstandsgewirke, schwarz (Sonderfarbe)	348 Grau Soft (Sonderfarbe)
347 Beere Soft	(Sonderfarbe)	349 Türkis Soft (Sonderfarbe)

Alle **HOGGI** Polster werden aus schwer entflammbarem Trevira CS gefertigt. Ausnahme Abstandsgewirke (**321**).

Speichenschutz



Farbcode

201	HOGGI blau	205	Zug
202	Elfenland	206	Drache
203	Maus	207	Zirkus
204	Wasserwelt		

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SWINGBO® VTi



Kippschutz



Schiebebügel,
abnehmbar



Schiebebügel „breit“



Schiebegriffe,
abnehmbar




Schiebebügel,
abklappbar



Schiebegriffe,
abklappbar



Schiebebügel, winkelver-
stellbar und abklappbar



Transportsicherung



verstärkte Riegelklauen



Radabdeckung mit
integr. Bremse



Antriebsrad HOGGI light



Antriebsrad HOGGI light
mit Trommelbremse



Alu-Greifreifen, Standard



Alu-Greifreifen, Hoch



VA-Greifreifen, Standard



Speichenschutz,
transparent



Speichenschutz
mit Motiv



Rad mit Vollgummireifen




Skaterrolle mit
Leuchtdioden



PU-Rad mit
Design-Kunststofffelge




Sitzblech



Hüftpelotten



Abduktionskeil



Rücken winkel- und
höhenverstellbar



Rücken in Muldenform



Klemmschellen



Kniewinkelanlage



Kniewinkelanlage,
winkelverstellbar



Fußbretthalter,
hochklappbar



Fußbretthalter,
mit Verriegelung

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SWINGBO® VTi



Fußbrett aus Kunststoff, flach



Fußbrett aus Kunststoff, mit Fersenkante



Einzelfußstützen-kniewinkelanlage



Zwei Einzelfußbretter in Wannenform



Sitzkissen




Rückenkissen




MDP Pelottenhalter abklappbar & abnehmbar



MDP Pelottenhalter fix



MDP Thoraxpelotte



MDP Thoraxpelotte gekröpft



Greifreifenüberzug




Kopfstütze Standard mit Polster



Kopfstützenhalter universal



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



Gurtführung als T-Träger




Thoraxpelotten



Brust- / Thoraxpelotten



Armlehnen mit Kantelausgleich



Therapietisch



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fußgelenkgurte



AMF-Bruns Kraftknoten, Schwerlastösen



„Cosies“ Thermofleece Handwärmer



Konturiertes Sitzkissen



Verdeck



Verlängerung Schiebebügeloberteil



Geschlossene ergonomische Greifreifen



Maxgrepp Original Greifreifen



Maxgrepp Ergo Para Greifreifen

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SWINGBO® VTi




61 Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen



62 Lenk- und Schiebehilfe



63 Ankipphilfe



64 Abweisrollen




65 Alugreifreifen mit Antirutschbeschichtung



66 Antirutschbeschichtung in Sonderfarbe



67 Einhandbetriebs der Firma „Pro Aktiv“



68 Verriegelung der Integrierten Bremse



69 Radabdeckung aus Carbon