

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.2011

**Bestellung**

**Angebot**

Auftragsnummer / Kommission: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Rechnungsanschrift**

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

**Lieferanschrift**

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_



**Grundausrüstung**

- Aluminium-Starrahmen
- Kippschutz rechts und links
- Schiebegriffe oder Schiebebügel
- Radabdeckungen mit integrierter Bremsanlage
- Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

**Rahmenfarben**



## Sonderlackierung



Wunsch-RAL-Farbe:

Kupfergold


### Sonderlackierung (optional)



**Hinweis:**  
Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.

Radgabeln in Wunschfarbe:  
(standardmäßig in schwarz)

### Sitzbreite und Sitztiefe



Sitzbreite: 24 cm (tatsächliche Einbaubreite: 23,5 cm)  
Sitztiefe eintragen: (24 - 30 cm)

Sitzbreite: 26 cm (tatsächliche Einbaubreite: 25,5 cm)  
Sitztiefe eintragen: (24 - 32 cm)

Sitzbreite: 28 cm (tatsächliche Einbaubreite: 27,5 cm)  
Sitztiefe eintragen: (26 - 34 cm)


Sitzbreite: 30 cm (tatsächliche Einbaubreite: 29,5 cm)  
Sitztiefe eintragen: (28 - 36 cm)

Sitzbreite: 32 cm (tatsächliche Einbaubreite: 31,5 cm)  
Sitztiefe eintragen: (30 - 38 cm)

Sitzbreite: 34 cm (tatsächliche Einbaubreite: 33,5 cm)  
Sitztiefe eintragen: (32 - 40 cm)

Sitzbreite: 36 cm (tatsächliche Einbaubreite: 35,5 cm)  
Sitztiefe eintragen: (34 - 42 cm)

### Rückenhöhe und Unterschenkelänge





Sitzbreite	24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm
<b>Rückenhöhe</b>							
Rücken in Muldenform	36-44 cm	37-45 cm	38-48 cm	39-49 cm	40-50 cm	42-54 cm	43-55 cm
Rücken winkelverstellbar	33-42 cm	35-44 cm	37-46 cm	39-48 cm	41-50 cm	43-52 cm	45-54 cm

Rückenhöhe eintragen:

Unterschenkelänge eintragen:

(16 - 37 cm)

**Aktivgrad**



Aktivgrad eintragen: (0 - 10 cm)

**Radsturz**

3°



6°



9°



**Sitzhöhe**

SWINGBO VTi	Lenkräder mit 100 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 125 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 140 mm Raddurchmesser
<b>20" Antriebsräder</b>	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°
	SH: 37 cm x x x	SH: 37 cm x x x	SH: 38 cm x x x
	SH: 38 cm x x x	SH: 38 cm x x x	SH: 39 cm x x -
	SH: 39 cm x x x	SH: 39 cm x x x	SH: 40 cm x x x
	SH: 40 cm x x x	SH: 40 cm x x x	SH: 41 cm x x -
	SH: 41 cm x x x	SH: 41 cm x x x	SH: 42 cm x x -
	SH: 42 cm x x x	SH: 42 cm x x x	SH: 43 cm - x -
	SH: 43 cm x - -	SH: 43 cm x - -	
<b>22" Antriebsräder</b>	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°
	SH: 39 cm - x x	SH: 39 cm - x x	SH: 39 cm - - x
	SH: 40 cm x x x	SH: 40 cm x x x	SH: 40 cm x x x
	SH: 41 cm x x x	SH: 41 cm x x x	SH: 41 cm x x x
	SH: 42 cm x x x	SH: 42 cm x x x	SH: 42 cm x x x
	SH: 43 cm x x x	SH: 43 cm x x x	SH: 43 cm x x x
	SH: 44 cm x x -	SH: 44 cm x x -	SH: 44 cm x x x
SH: 45 cm x - -	SH: 45 cm x - -	SH: 45 cm x - -	
<b>24" Antriebsräder</b>	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°
	SH: 42 cm x x x	SH: 42 cm x - x	SH: 42 cm x x x
	SH: 43 cm - x x	SH: 43 cm x x x	SH: 43 cm x x x
	SH: 44 cm x - x	SH: 44 cm x x x	SH: 44 cm x x x
	SH: 45 cm - x -	SH: 45 cm - x x	SH: 45 cm x x x
		SH: 46 cm x x x	SH: 46 cm - x x
		SH: 47 cm x x x	

x möglich; - nicht möglich

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten


Winkelverstellbare und abklappbare Variante:



Schiebebügel winkelverstellbar & abklappbar



Schiebebügel „breit“ winkelverstellbar & abklappbar



Draufsicht // Verjüngung der Sitzbreite um 1,5 cm



Rückenwinkelverstellbereich wählen:

**75 - 115°**

**80 - 120°**

Verlängerung Schiebebügeloberteil


**Verlängerung um 5 cm**

**Verlängerung um 10 cm**

Rückenblech in Muldenform:



Mit Befestigungsmaterial für „HOGGI align“ Rückenkissen



Rücken und Schiebebügel abgeklappt



Rückenwinkelverstellung

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abklappbare Varianten:



Schiebegriff abklappbar



Schiebebügel abklappbar



Schiebebügel „breit“ abklappbar

Rückenwinkel wählen:

**90°                    100°**

**95°                    105°**

Verlängerung Schiebebügeloberteil

**Verlängerung um 5 cm**

**Verlängerung um 10 cm**

Rückenblech in Muldenform:



Rücken und Schiebebügel abgeklappt



Verstärkte Riegelklauen

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abnehmbare Varianten:



Schiebegriff abnehmbar



Schiebebügel abnehmbar



Schiebebügel „breit“ abnehmbar

Verlängerung  
Schiebebügeloberteil

**Verlängerung um 5 cm**

**Verlängerung um 10 cm**

Rückenblech winkel- und höhenverstellbar:




75 - 115°

80 - 120°



Rücken abgeklappt



Draufsicht // Verjüngung der  
Sitzbreite um 1,5 cm

Rückenkissen

Rückenkissen 2,5 cm

**Rücken in Muldenform  
SB 24 - 32 cm**

**Rücken in Muldenform  
SB 34 - 36 cm**

**Rückenkissen schwarz  
SB 24 - 32 cm**

**Rückenkissen schwarz  
SB 34 - 36 cm**



„HOGGI align“ konturiertes  
Rückenkissen, schwarz

Sitzblech & Sitzkissen



Sitzblech



Sitzkissen 3 cm



Konturiertes Sitzkissen Abduktion

**Hinweis:**  
Nicht kombinierbar mit Hüftpelotten.

Polsterfarben




Schwarz



Abstandsgewirke



Beere Soft



Türkis Soft



Grau Soft



**Hinweis:**

Polsterfarbe Schwarz ist die Standardfarbe und in der Grundausstattung mit inbegriffen.

Kopfstützen




Kopfstütze standard mit Polster



Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern


Armlehnen



Armlehnen

Höhe: 14 - 21 cm


Höhe: 19 - 26 cm



Armlehnen mit Kantenausgleich

Höhe: 15 - 23 cm

Höhe: 18 - 26 cm



Pu-Armauflage

23,5 cm lang

27 cm lang



**Hinweis:**

Je nach Konfiguration des Rollstuhls kann es zur Einschränkung der Sitzkantung kommen.

Radabdeckungen, Bremsanlage



Radabdeckung aus Kunststoff mit integrierter Bremsanlage



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe mit integrierter Bremsanlage



Radabdeckung aus Carbon mit integrierter Bremse



Verriegelung der Integrierten Bremse

Antriebsräder



Antriebsrad HOGGI light



Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremsen

Bereifung wählen:

**Luftbereifung**  
(1")

**PU-Bereifung**  
(20" x 1 3/8", 22" x 1" und 24" x 1")

**Greifreifen**

Ohne Greifreifen

Aluminium-Greifreifen

Aluminium-Greifreifen mit  
**Antirutschbeschichtung**

Edelstahl-Greifreifen

**Antirutschbeschichtung:**



Schwarz



Reinweiß



Silbergrau



Himmelblau



Verkehrsrot




Reinorange

**Greifreifenvariante:**



Standard



Hoch



Weit

Eng



Greifreifenüberzug



Geschlossener ergonomischer Greifreifen



„HOGGI Grip Plus“ Gummiprofil für geschlossenen Greifreifen



Maxgrepp Original



Maxgrepp Ergo Para



Maxgrepp Ergo Para CP

**Speichenschutz**

Speichenschutz, transparent

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,  
**einfarbig nach Kundenwunsch:**

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,  
**mit Motiv**

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,  
**mit Grafik nach Kundenvorgabe**



**Lenkräder**



Rad mit Vollgummireifen

**100 x 32 mm**  
**125 x 32 mm**  
**140 x 40 mm**



Skaterrolle mit Leuchtioden


**100 x 24 mm**  
**125 x 24 mm**




PU-Rad mit  
Design-Kunststofffelge

**100 x 34 mm**  
**125 x 34 mm**


**Abweisrollen, Ankipphilfe, Wadenpolster**



Abweisrollen



Ankipphilfe



Wadenpolster passend zur Sitzbreite

**Anbau links**

**Anbau rechts**

**Kniewinkelanlagen**



Kniewinkelanlage 90°

**UL kurz 16 - 27 cm**

**UL lang 16 - 37 cm**



Kniewinkelanlage winkelverstellbar  
85° - 160°

**UL kurz 19 - 27 cm**

**UL lang 19 - 37 cm**



Einzelfußstützenkniewinkelanlage  
85° - 160°

**UL kurz 19 - 27 cm**

**UL lang 19 - 37 cm**

**Fußbretthalter**




Fußbretthalter mit einstellbarem  
Winkel, hochklappbar




Fußbretthalter mit einstellbarem  
Winkel, mit Verriegelung

Verstärkter Fußbretträger **aus Stahl**  
(Mehrgewicht ca. 0,3 kg)

**Fußbretter**



Fußbrett aus Kunststoff, flach



Fußbrett aus Kunststoff,  
mit Fersenkante



Fußbrett aus Aluminium  
in Rahmenfarbe, flach



Zwei Einzelfußbretter in  
Wannenform

**Pelotten**



Thoraxpelotten, einzeln verstellbar,  
Pelottengröße ca. 12 x 13 x 2 cm

**Für Rücken winkel- & höhenverstellbar**

**Für Rücken in Muldenform**




Brust- / Thoraxpelotten

**Brustumfang 33 - 43 cm**

**Brustumfang 39 - 49 cm**

**Brustumfang 45 - 55 cm**



Gerade Hüftpelotten

**22,5 x 10 cm, SB 28 - 34**

**25 x 11 cm, SB 28 - 34**

**25 x 11 cm, SB 36 - 44**

**!** **Hinweis:**  
Nur in Verbindung mit Rücken winkel- & höhenverstellbar. In Verbindung mit Rücken in Muldenform muss zusätzlich eine Anpassung der Halterwinkel erfolgen.

**!** **Hinweis:**  
Hüftpelotten reduzieren die maximale Sitzbreite um 3 cm.

**Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)**




MDP Pelottenhalter  
abklappbar und abnehmbar

**links**

**rechts**



MDP Pelottenhalter fix  
links / rechts




MDP Thoraxpelotte

**8 x 10 x 2 cm**

**10 x 12 x 2 cm**

**12 x 13 x 2 cm**



MDP Thoraxpelotte gekröpft

**6 x 11,5 x 2,5 cm**


**8 x 14 x 2,5 cm**

**als Paar**

**als Paar**

**als Paar**

## Gurtsysteme



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fußgelenkgurte


SB 22 - 30 cm

SB 28 - 34 cm

Ø 4 - 6,5 cm


Ø 6 - 8,5 cm

## Abduktionskeil, Therapietisch


Abduktionskeil,  
abschwenkbar & abnehmbar

LBH 9 x 6 x 9 cm

LBH 11 x 8 x 10 cm



A-Keil Erhöhung um 30 mm

**Hinweis:**Nur in Verbindung mit A-Keil und  
konturierterem Sitzkissen.

Therapietisch

SB 24 und 26 cm

SB 28 bis 32 cm

SB 34 und 36 cm

**Hinweis:**

Nur in Verbindung mit Armlehnen.

## Transportsicherung



Transportsicherung nach ISO 7176-19



Mit verstärkten Riegelklauen

**Hinweis:**

Notwendig für Schiebebügel-/ Schiebegriffe abklappbar bei Verwendung zusammen mit Transportsicherung oder in Verbindung mit AMF-Bruns Kraftknoten.

## AMF-Bruns Kraftknotensystem



AMF-Bruns Kraftknoten  
(Leichte Schwerlastösen)



Beckengurt

Montage des Kraftknotensystems



**Hinweis:**

Wenn im Schulter- und Kopfbereich keine Abstützung im BTW vorhanden ist, dann ist die Transportsicherung und das Kraftknotensystem nur in Verbindung mit einer Rückenverlängerung oder einer Kopfstütze zu verwenden.

**Kurz (270/940 mm),  
empfohlen bis SB 36**

**Lang (410/1075 mm),  
empfohlen bis SB 44**

**Überlänge (590/1225 mm)**



**Hinweis:**

Ist kein Gurtmaß gewählt, wird die zur SB empfohlene Länge verwendet.

## Klemmschellen, Cosies



Vier Klemmschellen D25  
mit Befestigungsmaterial



„Cosies“ Thermofleece  
Handwärmer für Begleitperson



**Hinweis:**

Nötig zur Befestigung eines fremden Rückenbleches.

## Verdeck, Einhandantrieb



Verdeck inkl. Adapter  
und Regenschutz



Vorbereitung für die Montage  
des Einhandantriebes der Firma  
„Pro Aktiv“

**Hinweis:**

In Kombination mit dem Rückenblech in Muldenform (bei geringer Rückenhöhe) kann es zu Einschränkungen kommen.

## Lenk- und Schiebehilfe, Geschwistersitz



Lenk- und Schiebehilfe



Lenk- und Schiebehilfe  
als Geräteträger-Variante



Anbauadapter zu Lenk- u. Schiebehilfe  
als Geräteträger-Variante für  
„phil&teds“ Geschwistersitz oder  
universal Autositz Adapter

## Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage

Empty box for customer remarks, wishes, or special construction requests.