

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.2011

Bestellung**Angebot**

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____












**Grundausrüstung**

- Aluminium-Starrahmen
- Kippschutz rechts und links
- Schiebegriffe oder Schiebebügel
- Radabdeckungen mit integrierter Bremsanlage
- Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben

6999-0014

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Schwarz -001 | Silber -002 | Perl Rubinrot -003 | Perl Nachtblau -004 | Perl Zianblau -005 | Gelbgrün -020 |
|  |  |  |  |  |  |
| Eisenglimmer -024 | Verkehrsgelb -017 | Feuerrot -018 | Himmelblau -019 | Perl violett -028 | Nachtblau -040 |
|  |  |  |  |  |  |
| Graualuminium -021 | Signalweiß -022 | Reinorange -023 | Signalblau -025 | Perlbeige -029 | Weiß, matt -050 |
|  |  |  |  |  |  |
| Blutorange -026 | Erikaviolett -027 | Schwarz, matt -032 | Signalviolett -039 | Lichtgrün -053 | Ozeanblau -054 |
|  |  |  |  |  |  |
| Türkisblau -056 | Eisengl. light -057 | Lachsorange -058 | Pastellblau -059 | Hellrosa -061 | Olivgrün -064 |
|  |  |  |  |  |  |
| Himbeerrot -065 | Weißgrün -066 | Zitronengelb -071 | Pastellgelb -072 | Blassgrün -073 | Seidengrau -074 |
|  |  | | | | |
| Rosé -075 | Schilfgrün -076 | | | | |

Sonderlackierung

6999-0014



Kupfergold -060



Pastellviolett, matt -077



Pastellblau, matt -078



Weißgrün, matt -079

Wunsch-RAL-Farbe:

SA-0210-MP

Sonderlackierung (optional)




6999-0017/4

Radgabeln in Wunschfarbe:
(standardmäßig in schwarz)

**Hinweis:**

Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.

Sitzbreite und Sitztiefe



Sitzbreite: 24 cm (tatsächliche Einbaubreite: 23,5 cm)

Sitztiefe eintragen: (24 - 30 cm)

Sitzbreite: 26 cm (tatsächliche Einbaubreite: 25,5 cm)

Sitztiefe eintragen: (24 - 32 cm)

Sitzbreite: 28 cm (tatsächliche Einbaubreite: 27,5 cm)

Sitztiefe eintragen: (26 - 34 cm)

Sitzbreite: 30 cm (tatsächliche Einbaubreite: 29,5 cm)

Sitztiefe eintragen: (28 - 36 cm)

Sitzbreite: 32 cm (tatsächliche Einbaubreite: 31,5 cm)

Sitztiefe eintragen: (30 - 38 cm)


Sitzbreite: 34 cm (tatsächliche Einbaubreite: 33,5 cm)

Sitztiefe eintragen: (32 - 40 cm)

Sitzbreite: 36 cm (tatsächliche Einbaubreite: 35,5 cm)

Sitztiefe eintragen: (34 - 42 cm)

Rückenhöhe und Unterschenkellänge




| Sitzbreite | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rückenhöhe | | | | | | | |
| Rücken in Muldenform | 36-44 cm | 37-45 cm | 38-48 cm | 39-49 cm | 40-50 cm | 42-54 cm | 43-55 cm |
| Rücken winkelverstellbar | 33-42 cm | 35-44 cm | 37-46 cm | 39-48 cm | 41-50 cm | 43-52 cm | 45-54 cm |

Rückenhöhe eintragen:

Unterschenkellänge eintragen:

(16 - 37 cm)



Radsturz



3240-1360

| SWINGBO VTi | Lenkräder mit 100 mm Raddurchmesser | Lenkräder mit 125 mm Raddurchmesser | Lenkräder mit 140 mm Raddurchmesser |
|-------------------|--|--|--|
| 20“ Antriebsräder | Sturz: 3° 6° 9° | Sturz: 3° 6° 9° | Sturz: 3° 6° 9° |
| | SH: 37 cm x x x | SH: 37 cm x x x | SH: 38 cm x x x |
| | SH: 38 cm x x x | SH: 38 cm x x x | SH: 39 cm x x - |
| | SH: 39 cm x x x | SH: 39 cm x x x | SH: 40 cm x x x |
| | SH: 40 cm x x x | SH: 40 cm x x x | SH: 41 cm x x - |
| | SH: 41 cm x x x | SH: 41 cm x x x | SH: 42 cm x x - |
| | SH: 42 cm x x x | SH: 42 cm x x x | SH: 43 cm - x - |
| | SH: 43 cm x - - | SH: 43 cm x - - | |
| 22“ Antriebsräder | Sturz: 3° 6° 9° | Sturz: 3° 6° 9° | Sturz: 3° 6° 9° |
| | SH: 39 cm - x x | SH: 39 cm - x x | SH: 39 cm - - x |
| | SH: 40 cm x x x | SH: 40 cm x x x | SH: 40 cm x x x |
| | SH: 41 cm x x x | SH: 41 cm x x x | SH: 41 cm x x x |
| | SH: 42 cm x x x | SH: 42 cm x x x | SH: 42 cm x x x |
| | SH: 43 cm x x x | SH: 43 cm x x x | SH: 43 cm x x x |
| | SH: 44 cm x x - | SH: 44 cm x x - | SH: 44 cm x x x |
| | SH: 45 cm x - - | SH: 45 cm x - - | SH: 45 cm x - - |
| 24“ Antriebsräder | Sturz: 3° 6° 9° | Sturz: 3° 6° 9° | Sturz: 3° 6° 9° |
| | SH: 42 cm x x x | SH: 42 cm x - x | SH: 42 cm x x x |
| | SH: 43 cm - x x | SH: 43 cm x x x | SH: 43 cm x x x |
| | SH: 44 cm x - x | SH: 44 cm x x x | SH: 44 cm x x x |
| | SH: 45 cm - x - | SH: 45 cm - x x | SH: 45 cm x x x |
| | | SH: 46 cm x x x | SH: 46 cm - x x |
| | | | SH: 47 cm x x x |

x möglich; - nicht möglich

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten


Winkelverstellbare und abklappbare Variante:



Schiebebügel winkelverstellbar & abklappbar



Schiebebügel „breit“ winkelverstellbar & abklappbar



! Rückenwinkelverstellbereich wählen:

75 - 115°

80 - 120°

Verlängerung
Schiebebügeloberteil

SA-0183/X


Verlängerung um 5 cm 1

Verlängerung um 10 cm 4

Rückenblech in Muldenform:



Mit Befestigungsmaterial für „HOGGI align“ Rückenkissen



Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abklappbare Varianten:



Schiebegriff abklappbar



Schiebebügel abklappbar



Schiebebügel „breit“ abklappbar

Rückenwinkel wählen:

90° **100°**

95° **105°**

Verlängerung
Schiebebügeloberteil

SA-0183/X

Verlängerung um 5 cm 1

Verlängerung um 10 cm 4

Rückenblech in Muldenform:



Verstärkte Riegelklauen

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abnehmbare Varianten:



Schiebegriff abnehmbar



Schiebebügel abnehmbar

Schiebebügel „breit“
abnehmbar

Verlängerung
Schiebebügeloberteil

SA-0183/X

Verlängerung um 5 cm **1**

Verlängerung um 10 cm **4**

Rückenblech winkel- und höhenverstellbar:




75 - 115°

80 - 120°



Rücken abgeklappt

Draufsicht // Verjüngung der
Sitzbreite um 1,5 cm

Rückenkissen

Rückenkissen 2,5 cm

3245-7XSB-346

2 Rücken in Muldenform
SB 24 - 32 cm

2 Rücken in Muldenform
SB 34 - 36 cm

3 Rückenkissen schwarz
SB 24 - 32 cm

3 Rückenkissen schwarz
SB 34 - 36 cm

„HOGGI align“ konturiertes
Rückenkissen, schwarz

Sitzblech & Sitzkissen



Sitzblech



Sitzkissen 3 cm



Konturiertes Sitzkissen Abduktion

- 1 SB 24 - 36 cm
SB 28 - 36 cm,
7 für Hüftpelotten

Hinweis:
Nicht kombinierbar mit Hüftpelotten.

Polsterfarben

SA-0390



Schwarz

-346



Abstandsgewirke

-321



Beere Soft

-347



Türkis Soft

-349



Grau Soft

-348



Hinweis:

Polsterfarbe Schwarz ist die Standardfarbe und in der Grundausstattung mit inbegriffen.

Kopfstützen



Kopfstütze standard mit Polster

- 2 SB 24 - 26 cm
3 SB 28 - 36 cm



Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern



Hinweis:

Die Montage der Gurtführung ist nur in Kombination mit dem Kopfstützenhalter für die Kopfstütze mit Hinterhauptpolster oder für Fremdfabrikate möglich.

Armlehnen



Armlehnen

Höhe: 14 - 21 cm 2


Höhe: 19 - 26 cm 3



Armlehnen mit Kantenausgleich

Höhe: 15 - 23 cm 4

Höhe: 18 - 26 cm 5



Pu-Armauflage

23,5 cm lang 1

27 cm lang 2

**Hinweis:**

Je nach Konfiguration des Rollstuhls kann es zur Einschränkung der Sitzkantung kommen.

Radabdeckungen, Bremsanlage



Radabdeckung aus Kunststoff mit integrierter Bremsanlage


2 22" 3 22", 3° Sturz
4 24" 5 24", 3° Sturz



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe mit integrierter Bremsanlage



Radabdeckung aus Carbon mit integrierter Bremse



Verriegelung der Integrierten Bremse

Antriebsräder



Antriebsrad HOGGI light



Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremsen

Bereifung wählen:

Luftbereifung 1294-XX1X
(1")

PU-Bereifung 1294-XX2X
(20" x 1 3/8", 22" x 1" und 24" x 1")

1294-X2XX 20"

1294-X3XX 22"

1294-X4XX 24"

Greifreifen

Ohne Greifreifen

1294-XXX0

Aluminium-Greifreifen

1294-XXXX

1 standard 2 hoch

Aluminium-Greifreifen mit
Antirutschbeschichtung

1204-114X

Edelstahl-Greifreifen

1294-XXXX

3 standard 4 hoch

Antirutschbeschichtung:

SA-0572-F-MP



Schwarz 1204-114X



Reinweiß

9010



Silbergrau

7001



Himmelblau 5015



Verkehrsrot 3020




Reinorange 2004

Greifreifenvariante:

Greifreifenmontage:



Standard



Hoch



Weit



Eng

1204-101X

Greifreifenüberzug

5 20" 6 22" 7 24"



1204-115X

Geschlossener
ergonomischer Greifreifen

5 22" 6 24"



1204-106X

„HOGGI Grip Plus“ Gummiprofil für
geschlossenen Greifreifen

0 22" 1 24"



SA-0093-MP

Maxgrepp Original



SA-0094-MP

Maxgrepp Ergo Para



SA-0095-MP

Maxgrepp Ergo Para CP

Speichenschutz

Speichenschutz, transparent

1204-101X

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Motiv

1204-2001-2XX

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
einfarbig nach Kundenwunsch:

1204-2001-000

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Grafik nach Kundenvorgabe

1204-2001-SA



Lenkräder



1250-100XS

Rad mit Vollgummireifen

2 100 x 32 mm

3 125 x 32 mm

5 140 x 40 mm



1249-100X

Skaterrolle mit Leuchtioden

5 100 x 24 mm

6 125 x 24 mm




1221-100X

PU-Rad mit
Design-Kunststofffelge

3 100 x 34 mm


4 125 x 34 mm

Abweisrollen, Ankipphilfe, Wadenpolster




3275-1910

Abweisrollen



SA-0306/X-MP

Ankipphilfe



SA-0158/SB-KP

Wadenpolster passend zur Sitzbreite

Anbau links 1

Anbau rechts 2

Kniewinkelanlagen



Kniewinkelanlage 90°

UL kurz 16 - 27 cm 5

UL lang 16 - 37 cm 6



Kniewinkelanlage winkelverstellbar
85° - 160°

UL kurz 19 - 27 cm 7

UL lang 19 - 37 cm 8



Einzelfußstützenkniewinkelanlage
85° - 160°

UL kurz 19 - 27 cm 3

UL lang 19 - 37 cm 4

Fußbretthalter



Fußbretthalter mit einstellbarem
Winkel, hochklappbar



Fußbretthalter mit einstellbarem
Winkel, mit Verriegelung

Verstärkter Fußbrettträger aus **Stahl**
(Mehrgewicht ca. 0,3 kg)

SA-0430

Fußbretter



Fußbrett aus Kunststoff, flach



Fußbrett aus Kunststoff,
mit Fersenkante



Fußbrett aus Aluminium
in Rahmenfarbe, flach

Fußbretter

**3248-45SB-015**

Fußbrett aus Aluminium,
mit Fersenkante, schwarz

**3246-46SB**

Zwei Einzelfußbretter in
Wannenform

Pelotten



Thoraxpelotten, einzeln verstellbar,
Pelottengröße ca. 12 x 13 x 2 cm

**Für Rücken winkel-
& höhenverstellbar**

3245-6802-306

**Für Rücken in
Muldenform**

3246-68SB-306

**3245-640X-346**

Brust- / Thoraxpelotten


Brustumfang 33 - 43 cm 1

Brustumfang 39 - 49 cm 2

Brustumfang 45 - 55 cm 3

**Hinweis:**

Nur in Verbindung mit Rücken
winkel- & höhenverstellbar.
In Verbindung mit Rücken in
Muldenform muss zusätzlich
eine Anpassung der Halterwin-
kel erfolgen.

**324X-650X-346**

Gerade Hüftpelotten

**22,5 x 10 cm, 48-01
SB 28 - 34**

**25 x 11 cm, 48-02
SB 28 - 34**

**25 x 11 cm, 49-02
SB 36 - 44**

**Hinweis:**

Hüftpelotten reduzieren die
maximale Sitzbreite um 3 cm.

Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)



2240-150X

MDP Pelottenhalter
abklappbar und abnehmbar

links **5**

rechts **6**



2240-1405

MDP Pelottenhalter fix
links / rechts



2240-146X-346

MDP Thoraxpelotte

8 x 10 x 2 cm **1**

10 x 12 x 2 cm **2**

12 x 13 x 2 cm **3**



2240-147X

MDP Thoraxpelotte gekröpft

6 x 11,5 x 2,5 cm **1**

8 x 14 x 2,5 cm **2**

als Paar

als Paar

als Paar

Gurtsysteme



3201-6100

Beckengurt



3240-670X

4-Punkt Beckengurt

SB 22 - 30 cm **2**

SB 28 - 34 cm **3**




320X-6400

Fußgelenkgurte

Ø 4 - 6,5 cm **1**

Ø 6 - 8,5 cm **3**


Abduktionskeil, Therapietisch



Abduktionskeil,
abschwenkbar & abnehmbar

LBH 9 x 6 x 9 cm 8


LBH 11 x 8 x 10 cm 9



A-Keil Erhöhung um 30 mm



Hinweis:
Nur in Verbindung mit A-Keil und
konturiertem Sitzkissen.



Therapietisch

2 SB 24 und 26 cm

3 SB 28 bis 32 cm

4 SB 34 und 36 cm



Hinweis:
Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung



Transportsicherung nach ISO 7176-19



Mit verstärkten Riegelklauen



Hinweis:
Notwendig für Schiebebügel-/ Schiebegriffe abklappbar bei Verwendung zusammen mit Transportsicherung oder in Verbindung mit AMF-Bruns Kraftknoten.

AMF-Bruns Kraftknotensystem



AMF-Bruns Kraftknoten
(Leichte Schwerlastösen)



Beckengurt

Montage des Kraftknotensystems
6999-1020S

**Hinweis:**

Wenn im Schulter- und Kopfbereich keine Abstützung im BTW vorhanden ist, dann ist die Transportsicherung und das Kraftknotensystem nur in Verbindung mit einer Rückenverlängerung oder einer Kopfstütze zu verwenden.

**Kurz (270/940 mm),
empfohlen bis SB 36**

2

**Lang (410/1075 mm),
empfohlen bis SB 44**

4

Überlänge (590/1225 mm)

6


**Hinweis:**

Ist kein Gurtmaß gewählt, wird die zur SB empfohlene Länge verwendet.

Klemmschellen, Cosies



Vier Klemmschellen D25
mit Befestigungsmaterial



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer für Begleitperson

**Hinweis:**

Nötig zur Befestigung eines fremden Rückenbleches.

Verdeck, Einhandantrieb



Verdeck inkl. Adapter
und Regenschutz



Vorbereitung für die Montage
des Einhandantriebes der Firma
„Pro Aktiv“

**Hinweis:**

In Kombination mit dem Rückenblech in
Muldenform (bei geringer Rückenhöhe)
kann es zu Einschränkungen kommen.

Lenk- und Schiebehilfe, Geschwistersitz



Lenk- und Schiebehilfe



Lenk- und Schiebehilfe
als Geräteträger-Variante



Anbauadapter zu Lenk- u. Schiebe-
hilfe als Geräteträger-Variante für
„phil&teds“ Geschwistersitz oder
universal Autositz Adapter

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage