

HOGGI

SPEICHENSCHUTZ

 Designed and
made in Germany



So bunt wie das Leben!

www.hoggi.de

HOGGI SPEICHENSCHUTZ

// NEUE DESIGNS

©hoggi 2021

Es wird bunt bei HOGGI.

Ab sofort bieten wir selbstgestaltete moderne und farbenfrohe Speichenschutz motive an.

Die unterschiedlichen Designs passen optimal zu vielen Rahmenfarben der HOGGI Rollstühle.

Die beiden Motive „Schmetterling“ und „Papierflieger“ können zudem über den Namen und die Hintergrundfarbe individualisiert werden und verleihen dem Rollstuhl eine persönliche Note!

Wir arbeiten kontinuierlich an neuen Motiven. Eine Übersicht unserer aktuellsten Designs findest du auf unserer Homepage: www.hoggi.de



NORDPOL



EISBÄR FRIEDA



EISBÄR KALLE



PINGUIN



FLAMINA FLAMINGO



ASTRONAUT BLAU



ASTRONAUT SCHWARZ



SCHIFF AHOI



UNSERE WELT



FLOWER POWER TÜRKIS



FLOWER POWER PINK



AQUARELL



MEXIKO



SOCIAL MEDIA



TRANSPARENT



DSCHUNGELPARTY



GRAFITTI



FEENSTAUB

// SO INDIVIDUELL

So einzigartig wie Du!

Die beiden Motive „Schmetterling“ und „Papierflieger“ lassen sich ganz nach deinen Wünschen individualisieren. Die Farbe des Speichenschutzes kann perfekt an die Rahmenfarbe deines Rollstuhls angepasst werden und dein Namenszug stellt klar:


Dieser Rollstuhl gehört zu dir!



SCHMETTERLING



PAPIERFLIEGER



DEIN VEREIN

// DEIN VEREIN

Unterwegs mit deinem Lieblingsverein. Gerne bilden wir das Logo deines Lieblingsvereins auf den Speichenschutz ab. Hierfür benötigen wir vorab eine **Lizenz zur einmaligen privaten Nutzung**, welche bei den Vereinen angefragt werden kann.

HOGGI SPEICHENSCHUTZ

// Befestigung und Druck



Befestigungsclips schwarz



Trommelbremsrad
mit transparenten
Befestigungsclips

Der HOGGI Speichenschutz ist für alle HOGGI Antriebsräder der Größen 22" und 24" erhältlich.

Durch die Verwendung von **Befestigungsclips** wird der Speichenschutz passgenau am Rad angebracht.

Die Clips in **schwarz** oder **transparent** ermöglichen je nach gewähltem Motiv eine dezente Befestigung am Rad.

Durch die Entwicklung und den Einsatz spezieller Fertigungswerkzeuge bieten wir für jede Radvariante eine perfekte Lösung mit optimalem und passgenauem Sitz an.

Der HOGGI Speichenschutz benötigt daher **keine Kabelbinder** zur Befestigung. Die Montage am Rad mit Hilfe der Clips ist einfach und sauber.

Druck und Folierung:

Die neuen Motive erstrahlen dank **hochauflösendem Digitaldruck** auf Luftkanalfolie in brillianter Farben. Durch die Folierung auf der Innenseite wird der Druck geschützt und gewährleistet dadurch eine **hohe Lebensdauer** deines Speichenschutzes.



Speichenschutz transparent auf HOGGI light Antriebsrad 22"



Speichenschutz transparent auf HOGGI light Antriebsrad 24"



Speichenschutz transparent für Antriebsrad mit Trommelbremse 22" und 24"



Druckbereich & Mittelbohrung (siehe Markierung)


// Technische Daten


Material	Polycarbonat // 1,5 mm // farblos
Außendurchmesser 24"	ca. 505 mm
Außendurchmesser 22"	ca. 455 mm
Mittelbohrung	Ø 140 mm
Befestigung	schwarze und transparente Befestigungsclips

HOGGI

Partnerschaft für mobile Kinder.

HOGGI GmbH

 Eulerstraße 27
D-56235 Ransbach-Baumbach

 Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0
Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99

 info@hoggi.de

www.hoggi.de