

SWINGBO® VTi XL

Stand: Dezember 2025 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.2015

Bestellung

Angebot

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____



Grundausrüstung

- Aluminium-Starrahmen
- Kippschutz rechts und links
- Schiebegriffe oder Schiebebügel
- HOGGI light- & Standard-Kniehebelbremsen
- Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben

6999-0014

					
Schwarz -001	Silber -002	Perl Rubinrot -003	Perl Nachtblau -004	Perl Zianblau -005	Gelbgrün -020
					
Eisenglimmer -024	Verkehrsgelb -017	Feuerrot -018	Himmelblau -019	Perl violett -028	Nachtblau -040
					
Graualuminium -021	Signalweiß -022	Reinorange -023	Signalblau -025	Perlbeige -029	Weiß, matt -050
					
Blutorange -026	Erikaviolett -027	Schwarz, matt -032	Signalviolett -039	Lichtgrün -053	Ozeanblau -054
					
Türkisblau -056	Eisengl. light -057	Lachsorange -058	Pastellblau -059	Hellrosa -061	Olivgrün -064
					
Himbeerrot -065	Weißgrün -066	Zitronengelb -071	Pastellgelb -072	Blassgrün -073	Seidengrau -074
					
Rosé -075	Schilfgrün -076				

Sonderlackierung

6999-0014



Kupfergold -060



Pastellviolett, matt -077



Pastellblau, matt -078



Weißgrün, matt -079

Wunsch-RAL-Farbe:

SA-0210-MP

Sonderlackierung (optional)




6999-0017/2

Radgabeln in Wunschfarbe:
(standardmäßig in schwarz)

**Hinweis:**

Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.

Sitzbreite und Sitztiefe




Sitzbreite: 36 cm (tatsächliche Einbaubreite: 35,5 cm)
Sitztiefe eintragen: (34 - 46 cm)

Sitzbreite: 40 cm (tatsächliche Einbaubreite: 39,5 cm)
Sitztiefe eintragen: (38 - 50 cm)

Sitzbreite: 44 cm (tatsächliche Einbaubreite: 43,5 cm)
Sitztiefe eintragen: (38 - 50 cm)

Rückenhöhe und Unterschenkelänge




Sitzbreite	36 cm	40 cm	44 cm
Rückenhöhe			
Rücken in Muldenform	43-55 cm	45-57 cm	48-60 cm
Rücken winkelverstellbar	45-54 cm	50-59 cm	54-63 cm

Rückenhöhe eintragen:

Unterschenkelänge eintragen:

(20 - 41 cm)



Aktivgrad eintragen: (0 - 10 cm)

3°



3240-1370

6°







3240-1350

9°



3240-1360

SWINGBO VTi XL	Lenkräder mit 100 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 125 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 140 mm Raddurchmesser
22" Antriebsräder Basisrahmen hoch 	Sturz: 3° 6° 9° SH: 44 cm x x x SH: 45 cm x x x SH: 46 cm x x x SH: 47 cm x x x SH: 48 cm x x x	Sturz: 3° 6° 9° SH: 45 cm x x x SH: 46 cm x x x SH: 47 cm x x x SH: 48 cm x x x SH: 49 cm x - -	Sturz: 3° 6° 9° SH: 45 cm - x - SH: 46 cm x x x SH: 47 cm x x - SH: 48 cm x x x SH: 49 cm x - -
24" Antriebsräder Basisrahmen hoch 	Sturz: 3° 6° 9° SH: 45 cm x x x SH: 46 cm x x x SH: 47 cm x x x SH: 48 cm x x x SH: 49 cm x x x SH: 50 cm x x x SH: 51 cm x x -	Sturz: 3° 6° 9° SH: 45 cm x x x SH: 46 cm x x x SH: 47 cm x x x SH: 48 cm x x x SH: 49 cm x x x SH: 50 cm x x - SH: 51 cm x x -	Sturz: 3° 6° 9° SH: 46 cm x x x SH: 47 cm x x x SH: 48 cm x x x SH: 49 cm x x x SH: 50 cm x x x SH: 51 cm x x -
22" Antriebsräder Basisrahmen niedrig 	Sturz: 3° 6° 9° SH: 41 cm - - x SH: 42 cm - - x SH: 43 cm - x x SH: 44 cm x x x SH: 45 cm x x x SH: 46 cm x x x	Sturz: 3° 6° 9° SH: 41 cm - - x SH: 42 cm - - x SH: 43 cm - x x SH: 44 cm x x x SH: 45 cm x x x SH: 46 cm x x x	Sturz: 3° 6° 9° SH: 41 cm - - x SH: 42 cm - - x SH: 43 cm - x x SH: 44 cm x x x SH: 45 cm x x x SH: 46 cm x x x
24" Antriebsräder Basisrahmen niedrig 	Sturz: 3° 6° 9° SH: 44 cm - - x SH: 45 cm x x x SH: 46 cm x x x SH: 47 cm x x x SH: 48 cm x x x	Sturz: 3° 6° 9° SH: 44 cm - - x SH: 45 cm x x x SH: 46 cm x x x SH: 47 cm x x x SH: 48 cm x x x	Sturz: 3° 6° 9° SH: 45 cm - - x SH: 46 cm x x x SH: 47 cm x x x SH: 48 cm x x x

x möglich; - nicht möglich

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten


Winkelverstellbare und abklappbare Variante:



Schiebebügel winkelverstellbar & abklappbar



Schiebebügel „breit“ winkelverstellbar & abklappbar



! Rückenwinkelverstellbereich wählen:

75 - 115°

80 - 120°

Verlängerung
Schiebebügeloberteil

SA-0183/X


Verlängerung um 5 cm 1

Verlängerung um 10 cm 4

Rückenblech in Muldenform:



Mit Befestigungsmaterial für „HOGGI align“ Rückenkissen



Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abklappbare Varianten:



Schiebegriff abklappbar



Schiebebügel abklappbar



Schiebebügel „breit“ abklappbar

Rückenwinkel wählen:

90° 100°

95° 105°

Verlängerung
Schiebebügeloberteil

SA-0183/X

Verlängerung um 5 cm 1

Verlängerung um 10 cm 4

Rückenblech in Muldenform:



Verstärkte Riegelklauen

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abnehmbare Varianten:



Schiebegriff abnehmbar



Schiebebügel abnehmbar

Schiebebügel „breit“
abnehmbar

Verlängerung
Schiebebügeloberteil

SA-0183/X

Verlängerung um 5 cm **1**

Verlängerung um 10 cm **4**

Rückenblech winkel- und höhenverstellbar:




75 - 115°

80 - 120°



Rücken abgeklappt

Draufsicht // Verjüngung der
Sitzbreite um 1,5 cm

Kantellungsunterstützung

Kantellungsunterstützung (empfohlen ab einer Zuladung über 40 kg) **3249-1530**

Rückenkissen

Rückenkissen 2,5 cm

3245-7XSB-346

2 Rücken in Muldenform
SB 36, 40, 44 cm

3 Rückenkissen schwarz
SB 36, 40, 44 cm

„HOGGI align“ konturiertes
Rückenkissen, schwarz

Sitzblech & Sitzkissen



Sitzblech



Sitzkissen 3 cm

- 1 SB 36, 40, 44 cm
7 Für Hüftpelotten



Konturiertes Sitzkissen Abduktion



Hinweis:
Nicht kombinierbar mit
Hüftpelotten.

Polsterfarben

SA-0390



Schwarz

-346



Abstandsgewirke

-321



Beere Soft

-347



Türkis Soft

-349



Grau Soft

-348



Hinweis:
Polsterfarbe Schwarz ist die Standardfarbe und in der Grundausstattung mit inbegriffen.

Kopfstützen

Kopfstütze standard
mit Polster

Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate

Kopfstütze mit
HinterhauptpolsterGurtführung als T-Träger
oberhalb der Schultern

Hinweis:
Die Montage der Gurtführung ist nur in Kombination mit dem Kopfstützenhalter für die Kopfstütze mit Hinterhauptpolster oder für Fremdfabrikate möglich.

Armlehnen



Armlehnen

Höhe: 14 - 21 cm **2**Höhe: 19 - 26 cm **3**

Armlehnen mit Kantenausgleich

Höhe: 15 - 23 cm **4**Höhe: 18 - 26 cm **5**Höhe: 18 - 26 cm **5**
in verstärkter VersionSA-0408-MP

Pu-Armauflage

23,5 cm lang **1**27 cm lang **2**



Hinweis:

Je nach Konfiguration des Rollstuhls kann es zur Einschränkung der Sitzkantung kommen.

Bremsvarianten



HOGGI light Sportbremse

Standard-Kniehebelbremsen
SWINGBO VTi XL

Integrierte Bremse

Radabdeckungen, Verriegelung

Radabdeckung
aus Kunststoff

ohne integrierte Bremse

02 22" **03** 22", 3° Sturz
04 24" **05** 24", 3° Sturz

mit integrierter Bremse

92 22" **93** 22", 3° Sturz
94 24" **95** 24", 3° Sturz



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe für integrierte Bremsanlage



Radabdeckung aus Carbon

Verriegelung der
Integrierten Bremse

Antriebsräder



Antriebsrad HOGGI light

Antriebsrad HOGGI light
mit Trommelbremsen

Bereifung wählen:

Luftbereifung 1296-XX1X
(1")

PU-Bereifung 1296-XX2X
(22" x 1" und 24" x 1")

1296-X3XX 22"

1296-X4XX 24"

Greifreifen

Ohne Greifreifen

1296-XXX0

Aluminium-Greifreifen

1296-XXXX

1 standard 2 hoch

Aluminium-Greifreifen mit
Antirutschbeschichtung

1204-114X


Edelstahl-Greifreifen

1296-XXXX

3 standard 4 hoch

Antirutschbeschichtung:**SA-0572-F-MP**

Schwarz 1204-114X



Reinweiß 9010



Silbergrau 7001



Himmelblau 5015




Verkehrsrot 3020



Reinorange 2004

Greifreifenvariante:**Greifreifenmontage:**

Standard



Hoch



Weit



Eng

1204-101X

Greifreifenüberzug


6 22" 7 24"



1204-115X

Geschlossener
ergonomischer Greifreifen

5 22" 6 24"



1204-106X

„HOGGI Grip Plus“ Gummiprofil für
geschlossenen Greifreifen

0 22" 1 24"

Greifreifen für HOGGI light Antriebsräder**SA-0093-MP**

Maxgrepp Original

**SA-0094-MP**

Maxgrepp Ergo Para

**SA-0095-MP**

Maxgrepp Ergo Para CP

Speichenschutz

Speichenschutz, transparent

1204-101XSpeichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Motiv**1204-2001-2XX**Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
einfarbig nach Kundenwunsch:**1204-2001-000**Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Grafik nach Kundenvorgabe**1204-2001-SA****Lenkräder****1250-100XS**


Rad mit Vollgummireifen

2 100 x 32 mm**3 125 x 32 mm****5 140 x 40 mm****1249-100X**


Skaterrolle mit Leuchtioden

5 100 x 24 mm**6 125 x 24 mm****1221-100X**PU-Rad mit
Design-Kunststofffelge**3 100 x 34 mm****4 125 x 34 mm**


Abweisrollen, Ankipphilfe, Wadenpolster



Abweisrollen



Ankipphilfe



Wadenpolster passend zur Sitzbreite

Anbau links **1**Anbau rechts **2**

Kniewinkelanlagen, Fußstützen




Kniewinkelanlage 90°



Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85° - 160°



Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°



Anpassung für SHERPA Vario Fußstützen

UL kurz 20 - 36 cm **5**UL lang 20 - 41 cm **6**UL kurz 20 - 36 cm **7**UL lang 20 - 41 cm **8**UL kurz 20 - 36 cm **3**UL lang 20 - 41 cm **4**

Fußbretthalter




Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar



Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung

Fußbretter



Fußbrett aus Kunststoff, flach

Fußbrett aus Kunststoff,
mit FersenkanteFußbrett aus Aluminium,
flachZwei Einzelfußbretter in
Wannenform

in Rahmenfarbe
in schwarz -015
mit Fersenplatte
3249-45SB-015



Hinweis:
Einsetzbar ab einer Sitzhöhe
von 45 cm.

Pelotten

Thoraxpelotten, einzeln verstellbar,
Pelottengröße ca. 12 x 13 x 2 cm

**Für Rücken winkel-
& höhenverstellbar**

3245-6802-306

**Für Rücken in
Muldenform**

3246-68SB-306



Brust- / Thoraxpelotten


Brustumfang 33 - 43 cm 1

Brustumfang 39 - 49 cm 2

Brustumfang 45 - 55 cm 3



Hinweis:
Nur in Verbindung mit Rücken
winkel- & höhenverstellbar.
In Verbindung mit Rücken in
Muldenform muss zusätzlich
eine Anpassung der Halterwin-
kel erfolgen.



Gerade Hüftpelotten (250 x 100 mm)



Hinweis:
Hüftpelotten reduzieren die
maximale Sitzbreite um 3 cm.

Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)

 MDP Pelottenhalter
abklappbar und abnehmbar

 links **5**

 rechts **6**

 MDP Pelottenhalter fix
links / rechts


MDP Thoraxpelotten

 8 x 10 x 2 cm **1**

 10 x 12 x 2 cm **2**

 12 x 13 x 2 cm **3**


MDP Thoraxpelotten gekröpft

 6 x 11,5 x 2,5 cm **1**

 8 x 14 x 2,5 cm **2**

als Paar

als Paar

als Paar

Gurtsysteme


Beckengurt



4-Punkt Beckengurt

 SB 28 - 34 cm **3**


 SB 34 - 42 cm **4**


Fußgelenkgurte

 Ø 4 - 6,5 cm **1**

 Ø 6 - 8,5 cm **3**

Abduktionskeil, Therapietisch




Abduktionskeil,
abschwenkbar & abnehmbar

LBH 11 x 8 x 10 cm

31-79

LBH 13 x 9 x 10 cm

33-78




A-Keil Erhöhung um 30 mm



Hinweis:

Nur in Verbindung mit A-Keil und
konturiertem Sitzkissen.



Therapietisch

4 SB 36 cm

5 SB 40 - 44 cm



Hinweis:

Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung



Transportsicherung nach ISO 7176-19



Mit verstärkten Riegelklauen



Hinweis:

Notwendig für Schiebebügel-/ Schiebegriffe abklappbar bei Verwendung zusammen mit Transportsicherung oder in Verbindung mit AMF-Bruns Kraftknoten.

AMF-Bruns Kraftknotensystem



AMF-Bruns Kraftknoten
(Leichte Schwerlastösen)



Beckengurt

Montage des Kraftknotensystems
6999-1020S

**Hinweis:**

Wenn im Schulter- und Kopfbereich keine Abstützung im BTW vorhanden ist, dann ist die Transportsicherung und das Kraftknotensystem nur in Verbindung mit einer Rückenverlängerung oder einer Kopfstütze zu verwenden.

**Kurz (270/940 mm),
empfohlen bis SB 36**

2

**Lang (410/1075 mm),
empfohlen bis SB 44**

4

Überlänge (590/1225 mm) **6**

**Hinweis:**

Ist kein Gurtmaß gewählt, wird die zur SB empfohlene Länge verwendet.

Klemmschellen, Cosies



Vier Klemmschellen D25
mit Befestigungsmaterial



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer für Begleitperson

Verdeck, Einhandantrieb

Verdeck inkl. Adapter
und Regenschutz



Vorbereitung für die Montage
des Einhandantriebes der Firma
„Pro Aktiv“

**Hinweis:**

In Kombination mit dem Rückenblech in Muldenform (bei geringer Rückenhöhe) kann es zu Einschränkungen kommen.

Lenk- und Schiebehilfe, Geschwistersitz

Lenk- und Schiebehilfe



Lenk- und Schiebehilfe
als Geräteträger-Variante



Anbauadapter zu Lenk- u. Schiebehilfe als Geräteträger-Variante für „phil&teds“ Geschwistersitz oder universal Autositz Adapter

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage