Hilfsmittelnummer: 18.50.03.2015

Stand: April 2025 // Gültig bis auf Widerruf

Bestellung Angebot Auftragsnummer / Kommission: ______

Rechnungsanschrift						
Kundennummer:						
Firma:						
Straße:						
PLZ, Ort:						

Lieferanschrift	Siehe Rechnungsanschrift
Firma:	
Straße:	
PLZ, Ort:	



Grundausstattung

- · Aluminium-Starrahmen
- · Kippschutz rechts und links
- Schiebegriffe oder Schiebebügel
- HOGGI light- & Standard-Kniehebelbremsen
- · Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben

Datum: _



Sonderlackierung



Wunsch-RAL-Farbe:

Kupfergold


Sonderlackierung (optional)



Hinweis:
Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.

Radgabeln in Wunschfarbe: (standardmäßig in schwarz)

Sitzbreite und Sitztiefe



Sitzbreite: 36 cm Sitztiefe eintragen: (34 - 46 cm)


Sitzbreite: 40 cm

Sitztiefe eintragen: (38 - 50 cm)

Sitzbreite: 44 cm

Sitztiefe eintragen: (38 - 50 cm)


Rückenhöhe und Unterschenkellänge




Sitzbreite	36 cm	40 cm	44 cm			
Rückenhöhe Rücken in Muldenform	43-55 cm	45-57 cm	48-60 cm			
Rücken winkelverstellbar	45-54 cm	50-59 cm	54-63 cm			

Rückenhöhe eintragen: Unterschenkellänge eintragen: (20 - 41 cm)

Aktivgrad





Aktivgrad eintragen: (0 - 10 cm)

Radsturz







Sitzhöhe

SWINGBO VTI XL	Lenkräder mit 100 mm Raddurchmesser					Lenkräder mit 125 mm Raddurchmesser					Lenkräder mit 140 mm Raddurchmesser					
_		Sturz:	3°	6°	9°		Sturz:	3°	6°	9°		Sturz:	3°	6°	9°	
22" Antriebsräder Basisrahmen hoch	SH:	44 cm	Х	Х	х	SH:	45 cm	Х	Х	х	SH:	45 cm	-	х	-	
Busisiummenmoen	SH:	45 cm	Х	х	х	SH:	46 cm	Х	х	Х	SH:	46 cm	Х	х	Х	
	SH:	46 cm	Х	х	х	SH:	47 cm	Х	X	Х	SH:	47 cm	Х	х	-	
	SH:	47 cm	Х	х	х	SH:	48 cm	Х	х	X	SH:	48 cm	Х	Х	х	
	SH:	48 cm	Х	х	Х	SH:	49 cm	Х	-	-	SH:	49 cm	X	-	-	
		Sturz:	3°	6°	9°		Sturz:	3°	6°	9°		Sturz:	3°	6°	9°	
24" Antriebsräder	SH:	45 cm	Х	Х	X	SH:	45 cm	Х	Х	Х	SH:	46 cm	Х	Х	Х	
Basisrahmen hoch	SH:	46 cm	Х	Х	X	SH:	46 cm	Х	X	Х	SH:	47 cm	Х	Х	Х	
	SH:	47 cm	Х	Х	X	SH:	47 cm	Х	X	Х	SH:	48 cm	Х	Х	Х	
0.00	SH:	48 cm	Х	Х	Х	SH:	48 cm	Х	Х	Х	SH:	49 cm	Х	Х	Х	
	SH:	49 cm	Х	Х	Х	SH:	49 cm	Х	Х	Х	SH:	50 cm	Х	Х	Х	
	SH:	50 cm	Х	Х	Х	SH:	50 cm	Х	Х	-	SH:	51 cm	Х	Х	-	
	SH:	51 cm	Х	Х	-	SH:	51 cm	X	Х	-						
		Sturz:	3°	6°	9°		Sturz:	3°	6°	9°		Sturz:	3°	6°	9°	
22" Antriebsräder	SH:	41 cm	-	-	X	SH:	41 cm	-	-	Х	SH:	41 cm	-	-	Х	
Basisrahmen niedrig	SH:	42 cm	-	-	X	SH:	42 cm	-	-	Х	SH:	42 cm	-	-	Х	
D	SH:	43 cm	-	Х	X	SH:	43 cm	-	Х	Х	SH:	43 cm	-	Х	Х	
	SH:	44 cm	Х	Х	X	SH:	44 cm	Х	Х	Х	SH:	44 cm	Х	Х	Х	
	SH:	45 cm	Х	Х	X	SH:	45 cm	Х	Х	Х	SH:	45 cm	Х	Х	Х	
	SH:	46 cm	х	Х	Х	SH:	46 cm	х	Х	Х	SH:	46 cm	Х	Х	Х	
		Sturz:	3°	6°	9°		Sturz:	3°	6°	9°		Sturz:	3°	6°	9°	
24" Antriebsräder	SH:	44 cm	-	-	Х	SH:	44 cm	-	-	Х	SH:	45 cm	-	-	X	
Basisrahmen niedrig	SH:	45 cm	Х	Х	Х	SH:	45 cm	Χ	Х	Х	SH:	46 cm	Х	х	Х	
	SH:	46 cm	Х	Х	Х	SH:	46 cm	Х	X	X	SH:	47 cm	Х	х	Х	
	SH:	47 cm	Х	Х	Х	SH:	47 cm	Х	X	X	SH:	48 cm	Х	х	Х	
	SH:	48 cm	×	Х	х	SH:	48 cm	X	Х	Х						

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten


Winkelverstellbare und abklappbare Variante:



Schiebebügel winkelverstellbar & abklappbar



Schiebebügel "breit" winkelverstellbar & abklappbar



Draufsicht // Verjüngung der Sitzbreite um 1,5 cm

Rückenwinkelverstellbereich wählen:

75 - 115°

80 - 120°

Verlängerung Schiebebügeloberteil

> Verlängerung um 5 cm Verlängerung um 10 cm

Rückenblech in Muldenform:





Mit Befestigungsmaterial für "HOGGI align" Rückenkissen



Rücken und Schiebebügel abgeklappt



Rückenwinkelverstellung

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abklappbare Varianten:



Schiebegriff abklappbar



Schiebebügel abklappbar



Schiebebügel "breit" abklappbar

Rückenwinkel wählen:

90° 100° 95° 105°

Verlängerung Schiebebügeloberteil

> Verlängerung um 5 cm Verlängerung um 10 cm

Rückenblech in Muldenform:



Rücken und Schiebebügel abgeklappt



Verstärkte Riegelklauen

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abnehmbare Varianten:



Schiebegriff abnehmbar



Schiebebügel abnehmbar



Schiebebügel "breit" abnehmbar

Verlängerung Schiebebügeloberteil

Verlängerung um 5 cm Verlängerung um 10 cm

Rückenblech winkel- und höhenverstellbar:




75 - 115°

80 - 120°



Rücken abgeklappt



Draufsicht // Verjüngung der Sitzbreite um 1,5 cm

Kantellungsunterstützung

Kantellungsunterstützung (empfohlen ab einer Zuladung über 40 kg)

Rückenkissen

Rückenkissen 2,5 cm

Rücken in Muldenform SB 36, 40, 44 cm


Rückenkissen schwarz SB 36, 40, 44 cm



"HOGGI align" konturiertes Rückenkissen, schwarz

Sitzblech & Sitzkissen







Sitzblech Sitzkissen 3 cm

Konturiertes Sitzkissen Abduktion



Polsterfarben











Schwarz

Abstandsgewirke

Beere Soft

Türkis Soft

Grau Soft



Polsterfarbe Schwarz ist die Standardfarbe und in der Grundausstattung mit inbegriffen.

Kopfstützen



Kopfstütze standard mit Polster



Kopfstützenhalter für "Kopfstütze mit Hinterhauptpolster" oder für Fremdfabrikate



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern

Armlehnen




Armlehnen

Höhe: 14 - 21 cm

Höhe: 19 - 26 cm



stuhls kann es zur Einschränkung der Sitzkantelung kommen.



Armlehnen mit Kantelausgleich

Höhe: 15 - 23 cm

Höhe: 18 - 26 cm

Höhe: 18 - 26 cm in verstärkter Version



Pu-Armauflage

23,5 cm lang

27 cm lang

Bremsvarianten



HOGGI light Sportbremse



Standard-Kniehebelbremsen SWINGBO VTi XL



Integrierte Bremse

Radabdeckungen, Verriegelung



Radabdeckung aus Kunststoff



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe für integrierte Bremsanlage



Radabdeckung aus Carbon



Verriegelung der Integrierten Bremse

Antriebsräder



Antriebsrad HOGGI light



Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremsen

Bereifung wählen:

Luftbereifung

(1")

PU-Bereifung (22" x 1" und 24" x 1")

Greifreifen

Ohne Greifreifen

Aluminium-Greifreifen

Aluminium-Greifreifen mit **Antirutschbeschichtung**

Edelstahl-Greifreifen

Antirutschbeschichtung:



Schwarz

Reinweiß

Silbergrau

Himmelblau

Verkehrsrot

Eng

Reinorange

Greifreifenvariante:



Standard



Hoch




Weit



Greifreifenüberzug



Geschlossener ergonomischer Greifreifen



"HOGGI Grip Plus" Gummiprofil für geschlossenen Greifreifen

Greifreifen für HOGGI light Antriebsräder







Maxgrepp Ergo Para



Maxgrepp Ergo Para CP

Speichenschutz

Speichenschutz, transparent

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, **mit Motiv**

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, einfarbig nach Kundenwunsch:

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, mit Grafik nach Kundenvorgabe



Lenkräder



Rad mit Vollgummireifen




Skaterrolle mit Leuchtioden



PU-Rad mit Design-Kunststofffelge

100 x 32 mm 125 x 32 mm 140 x 40 mm 100 x 24 mm 125 x 24 mm 100 x 34 mm 125 x 34 mm


Abweisrollen, Ankipphilfe, Wadenpolster







Ankipphilfe



Wadenpolster passend zur Sitzbreite

Anbau links

Anbau rechts

Kniewinkelanlagen, Fußstützen



Kniewinkelanlage 90°



Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85° - 160°



Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°



Anpassung für SHERPA Vario Fußstützen

UL kurz 20 - 36 cm

UL lang 20 - 41 cm

UL kurz 20 - 36 cm

UL lang 20 - 41 cm

UL kurz 20 - 36 cm

UL lang 20 - 41 cm

Fußbretthalter



Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar



Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung

Fußbretter



Fußbrett aus Kunststoff, flach



Fußbrett aus Kunststoff, mit Fersenkante



Fußbrett aus Aluminium, flach



Zwei Einzelfußbretter in Wannenform

in Rahmenfarbe in schwarz

mit Fersenplatte

Hinweis:

Einsetzbar ab einer Sitzhöhe von 45 cm

Pelotten




Thoraxpelotten, einzeln verstellbar, Pelottengröße ca. 12 x 13 x 2 cm

Für Rücken winkel-& höhenverstellbar

Für Rücken in Muldenform



Brust-/Thoraxpelotten



Gerade Hüftpelotten (250 x 100 mm)

Brustumfang 33 - 43 cm

Brustumfang 39 - 49 cm

Brustumfang 45 - 55 cm

! Hinweis:


Nur in Verbindung mit Rücken winkel- & höhenverstellbar. In Verbindung mit Rücken in Muldenform muss zusätzlich eine Anpassung der Halterwinkel erfolgen.

Hinweis:

Hüftpelotten reduzieren die maximale Sitzbreite um 3 cm

Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)







MDP Pelottenhalter fix links / rechts



MDP Thoraxpelotten



MDP Thoraxpelotten gekröpft

links

rechts

8 x 10 x 2 cm 10 x 12 x 2 cm

12 x 13 x 2 cm

6 x 11,5 x 2,5 cm

8 x 14 x 2,5 cm

als Paar

als Paar

als Paar

Gurtsysteme



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fußgelenkgurte

SB 28 - 34 cm

SB 34 - 42 cm

Ø 4 - 6,5 cm


Ø 6 - 8,5 cm

Abduktionskeil, Therapietisch




Abduktionskeil, abschwenkbar & abnehmbar

LBH 11 x 8 x 10 cm LBH 13 x 9 x 10 cm



A-Keil Erhöhung um 30 mm



Therapietisch


Hinweis

Nur in Verbindung mit A-Keil und Konturiertem Sitzkissen.

Hinweis:

Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung



Transportsicherung nach ISO 7176-19



Mit verstärkten Riegelklauen


Hinweis:

Notwendig für Schiebebügel-/ Schiebegriffe abklappbar bei Verwendung zusammen mit Transportsicherung oder in Verbindung mit AMF-Bruns Kraftknoten.

AMF-Bruns Kraftknotensystem



AMF-Bruns Kraftknoten (Leichte Schwerlastösen)



Beckengurt

Kurz (270/940 mm),

empfohlen bis SB 36 Lang (410/1075 mm), empfohlen bis SB 44

Überlänge (590/1225 mm)

Hinweis:

st kein Gurtmaß gewählt, wird die zur SB empfohlene Länge verwendet

Montage des Kraftknotensystems

Hinweis:

Wenn im Schulter- und Kopfbereich keine Abstützung im BTW vorhanden ist, dann ist die Transportsicherung und das Kraftknotensystem nur in Verbindung mit einer Rückenverlängerung oder einer Kopfstütze zu verwenden.

Klemmschellen, Cosies



Vier Klemmschellen D25 mit Befestigungsmaterial



"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson

Verdeck, Einhandantrieb



Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz



Vorbereitung für die Montage des Einhandantriebes der Firma "Pro Aktiv"



In Kombination mit dem Rückenblech in Muldenform (bei geringer Rückenhöhe) kann es zu Einschränkungen kommen.

Lenk- und Schiebehilfe, Geschwistersitz



Lenk- und Schiebehilfe



Lenk- und Schiebehilfe als Geräteträger-Variante



Anbauadapter zu Lenk- u. Schiebehilfe als Geräteträger-Variante für "phil&teds" Geschwistersitz oder universal Autositz Adapter

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage