



## SWINGBO® 2 System-Kinderrollstuhl mit 45° Sitzkantelung

HMV-Nr.: 18.50.03.2013

Crash getestet nach ISO 7176-19 und ANSI/RESNA WC/Vol.1. - Section 19

Alle Preise in €, Stand 04/2025, gültig bis auf Widerruf, zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
<b>Rechnungsanschrift</b>	
Firma	Kundennummer
Straße	Postleitzahl, Ort
E-Mail	Telefon
Fax	
<b>Lieferanschrift</b> (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
Straße	Postleitzahl, Ort



### Grundausrüstung

#### Untergestell

- Aluminium-Starrrahmen mit schwerpunktnaher Sitzkantelung
- Radstand einstellbar
- Antriebsräder inkl. Greifreifen, abnehmbar über Quick Release Achsen
- Kniehebelbremsen
- Schiebegriffe oder Schiebebügel

#### Sitzsystem

- Sitzhöhe einstellbar
- Schiebegriffe oder Schiebebügel inklusive
- Sitzkantelung verstellbar: -5° bis +45°  
Bei geringen Sitzhöhen, geringem Aktivgrad und niedrig eingestellten Armlehnen kann die Kantelung eingeschränkt sein.
- Sitztiefe verstellbar um bis zu 8 cm
- Sitzbreite wählbar 24 - 36 cm
- Zuladung 60 kg

**Mindestangaben** (Ohne diese Daten kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.)

**Rahmenfarbe**  (Farbcode eintragen) Verfügbare Farben siehe Tabelle "Rahmenfarben"

**Sitzbreite** \* in cm  24  26  28  30  32  34  36 **Sitzhöhe** \*  (36 - 47 cm)

**Sturz** in Grad  3° (3240-1370)  6° (3240-1350)  9° (3240-1360)

\* siehe Anhang Tabelle „Sitzmaße“ und "Radkombinationen und Sitzhöhen"

### Voreinstellungen

**Sitztiefe (ST)** <sup>4</sup>  (26 - 42 cm) **Unterschenkellänge (UL)**  (16 - 37 cm)

**Rückenwinkelbereich** <sup>1</sup>  75° - 115°  80° - 120° **Rückenhöhe** <sup>4</sup>  (33 - 55 cm)

**Schiebegriff- und Rückenwinkel:** <sup>2</sup>  90°  95°  100°  105°

**Aktivgrad** <sup>3</sup>  0  1  2  3  4

<sup>1</sup> nur für winkel- und höhenverstellbaren Rücken

<sup>3</sup> siehe Abbildung "Aktivgrad"

<sup>2</sup> nur für abklappbare Schiebebügel / Schiebegriffe

<sup>4</sup> siehe Tabelle "Sitzmaße"

Bei fehlenden Angaben wird werksseitig auf das kleinste Maß eingestellt. Der Rückenwinkel wird auf 90° eingestellt.

**Grundausrüstung**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3246-10SB		<b>SWINGBO® 2</b>		<b>1 Stück</b>	
mit	<input type="checkbox"/> 3245-55SB		Schiebebügel, abnehmbar	<b>01</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3245-58SB		Schiebebügel "breit", abnehmbar	<b>02</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3245-56SB		Schiebegriffe, abnehmbar	<b>03</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3245-30SB		Schiebebügel, abklappbar	<b>(Aufpreis) 04</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 3245-38SB		Schiebebügel "breit", abklappbar	<b>(Aufpreis) 02</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 3245-35SB		Schiebegriffe, abklappbar	<b>(Aufpreis) 05</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 3248-30SB		Schiebebügel, winkelverstellbar und abklappbar	<b>(Aufpreis) 06</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 3248-38SB		Schiebebügel "breit", winkelverstellbar und abklappbar	<b>(Aufpreis) 02</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3245-7300		Transportsicherung nach ISO 7176-19 *	<b>07</b>	1 Set	
* wenn im Behindertentransportwagen keine Abstützung im Schulter- und Kopfbereich eingerichtet ist, dann nur zusammen mit einer Rückenverlängerung oder Kopfstütze zu verwenden.						
	<input type="checkbox"/> 3245-5113S		Verstärkte Riegelklauen *	<b>(Aufpreis) 08</b>	1 Set	
* notwendig für Schiebebügel 3245-30SB und Schiebegriffe 3245-35SB bei Verwendung zusammen mit Transportsicherungen oder in Verbindung mit AMF-Bruns Kraftknoten						

**Bremsen, Radabdeckungen und Seitenteile**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
mit	<input type="checkbox"/> 1207-1001		Kniehebelbremsen zum Anbau am Rahmenrohr	<b>09</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3246-169x		Radabdeckungen mit integrierter Bremsanlage (0=20", 2=22", 4=24")		1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 3246-169*B		Radabdeckungen mit integrierter Bremsanlage, breit für 3° Sturz (3=22", 5=24")		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3246-160x		Radabdeckungen (0=20", 2=22", 4=24")		1 Set	

**Antriebsräder Standard**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
mit	<input type="checkbox"/> 1292-2xx1		Standard Antriebsrad mit Alu-Greifreifen	<b>10</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-3xx1		Standard Antriebsrad mit Trommelbremse und Alu-Greifreifen	<b>(Aufpreis) 11</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 1292-x3xx		22" Raddurchmesser		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-x4xx		24" Raddurchmesser		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1292-xx1x		Luftbereifung 1"	<b>10</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-xx2x		Pannensichere PU-Bereifung	<b>11</b>	1 Set	inkl.

**Antriebsräder HOGGI light**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
mit	<input type="checkbox"/> 1292-0xxx		Antriebsrad <b>HOGGI light</b>	<b>(Aufpreis) 12</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1292-1xxx		Antriebsrad <b>HOGGI light</b> mit Trommelbremse	<b>(Aufpreis) 13</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 1292-x2xx		20" Raddurchmesser		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-x3xx		22" Raddurchmesser		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-x4xx		24" Raddurchmesser		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1292-xx1x		Luftbereifung 1"		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-xx2x		Pannensichere PU-Bereifung (20x1 3/8", 22x1" und 24x1")		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1292-xxx0		Ohne Greifreifen			
oder	<input type="checkbox"/> 1292-xxx1		Alu-Greifreifen silber eloxiert, Greifringmontage "Standard"	<b>14</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-xxx2		Alu-Greifreifen silber eloxiert, Greifringmontage "Hoch"	<b>15</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-xxx3		VA-Greifreifen, Greifringmontage "Standard"	<b>(Aufpreis) 16</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1292-xxx4		VA-Greifreifen, Greifringmontage "Hoch"	<b>(Aufpreis) 17</b>	1 Set	
mit			<input type="checkbox"/> Greifreifenanbau eng			
oder			<input type="checkbox"/> Greifreifenanbau weit			
oder	<input type="checkbox"/> 1204-1155		Geschlossene ergonomische Greifreifen 22", schwarz eloxiert, für Hoggi-Light Räder	<b>(Aufpreis) 64</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1204-1156		Geschlossene ergonomische Greifreifen 24", schwarz eloxiert, für Hoggi-Light Räder	<b>(Aufpreis)</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 1204-106X		"HOGGI Grip Plus" Greifreifeneinlagen schwarz, für geschlossene ergonomische Greifreifen	<b>(Aufpreis) 65</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1204-114X		Aluminiumgreifreifen mit Antirutschbeschichtung schwarz, Greifreifenanbau "standard" *	<b>(Aufpreis) 72</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 1204-114X		Aluminiumgreifreifen mit Antirutschbeschichtung schwarz, Greifreifenanbau "hoch" *	<b>(Aufpreis)</b>	1 Paar	
* nur in Verbindung mit HOGGI light Antriebsrädern						

## Speichenschutz // Alte Motive // Abverkauf

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/>	1204-101x	Speichenschutz, transparent *	<b>18</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	1204-101x	Speichenschutz, transparent, für Trommelbremsräder *		1 Set	
	<input type="checkbox"/>	1204-101x	Speichenschutz mit Motiv **	(Abverkauf) <b>19</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	1204-101x	Speichenschutz mit Motiv, für Trommelbremsräder **	(Abverkauf) <b>19</b>	1 Set	
* Motive 2021 nur möglich in Kombination mit 1204-2001-XXX						
** bitte Farbcode des Speicherschutzmotivs eintragen (siehe Anhang) Nur solange der Vorrat reicht!						
*** Speicherschutz mit Motiv ist nicht für 20" Räder erhältlich						

## Speichenschutz // Neue Motive 2021 (mit 10% Händlerabbatt)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/>	1204-2001-000	Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, einfarbig nach Kundenwunsch <sup>1 2</sup>		1 Set	
	<input type="checkbox"/>	1204-2001-2XX	Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Motiv <sup>1 3</sup>		1 Set	
	<input type="checkbox"/>	1204-2001-SA	Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Grafik nach Kundenvorgabe <sup>1</sup>			
<sup>1</sup> nur in Verbindung mit transparentem Speicherschutz						
<sup>2</sup> bitte RAL Ton angeben						
<sup>3</sup> Speicherschutz Motiv im "Speicherschutz Bestellblatt" wählbar (verfügbar auf der Website)						

## Lenkräder

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
mit	<input type="checkbox"/>	1250-1002S	Rad mit Vollgummireifen, schwarz 100 x 32 mm	<b>20</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	1250-1003S	Rad mit Vollgummireifen, schwarz 125 x 32 mm		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	1250-1005S	Rad mit Vollgummireifen, schwarz 140 x 40 mm		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	1249-1005	Skaterrolle mit Leuchtdioden 100 x 24 mm	(Aufpreis) <b>21</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/>	1249-1006	Skaterrolle mit Leuchtdioden 125 x 24 mm	(Aufpreis) <b>21</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/>	1221-1003	PU-Rad mit Design-Kunststofffelge 100 x 34 mm	(Aufpreis) <b>22</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/>	1221-1004	PU-Rad mit Design-Kunststofffelge 125 x 34 mm	(Aufpreis) <b>22</b>	1 Set	

## Zubehör

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/>	3246-24SB	015 Sitzblech	<b>23</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3248-6501	346 Gerade Hüftpelotten Gr.1 (225 x 100 mm), SB 28 - 34 *	<b>24</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/>	3248-6502	346 Gerade Hüftpelotten Gr.2 (250 x 110 mm), SB 28 - 34 *		1 Paar	
	<input type="checkbox"/>	3249-6502	346 Gerade Hüftpelotten (250 x 110 mm), SB 36 - 44 *			
* Hüftpelotten reduzieren die max. Sitzbreite um 3 cm						
	<input type="checkbox"/>	3231-7800	346 Abduktionskeil Gr.1, abschwenkbar (LBH 9 x 6 x 9 cm)	<b>25</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/>	3231-7900	346 Abduktionskeil Gr.2, abschwenkbar (LBH 11 x 8 x 10 cm)		1 Paar	
	<input type="checkbox"/>	3245-29SB	Rücken winkel- und höhenverstellbar in Rahmenfarbe *	<b>26</b>	1 Set	
* nur in Verbindung mit Schiebebügel/Schiebegriffe abnehmbar						
	<input type="checkbox"/>	3245-32SB	Rücken in Muldenform zweiteilig, höhenverstellbar in Rahmenfarbe *	<b>27</b>	1 Set	
* nur in Verbindung mit Schiebebügel/Schiebegriffe winkelverstellbar und abklappbar						
	<input type="checkbox"/>	3245-3310	Vier Klemmschellen D25 mit Befestigungsmaterial zur Befestigung von Blechen am Rückenrohr	<b>28</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3246-4005	015 Kniewinkelanlage 90°, UL kurz 16 - 27 cm	<b>29</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3246-4006	015 Kniewinkelanlage 90°, UL lang 16 - 37 cm *		1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3246-4007	015 Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85° - 160°, UL kurz 19 - 27 cm	<b>30</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3246-4008	015 Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85° - 160°, UL lang 19 - 37 cm *		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/>	3246-4302	Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	<b>31</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3246-4303	Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, Verriegelung	(Aufpreis) <b>32</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	SA-0430	Verstärkter Fußbrettträger aus Stahl ohne Mehrpreis (Mehrgewicht ca. 0,3 kg)		1 Stück	inkl.
mit	<input type="checkbox"/>	3246-44SB	Fußbrett aus Kunststoff, schwarz, flach	<b>33</b>	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/>	3246-45SB	Fußbrett aus Kunststoff, schwarz, mit Fersenkante	<b>34</b>	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/>	3248-46SB	Fußbrett aus Aluminium in Rahmenfarbe, flach		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/>	3246-4003	015 Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°, UL kurz 19 - 27 cm <sup>1)</sup>	<b>35</b>	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/>	3246-4004	015 Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°, UL lang 19 - 37 cm <sup>1) 2)</sup>		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/>	3246-46SB	Zwei Einzelfußbretter in Wannenform	<b>36</b>	1 Set	
<sup>1)</sup> einsetzbar ab Sitzbreite 26 cm <sup>2)</sup> einsetzbar ab Sitzhöhe 40 cm						
	<input type="checkbox"/>	3246-71SB	346 Sitzkissen, schwarz 3 cm dick	<b>37</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3246-77SB	346 Sitzkissen, 3 cm dick mit Ausschnitten für Hüftpelotten, nur SB 28-30		1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-72SB	346 Rückenissen, Rücken in Muldenform schwarz 2,5 cm dick	<b>38</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-73SB	346 Rückenissen schwarz 2,5 cm dick, SB 24 - 32 cm		1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-73SB	346 Rückenissen schwarz 2,5 cm dick, SB 34 - 36 cm		1 Stück	

**Zubehör** mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
mit	<input type="checkbox"/>	2240-1505	MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar zur Befestigung an Rundrohr D25 mm, links	<b>39</b>	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/>	2240-1506	MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar zur Befestigung an Rundrohr D25 mm, rechts		1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/>	2240-1405	MDP Pelottenhalter fix Befestigung an Rundrohr D25 mm, links/rechts	<b>40</b>	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/>	2240-1461	346 MDP Thoraxpelotte Gr.1 (8 x 10 x 2 cm), Bezug: schwarz	<b>41</b>	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/>	2240-1462	346 MDP Thoraxpelotte Gr.2 (10 x 12 x 2 cm), Bezug: schwarz		1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/>	2240-1463	346 MDP Thoraxpelotte Gr.3 (12 x 13 x 2 cm), Bezug: schwarz		1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/>	2240-1471	MDP Thoraxpelotte gekröpft Gr.1 (6 x 11,5 x 2,5 cm), PU ohne Bezug	<b>42</b>	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/>	2240-1472	MDP Thoraxpelotte gekröpft Gr.2 (8 x 14 x 2,5 cm), PU ohne Bezug		1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	1204-101x	Greifreifenüberzug Silikon schwarz gerillt (5=20", 6=22", 7=24")	<b>43</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3245-1801	Kippschutz, Anbau links	<b>44</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-1802	Kippschutz, Anbau rechts		1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-190x	Ankipphilfe, Anbau links <input type="checkbox"/> =1 oder rechts <input type="checkbox"/> =2	<b>45</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3243-7602	346 Kopfstütze Standard mit Polster, SB 24 - 26 cm	<b>46</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3243-7603	346 Kopfstütze Standard mit Polster, ab SB 28		1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3201-3830	Kopfstützenhalter universal (für 3245-7800 oder Fremdfabrikate)	<b>47</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-7800	306 Kopfstütze mit Hinterhauptpolster inkl. Montageset	<b>48</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3200-0401	Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern	<b>49</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-6802	346 Thoraxpelotten, einzeln verstellbar, Pelottengröße ca. 12 x 13 x 2 cm * * nur in Verbindung mit Rücken winkel- und höhenverstellbar 3245-29SB	<b>50</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3246-68SB	346 Thoraxpelotten passend zu Muldenform Rücken		1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3245-6401	346 Brust- / Thoraxpelotten Gr. 1, Brustumfang 33 - 43 cm *	<b>51</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-6402	346 Brust- / Thoraxpelotten Gr. 2, Brustumfang 39 - 49 cm *		1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-6403	346 Brust- / Thoraxpelotten Gr. 3, Brustumfang 45 - 55 cm * * Brustumfang gemessen vor der Rückenlehne, nur in Verbindung mit Rücken winkel- und höhenverstellbar 3245-29SB * bei Bestellung dieser Artikel in Verbindung mit einem Rücken in Muldenform muss zusätzlich SA-0295-MP genommen werden		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/>	3246-6200	<b>SWINGBO® 2</b> Armlehnen Gr. 1, Höhe 14 - 21 cm* * je nach Sitzhöhe und Sitzwinkel (Kantelung) sind nicht alle niedrigen Armlehnhöhen möglich * Kantelung kann bei bestimmten Einstellungen eingeschränkt sein		1 Paar	
oder	<input type="checkbox"/>	3246-6300	<b>SWINGBO® 2</b> Armlehnen Gr. 2, Höhe 19 - 26 cm* * je nach Sitzhöhe und Sitzwinkel (Kantelung) sind nicht alle niedrigen Armlehnhöhen möglich		1 Paar	
oder	<input type="checkbox"/>	3246-6400	<b>SWINGBO® 2</b> Armlehnen mit Kantelausgleich Gr. 1, Höhe 15 - 23 cm	<b>52</b>	1 Paar	
oder	<input type="checkbox"/>	3246-6500	<b>SWINGBO® 2</b> Armlehnen mit Kantelausgleich Gr. 2, Höhe 18 - 26 cm		1 Paar	
mit	<input type="checkbox"/>	7000-0051	PU-Armauflagen, 235 mm lang		1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	7000-0052	PU-Armauflagen, 270 mm lang		1 Paar	inkl.
	<input type="checkbox"/>	3240-8202	Therapietisch Gr. 2, SB 24 - 26 cm *	<b>53</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3240-8203	Therapietisch Gr. 3, SB 28 - 32 cm * * nur in Verbindung mit Armlehnen		1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3201-6100	Beckengurt	<b>54</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3240-6702	4-Punkt Beckengurt Gr. S (SB 22 - 30 cm)	<b>55</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3240-6703	4-Punkt Beckengurt Gr. M (SB 28 - 34 cm)		1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3201-6400	Fußgelenkgurte Gr. 1	<b>56</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/>	3203-6400	Fußgelenkgurte Gr. 2		1 Paar	


**Sonderzubehör (mit 10% Händlerrabatt)**

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/>	7000-0177H	AMF-Bruns Kraftknoten für SWINGBO 2 (Leichte Schwerlastösen) * wenn im Behindertentransportwagen keine Abstützung im Schulter- und Kopfbereich eingerichtet ist, dann nur zusammen mit einer Rückenverlängerung oder Kopfstütze zu verwenden.	<b>57</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	7000-0122	Beckengurt Kurz (270/940 mm), empfohlen bis SB 36 *	<b>54</b>	1 Stück	inkl.
	<input type="checkbox"/>	7000-0124	Beckengurt Lang (410/1075 mm), empfohlen bis SB 44 *		1 Stück	inkl.
	<input type="checkbox"/>	7000-0126	Beckengurt Überlänge (590/1225 mm) * * ist kein Gurtmaß gewählt, wird die zur SB empfohlene Länge verwendet		1 Stück	inkl.
	<input type="checkbox"/>	6999-1020	Montage des Kraftknotensystems * * notwendig für AMF-Bruns Kraftknoten		1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	7000-0199	"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson	<b>58</b>	1 Set	

**Sonderbau (gesonderter Rabattsatz)**

Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/> 3249-3200		Einteiliges Rückenblech in Muldenform mit Befestigungsmaterial für "HOGGI align" Rückenkissen * * nur möglich in Verbindung mit 3248-30SB und 3248-38SB	<b>59</b>		
<input type="checkbox"/> 3249-7200	346	HOGGI align Konturiertes Rückenkissen, schwarz	<b>60</b>		
<input type="checkbox"/> 3246-80SB	346	Konturiertes Sitzkissen, mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöcker-aufnahmen, mit abnehmbarem Bezug aus Trevira CS, SB 24 - 32 *	<b>61</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/> 3246-80SB	346	Konturiertes Sitzkissen, mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöcker-aufnahmen, mit abnehmbarem Bezug aus Trevira CS, SB 34 - 36 * * nicht kombinierbar mit Hüftpelotten sowie Abduktionskeil		1 Stück	
<input type="checkbox"/> SA-0286/2-KP		A-Keil Erhöhung um 30 mm * * nur in Verbindung mit A-Keil und Konturierterem Sitzkissen		1 Set	
<input type="checkbox"/> 3245-9300	346	Verdeck inkl. Adapter u. Regenschutz, schwarz * * nur in Verbindung mit Rücken winkel- und höhenverstellbar 3245-29SB	<b>62</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/> SA-0183		Verlängerung Schiebebügeloberteil	<b>63</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	Verlängerung um 5 cm			
	<input type="checkbox"/>	Verlängerung um 10 cm			
<input type="checkbox"/> SA-0093-MP		Maxgrepp Original Greifreifen	<b>(Aufpreis)</b>	1 Set	
<input type="checkbox"/> SA-0094-MP		Maxgrepp Ergo Para Greifreifen	<b>(Aufpreis)</b>	1 Set	
<input type="checkbox"/> SA-0095-MP		Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen	<b>(Aufpreis)</b>	1 Set	
<input type="checkbox"/> SA-0390		Polster Teile in Sonderfarbe ( <b>siehe Anhang Polsterfarben</b> )		Preis auf Anfrage	
<input type="checkbox"/> SA-0210		Rahmen in einer anderen RAL Farbe	<b>(Aufpreis)</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/> 6999-0014	060	Rahmen in Sonderfarbe Kupfergold	<b>(Aufpreis)</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/> 6999-0017/2		Radgabel pulverbeschichtet, Farbe gemäß Kundenagabe	<b>(Aufpreis)</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/> SA-0279/1-KP		<b>SWINGBO® 2</b> Lenk- und Schiebehilfe *	<b>69</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/> SA-0627/1-KP		<b>SWINGBO® 2</b> Lenk- und Schiebehilfe als Geräteträger-Variante * * bei Nachrüstung fallen zusätzliche Kosten an	<b>70</b>	1 Stück	Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/> SA-0619/4-KP		Anbauadapter zu Lenk- u. Schiebehilfe für "phil&teds" Geschwistersitz oder universal Autositz Adapter	<b>71</b>	1 Set	
<input type="checkbox"/> SA-0572-F-MP		Kunststoff Antirutschbeschichtung in Sonderfarbe: Reinweiß (RAL 9010), Silbergrau (RAL 7001), Himmelblau (RAL 5015), Verkehrrrot (RAL 3020), Reinorange (RAL 2004) * * nur in Verbindung mit HOGGI light Antriebsrädern	<b>(Aufpreis)</b>	1 Paar	
<input type="checkbox"/> SA-0315/2-MP		Vorbereitung für die Montage des Einhandbetriebs der Firma "Pro Aktiv"	<b>74</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/> SA-0158-KP		Wadenpolster passend zur Sitzbreite	<b>(Aufpreis)</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/> SA-0594		Radabdeckung aus Carbon	<b>(Aufpreis)</b>	<b>75</b>	Preis auf Anfrage

## Bemaßung und Aktivgrad



## Sitzmaße

<b>Sitzbreite (SB)</b>	24	26	28	30	32	34	36
<b>Einbaubreite zwischen den Sitzaufnahmen</b>	23,5	25,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5
<b>Sitztiefe</b>	26 - 30	26 - 32	26 - 34	28 - 36	30 - 38	32 - 40	34 - 42
<b>Rückenhöhe bei Rücken in Muldenform</b>	36 - 44	37 - 45	38 - 48	39 - 49	40 - 50	42 - 54	43 - 55
<b>Rückenhöhe bei Rücken winkelverstellbar</b>	33 - 42	35 - 44	37 - 46	39 - 48	41 - 50	43 - 52	45 - 54

\*Reduzierung der SB zwischen den Drehpunkten um ca. 2 cm bei der Auswahl der Artikel 3248-30SB und 3245-29SB\*

## Sitzhöhe

Lenkräder Antriebsräder	Raddurchmesser 100 mm				Raddurchmesser 125 mm				Raddurchmesser 140 mm			
	Sturz	3°	6°	9°	Sturz	3°	6°	9°	Sturz	3°	6°	9°
20 x 1"	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 36		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 36		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 36		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 37		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 37		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 37		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 38		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 38		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 38		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 39		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 39		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 39		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 40		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 40		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 40		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 41		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 41		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 41		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 42		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 42		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 42		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 43		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 43		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 43		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L
22 x 1"	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 38		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 38		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 38		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 39		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 39		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 39		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 40		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 40		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 40		<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> K
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 41		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 41		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 41		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 42		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 42		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 42		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 43		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 43		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 43		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 44		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 44		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 44		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 45		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 45		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 45		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+
24 x 1"	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 40		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 40		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 40		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 41		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 41		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 41		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 42		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 42		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 42		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 43		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 43		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 43		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 44		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 44		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 44		<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 45		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 45		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 45		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 46		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 46		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 46		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 47		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 47		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 47		<input type="checkbox"/> L+	<input type="checkbox"/> L+
<input type="checkbox"/> nicht lieferbar <b>K</b> 1281-1001 Gabeln kurz mit Lenkgabelaufnahmen kurz 1 Set incl. <b>K+</b> 1281-1004 Gabeln kurz mit Lenkgabelaufnahmen lang 1 Set incl. <b>L</b> 1281-1002 Gabeln lang mit Lenkgabelaufnahmen kurz 1 Set incl. <b>L+</b> 1281-1003 Gabeln lang mit Lenkgabelaufnahmen lang 1 Set incl.												

(Sitzhöhen sind Richtwerte, Toleranz +/- 10mm)

## Rahmenfarben

<b>001</b> Schwarz (RAL 9005)	<b>021</b> Graualuminium (RAL 9007)	<b>032</b> Schwarz matt (RAL 9005M)	<b>059</b> Pastellblau (RAL 5024)
<b>002</b> Silber	<b>022</b> Signalweiß (RAL 9003)	<b>039</b> Signalviolett (RAL 4008)	<b>061</b> Hellrosa (RAL 3015)
<b>003</b> Perlrubinrot (RAL 3032)	<b>023</b> Reinorange (RAL 2004)	<b>040</b> Nachtblau (RAL 5022)	<b>064</b> Olivgrün (RAL 6003)
<b>004</b> Perlnachtblau (RAL 5026)	<b>024</b> Eisenglimmer	<b>050</b> Weiß matt (RAL 9003)	<b>065</b> Himbeerrot (RAL 3027)
<b>005</b> Perlenzianblau (RAL 5025)	<b>025</b> Signalblau (RAL 5005)	<b>053</b> Lichtgrün (RAL 6027)	<b>066</b> Weißgrün (RAL 6019)
<b>017</b> Verkehrsgelb (RAL 1023)	<b>026</b> Blutorange (RAL 2002)	<b>054</b> Ozeanblau (RAL 5020)	
<b>018</b> Feuerrot (RAL 3000)	<b>027</b> Erikaviolett (RAL 4003)	<b>056</b> Türkisblau (RAL 5018)	
<b>019</b> Himmelblau (RAL 5015)	<b>028</b> Perlviolett (RAL 4011)	<b>057</b> Eisenglimmer light	
<b>020</b> Gelbgrün (RAL 6018)	<b>029</b> Perlbeige (RAL 1035)	<b>058</b> Lachsorange (RAL 2012)	

**SA-0210-MP** weitere RAL-Farben auf Anfrage (RAL-Nummer  angeben), **Mehrpreis**

## Polsterfarben

<b>346</b> Schwarz	<b>321</b> Abstandsgewirke, schwarz ( <b>Sonderfarbe</b> )	<b>348</b> Grau Soft ( <b>Sonderfarbe</b> )
	<b>347</b> Beere Soft ( <b>Sonderfarbe</b> )	<b>349</b> Türkis Soft ( <b>Sonderfarbe</b> )

Alle **HOGGI** Polster werden aus schwer entflammarem Trevira CS gefertigt. Ausnahme Abstandsgewirke (**321**).

## Speichenschutz



### Farbcode

<b>201</b>	<b>HOGGI</b> blau	<b>205</b>	Zug
<b>202</b>	Elfenland	<b>206</b>	Drache
<b>203</b>	Maus	<b>207</b>	Zirkus
<b>204</b>	Wasserwelt		

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SWINGBO® 2



Schiebebügel, abnehmbar



Schiebebügel „breit“



Schiebegriffe, abnehmbar



Schiebebügel, abklappbar



Schiebegriffe, abklappbar



Schiebebügel, winkelverstellbar und abklappbar



Transportsicherung



verstärkte Riegelklauen



Kniehebelbremse



Standard Antriebsrad



Standard Antriebsrad mit Trommelbremse



Antriebsrad HOGGI light



Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremse




Alu-Greifreifen, Standard



Alu-Greifreifen, Hoch




VA-Greifreifen, Standard



VA-Greifreifen, hoch



Speichenschutz, transparent



Speichenschutz mit Motiv



Rad mit Vollgummireifen




Skaterrolle mit Leuchtdioden



PU-Rad mit Design-Kunststofffelge




Sitzblech



Hüftpelotten



Abduktionskeil



Rücken winkel- und höhenverstellbar



Rücken in Muldenform



Klemmschellen






Kniewinkelanlage



Kniewinkelanlage, winkelverstellbar

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SWINGBO® 2

- |  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| <p><b>31</b></p>    | <p><b>32</b></p>    | <p><b>33</b></p>    | <p><b>34</b></p>    | <p><b>35</b></p>    |
| <p>Fußbretthalter, hochklappbar</p>  | <p>Fußbretthalter, mit Verriegelung</p>  | <p>Fußbrett aus Kunststoff, flach</p>  | <p>Fußbrett aus Kunststoff, mit Fersenkante</p>   | <p>Einzelfußstützen-kniewinkelanlage</p>   |
| <p><b>36</b></p>    | <p><b>37</b></p>    | <p><b>38</b></p>    | <p><b>39</b></p>    | <p><b>40</b></p>    |
| <p>Zwei Einzelfußbretter in Wannenform</p>   | <p>Sitzkissen</p>  | <p>Rückenkissen</p>  | <p>MDP Pelottenhalter abklappbar &amp; abnehmbar</p>  | <p>MDP Pelottenhalter fix</p>  |
| <p><b>41</b></p>   | <p><b>42</b></p>   | <p><b>43</b></p>   | <p><b>44</b></p>   | <p><b>45</b></p>   |
| <p>MDP Thoraxpelotte</p>   | <p>MDP Thoraxpelotte gekröpft</p>  | <p>Greifreifenüberzug</p>  | <p>Kippschutz</p>   | <p>Ankipphilfe</p>   |
| <p><b>46</b></p>  | <p><b>47</b></p>  | <p><b>48</b></p>  | <p><b>49</b></p>  | <p><b>50</b></p>  |
| <p>Kopfstütze Standard mit Polster</p>   | <p>Kopfstützenhalter universal</p>   | <p>Kopfstütze mit Hinterhauptpolster</p>   | <p>Gurtführung als T-Träger</p>   | <p>Thoraxpelotten</p>  |
| <p><b>51</b></p>  | <p><b>52</b></p>  | <p><b>53</b></p>  | <p><b>54</b></p>  | <p><b>55</b></p>  |
| <p>Brust- / Thoraxpelotten</p>   | <p>Armlehnen mit Kantenausgleich</p>   | <p>Therapietisch</p>   | <p>Beckengurt</p>   | <p>4-Punkt Beckengurt</p>  |
| <p><b>56</b></p>  | <p><b>57</b></p>  | <p><b>58</b></p>  | <p><b>59</b></p>  | <p><b>60</b></p>  |
| <p>Fußgelenkgurte</p>  | <p>AMF-Bruns Kraftknoten, Schwerlastösen</p>   | <p>„Cosies“ Thermofleece Handwärmer</p>  | <p>Einteiliges Rückenblech für „HOGGI align“</p>  | <p>HOGGI align Konturiertes Rückenkissen</p>   |

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SWINGBO® 2



61 Konturiertes Sitzkissen



62 Verdeck



63 Verlängerung Schiebebügeloberteil



64 Geschlossene ergonomische Greifreifen



65 HOGGI Grip Plus



66 Maxgrepp Original Greifreifen



67 Maxgrepp Ergo Para Greifreifen



68 Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen



69 Lenk- und Schiebehilfe



70 Lenk- und Schiebehilfe als Geräteträger-Variante



71 Anbauadapter zu Lenk- u. Schiebehilfe



72 Alugreifreifen mit Antirutschbeschichtung



73 Antirutschbeschichtung in Sonderfarbe



74 Einhandbetriebs der Firma „Pro Aktiv“



75 Radabdeckung aus Carbon