

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.2013

Bestellung**Angebot**

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

**Grundausrüstung**

- Aluminium-Starrahmen
- Kniehebelbremsen
- Schiebegriffe oder Schiebebügel
- Standard Antriebsrad inkl. Alu-Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben

6999-0014

					
Schwarz -001	Silber -002	Perl Rubinrot -003	Perl Nachtblau -004	Perl Zianblau -005	Gelbgrün -020
					
Eisenglimmer -024	Verkehrsgelb -017	Feuerrot -018	Himmelblau -019	Perl violett -028	Nachtblau -040
					
Graualuminium -021	Signalweiß -022	Reinorange -023	Signalblau -025	Perlbeige -029	Weiß, matt -050
					
Blutorange -026	Erikaviolett -027	Schwarz, matt -032	Signalviolett -039	Lichtgrün -053	Ozeanblau -054
					
Türkisblau -056	Eisengl. light -057	Lachsorange -058	Pastellblau -059	Hellrosa -061	Olivgrün -064
					
Himbeerrot -065	Weißgrün -066	Zitronengelb -071	Pastellgelb -072	Blassgrün -073	Seidengrau -074
					
Rosé -075	Schilfgrün -076				

Sonderlackierung

6999-0014



Kupfergold -060

Pastellviolett,
matt -077Pastellblau,
matt -078Weißgrün,
matt -079

Wunsch-RAL-Farbe:

SA-0210-MP

Sonderlackierung (optional)




6999-0017/2

Radgabeln in Wunschfarbe:
(standardmäßig in schwarz)

**Hinweis:**

Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.

Sitzbreite und Sitztiefe



Sitzbreite: 24 cm (tatsächliche Einbaubreite: 23,5 cm)
Sitztiefe eintragen: (26 - 30 cm)

Sitzbreite: 26 cm (tatsächliche Einbaubreite: 25,5 cm)
Sitztiefe eintragen: (26 - 32 cm)

Sitzbreite: 28 cm (tatsächliche Einbaubreite: 27,5 cm)
Sitztiefe eintragen: (26 - 34 cm)


Sitzbreite: 30 cm (tatsächliche Einbaubreite: 29,5 cm)
Sitztiefe eintragen: (28 - 36 cm)

Sitzbreite: 32 cm (tatsächliche Einbaubreite: 31,5 cm)
Sitztiefe eintragen: (30 - 38 cm)

Sitzbreite: 34 cm (tatsächliche Einbaubreite: 33,5 cm)
Sitztiefe eintragen: (32 - 40 cm)

Sitzbreite: 36 cm (tatsächliche Einbaubreite: 35,5 cm)
Sitztiefe eintragen: (34 - 42 cm)

Rückenhöhe und Unterschenkellänge





Sitzbreite	24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm
Rückenhöhe							
Rücken in Muldenform	36-44 cm	37-45 cm	38-48 cm	39-49 cm	40-50 cm	42-54 cm	43-55 cm
Rücken winkelverstellbar	33-42 cm	35-44 cm	37-46 cm	39-48 cm	41-50 cm	43-52 cm	45-54 cm

Rückenhöhe eintragen:

Unterschenkellänge eintragen:

(16 - 37 cm)

Aktivgrad



Aktivgrad eintragen: (0 - 4 in 2,5 cm Schritten)

Radsturz



3240-1370



3240-1350



3240-1360

Sitzhöhe

SWINGBO 2	Lenkräder mit 100 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 125 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 140 mm Raddurchmesser
20" Antriebsräder	Sturz: 3° 6° 9° SH: 36 cm - x x SH: 37 cm x - x SH: 38 cm x x x SH: 39 cm x x - SH: 40 cm - x x SH: 41 cm x - x SH: 42 cm x x x SH: 43 cm x - -	Sturz: 3° 6° 9° SH: 36 cm - x - SH: 37 cm x - x SH: 38 cm x x x SH: 39 cm x x - SH: 40 cm - x - SH: 41 cm x x x SH: 42 cm x - x SH: 43 cm x - -	Sturz: 3° 6° 9° SH: 37 cm - x - SH: 38 cm x x x SH: 39 cm x - x SH: 40 cm x - x SH: 41 cm x x - SH: 42 cm - x x SH: 43 cm x - -
	Sturz: 3° 6° 9° SH: 38 cm - x x SH: 39 cm - x x SH: 40 cm x - x SH: 41 cm x - x SH: 42 cm x x - SH: 43 cm x x x SH: 44 cm - x - SH: 45 cm x - -	Sturz: 3° 6° 9° SH: 38 cm - x x SH: 39 cm - x x SH: 40 cm x - x SH: 41 cm x x x SH: 42 cm x x - SH: 43 cm - x x SH: 44 cm - x - SH: 45 cm x - -	Sturz: 3° 6° 9° SH: 38 cm - x x SH: 39 cm x x - SH: 40 cm - x x SH: 41 cm - x x SH: 42 cm x - x SH: 43 cm x x x SH: 44 cm x x -
22" Antriebsräder	Sturz: 3° 6° 9° SH: 40 cm - - x SH: 41 cm - x x SH: 42 cm x x - SH: 43 cm x x x SH: 44 cm - x x SH: 45 cm x x x SH: 46 cm x - -	Sturz: 3° 6° 9° SH: 40 cm - - x SH: 41 cm - x - SH: 42 cm x x x SH: 43 cm - x x SH: 44 cm - - x SH: 45 cm x x x SH: 46 cm x - x SH: 47 cm x x -	Sturz: 3° 6° 9° SH: 40 cm - - x SH: 41 cm - x x SH: 42 cm x - x SH: 43 cm x x x SH: 44 cm x x - SH: 45 cm - x x SH: 46 cm - x x SH: 47 cm x x -
24" Antriebsräder	Sturz: 3° 6° 9° SH: 40 cm - - x SH: 41 cm - x x SH: 42 cm x x - SH: 43 cm x x x SH: 44 cm - x x SH: 45 cm x x x SH: 46 cm x - -	Sturz: 3° 6° 9° SH: 40 cm - - x SH: 41 cm - x - SH: 42 cm x x x SH: 43 cm - x x SH: 44 cm - - x SH: 45 cm x x x SH: 46 cm x - x SH: 47 cm x x -	Sturz: 3° 6° 9° SH: 40 cm - - x SH: 41 cm - x x SH: 42 cm x - x SH: 43 cm x x x SH: 44 cm x x - SH: 45 cm - x x SH: 46 cm - x x SH: 47 cm x x -

x möglich; - nicht möglich

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten


Winkelverstellbare und abklappbare Variante:



Schiebebügel winkelverstellbar & abklappbar



Schiebebügel „breit“ winkelverstellbar & abklappbar



Draufsicht // Verjüngung der Sitzbreite um 1,5 cm

! Rückenwinkelverstellbereich wählen:

75 - 115°

80 - 120°

Verlängerung
Schiebebügeloberteil

SA-0183/X

Verlängerung um 5 cm 1

Verlängerung um 10 cm 4


Rückenblech in Muldenform:



Mit Befestigungsmaterial für „HOGGI align“ Rückenkissen



Rücken und Schiebebügel abgeklappt



Rückenwinkelverstellung

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abklappbare Varianten:



Schiebegriff abklappbar



Schiebebügel abklappbar



Schiebebügel „breit“ abklappbar

Rückenwinkel wählen:

90° 100°

95° 105°

Verlängerung
Schiebebügeloberteil

SA-0183/X

Verlängerung um 5 cm 1

Verlängerung um 10 cm 4

Rückenblech in Muldenform:



Rücken und Schiebebügel abgeklappt



Verstärkte Riegelklauen

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abnehmbare Varianten:



Schiebegriff abnehmbar



Schiebebügel abnehmbar

Schiebebügel „breit“
abnehmbar

Verlängerung
Schiebebügeloberteil
SA-0183/X

Verlängerung um 5 cm **1**

Verlängerung um 10 cm **4**

Rückenblech winkel- und höhenverstellbar:




75 - 115°

80 - 120°



Rücken abgeklappt



Draufsicht // Verjüngung der
Sitzbreite um 1,5 cm

Rückenkissen

Rückenkissen 2,5 cm

3245-7XSB-346

2 Rücken in Muldenform
schwarz

3 Rückenkissen schwarz
SB 24 - 32 cm

3 Rückenkissen schwarz
SB 34 - 36 cm



„HOGGI align“ konturiertes
Rückenkissen, schwarz

Sitzblech & Sitzkissen



Sitzblech



Sitzkissen 3 cm



Konturiertes Sitzkissen Abduktion

Hinweis:
Nicht kombinierbar mit Hüftpelotten.

- 1 SB 24 - 36 cm
- SB 28 - 36 cm,
- 7 für Hüftpelotten

Polsterfarben



Schwarz

-346



Abstandsgewirke

-321



Beere Soft

-347



Türkis Soft

-349



Grau Soft

-348

SA-0390

Kopfstützen



Kopfstütze standard mit Polster



Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern

- 2 SB 24 - 26 cm
- 3 SB 28 - 36 cm

Hinweis:
Die Montage der Gurtführung ist nur in Kombination mit dem Kopfstützenhalter für die Kopfstütze mit Hinterhauptpolster oder für Fremdfabrikate möglich.

Armlehnen



Armlehnen

Höhe: 14 - 21 cm 2

Höhe: 19 - 26 cm 3



Armlehnen mit Kantenausgleich

Höhe: 15 - 23 cm 4

Höhe: 18 - 26 cm 5



Pu-Armauflage

23,5 cm lang 1

27 cm lang 2


**Hinweis:**

Je nach Konfiguration des Rollstuhls kann es zur Einschränkung der Sitzkantelung kommen.

Bremsen



Kniehebelbremsen



Integrierte Bremse

Radabdeckungen



Radabdeckung aus Kunststoff

0 20" 2 22" 4 24"



Radabdeckung aus Carbon

3246-169X mit integrierter Bremse

0 20" 3 22", 3° Sturz
 2 22" 5 24", 3° Sturz
 4 24"

Antriebsräder



Standard Antriebsrad mit Aluminium-Greifreifen



Standard Antriebsrad mit Trommelbremse und Aluminium-Greifreifen



Antriebsrad HOGGI light



Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremsen

Bereifung wählen:

Luftbereifung
(1")

1292-XX1X

PU-Bereifung 1292-XX2X
(20" x 1 3/8", 22" x 1" und 24" x 1")

1292-X2XX 20"

1292-X3XX 22"

1292-X4XX 24"



Greifreifen (nur auswählbar in Kombination mit den Antriebsrädern HOGGI light)

Ohne Greifreifen

1292-XXX0

Aluminium-Greifreifen

1292-XXX1

1 standard 2 hoch

Aluminium-Greifreifen mit
Antirutschbeschichtung

1204-114X

Edelstahl-Greifreifen

1292-XXX3


3 standard 4 hoch

Antirutschbeschichtung:

SA-0572-F-MP



Schwarz 1204-114X



Reinweiß

9010



Silbergrau 7001



Himmelblau 5015



Verkehrsrot 3020




Reinorange 2004

Greifreifenvariante:

Greifreifenmontage:



Standard



Hoch



Weit



Eng

1204-101X

Greifreifenüberzug

5 20" 6 22" 7 24"

Greifreifen (nur auswählbar in Kombination mit den Antriebsrädern HOGGI light)

Geschlossener ergonomischer Greifreifen

5 22" **6** 24"

„HOGGI Grip Plus“ Gummiprofil für geschlossenen Greifreifen

0 22" **1** 24"

Maxgrepp Original



Maxgrepp Ergo Para



Maxgrepp Ergo Para CP

Speichenschutz

Speichenschutz, transparent

1204-101XSpeichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Motiv**1204-2001-2XX**Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
einfarbig nach Kundenwunsch:**1204-2001-000**Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Grafik nach Kundenvorgabe**1204-2001-SA**

Lenkräder



Rad mit Vollgummireifen

- 2** 100 x 32 mm
- 3** 125 x 32 mm
- 5** 140 x 40 mm



Skaterrolle mit Leuchtioden

- 5** 100 x 24 mm
- 6** 125 x 24 mm



PU-Rad mit Design-Kunststofffelge

- 3** 100 x 34 mm
- 4** 125 x 34 mm

Kippschutz, Ankipphilfe, Wadenpolster




Kippschutz

- Anbau links** 1
- Anbau rechts** 2



Ankipphilfe

- Anbau links** 1
- Anbau rechts** 2



Wadenpolster passend zur Sitzbreite

Kniewinkelanlagen



Kniewinkelanlage 90°

- UL kurz 16 - 27 cm** 5
- UL lang 16 - 37 cm** 6

Kniewinkelanlage winkelverstellbar
85° - 160°

- UL kurz 19 - 27 cm** 7
- UL lang 19 - 37 cm** 8

Einzelfußstützenkniewinkelanlage
85° - 160°

- UL kurz 19 - 27 cm** 3
- UL lang 19 - 37 cm** 4

Fußbretthalter



3246-4302

Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar




3246-4303

Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung

Verstärkter Fußbrettträger **aus Stahl**
(Mehrgewicht ca. 0,3 kg)


SA-0430

Fußbretter



3246-44SB

Fußbrett aus Kunststoff, flach



3246-45SB

Fußbrett aus Kunststoff, mit Fersenkante



3248-46SB

Fußbrett aus Aluminium, flach



3246-45SB-015

Fußbrett aus Aluminium, mit Fersenkante, schwarz



3246-46SB

Zwei Einzelfußbretter in Wannenform

Pelotten



Thoraxpelotten, einzeln verstellbar,
Pelottengröße ca. 12 x 13 x 2 cm

Für Rücken winkel-
& höhenverstellbar

3245-6802-306

Für Rücken in
Muldenform

3246-68SB-306



Brust- / Thoraxpelotten

Brustumfang 33 - 43 cm 1


Brustumfang 39 - 49 cm 2

Brustumfang 45 - 55 cm 3



Hinweis:

Nur in Verbindung mit Rücken
winkel- & höhenverstellbar.
In Verbindung mit Rücken in
Muldenform muss zusätzlich
eine Anpassung der Halterwin-
kel erfolgen.



Gerade Hüftpelotten

22,5 x 10 cm, 48-01
SB 28 - 34

25 x 11 cm, 48-02
SB 28 - 34

25 x 11 cm, 49-02
SB 36 - 44



Hinweis:

Hüftpelotten reduzieren die
maximale Sitzbreite um 3 cm.

Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)



2240-150X

MDP Pelottenhalter
abklappbar und abnehmbar

links **5**

rechts **6**



2240-1405

MDP Pelottenhalter fix
links / rechts



2240-146X-346

MDP Thoraxpelotten

8 x 10 x 2 cm 1

10 x 12 x 2 cm 2

12 x 13 x 2 cm 3



2240-147X

MDP Thoraxpelotten gekröpft

6 x 11,5 x 2,5 cm 1

8 x 14 x 2,5 cm 2

als Paar

als Paar

als Paar

Gurtsysteme



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fußgelenkgurte


SB 22 - 30 cm 2

SB 28 - 34 cm 3

Ø 4 - 6,5 cm 1

Ø 6 - 8,5 cm 3


Abduktionskeil, Therapietisch



Abduktionskeil,
abschwenkbar & abnehmbar

LBH 9 x 6 x 9 cm 8

LBH 11 x 8 x 10 cm 9




A-Keil Erhöhung um 30 mm



Hinweis:

Nur in Verbindung mit A-Keil und
konturiertem Sitzkissen.



Therapietisch

2 SB 24 und 26 cm

3 SB 28 bis 32 cm

4 SB 34 und 36 cm



Hinweis:

Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung



Transportsicherung nach ISO 7176-19



Mit verstärkten Riegelklauen



Hinweis:

Notwendig für Schiebebügel-/ Schiebe-
griffe abklappbar bei Verwendung zu-
sammen mit Transportsicherung oder in
Verbindung mit AMF-Bruns Kraftknoten.

AMF-Bruns Kraftknotensystem



AMF-Bruns Kraftknoten
(Leichte Schwerlastösen)



Beckengurt

Montage des Kraftknotensystems
6999-1020S

**Hinweis:**

Wenn im Schulter- und Kopfbereich keine Abstützung im BTW vorhanden ist, dann ist die Transportsicherung und das Kraftknotensystem nur in Verbindung mit einer Rückenverlängerung oder einer Kopfstütze zu verwenden.

**Kurz (270/940 mm),
empfohlen bis SB 36**

2

**Lang (410/1075 mm),
empfohlen bis SB 44**

4

Überlänge (590/1225 mm)

6

**Hinweis:**

Ist kein Gurtmaß gewählt, wird die zur SB empfohlene Länge verwendet.

Klemmschellen, Cosies



Vier Klemmschellen D25
mit Befestigungsmaterial



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer für Begleitperson

Verdeck, Einhandantrieb



Verdeck inkl. Adapter
und Regenschutz



Vorbereitung für die Montage
des Einhandantriebes der Firma
„Pro Aktiv“

**Hinweis:**

In Kombination mit dem Rückenblech in
Muldenform (bei geringer Rückenhöhe)
kann es zu Einschränkungen kommen.

Lenk- und Schiebehilfe, Geschwistersitz



Lenk- und Schiebehilfe



Lenk- und Schiebehilfe
als Geräteträger-Variante



Anbauadapter zu Lenk- u. Schiebe-
hilfe als Geräteträger-Variante für
„phil&teds“ Geschwistersitz oder
universal Autositz Adapter

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage