

# SWINGBO® 2 XL

Stand: Dezember 2025 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.2012

## Bestellung

### Angebot

Auftragsnummer / Kommission: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Rechnungsanschrift

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

## Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_



## Grundausrüstung

- Aluminium-Starrahmen
- Kniehebelbremsen
- Doppelkippschutz
- Schiebegriffe oder Schiebebügel
- Standard Antriebsrad inkl. Alu-Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

## Rahmenfarben

6999-0014

					
Schwarz -001	Silber -002	Perl Rubinrot -003	Perlnachtblau -004	Perlenszianblau -005	Gelbgrün -020
					
Eisenglimmer -024	Verkehrsgelb -017	Feuerrot -018	Himmelblau -019	Perl violett -028	Nachtblau -040
					
Graualuminium -021	Signalweiß -022	Reinorange -023	Signalblau -025	Perlbeige -029	Weiß, matt -050
					
Blutorange -026	Erikaviolett -027	Schwarz, matt -032	Signalviolett -039	Lichtgrün -053	Ozeanblau -054
					
Türkisblau -056	Eisengl. light -057	Lachsorange -058	Pastellblau -059	Hellrosa -061	Olivgrün -064
					
Himbeerrot -065	Weißgrün -066	Zitronengelb -071	Pastellgelb -072	Blassgrün -073	Seidengrau -074
					
Rosé -075	Schilfgrün -076				

## Sonderlackierung

6999-0014



Kupfergold -060

Pastellviolett,  
matt -077Pastellblau,  
matt -078Weißgrün,  
matt -079

Wunsch-RAL-Farbe:

SA-0210-MP

### Sonderlackierung (optional)




6999-0017/2

Radgabeln in Wunschfarbe:  
(standardmäßig in schwarz)


**Hinweis:**

Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.

### Sitzbreite und Sitztiefe




Sitzbreite: 32 cm (tatsächliche Einbaubreite: 31,5 cm)  
Sitztiefe eintragen: (30 - 42 cm)

Sitzbreite: 36 cm (tatsächliche Einbaubreite: 35,5 cm)  
Sitztiefe eintragen: (34 - 46 cm)

Sitzbreite: 40 cm (tatsächliche Einbaubreite: 39,5 cm)  
Sitztiefe eintragen: (38 - 50 cm)

Sitzbreite: 44 cm (tatsächliche Einbaubreite: 43,5 cm)  
Sitztiefe eintragen: (38 - 50 cm)

### Rückenhöhe und Unterschenkelänge





Sitzbreite	32 cm	36 cm	40 cm	44 cm
<b>Rückenhöhe</b>				
Rücken in Muldenform	40-50 cm	43-55 cm	45-57 cm	48-60 cm
Rücken winkelverstellbar	41-50 cm	45-54 cm	50-59 cm	54-63 cm

Rückenhöhe eintragen:

Unterschenkelänge eintragen:

(20 - 41 cm)

## Aktivgrad



Aktivgrad eintragen: (0 - 4 in 2,5 cm Schritten)

## Radsturz



3240-1370



3240-1350



3240-1360

## Sitzhöhe

SWINGBO 2 XL	Lenkräder mit 125 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 140 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 190 mm Raddurchmesser
<b>22" Antriebsräder</b>	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°
	SH: 45 cm x x x	SH: 45 cm - x x	SH: 50 cm x - -
	SH: 46 cm x x x	SH: 46 cm x x x	
	SH: 47 cm x x x	SH: 47 cm x x x	
	SH: 48 cm x x x	SH: 48 cm x x x	
	SH: 49 cm x x x	SH: 49 cm x x x	
	SH: 50 cm x - -	SH: 50 cm x - -	
<b>24" Antriebsräder</b>	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°
	SH: 45 cm x x x	SH: 46 cm x x x	SH: 49 cm - - -
	SH: 46 cm x x x	SH: 47 cm x x x	SH: 50 cm - x x
	SH: 47 cm x x x	SH: 48 cm x x x	SH: 51 cm x x x
	SH: 48 cm x x x	SH: 49 cm x x x	SH: 52 cm x x -
	SH: 49 cm x x x	SH: 50 cm x x x	SH: 53 cm x - -
	SH: 50 cm x - x	SH: 51 cm x x x	
	SH: 51 cm x x x	SH: 52 cm x x -	

x möglich; - nicht möglich

## Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten


### Winkelverstellbare und abklappbare Variante:



Schiebebügel winkelverstellbar & abklappbar



Schiebebügel „breit“ winkelverstellbar & abklappbar



Draufsicht // Verjüngung der Sitzbreite um 1,5 cm

! Rückenwinkelverstellbereich wählen:

**75 - 115°**

**80 - 120°**

Verlängerung Schiebebügeloberteil

**SA-0183/X**

**Verlängerung um 5 cm 1**

**Verlängerung um 10 cm 4**

### Rückenblech in Muldenform:



**3245-32SB-000**



**3249-3200-000**

Mit Befestigungsmaterial für „HOGGI align“ Rückenkissen



Rücken und Schiebebügel abgeklappt



Rückenwinkelverstellung

## Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

### Abklappbare Varianten:



**3245-35SB**

Schiebegriff abklappbar



**3247-30SB**

Schiebebügel abklappbar



**3247-38SB**

Schiebebügel „breit“ abklappbar

Rückenwinkel wählen:

**90° 100°**

**95° 105°**

Verlängerung Schiebebügeloberteil

**SA-0183/X**

**Verlängerung um 5 cm 1**

**Verlängerung um 10 cm 4**

### Rückenblech in Muldenform:



**3245-32SB-000**



Rücken und Schiebebügel abgeklappt



**3245-5113S**

Verstärkte Riegelklauen

## Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

### Abnehmbare Varianten:



Schiebegriff abnehmbar



Schiebebügel abnehmbar

Schiebebügel „breit“  
abnehmbar

Verlängerung  
Schiebebügeloberteil  
**SA-0183/X**

Verlängerung um 5 cm **1**

Verlängerung um 10 cm **4**

### Rückenblech winkel- und höhenverstellbar:




75 - 115°

80 - 120°



Rücken abgeklappt

Draufsicht // Verjüngung der  
Sitzbreite um 1,5 cm

## Kantellungsunterstützung

Kantellungsunterstützung (empfohlen ab einer Zuladung über 40 kg) **3247-1530**

## Rückenkissen

Rückenkissen 2,5 cm

**3245-7XSB-346**

**2** Rücken in Muldenform  
SB 32 cm

**2** Rücken in Muldenform  
SB 36, 40, 44 cm

**3** Rückenkissen schwarz  
SB 32 cm

**3** Rückenkissen schwarz  
SB 36, 40, 44 cm

„HOGGI align“ konturiertes  
Rückenkissen, schwarz

## Sitzblech &amp; Sitzkissen



Sitzblech



Sitzkissen 3 cm



Konturiertes Sitzkissen Abduktion

- 1 SB 32 cm  
1 SB 32 cm; für Hüftp.
- 7 SB 36, 40, 44 cm  
7 SB 36, 40, 44 cm; für Hüftp.

SB 32 cm  
SB 36 - 44 cm

**Hinweis:**  
Nicht kombinierbar mit Hüftpelotten.

## Polsterfarben

SA-0390



Schwarz

-346



Abstandsgewirke

-321



Beere Soft

-347



Türkis Soft

-349



Grau Soft

-348

## Kopfstützen



Kopfstütze standard mit Polster



Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern

**Hinweis:**  
Die Montage der Gurtführung ist nur in Kombination mit dem Kopfstützenhalter für die Kopfstütze mit Hinterhauptpolster oder für Fremdfabrikate möglich.




## Armlehnen



Armlehnen

Höhe: 14 - 21 cm **2**Höhe: 19 - 26 cm **3**

Armlehnen mit Kantenausgleich

Höhe: 15 - 23 cm **4**Höhe: 18 - 26 cm **5**Höhe: 18 - 26 cm **5**  
in verstärkter Version\_SA-0408-MP

Pu-Armauflage

23,5 cm lang **1**27 cm lang **2**


### Hinweis:

Je nach Konfiguration des Rollstuhls kann es zur Einschränkung der Sitzkantelung kommen.

## Bremsen



Kniehebelbremsen



Integrierte Bremse

## Radabdeckungen



Radabdeckung aus Kunststoff

**0** 20" **2** 22" **4** 24"

Radabdeckung aus Carbon

**3246-169X** mit integrierter Bremse

**0** 20" **3** 22", 3° Sturz  
**2** 22" **5** 24", 3° Sturz  
**4** 24"

## Antriebsräder

Standard Antriebsrad  
mit Alu-GreifreifenStandard Antriebsrad  
mit Trommelbremse und  
Alu-Greifreifen

Antriebsrad HOGGI light

Antriebsrad HOGGI light  
mit Trommelbremsen

Bereifung wählen:

**Luftbereifung**  
(1")**1292-XX1X****PU-Bereifung 1292-XX2X**  
(20" x 1 3/8", 22" x 1" und 24" x 1")**1292-X2XX 20"****1292-X3XX 22"****1292-X4XX 24"****Greifreifen** (nur auswählbar in Kombination mit den Antriebsrädern HOGGI light)

Ohne Greifreifen

**1292-XXX0**

Alu-Greifreifen

**1292-XXX1****1 standard 2 hoch**Alu-Greifreifen mit  
**Antirutschbeschichtung****1204-114X**

VA-Greifreifen

**1292-XXX3****3 standard 4 hoch****Antirutschbeschichtung:****SA-0572-F-MP**Schwarz **1204-114X**


Reinweiß

**9010**

Silbergrau

**7001**Himmelblau **5015**Verkehrsrot **3020**Reinorange **2004****Greifreifenvariante:****Greifreifenmontage:**

Standard



Hoch



Weit

Eng




Greifreifenüberzug

**5 20" 6 22" 7 24"**



**Greifreifen** (nur auswählbar in Kombination mit den Antriebsrädern HOGGI light)

Geschlossener ergonomischer Greifreifen

**5 22" 6 24"**

„HOGGI Grip Plus“ Gummiprofil für geschlossenen Greifreifen

**0 22" 1 24"**

Maxgrepp Original



Maxgrepp Ergo Para



Maxgrepp Ergo Para CP

**Speichenschutz**

Speichenschutz, transparent

**1204-101X**Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,  
**mit Motiv****1204-2001-2XX**Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,  
**einfarbig nach Kundenwunsch:****1204-2001-000**Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,  
**mit Grafik nach Kundenvorgabe****1204-2001-SA**

## Lenkräder



1250-100XS

Rad mit Vollgummireifen

3 125 x 32 mm

5 140 x 40 mm



1250-1006S

Rad mit PU-Reifen  
190 x 50 mm

1249-1006

Skaterrolle mit Leuchtioden  
125 x 24 mm

1221-1004

PU-Rad mit  
Design-Kunststofffelge

125 x 34 mm

## Kippschutz, Ankipphilfe, Wadenpolster




3247-1800

Doppelkippschutz



3247-180X

Doppelkippschutz mit Ankipphilfe



SA-0158-2/SB-KP

Wadenpolster passend zur Sitzbreite

Anbau links 3

Anbau rechts 4

## Kniewinkelanlagen, Fußstützen



3245-400X-015

Kniewinkelanlage 90°

UL kurz 20 - 36 cm 5

UL lang 20 - 41 cm 6



3245-400X-015

Kniewinkelanlage  
winkelve stellbar 85° - 160°

UL kurz 20 - 36 cm 7

UL lang 20 - 41 cm 8




3245-400X-015

Einzelfußstützenkniewinkel-  
anlage 85° - 160°

UL kurz 20 - 36 cm 3

UL lang 20 - 41 cm 4



SA-0463-MP

Anpassung für SHERPA  
Vario Fußstützen

**Hinweis:**  
Einsetzbar ab einer Sitz-  
breite von 36 cm.

## Fußbretthalter

**3245-4302**

Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar

**3245-4303**

Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung

## Fußbretter

**3245-44SB**

Fußbrett aus Kunststoff, flach

**3245-45SB**

Fußbrett aus Kunststoff, mit Fersenkante

**3249-46SB**

Fußbrett aus Aluminium, flach

**3245-46SB**

Zwei Einzelfußbretter in Wannenform

**in Rahmenfarbe**  
**in schwarz -015**  
**mit Fersenplatte**  
**3249-45SB-015**



**Hinweis:**  
 Einsetzbar ab einer Sitzhöhe von 45 cm.

## Pelotten



Thoraxpelotten, einzeln verstellbar,  
Pelottengröße ca. 12 x 13 x 2 cm

Für Rücken winkel-  
& höhenverstellbar

**3245-6802-306**

Für Rücken in  
Muldenform

**3246-68SB-306**



Brust- / Thoraxpelotten

**Brustumfang 33 - 43 cm 1**


**Brustumfang 39 - 49 cm 2**

**Brustumfang 45 - 55 cm 3**



**Hinweis:**

Nur in Verbindung mit Rücken  
winkel- & höhenverstellbar.  
In Verbindung mit Rücken in  
Muldenform muss zusätzlich  
eine Anpassung der Halterwin-  
kel erfolgen.



Gerade Hüftpelotten

**8 SB 28 - 34**

**9 SB 36 - 44**



**Hinweis:**

Hüftpelotten reduzieren die  
maximale Sitzbreite um 3 cm.

**Multidirektionale Thoraxpelotten** (einzeln bestellbar)



**2240-150X**

MDP Pelottenhalter  
abklappbar und abnehmbar

**links 5**

**rechts 6**



**2240-1405**

MDP Pelottenhalter fix  
links / rechts



**2240-146X-346**

MDP Thoraxpelotten

**8 x 10 x 2 cm 1**

**10 x 12 x 2 cm 2**

**12 x 13 x 2 cm 3**



**2240-147X**

MDP Thoraxpelotten gekröpft

**6 x 11,5 x 2,5 cm 1**

**8 x 14 x 2,5 cm 2**

als Paar

als Paar

als Paar

## Gurtsysteme



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fußgelenkgurte


SB 28 - 34 cm 3

SB 34 - 42 cm 4

Ø 4 - 6,5 cm 1

Ø 6 - 8,5 cm 3

## Abduktionskeil, Therapietisch


Abduktionskeil,  
abschwenkbar & abnehmbar

LBH 11 x 8 x 10 cm


31-79

LBH 13 x 9 x 10 cm

33-78



A-Keil Erhöhung um 30 mm

**Hinweis:**Nur in Verbindung mit A-Keil und  
konturiertem Sitzkissen.

Therapietisch

3 SB 32 cm

4 SB 36 cm

5 SB 40 - 44 cm

**Hinweis:**

Nur in Verbindung mit Armlehnen.

## Transportsicherung



Transportsicherung nach ISO 7176-19



Mit verstärkten Riegelklauen

**Hinweis:**Notwendig für Schiebebügel-/ Schiebe-  
griffe abklappbar bei Verwendung zu-  
sammen mit Transportsicherung oder in  
Verbindung mit AMF-Bruns Kraftknoten.



## AMF-Bruns Kraftknotensystem



AMF-Bruns Kraftknoten  
(Leichte Schwerlastösen)



Beckengurt

Montage des Kraftknotensystems  
**6999-1020S**

**Hinweis:**

Wenn im Schulter- und Kopfbereich keine Abstützung im BTW vorhanden ist, dann ist die Transportsicherung und das Kraftknotensystem nur in Verbindung mit einer Rückenverlängerung oder einer Kopfstütze zu verwenden.

**Kurz (270/940 mm),  
empfohlen bis SB 36** **2**

**Lang (410/1075 mm),  
empfohlen bis SB 44** **4**

**Überlänge (590/1225 mm)** **6**

**Hinweis:**

Ist kein Gurtmaß gewählt, wird die zur SB empfohlene Länge verwendet.

## Klemmschellen, Cosies



Vier Klemmschellen D25  
mit Befestigungsmaterial



„Cosies“ Thermofleece  
Handwärmer für Begleitperson



## Verdeck, Einhandantrieb



Verdeck inkl. Adapter  
und Regenschutz



Vorbereitung für die Montage  
des Einhandantriebes der Firma  
„Pro Aktiv“

**Hinweis:**

In Kombination mit dem Rückenblech in  
Muldenform (bei geringer Rückenhöhe)  
kann es zu Einschränkungen kommen.

## Lenk- und Schiebehilfe, Geschwistersitz



Lenk- und Schiebehilfe



Lenk- und Schiebehilfe  
als Geräteträger-Variante



Anbauadapter zu Lenk- u. Schiebe-  
hilfe als Geräteträger-Variante für  
„phil&teds“ Geschwistersitz oder  
universal Autositz Adapter

## Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage