

SWINGBO® 2 XL

Stand: August 2024 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.2012

Bestellung

Angebot

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____



Grundausrüstung

- Aluminium-Starrahmen
- Kniehebelbremsen
- Doppelkippschutz
- Schiebegriffe oder Schiebebügel
- Standard Antriebsrad inkl. Alu-Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörobstimmung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben

					
Schwarz	Silber	Perl Rubinrot	Perlnachtblau	Perlenzianblau	Gelbgrün
					
Eisenglimmer	Verkehrsgelb	Feuerrot	Himmelblau	Perlviolett	Nachtblau
					
Graualuminium	Signalweiß	Reinorange	Signalblau	Perlbeige	Weiß, matt
					
Blutorange	Erikaviolett	Schwarz, matt	Signalviolett	Lichtgrün	Ozeanblau
					
Türkisblau	Eisenglimmer light	Lachsorange	Pastellblau	Hellrosa	Olivgrün
					
Himbeerrot	Weißgrün				

Sonderlackierung



Wunsch-RAL-Farbe:

Kupfergold



Sonderlackierung (optional)



Hinweis:
Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.


Radgabeln in Wunschfarbe:
(standardmäßig in schwarz)

Sitzbreite und Sitztiefe



- Sitzbreite: 32 cm
Sitztiefe eintragen: (30 - 42 cm)
- Sitzbreite: 36 cm
Sitztiefe eintragen: (34 - 46 cm)
- Sitzbreite: 40 cm
Sitztiefe eintragen: (38 - 50 cm)
- Sitzbreite: 44 cm
Sitztiefe eintragen: (38 - 50 cm)



Rückenhöhe und Unterschenkelänge



Sitzbreite	32 cm	36 cm	40 cm	44 cm
Rückenhöhe				
Rücken in Muldenform	40-50 cm	43-55 cm	45-57 cm	48-60 cm
Rücken winkelverstellbar	41-50 cm	45-54 cm	50-59 cm	54-63 cm

Rückenhöhe eintragen: Unterschenkelänge eintragen: (20 - 41 cm)

Aktivgrad



Aktivgrad eintragen: (0 - 4 cm)

Radsturz

3°



6°



9°



Sitzhöhe

SWINGBO 2 XL	Lenkräder mit 125 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 140 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 190 mm Raddurchmesser
22" Antriebsräder	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°
	SH: 45 cm x x x	SH: 45 cm - x x	SH: 50 cm x - -
	SH: 46 cm x x x	SH: 46 cm x x x	
	SH: 47 cm x x x	SH: 47 cm x x x	
	SH: 48 cm x x x	SH: 48 cm x x x	
	SH: 49 cm x x x	SH: 49 cm x x x	
	SH: 50 cm x - -	SH: 50 cm x - -	
24" Antriebsräder	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°	Sturz: 3° 6° 9°
	SH: 45 cm x x x	SH: 46 cm x x x	SH: 49 cm - - -
	SH: 46 cm x x x	SH: 47 cm x x x	SH: 50 cm - x x
	SH: 47 cm x x x	SH: 48 cm x x x	SH: 51 cm x x x
	SH: 48 cm x x x	SH: 49 cm x x x	SH: 52 cm x x -
	SH: 49 cm x x x	SH: 50 cm x x x	SH: 53 cm x - -
	SH: 50 cm x - x	SH: 51 cm x x x	
SH: 51 cm x x x	SH: 52 cm x x -		

x möglich; - nicht möglich

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten


Winkelverstellbare und abklappbare Variante:



Schiebebügel winkelverstellbar & abklappbar



Schiebebügel „breit“ winkelverstellbar & abklappbar



Draufsicht // Verjüngung der Sitzbreite um 1,5 cm

Rückenwinkelverstellbereich wählen:

75 - 115°

80 - 120°

Verlängerung Schiebebügeloberteil

Verlängerung um 5 cm

Verlängerung um 10 cm

Rückenblech in Muldenform:



Mit Befestigungsmaterial für „HOGGI align“ Rückenkissen



Rücken und Schiebebügel abgeklappt



Rückenwinkelverstellung

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abklappbare Varianten:



Schiebegriff abklappbar



Schiebebügel abklappbar



Schiebebügel „breit“ abklappbar

Rückenwinkel wählen:

90° 100°

95° 105°

Verlängerung Schiebebügeloberteil

Verlängerung um 5 cm

Verlängerung um 10 cm

Rückenblech in Muldenform:



Mit Befestigungsmaterial für „HOGGI align“ Rückenkissen



Rücken und Schiebebügel abgeklappt



Verstärkte Riegelklauen

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abnehmbare Varianten:



Schiebegriff abnehmbar



Schiebebügel abnehmbar

Schiebebügel „breit“
abnehmbar

Verlängerung
Schiebebügeloberteil

Verlängerung um 5 cm

Verlängerung um 10 cm

Rückenblech winkel- und höhenverstellbar:




75 - 115°

80 - 120°



Rücken abgeklappt



Draufsicht // Verjüngung der
Sitzbreite um 1,5 cm

Kantellungsunterstützung

Kantellungsunterstützung (empfohlen ab einer Zuladung über 40 kg)

Rückenkissen

Rückenkissen 2,5 cm

**Rücken in Muldenform
SB 32 cm**

**Rücken in Muldenform
SB 36, 40, 44 cm**

**Rückenkissen schwarz
SB 32 cm**

**Rückenkissen schwarz
SB 36, 40, 44 cm**




„HOGGI align“ konturiertes
Rückenkissen, schwarz

Sitzblech & Sitzkissen



Sitzblech



Sitzkissen 3 cm



Konturiertes Sitzkissen Abduktion

Hinweis:
Nicht kombinierbar mit Hüftpelotten.

Polsterfarben




Schwarz



Abstandsgewirke



Beere Soft



Türkis Soft



Grau Soft

Kopfstützen




Kopfstütze standard mit Polster



Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern


Armlehnen



Armlehnen

Höhe: 14 - 21 cm

Höhe: 19 - 26 cm




Armlehnen mit Kantenausgleich

Höhe: 15 - 23 cm

Höhe: 18 - 26 cm

**Höhe: 18 - 26 cm
in verstärkter Version**



Pu-Armauflage

23,5 cm lang

27 cm lang




Hinweis:

Je nach Konfiguration des Rollstuhls kann es zur Einschränkung der Sitzkantung kommen.

Bremsen



Kniehebelbremsen



Integrierte Bremse

Radabdeckungen



Radabdeckung aus Kunststoff



Radabdeckung aus Carbon

Antriebsräder



Standard Antriebsrad mit Alu-Greifreifen



Standard Antriebsrad mit Trommelbremse und Alu-Greifreifen



Antriebsrad HOGGI light



Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremsen

Bereifung wählen:

Luftbereifung
(1")

PU-Bereifung
(20" x 1 3/8", 22" x 1" und 24" x 1")



Greifreifen (nur auswählbar in Kombination mit den Antriebsrädern HOGGI light)

Ohne Greifreifen

Alu-Greifreifen

Alu-Greifreifen mit **Antirutschbeschichtung**

VA-Greifreifen

Antirutschbeschichtung:



Schwarz



Reinweiß



Silbergrau



Himmelblau



Verkehrsrot



Reinorange

Greifreifenvariante:



Standard



Hoch

Greifreifenmontage:



Weit




Eng

Greifreifenüberzug

Greifreifen (nur auswählbar in Kombination mit den Antriebsrädern HOGGI light)



Geschlossener ergonomischer Greifreifen



„HOGGI Grip Plus“ Gummiprofil für geschlossenen Greifreifen



Maxgrepp Original



Maxgrepp Ergo Para



Maxgrepp Ergo Para CP

Speichenschutz

Speichenschutz, transparent

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, **einfarbig nach Kundenwunsch:**

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, **mit Motiv**

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, **mit Grafik nach Kundenvorgabe**



Lenkräder



Rad mit Vollgummireifen

125 x 32 mm

140 x 40 mm



Rad mit PU-Reifen
190 x 50 mm



Skaterrolle mit Leuchtioden
125 x 24 mm



PU-Rad mit Design-Kunststofffelge

125 x 34 mm


Kippschutz, Ankipphilfe, Wadenpolster



Doppelkippschutz



Doppelkippschutz mit Ankipphilfe



Wadenpolster passend zur Sitzbreite

Anbau links

Anbau rechts

Kniewinkelanlagen, Fußstützen



Kniewinkelanlage 90°

UL kurz 20 - 36 cm

UL lang 20 - 41 cm



Kniewinkelanlage
winkelvestellbar 85° - 160°

UL kurz 20 - 36 cm


UL lang 20 - 41 cm



Einzelfußstützenkniewinkel-
anlage 85° - 160°

UL kurz 20 - 36 cm

UL lang 20 - 41 cm



Anpassung für SHERPA
Vario Fußstützen

Hinweis:
Einsetzbar ab einer Sitz-
breite von 36 cm.

Fußbretthalter



Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar



Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung

Fußbretter



Fußbrett aus Kunststoff, flach



Fußbrett aus Kunststoff, mit Fersenkante



Fußbrett aus Aluminium, flach



Zwei Einzelfußbretter in Wannenform

in Rahmenfarbe
in schwarz
mit Fersenplatte



Hinweis:
Einsetzbar ab einer Sitzhöhe von 45 cm.

Pelotten



Thoraxpelotten, einzeln verstellbar,
Pelottengröße ca. 12 x 13 x 2 cm

**Für Rücken winkel-
& höhenverstellbar**

**Für Rücken in
Muldenform**




Brust- / Thoraxpelotten

Brustumfang 33 - 43 cm

Brustumfang 39 - 49 cm

Brustumfang 45 - 55 cm



Gerade Hüftpelotten



Hinweis:

Hüftpelotten reduzieren die
maximale Sitzbreite um 3 cm.



Hinweis:

Nur in Verbindung mit Rücken
winkel- & höhenverstellbar.
In Verbindung mit Rücken in
Muldenform muss zusätzlich
eine Anpassung der Halterwin-
kel erfolgen.

Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)




MDP Pelottenhalter
abklappbar und abnehmbar

links

rechts



MDP Pelottenhalter fix
links / rechts




MDP Thoraxpelotten

8 x 10 x 2 cm

10 x 12 x 2 cm

12 x 13 x 2 cm



MDP Thoraxpelotten gekröpft

6 x 11,5 x 2,5 cm


8 x 14 x 2,5 cm

als Paar

als Paar

als Paar

Gurtsysteme



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fußgelenkgurte


SB 28 - 34 cm

SB 34 - 42 cm

Ø 4 - 6,5 cm


Ø 6 - 8,5 cm

Abduktionskeil, Therapietisch


Abduktionskeil,
abschwenkbar & abnehmbar

LBH 11 x 8 x 10 cm

LBH 13 x 9 x 10 cm



A-Keil Erhöhung um 30 mm

**Hinweis:**Nur in Verbindung mit A-Keil und
konturiertem Sitzkissen.

Therapietisch

SB 32 cm

SB 36 cm

SB 40 - 44 cm

**Hinweis:**

Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung



Transportsicherung nach ISO 7176-19



Mit verstärkten Riegelklauen

**Hinweis:**Notwendig für Schiebebügel-/ Schiebegriffe
abklappbar bei Verwendung zusammen
mit Transportsicherung oder in
Verbindung mit AMF-Bruns Kraftknoten.

AMF-Bruns Kraftknotensystem



AMF-Bruns Kraftknoten
(Leichte Schwerlastösen)



Beckengurt

Montage des Kraftknotensystems



Hinweis:

Wenn im Schulter- und Kopfbereich keine Abstützung im BTW vorhanden ist, dann ist die Transportsicherung und das Kraftknotensystem nur in Verbindung mit einer Rückenverlängerung oder einer Kopfstütze zu verwenden.

**Kurz (270/940 mm),
empfohlen bis SB 36**

**Lang (410/1075 mm),
empfohlen bis SB 44**

Überlänge (590/1225 mm)



Hinweis:

Ist kein Gurtmaß gewählt, wird die zur SB empfohlene Länge verwendet.

Klemmschellen, Cosies



Vier Klemmschellen D25
mit Befestigungsmaterial



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer für Begleitperson

Verdeck, Lenk- und Schiebehilfe, Einhandantrieb



Verdeck inkl. Adapter
und Regenschutz



Lenk- und Schiebehilfe



Vorbereitung für die Montage des
Einhandantriebes der Firma „Pro
Aktiv“



Hinweis:

In Kombination mit dem Rückenblech in Muldenform (bei geringer Rückenhöhe) kann es zu Einschränkungen kommen.

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage

Empty space for customer remarks, wishes, or individual special order requests.