

SHERPA

Stand: Januar 2026 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.2016

Bestellung

Angebot

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____



Grundausrüstung

- Aluminium-Starrahmen-Untergestell
- Schiebegriffe / Schiebebügel
- Kniehebelbremsen
- System-Profil-Sitz- & Rückenrahmen
- Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben

6999-0014

					
Schwarz -001	Silber -002	Perl Rubinrot -003	Perlnachtblau -004	Perlenszianblau -005	Gelbgrün -020
					
Eisenglimmer -024	Verkehrsgelb -017	Feuerrot -018	Himmelblau -019	Perl violett -028	Nachtblau -040
					
Graualuminium -021	Signalweiß -022	Reinorange -023	Signalblau -025	Perlbeige -029	Weiß, matt -050
					
Blutorange -026	Erikaviolett -027	Schwarz, matt -032	Signalviolett -039	Lichtgrün -053	Ozeanblau -054
					
Türkisblau -056	Eisengl. light -057	Lachsorange -058	Pastellblau -059	Hellrosa -061	Olivgrün -064
					
Himbeerrot -065	Weißgrün -066	Zitronengelb -071	Pastellgelb -072	Blassgrün -073	Seidengrau -074
					
Rosé -075	Schilfgrün -076				

Sonderlackierung

6999-0014



Kupfergold -060



Pastellviolett, matt -077



Pastellblau, matt -078




Weißgrün, matt -079

Wunsch-RAL-Farbe:


SA-0210-MP

Sitzbreite und Rückenbreite



- Sitzbreite: 36 cm
Rückenbreite: 34,8 cm
- Sitzbreite: 40 cm
Rückenbreite: 38,8 cm
- Sitzbreite: 44 cm
Rückenbreite: 42,8 cm
- Sitzbreite: 48 cm
Rückenbreite: 46,8 cm

Sitzhöhe



Sitzhöhe	Lenkraddurchmesser		
Antriebsraddurchmesser	125	140	190
12"	48	48	48
16"	45 48	45 48	48
22"	45	45 50	50
24"	48	48	48

Radsturz (nur für 22" & 24" Räder)


0°

3224-1167

3°

3224-1166



Sitz-Profillänge



Sitz-Profillänge

40 cm (ca. Sitztiefe 29-39 cm) **6**45 cm (ca. Sitztiefe 34-44 cm) **7**50 cm (ca. Sitztiefe 39-49 cm) **8**55 cm (ca. Sitztiefe 44-54 cm) **9**

Universalrückenrahmen

Universal-Rückenrahmen mit
Physiologischem Drehpunkt**Querrohrtiefe 130 mm** **6****Querrohrtiefe 55 mm** **7**Universal-Rückenrahmen
für Sitzschalen**Querrohrtiefe 130 mm** **6****Querrohrtiefe 55 mm** **7**Rückenführung
mit Längenausgleich

! **Hinweis:**
Nicht kombinierbar mit Armlehnen und mit einem Rückenblech.



Schiebegriffe




Schiebebügel, winkelvestellbar

Auslösung der
Rückenwinkelverstellung


- 1** am Schiebebügel
- 2** am Schiebegriff

! **Hinweis:**
Auslösung über Bowdenzug und
Auslösehebel am Schiebebügel
oder Schiebegriff.

Systemrückenrahmen



Systemrückenrahmen mit
physiologischem Drehpunkt



Systemrückenrahmen
für Sitzschalen



Rücken-Profillänge

40 cm (ca. RH 47-51 cm) 6

45 cm (ca. RH 52-56 cm) 7


50 cm (ca. RH 57-61 cm) 8



Rückenführung
mit Längenausgleich

**Hinweis:**

Nicht kombinierbar mit
dem Rückenblech.



Rückenblech, zweiteilig
höhenverstellbar, in Rahmenfarbe

**Hinweis:**

Verstellbereich von 42 cm bis max.
10 cm über Rücken-Profillänge
möglich.



Rückenkissen 3 cm dick, schwarz



Schiebegriffe



Schiebebügel, winkelvestellbar



Auslösung der
Rückenwinkelverstellung

- 1 am Schiebebügel**
- 2 am Schiebegriff**


**Hinweis:**

Auslösung über Bowdenzug und
Auslösehebel am Schiebebügel
oder Schiebegriff.

Sitzblech



Sitzblech

Sitzerhöhung
einstellbar auf 2, 4 oder 6 cm

Präzisions-Trapezadapter

**Hinweis:**

Die minimale Sitzprofil-Länge muss beachtet werden.

SB 36 = 45 cm; SB 40 = 50 cm;
SB 44 + SB 48 = 55 cm

- | | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Gr. 1 (für SB 36) | 350,50€ |
| 2 | Gr. 2 (für SB 40 & 48) | 369,50€ |

Sitzkissen



Sitzkissen 3 cm, schwarz



Konturiertes Sitzkissen Abduktion

**Hinweis:**

Nicht kombinierbar mit Hüft-
pelotten.

Polsterfarben

SA-0390



Schwarz

-346

Abstandsgewirke

-321

Beere Soft

-347

Türkis Soft

-349

Grau Soft

-348**Hinweis:**

Polsterfarbe Schwarz ist die Standardfarbe und in der Grundausstattung mit inbegriffen.

Kopfstützen



3006-6601

Konsole mit universal
Kopfstützenhalter



3007-7800-306

Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



3006-6600


Konsole für Kopfstützenhalter
(z.B. für STEALTH Kopfstützenhalter)



Hinweis:

Für Kopfstütze mit Hinterhaupt-
polster oder für Fremdfabrikate.

Armlehnen



3006-6300

Armlehnen schwenkbar winkelve-
stellbar mit 270 mm PU-Auflagen



3007-630X

Säulenarmlehnen mit PU-Auflagen,
abnehmbar, höhenverstellbar



7000-005X

Pu-Armauflage



Hinweis:

Nicht kombinierbar mit dem
Universal-Rückenrahmen.

Höhe: 22 - 31 cm **1**

Höhe: 27 - 36 cm **2**

Höhe: 38 - 48 cm **3**

23,5 cm lang 1

27 cm lang 2



Hinweis:

Therapietische nur in Verbin-
dung mit Sonderbau SA-0586
möglich.

Bremsen



Standard-Kniehebelbremsen

- 3** für 12" und 16" Räder
0 für 22" und 24" Räder



HOGGI light Sportbremse




Integrierte Bremse

**Hinweis:**


Nur möglich für 22" und 24" Räder.

Radabdeckungen



Radabdeckung aus Kunststoff

- 6** ohne integrierte Bremse
7 für integrierte Bremse



Radabdeckung aus Kunststoff mit höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen

- 6** ohne integrierte Bremse
7 für integrierte Bremse




Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe

- 06-04** standard
06-05 breit für 0° Sturz
07-04 für integrierte Bremse
07-05 für integrierte Bremse, breit für 0° Sturz



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe mit höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen


- 06-84** standard
06-85 breit für 0° Sturz
07-84 für integrierte Bremse
07-85 für integrierte Bremse, breit für 0° Sturz




Vario-Radabdeckung aus Kunststoff



Vario-Radabdeckung aus Kunststoff mit höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen



Vario-Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe



Radabdeckung aus Carbon mit integrierter Bremse

**Hinweis:**

Erweiterung der Einbaubreite auf +6 oder +7 cm möglich.

Antriebsräder

Bereifung wählen:

Luftbereifung

1298-XX1X

PU-Bereifung

1298-XX2X

Antriebsrad wählen:

Standard Antriebsrad

1298-2XXX

**Standard Antriebsrad
mit Trommelbremse**

1298-3XXX

Raddurchmesser wählen:




1298-X0X0

12" Raddurchmesser



1298-X1X0

16" Raddurchmesser



1298-X3X1

22" Raddurchmesser
mit Alu-Greifreifen



1298-X4X1

24" Raddurchmesser
mit Alu-Greifreifen



1204-101X

Greifreifenüberzug

6 22"
7 24"



Hinweis:

Erhältlich für 22" und 24"
Antriebsräder.

Speichenschutz

Speichenschutz, transparent

1204-101X

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Motiv

1204-2001-2XX

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
einfarbig nach Kundenwunsch:

1204-2001-000

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Grafik nach Kundenvorgabe

1204-2001-SA



Lenkräder



Rad mit Vollgummireifen,
schwarz 125 x 32 mm
in Alu-Lenkabeln



Rad mit Vollgummireifen,
schwarz 140 x 40 mm
in Alu-Lenkabeln



Rad mit PU-Reifen,
schwarz 190 x 50 mm
in Alu-Lenkabeln



Rad mit Luft-Reifen,
schwarz 190 x 50 mm
in Alu-Lenkabeln

Kippschutz, Ankipphilfe, Wadenpolster



Kippschutz, wegschwenkbar

Anbau links **1**


Anbau rechts **2**



Kippschutz, wegschwenkbar
mit Ankipphilfe

Anbau links **3**

Anbau rechts **4**



Wadenpolster

passend zur Sitzbreite **2**

für Einzelfußstützen **4**



Hinweis:

Nicht kombinierbar mit Vario
Fußstützanlage.

Kniewinkelanlagen, Einzelfußstützen



Kniewinkelanlage 90°

UL kurz 20 - 36 cm **5**


UL lang 20 - 41 cm **6**



Kniewinkelanlage winkelverstellbar
85° - 160°

UL kurz 20 - 36 cm **7**

UL lang 20 - 41 cm **8**



Einzelfußstützenkniewinkelanlage
85° - 160°

UL kurz 20 - 36 cm **3**


UL lang 20 - 41 cm **4**

Einzelfußstützen, Kniewinkelaufnahme



SA-0450-KP

Hoch- und wegschwenkbare Einzelfußstützen (mit Wadenplatten und Fersenband)



3006-6700

Kniewinkelaufnahme standard für 15 mm Quadratrohr

Fußbretthalter



3245-4302

Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar



3245-4303

Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung

Fußbretter



3245-44SB

Fußbrett aus Kunststoff, flach
SB 28 - 40 cm



3245-45SB

Fußbrett aus Kunststoff, mit
Fersenkante, SB 28 - 40 cm



3006-45SB

Fußbrett aus Aluminium mit
Fersenkante, SB 40 - 44 cm



3245-4640

Zwei Einzelfußbretter in
Wannenform

Vario Fußstützanlage

Vario Fußstützanlage 80°, anatomisch winkel-abduzierbar um 6 cm, Schwenkrahmen in Rahmenfarbe, wegschwenkbar und abnehmbar

**3007-420X**

Kunststoff-Fußbrettsatz standard, hochklappbar, USL 33-44 cm

Fußbrettfläche B 125 x T 150 mm, 1
Fußraumbreite 26 - 32 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 150 x T 150 mm, 2
Fußraumbreite 31 - 37 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 150 x T 150 mm, 3
Fußraumbreite 35 - 41 cm, (SB 44)

**3007-420X**

Kunststoff-Fußbrettsatz winkelverstellbar, hochklappbar, USL 28-39 cm

Fußbrettfläche B 110 x T 160 mm, 4
Fußraumbreite 23 - 29 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 120 x T 160 mm, 5
Fußraumbreite 25 - 31 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 130 x T 160 mm, 6
Fußraumbreite 27 - 33 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 145 x T 160 mm, 7
Fußraumbreite 29 - 35 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 160 x T 160 mm, 8
Fußraumbreite 31 - 37 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 160 x T 160 mm, 9
Fußraumbreite 35 - 41 cm, (SB 48)

**3007-421X**

Kunststoff-Fußbrettsatz winkelverstellbar, hochklappbar, USL 34-47 cm

Fußbrettfläche B 110 x T 160 mm, 4
Fußraumbreite 23 - 29 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 120 x T 160 mm, 5
Fußraumbreite 25 - 31 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 130 x T 160 mm, 6
Fußraumbreite 27 - 33 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 145 x T 160 mm, 7
Fußraumbreite 29 - 35 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 160 x T 160 mm, 8
Fußraumbreite 31 - 37 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 160 x T 160 mm, 9
Fußraumbreite 35 - 41 cm, (SB 48)

**3007-422X**

Alu-Fußbrett durchgehend mit Fersenkante, winkelverstellbar, hochklappbar, USL 26-37 cm

Fußbrettfläche B 30-36 x T 18 cm, 1
Fußraumbreite 30 - 36 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 34-38 x T 18 cm, 2
Fußraumbreite 34 - 40 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 38-44 x T 18 cm, 3
Fußraumbreite 38 - 44 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 42-48 x T 18 cm, 4
Fußraumbreite 42 - 48 cm, (SB 48)

**3007-422X**

Alu-Fußbrett durchgehend mit Fersenkante, winkelverstellbar, hochklappbar, USL 32-45 cm

Fußbrettfläche B 30-36 x T 18 cm, 6
Fußraumbreite 30 - 36 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 34-38 x T 18 cm, 7
Fußraumbreite 34 - 40 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 38-44 x T 18 cm, 8
Fußraumbreite 38 - 44 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 42-48 x T 18 cm, 9
Fußraumbreite 42 - 48 cm, (SB 48)

Thoraxpelotten



Thoraxpelotten, ohne Polster



Thoraxpelotten, mit Polster, schwarz



Wegschwenkbare Thoraxpelotten

Gr. 1 (8 x 10 x 2 cm) 1

Gr. 2 (10 x 12 x 2 cm) 2

Gr. 3 (12 x 13 x 2 cm) 3

Gr. 1 (8 x 10 x 2 cm) 1


Gr. 2 (10 x 12 x 2 cm) 2

Gr. 3 (12 x 13 x 2 cm) 3

85 x 130 mm

100 x 165 mm

Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)

MDP Pelottenhalter
abklappbar und abnehmbar

links 5

rechts 6

MDP Pelottenhalter fix
links / rechts

MDP Thoraxpelotte

8 x 10 x 2 cm 1

10 x 12 x 2 cm 2

12 x 13 x 2 cm 3



MDP Thoraxpelotte gekröpft

6 x 11,5 x 2,5 cm 1

8 x 14 x 2,5 cm 2

als Paar

als Paar

als Paar



Hinweis:

Nur in Kombination mit dem Universal-Rückenrahmen möglich.

Oberschenkelführung



Oberschenkelführung
an den Sitzprofilen

- Gr. 1 (290 x 140 mm) **1**
- Gr. 2 (340 x 160 mm) **2**
- Gr. 3 (390 x 180 mm) **3**



Oberschenkelführung
an den Säulenarmlehnen

- Gr. 1 (290 x 140 mm) **4**
- Gr. 2 (340 x 160 mm) **5**
- Gr. 3 (390 x 180 mm) **6**



Polster für Oberschenkelführung,
schwarz

- 5** Gr. 1
- 6** Gr. 2
- 7** Gr. 3

Teilesatz für zwei Kunden-
oberschenkelführungen
(ohne Pelotten)

3007-6809

Teilesatz für zwei Kunden-
oberschenkelführungen
(ohne Pelotten)

3007-6808



Hinweis:
Können mit den Armlehnen
abgenommen werden.

Beckengurt



Beckengurt mit Beckengurtführung

- 0** für Systemrücken
- 1** für Universalrücken




Beckengurtführungen für
Systemrücken und Fremdfabrikate



Beckengurtführungen
für Universalrücken

Abduktionskeil, Therapietisch




Abduktionskeil,
abschwenkbar & abnehmbar

LBH 11 x 8 x 10 cm

31-79

LBH 13 x 9 x 10 cm

33-78




A-Keil Erhöhung um 60 mm



Hinweis:

Nur in Verbindung mit A-Keil und
konturiertem Sitzkissen.



3240-820X

Therapietisch

4 Gr. 4 (SB 36 cm)

5 Gr. 5 (SB 40 - 44 cm)




Hinweis:

Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung, Container für Zusatzgeräte



Transportsicherung nach ISO 7176-19



Container für Zusatzgeräte

- 1 Gr. 1 (SB 36 cm)**
- 2 Gr. 2 (SB 40 cm)**
- 3 Gr. 3 (SB 44 cm)**
- 4 Gr. 4 (SB 48 cm)**

AMF-Bruns Kraftknotensystem



AMF-Bruns Kraftknoten



Beckengurt

Montage des Kraftknotensystems

6999-1020S




Hinweis:

Wenn im Schulter- und Kopfbereich keine
Abstützung im BTW vorhanden ist, dann
ist die Transportsicherung und das Kraft-
knotensystem nur in Verbindung mit einer
Rückenverlängerung oder einer Kopfstütze zu
verwenden.


410 x 1075 mm (SB 36-44) 3/4

590 x 1225 mm (SB 48) 5/6


Systemprofil, Abdeckklappe, Nutstein



Systemprofil 4N 30x30, schwarz
(Länge nach Kundenangabe)



Abdeckklappe 6, 30x30



Nutenstein M6 für Systemprofil

Lenk- und Schiebehilfe, Cosies



Lenk- und Schiebehilfe



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer für Begleitperson

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage

Alle Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich. Irrtümer, Druckfehler sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Verbindlich sind ausschließlich die Preise, die in unserem schriftlichen Angebot oder in der Auftragsbestätigung genannt werden.