### **SHERPA**

Stand: September 2025 // Gültig bis auf Widerruf

### Hilfsmittelnummer: 18.50.03.2016

# Bestellung Angebot Auftragsnummer / Kommission: \_\_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Rechnungsanschrift Kundennummer: \_\_\_\_\_\_

4

Lieferanschrift	Siehe Rechnungsanschrift
Firma:	
Straße:	
PLZ, Ort:	

### Grundausstattung

- Aluminium-Starrahmen-Untergestell
- · Schiebegriffe / Schiebebügel
- Kniehebelbremsen
- · System-Profil-Sitz- & Rückenrahmen
- · Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

### Rahmenfarben

Firma: Straße: PLZ, Ort:




# Sonderlackierung



Wunsch-RAL-Farbe:

Kupfergold

### Sitzbreite und Rückenbreite




Sitzbreite: 36 cm Rückenbreite: 34,8 cm

Sitzbreite: 40 cm Rückenbreite: 38,8 cm

Sitzbreite: 44 cm Rückenbreite: 42,8 cm

Sitzbreite: 48 cm Rückenbreite: 46,8 cm

### Sitzhöhe



Sitzhöhe	Lenkraddurchmesser					
Antriebsraddurchmesser	125		140		190	
12"		48		48	48	
16"	45	48	45	48	48	
22"		45	45	50	50	
24"		48		48	48	


### Radsturz (nur für 22" & 24" Räder)







### Sitz-Profillänge



Sitz-Profillänge


### 40 cm (ca. Sitztiefe 29-39 cm)

45 cm (ca. Sitztiefe 34-44 cm)


50 cm (ca. Sitztiefe 39-49 cm)

55 cm (ca. Sitztiefe 44-54 cm)

### Universalrückenrahmen



Universal-Rückenrahmen mit Physiologischem Drehpunkt



Universal-Rückenrahmen für Sitzschalen



Rückenführung mit Längenausgleich

Querrohrtiefe 130 mm Querrohrtiefe 55 mm Querrohrtiefe 130 mm Querrohrtiefe 55 mm

### ! Hinweis:


Nicht kombinierbar mit Armlehnen und mit einem Rückenblech



Schiebegriffe



Schiebebügel, winkelverstellbar




Auslösung der Rückenwinkelverstellung

# !)


### Hinweis:

Auslösung über Bowdenzug und Auslösehebel am Schiebebügel oder Schiebegriff.

### Systemrückenrahmen



Systemrückenrahmen mit physiologischem Drehpunkt



Systemrückenrahmen für Sitzschalen



Rücken-Profillänge

40 cm (ca. RH 47-51 cm) 45 cm (ca. RH 52-56 cm) 50 cm (ca. RH 57-61 cm)



Rückenführung mit Längenausgleich



Rückenblech, zweiteilig höhenverstellbar, in Rahmenfarbe



Rückenkissen 3 cm dick, schwarz








Schiebegriffe



Schiebebügel, winkelverstellbar




Auslösung der Rückenwinkelverstellung




### Sitzblech



Sitzblech



Sitzerhöhung einstellbar auf 2, 4 oder 6 cm



Präzisions-Trapezadapter

Gr. 1 (für SB 36) 350,50€

Gr. 2 (für SB 40 & 48) 369,50€

### Sitzkissen

Hinweis:



Sitzkissen 3 cm, schwarz



Konturiertes Sitzkissen Abduktion

### Hinweis

Nicht kombinierbar mit Hüftpelotten

### Polsterfarben









Schwarz

Abstandsgewirke

Beere Soft

Türkis Soft

Grau Soft



Polsterfarbe Schwarz ist die Standardfarbe und in der Grundausstattung mit inbegriffen.

### Kopfstützen



Konsole mit universal Kopfstützenhalter



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



Konsole für Kopfstützenhalter (z.B. für STEALTH Kopfstützenhalter)

**Hinweis:**Für Kopfstütze mit Hinterhaupt-

### Armlehnen



Armlehnen schwenkbar winkelverstellbar mit 270 mm PU-Auflagen



Säulenarmlehnen mit PU-Auflagen, abnehmbar, höhenverstellbar



Pu-Armauflage

Hinweis:

Höhe: 22 - 31 cm

Höhe: 27 - 36 cm

Höhe: 38 - 48 cm

23,5 cm lang

27 cm lang

möglich.

### **Bremsen**



Standard-Kniehebelbremsen




**HOGGI light Sportbremse** 



Integrierte Bremse




### Radabdeckungen





Radabdeckung aus Kunststoff Radabdeckung aus Kunststoff mit höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe mit höhenverst. & abnehmbaren Armlehnen



Vario-Radabdeckung aus Kunststoff



Vario-Radabdeckung aus Kunststoff mit höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen



Vario-Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe



Radabdeckung aus Carbon mit integrierter Bremse



Erweiterung der Einbaubreite auf +6 oder +7 cm möglich.

### Antriebsräder

Bereifung wählen:

Antriebsrad wählen:

Luftbereifung

**PU-Bereifung** 

**Standard Antriebsrad** 

Standard Antriebsrad mit Trommelbremse

### Raddurchmesser wählen:



12" Raddurchmesser



16" Raddurchmesser



22" Raddurchmesser mit Alu-Greifreifen



24" Raddurchmesser mit Alu-Greifreifen



Hinweis:
Erhältlich für 22" und 24"
Antriebsräder.

### **Speichenschutz**

Speichenschutz, transparent

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, einfarbig nach Kundenwunsch:

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, **mit Motiv** 

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, mit Grafik nach Kundenvorgabe

Ų

### Lenkräder



Rad mit Vollgummireifen, schwarz 125 x 32 mm in Alu-Lenkgabeln



Rad mit Vollgummireifen, schwarz 140 x 40 mm in Alu-Lenkgabeln



Rad mit PU-Reifen, schwarz 190 x 50 mm in Alu-Lenkgabeln



Rad mit Luft-Reifen, schwarz 190 x 50 mm in Alu-Lenkgabeln

### Kippschutz, Ankipphilfe, Wadenpolster



Kippschutz, wegschwenkbar



Kippschutz, wegschwenkbar mit Ankipphilfe



Wadenpolster

Anbau links
Anbau rechts

Anbau links
Anbau rechts

passend zur Sitzbreite für Einzelfußstützen

Hinweis:

Nicht kombinierbar mit Vario
Fußstützanlage.

### Kniewinkelanlagen, Einzelfußstützen



Kniewinkelanlage  $90^\circ$ 



Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85° - 160°




Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°

UL kurz 20 - 36 cm UL lang 20 - 41 cm UL kurz 20 - 36 cm UL lang 20 - 41 cm UL kurz 20 - 36 cm UL lang 20 - 41 cm

### Einzelfußstützen, Kniewinkelaufnahme



Hoch- & wegschwenkbare Einzelfußstützen (mit Wadenplatten und Fersenband)



Kniewinkelaufnahme standard für 15 mm Quadratrohr

### Fußbretthalter



Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar



Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung

### Fußbretter



Fußbrett aus Kunststoff, flach SB 28 - 40 cm



Fußbrett aus Kunststoff, mit Fersenkante, SB 28 - 40 cm



Fußbrett aus Aluminium mit Fersenkante, SB 40 - 44 cm



Zwei Einzelfußbretter in Wannenform

Vario Fußstützanlage 80°, anatomisch winkel-abduzierbar um 6 cm, Schwenkrahmen in Rahmenfarbe, wegschwenkbar und abnehmbar



Kunststoff-Fußbrettsatz standard, hochklappbar, USL 33-44 cm

Fußbrettfläche B 125 x T 150 mm, Fußraumbreite 26 - 32 cm. (SB 36)

Fußbrettfläche B 150 x T 150 mm, Fußraumbreite 31 - 37 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 150 x T 150 mm, Fußraumbreite 35 - 41 cm, (SB 44)



Kunststoff-Fußbrettsatz winkelverstellbar, hochklappbar, USL 28-39 cm

Fußbrettfläche B 110 x T 160 mm, Fußraumbreite 23 - 29 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 120 x T 160 mm, Fußraumbreite 25 - 31 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 130 x T 160 mm, Fußraumbreite 27 - 33 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 145 x T 160 mm, Fußraumbreite 29 - 35 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 160 x T 160 mm, Fußraumbreite 31 - 37 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 160 x T 160 mm, Fußraumbreite 35 - 41 cm, (SB 48)



Kunststoff-Fußbrettsatz winkelverstellbar, hochklappbar, USL 34-47 cm

Fußbrettfläche B 110 x T 160 mm, Fußraumbreite 23 - 29 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 120 x T 160 mm, Fußraumbreite 25 - 31 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 130 x T 160 mm, Fußraumbreite 27 - 33 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 145 x T 160 mm, Fußraumbreite 29 - 35 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 160 x T 160 mm, Fußraumbreite 31 - 37 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 160 x T 160 mm, Fußraumbreite 35 - 41 cm, (SB 48)



Alu-Fußbrett durchgehend mit Fersenkante, winkelverstellbar, hochklappbar, USL 26-37 cm

Fußbrettfläche B 30-36 x T 18 cm, Fußraumbreite 30 - 36 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 34-38 x T 18 cm, Fußraumbreite 34 - 40 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 38-44 x T 18 cm, Fußraumbreite 38 - 44 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 42-48 x T 18 cm, Fußraumbreite 42 - 48 cm, (SB 48)



Alu-Fußbrett durchgehend mit Fersenkante, winkelverstellbar, hochklappbar, USL 32-45 cm

Fußbrettfläche B 30-36 x T 18 cm, Fußraumbreite 30 - 36 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 34-38 x T 18 cm, Fußraumbreite 34 - 40 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 38-44 x T 18 cm, Fußraumbreite 38 - 44 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 42-48 x T 18 cm, Fußraumbreite 42 - 48 cm, (SB 48)

### Thoraxpelotten



Thoraxpelotten, ohne Polster



Thoraxpelotten, mit Polster, schwarz



Wegschwenkbare Thoraxpelotten

Gr. 1 (8 x 10 x 2 cm)

Gr. 2 (10 x 12 x 2 cm)

Gr. 3 (12 x 13 x 2 cm)

Gr. 1 (8 x 10 x 2 cm)


Gr. 2 (10 x 12 x 2 cm)

Gr. 3 (12 x 13 x 2 cm)

85 x 130 mm

100 x 165 mm

### Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)



MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar



MDP Pelottenhalter fix links / rechts



MDP Thoraxpelotte



MDP Thoraxpelotte gekröpft

links

rechts

8 x 10 x 2 cm

10 x 12 x 2 cm

12 x 13 x 2 cm

6 x 11,5 x 2,5 cm

8 x 14 x 2,5 cm

als Paar als Paar als Paar

! Hinweis:

Nur in Kombination mit dem Universal-Ruckenranmen moglich.

### Oberschenkelführung



Oberschenkelführung an den Sitzprofilen

Gr. 1 (290 x 140 mm)

Gr. 2 (340 x 160 mm)

Gr. 3 (390 x 180 mm)

Teileset für zwei Kundenoberschenkelführungen (ohne Pelotten)



Oberschenkelführung an den Säulenarmlehnen

Gr. 1 (290 x 140 mm)

Gr. 2 (340 x 160 mm)

Gr. 3 (390 x 180 mm)

Teileset für zwei Kundenoberschenkelführungen (ohne Pelotten)




Polster für Oberschenkelführung, schwarz

# Hinweis: Können mit den Armlehnen abgenommen werden.

### **Beckengurt**



Beckengurt mit Beckengurtführung




Beckengurtführungen für Fremdfabrikate

### Abduktionskeil, Therapietisch




Abduktionskeil, abschwenkbar & abnehmbar

LBH 11 x 8 x 10 cm LBH 13 x 9 x 10 cm



A-Keil Erhöhung um 60 mm



Therapietisch

n

### Hinweis:

Nur in Verbindung mit A-Keil und Konturiertem Sitzkissen.



### Transportsicherung, Container für Zusatzgeräte




Transportsicherung nach ISO 7176-19



Container für Zusatzgeräte

### **AMF-Bruns Kraftknotensystem**



AMF-Bruns Kraftknoten



Beckengurt

410 x 1075 mm (SB 36-44) 590 x 1225 mm (SB 48) Montage des Kraftknotensystems


## Hinweis:

Wenn im Schulter- und Kopfbereich keine Abstützung im BTW vorhanden ist, dann ist die Transportsicherung und das Kraftknotensystem nur in Verbindung mit einer Rückenverlängerung oder einer Kopfstütze zu verwenden.


### Systemprofil, Abdeckklappe, Nutstein



Systemprofil 4N 30x30, schwarz (Länge nach Kundenangabe)



Abdeckkappe 6, 30x30



Nutenstein M6 für Systemprofil

### Lenk- und Schiebehilfe, Cosies



Lenk- und Schiebehilfe



"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson

### Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage