



SUPRA 2.0 Aktivrollstuhl für Kinder und Jugendliche

HMV-Nr.: 18.50.03.6016

Crash getestet nach ISO 7176-19

Grundausrüstung

- Fußstütze Standard
- Rückenlehne winkeleinstellbar mit anpassbarer Rückenbespannung
- Antriebsräder **HOGGI light**
- **HOGGI light** Sportbremse
- Sitzbespannung

Preis:

Alle Preise in €, Stand 04/2024, gültig bis auf Widerruf, zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

| | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Angebot | <input type="checkbox"/> Bestellung |
| Auftragsnummer / Kommission | Datum |
| Rechnungsanschrift | |
| Firma | Kundennummer |
| Straße | Postleitzahl, Ort |
| E-Mail | Telefon |
| Fax | |
| Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift) | |
| Firma | |
| Straße | Postleitzahl, Ort |



Grundausrüstung

- Starrrahmen-Aktivrollstuhl in Aluminiumkonstruktion, pulverbeschichtet; mitwachsend in der Sitztiefe
- 3 Größenvarianten:
 - Größe 1: SB 30-34 cm in 2cm-Schritten, ST 23-39 cm
 - Größe 2: SB 30-38 cm in 2cm-Schritten, ST 24-44 cm
 - Größe 3: SB 30-44 cm in 2cm-Schritten, ST 29-49 cm
- Antriebsräder mit Hohlkammerfelgen und Leichtlaufbereifung inkl. Greifreifen, abnehmbar über Quick Release Achse
- Radsturz wahlweise 3°, 6° oder 9°
- Rückenwinkel: 70° bis 115° einstellbar
- anpassbare Rückenbespannung oder Rückenblech
- Sitzhöhen vorne: 36 cm bis 51 cm
- Sitzwinkel: 0° bis ca. 10°
- Umrüstbar auf andere Sitzbreiten
- Fußstütze: Standard
- Zuladung: 60 kg Gr.1, 75 kg Gr.2, 100 kg Gr.3

Mindestangaben (Ohne diese Daten kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.)

Rahmenfarbe

Sitzbreite in cm 30 32 34 36 38 40 42 44

Sturz 3° (3282-1220) 6° (3282-1230) 9° (3282-1240)

Voreinstellungen

Sitzwinkel 0° - 10° **Sitzhöhe *** (36 - 51 cm)

Sitztiefe (ST) ** (23 - 49 cm) **Unterschenkellänge (UL) ***** (16 - 46 cm)

Rückenwinkel 70° 75° 80° 85° 90° 95° 100° 105° 110° 115°

Rückenhöhe (20 - 35 cm) z.T. nur mit Teleskoprohren/Einzelschiebegriffen

Aktivgrad ** 0 - 10 cm

* siehe Tabelle "Sitzhöhe vorn" und „Sitztiefenbereiche je Aktivgrad“

** Mögliche ST bei Rahmengröße 1: 19 - 34 cm; Gr. 2: 20 - 39 cm; Gr. 3: 25 - 44 cm

*** Mögliche UL pro Fußbanktyp und Rahmengröße siehe Tabelle „Unterschenkellänge“

Bei fehlenden Angaben wird werksseitig eingestellt:

Sitztiefe = Sitzbreite, Sitzwinkel = 4°, Sitzhöhe = mittleres Maß, UL = Sitztiefe, Rückenhöhe = Minimum, Rückenwinkel = 90°, Aktivgrad = 3
Antriebsrad: **HOGGI light** mit Alu-Greifreifen, Greifringmontage "Standard", Lenkrad: mit Vollgummireifen

Grundausrüstung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!, SB=Sitzbreite

| | Artikel-Nr. | Farbe | Artikelbezeichnung | Anzahl | Preis | € |
|------|------------------------------------|-------|---|----------------|---------|-------|
| | <input type="checkbox"/> 3281-00SB | | SUPRA 2.0 Gr.1, ST 23-39 cm | 1 Stück | | |
| mit | <input type="checkbox"/> 3284-22SB | 320 | Sitzbespannung Gr. 1 | 01 | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-23SB | 052 | Sitzblech Gr.1 | 02 | 1 Set | inkl. |
| | <input type="checkbox"/> 3282-00SB | | SUPRA 2.0 Gr.2, ST 24-44 cm | 1 Stück | | |
| mit | <input type="checkbox"/> 3285-22SB | 320 | Sitzbespannung Gr. 2 | 01 | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3282-23SB | 052 | Sitzblech Gr.2 | 02 | 1 Set | inkl. |
| | <input type="checkbox"/> 3283-00SB | | SUPRA 2.0 Gr.3, ST 29-49 cm | 1 Stück | | |
| mit | <input type="checkbox"/> 3286-22SB | 320 | Sitzbespannung Gr. 3 | 01 | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3283-23SB | 052 | Sitzblech Gr.3 | 02 | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-2299 | | Ohne Sitzbespannung oder Sitzblech (Nettopreise) | | 1 Set | |
| mit | <input type="checkbox"/> 3281-35SB | 000 | Rückenrahmen, Rückenhöhe 20 cm | 03 | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-36SB | 000 | Rückenrahmen, Rückenhöhe 25 cm | | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-37SB | 000 | Rückenrahmen, Rückenhöhe 30 cm | | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-38SB | 000 | Rückenrahmen, Rückenhöhe 35 cm | | 1 Set | inkl. |
| mit | <input type="checkbox"/> 3281-24SB | 320 | Anpassbare Rückenbespannung Rückenhöhe 20 - 25 cm | 04 | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-25SB | 320 | Anpassbare Rückenbespannung Rückenhöhe 25 - 35 cm | | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-26SB | 320 | Anpassbare Rückenbespannung Rückenhöhe 30 - 40 cm | | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-27SB | 320 | Anpassbare Rückenbespannung Rückenhöhe 35 - 40 cm | | 1 Set | inkl. |
| | | | * Höhenverstellung nur mit 3251-2175 oder 3261-5102 | | | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3282-52SB | 000 | Rückenblech in Rahmenfarbe, RH 25 (max. SB 36) | 05 | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3282-53SB | 000 | Rückenblech in Rahmenfarbe, RH 30 | | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3282-54SB | 000 | Rückenblech in Rahmenfarbe, RH 35 | | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3282-55SB | 000 | Rückenblech in Rahmenfarbe, RH 40 (an Rückenrahmen RH 35) | | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-2499 | | Ohne anpassbare Rückenbespannung oder Rückenblech (Nettopreise) | | 1 Set | |
| mit | <input type="checkbox"/> 3251-2175 | | Teleskoprohre für Rückenhöhenverstellung (ab RH 25) | 06 | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3261-5102 | | Einzelschiebegriffe Std. für Rückenhöhenverstellung (ab RH 25) | 07 | 1 Set | |
| | | | * Einzelschiebegriffe sind in die Rückenrahmenrohre eingesteckt | | | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-5201 | | Einzelschiebegriffe standard 90° Gr.1 | 08 | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-5202 | | Einzelschiebegriffe standard 90° Gr.2 | | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3275-5502 | | Zentralschiebegriff Delta-Form (max. SB 36) | 09 | 1 Stück | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-55SB | | Schiebebügel | 10 | 1 Stück | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-58SB | | Schiebebügel "breit" | 11 | 1 Stück | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-53SB | | Schiebegriffe | 12 | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-5200 | | Schiebegriffe rückverlagert, höhenverstellbar | 13 | 1 Stück | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-5203 | | Schiebegriff abklappbar | 14 | 1 Stück | |
| mit | <input type="checkbox"/> 3281-3401 | | Rücken fest | 15 | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-34SB | | Rücken mit zusätzlicher Entlastungsposition (15°), abklappbar und in Transportstellung rastbar (Aufpreis) | 16 | 1 Set | |
| mit | <input type="checkbox"/> 3281-7300 | | Transportsicherung nach ISO 7176-19* (Mindesrückenhöhe 30 cm) * (Aufpreis) | 17 | 1 Set | |
| mit | <input type="checkbox"/> 3274-7301 | | Rückenverlängerung (nur mit Rückenblech) | 18 | 1 Set | |
| mit | <input type="checkbox"/> 3274-7370 | 346 | Polster für Rückenverlängerung, schwarz | 19 | 1 Stück | |
| | | | * wenn im Behindertentransportwagen keine Abstützung im Schulter- und Kopfbereich eingerichtet ist, dann nur zusammen mit einer Rückenverlängerung zu verwenden. | | | |
| mit | <input type="checkbox"/> 3281-47SB | | Rohrbügel-Fußstütze (Standard) | 20 | 1 Stück | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-41SB | | Fußstützanlage mit Alu-Fußrett durchgehend, winkelverstellbar (Aufpreis) | 21 | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-40SB | | Fußstütze mit Fußbrett rückklappbar (ab SB 26) (Aufpreis) | 22 | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-46SB | | Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar für kurze USL verkürzt um 11 cm * (Aufpreis) | 23 | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-48SB | | Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar für kurze USL verkürzt um 7 cm * (Aufpreis) | 24 | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-43SB | | Fußstützanlage mit Alu-Fußbrett durchgehend, winkelverstellbar, hochklappbar (Aufpreis) | 24 | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> 3281-45SB | | Einzelfußstützen, winkelverstellbar, hochklappbar (Aufpreis) | 25 | 1 Paar | |
| | | | *nur bis SB 38 | | | |

Bremsen, Radabdeckung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

| | Artikel-Nr. | Farbe | Artikelbezeichnung | Anzahl | |
|------|--------------------------|---------------|--|------------|--------------|
| mit | <input type="checkbox"/> | 3281-1750 | HOGGI light Sportbremse | 26 | 1 Set inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 3282-1700 | Standard-Kniehebelbremsen SUPRA 2.0 | | 1 Set inkl. |
| mit | <input type="checkbox"/> | 3283-1610 | Standard-Kleiderschutz passend zu Rahmengröße 1 | | 1 Paar inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 3283-1630 | Standard-Kleiderschutz passend zu Rahmengröße 2+3 (SH 38-45) | 27 | 1 Paar inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 3283-1640 | Standard-Kleiderschutz passend zu Rahmengröße 2+3 (SH 44-52) | 28 | 1 Paar inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 3283-1650 | Standard-Kleiderschutz mit Armlehnen passend zu Rahmengröße 1 | (Aufpreis) | 1 Paar |
| oder | <input type="checkbox"/> | 3283-1670 | Standard-Kleiderschutz mit Armlehnen passend zu Rahmengröße 2+3 (SH 38-45) | (Aufpreis) | 29 1 Paar |
| oder | <input type="checkbox"/> | 3283-1680 | Standard-Kleiderschutz mit Armlehnen passend zu Rahmengröße 2+3 (SH 44-52) | (Aufpreis) | 30 1 Paar |
| oder | <input type="checkbox"/> | 3282-160x | Gerader Kleiderschutz in Rahmenfarbe (0=20", 2=22", 4=24") | (Aufpreis) | 1 Paar |
| oder | <input type="checkbox"/> | 3283-160x | Gerader Kleiderschutz in Rahmenfarbe mit Armlehnen (0=20", 2=22", 4=24") | (Aufpreis) | 31 1 Paar |
| mit | <input type="checkbox"/> | 7000-0051 | PU-Armauflagen, 235 mm lang | | 1 Paar inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 7000-0052 | PU-Armauflagen, 270 mm lang | | 1 Paar inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 3282-165y-000 | Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe, 20-24" Einbau: <input type="checkbox"/> fest <input type="checkbox"/> abnehmbar | (Aufpreis) | 32 1 Set |
| oder | <input type="checkbox"/> | 3282-166y-000 | Radabdeckung Alu in R-Farbe mit integrierter Bremse, 20-24", Einbau: fest | (Aufpreis) | 33 1 Set |
| oder | <input type="checkbox"/> | 3282-167y-000 | Radabdeckung Alu in R-Farbe mit höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen, 20-24" Einbau: <input type="checkbox"/> fest <input type="checkbox"/> abnehmbar | (Aufpreis) | 34 1 Set |
| oder | <input type="checkbox"/> | 3282-168y-000 | Radabdeckung Alu in R-Farbe mit integrierter Bremse und abnehmbaren und höhenverstellbaren Armlehnen, 20-24" Einbau: fest | (Aufpreis) | 35 1 Set |
| mit | <input type="checkbox"/> | 7000-0051 | PU-Armauflagen, 235 mm lang | | 1 Paar inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 7000-0052 | PU-Armauflagen, 270 mm lang | | 1 Paar inkl. |
| | <input type="checkbox"/> | 3240-8202 | Therapietisch Gr. 2, SB 24 und 26 cm * | 36 | 1 Stück |
| | <input type="checkbox"/> | 3240-8203 | Therapietisch Gr. 3, SB 28, 30 und 32 cm * | | 1 Stück |
| | <input type="checkbox"/> | 3240-8204 | Therapietisch Gr. 4, SB 34, 36 und 38 cm * | | 1 Stück |
| | <input type="checkbox"/> | 3240-8205 | Therapietisch Gr. 5, SB 40, 42 und 44 cm * | | 1 Stück |

* nur in Verbindung mit Armlehnen

Antriebsräder

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

| | Artikel-Nr. | Farbe | Artikelbezeichnung | Anzahl | Preis € |
|------|--------------------------|-----------|--|------------|-------------|
| mit | <input type="checkbox"/> | 1293-0xxx | Antriebsrad HOGGI light | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1293-2xxx | Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremse * | (Aufpreis) | 1 Set |
| | | | * nur in Verbindung mit Schiebebügel 3281-55SB oder Schiebegriffen 3281-52SB | | |
| mit | <input type="checkbox"/> | 1293-x2xx | 20" Raddurchmesser | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1293-x3xx | 22" Raddurchmesser | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1293-x4xx | 24" Raddurchmesser | 1 Set | inkl. |
| mit | <input type="checkbox"/> | 1293-xx1x | Luftbereifung | 37 | 1 Set inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1293-xx2x | Pannensichere PU-Bereifung (20x1 3/8", 22x1" und 24x1") | 38 | 1 Set inkl. |
| mit | <input type="checkbox"/> | 1293-xxx0 | Ohne Greifreifen | | |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1293-xxx1 | Alu-Greifreifen, silber eloxiert, Greifringmontage "Standard" | 39 | 1 Set inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1293-xxx2 | Alu-Greifreifen, silber eloxiert, Greifringmontage "Hoch" | 40 | 1 Set inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1293-xxx3 | VA-Greifreifen, Greifringmontage "Standard" | (Aufpreis) | 41 1 Set |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1293-xxx4 | VA-Greifreifen, Greifringmontage "Hoch" | (Aufpreis) | 42 1 Set |
| mit | | | <input type="checkbox"/> Greifreifenanbau eng | | |
| oder | | | <input type="checkbox"/> Greifreifenanbau weit | | |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1204-1155 | Geschlossene ergonomische Greifreifen 22", schwarz eloxiert, für Hoggi-Light Räder | (Aufpreis) | 70 1 Set |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1204-1156 | Geschlossene ergonomische Greifreifen 24", schwarz eloxiert, für Hoggi-Light Räder | (Aufpreis) | 1 Set |
| mit | <input type="checkbox"/> | 1204-106X | "HOGGI Grip Plus" Greifreifeneinlagen schwarz, für geschlossene ergonomische Greifreifen | (Aufpreis) | 71 1 Set |
| | <input type="checkbox"/> | 1204-114X | Aluminiumgreifreifen mit Antirutschbeschichtung schwarz, Greifreifenanbau "standard" * | (Aufpreis) | 72 1 Paar |
| | <input type="checkbox"/> | 1204-114X | Aluminiumgreifreifen mit Antirutschbeschichtung schwarz, Greifreifenanbau "hoch" * | (Aufpreis) | 1 Paar |

* nur in Verbindung mit HOGGI light Antriebsrädern

Antriebsräder

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

| | Artikel-Nr. | Farbe | Artikelbezeichnung | Anzahl | Preis | € |
|------|--------------------------|-----------|--|--------|-------|---|
| oder | <input type="checkbox"/> | 1296-4211 | Luftrad 20x1" HOGGI Extra light schwarze Alu-Greifreifen (Aufpreis) | 43 | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1296-4311 | Luftrad 22x1" HOGGI Extra light schwarze Alu-Greifreifen (Aufpreis) | | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1296-4411 | Luftrad 24x1" HOGGI Extra light schwarze Alu-Greifreifen (Aufpreis) | | 1 Set | |

Speichenschutz // Alte Motive // Abverkauf

| | Artikel-Nr. | Farbe | Artikelbezeichnung | Bild | Anzahl | Preis | € |
|--|--------------------------|-----------|--|------|--------|-------|---|
| | <input type="checkbox"/> | 1204-101x | Speichenschutz, transparent * | 44 | 1 Set | | |
| | <input type="checkbox"/> | 1204-101x | Speichenschutz, transparent, für Trommelbremsräder * | | 1 Set | | |
| | <input type="checkbox"/> | 1204-101x | Speichenschutz mit Motiv ** (Abverkauf) | 45 | 1 Set | | |
| | <input type="checkbox"/> | 1204-101x | Speichenschutz mit Motiv, für Trommelbremsräder ** (Abverkauf) | | 1 Set | | |

* Motive 2021 nur möglich in Kombination mit 1204-2001-XXX

** bitte Farbcode des Speicherschutzmotivs eintragen (siehe Anhang)

Nur solange der Vorrat reicht!

*** Speichenschutz mit Motiv ist nicht für 20" Räder erhältlich

Speichenschutz // Neue Motive 2021 (mit 10% Händlerabbatt)

| | Artikel-Nr. | Farbe | Artikelbezeichnung | Bild | Anzahl | Preis |
|--|--------------------------|---------------|--|------|--------|-------|
| | <input type="checkbox"/> | 1204-2001-000 | Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, einfarbig nach Kundenwunsch ^{1 2} | | 1 Set | |
| | <input type="checkbox"/> | 1204-2001-2XX | Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Motiv ^{1 3} | | 1 Set | |
| | <input type="checkbox"/> | 1204-2001-SA | Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Grafik nach Kundenvorgabe ¹ | | | |

¹ nur in Verbindung mit transparentem Speicherschutz

² bitte RAL Ton angeben

³ Speicherschutz Motiv im "Speichenschutz Bestellblatt" wählbar (verfügbar auf der Website)

Lenkräder

| | Artikel-Nr. | Farbe | Artikelbezeichnung | Anzahl | Preis | € |
|------|--------------------------|-----------|--|--------|-------|-------|
| mit | <input type="checkbox"/> | 1250-1002 | Rad mit Vollgummireifen 100 x 32 mm | 46 | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1250-1003 | Rad mit Vollgummireifen 125 x 32 mm | | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1250-1005 | Rad mit Vollgummireifen 140 x 40 mm | | 1 Set | inkl. |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1249-1005 | Skaterrolle mit Leuchtdioden 100 x 24 mm (Aufpreis) | 47 | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1249-1006 | Skaterrolle mit Leuchtdioden 125 x 24 mm (Aufpreis) | | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1221-1003 | PU-Rad mit Design-Kunststofffelge (100 x 34 mm) (Aufpreis) | 48 | 1 Set | |
| oder | <input type="checkbox"/> | 1221-1004 | PU-Rad mit Design-Kunststofffelge (125 x 34 mm) (Aufpreis) | | 1 Set | |

Zubehör

SB=Sitzbreite

| | Artikel-Nr. | Farbe | Artikelbezeichnung | Anzahl | Preis | € |
|------|--------------------------|-----------|--|--------|---------|---|
| | <input type="checkbox"/> | 3281-880x | 346 Wadenband mit Polster, passend zur Sitzbreite | 49 | 1 Set | |
| | <input type="checkbox"/> | 3281-1901 | Kippschutz wegschwenkbar, links (20") | 50 | 1 Stück | |
| | <input type="checkbox"/> | 3281-1902 | Kippschutz wegschwenkbar, rechts (20") | | 1 Stück | |
| | <input type="checkbox"/> | 3282-1901 | Kippschutz wegschwenkbar, links (22+24") | | 1 Stück | |
| | <input type="checkbox"/> | 3282-1902 | Kippschutz wegschwenkbar, rechts (22+24") | | 1 Stück | |
| | <input type="checkbox"/> | 3281-190x | Ankipphilfe, Anbau links <input type="checkbox"/> =3 oder rechts <input type="checkbox"/> =4 | 51 | 1 Stück | |
| | <input type="checkbox"/> | 3251-71SB | 346 Sitzkissen 3 cm dick für RG. 1, schwarz | 52 | 1 Stück | |
| | <input type="checkbox"/> | 3252-71SB | 346 Sitzkissen 3 cm dick für RG. 2, schwarz | | 1 Stück | |
| | <input type="checkbox"/> | 3253-71SB | 346 Sitzkissen 3 cm dick für RG. 3, schwarz | | 1 Stück | |
| | <input type="checkbox"/> | 3276-7100 | 346 Rückenkissen für Rückenblech, 2,5 cm dick (SB und RH) | 53 | 1 Stück | |
| mit | <input type="checkbox"/> | 2240-1505 | MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar zur Befestigung an Rundrohr D25 mm, links | 54 | 1 Stück | |
| mit | <input type="checkbox"/> | 2240-1506 | MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar zur Befestigung an Rundrohr D25 mm, rechts | | 1 Stück | |
| oder | <input type="checkbox"/> | 2240-1405 | MDP Pelottenhalter fix Befestigung an Rundrohr D25 mm, links/rechts | 55 | 1 Stück | |
| mit | <input type="checkbox"/> | 2240-1461 | 346 MDP Thoraxpelotte Gr.1 (8 x 10 x 2 cm), Bezug: schwarz | 56 | 1 Stück | |
| oder | <input type="checkbox"/> | 2240-1462 | 346 MDP Thoraxpelotte Gr.2 (10 x 12 x 2 cm), Bezug: schwarz | | 1 Stück | |
| oder | <input type="checkbox"/> | 2240-1463 | 346 MDP Thoraxpelotte Gr.3 (12 x 13 x 2 cm), Bezug: schwarz | | 1 Stück | |
| oder | <input type="checkbox"/> | 2240-1471 | MDP Thoraxpelotte gekröpft Gr.1 (6 x 11,5 x 2,5 cm), PU ohne Bezug | 57 | 1 Stück | |
| oder | <input type="checkbox"/> | 2240-1472 | MDP Thoraxpelotte gekröpft Gr.2 (8 x 14 x 2,5 cm), PU ohne Bezug | | 1 Stück | |
| | <input type="checkbox"/> | 3201-3830 | Kopfstützenhalter universal (für 3245-7800 oder Fremdfabrikate) * | 58 | 1 Stück | |
| | <input type="checkbox"/> | 3245-7800 | 306 Kopfstütze mit Hinterhauptpolster inklusive Montageset | 59 | 1 Stück | |
| | | | * ab Rückenhöhe 30 cm | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 3200-0401 | Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern | 60 | 1 Stück | |

| Zubehör | | | | SB=Sitzbreite | |
|-------------------------------|-----------|---|--------|---------------|---|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikelbezeichnung | Anzahl | Preis | € |
| <input type="checkbox"/> | 3251-77SB | Nylon Rückenverkleidung zum Abdecken der Rückenbespannungsgurte | 61 | 1 Stück | |
| <input type="checkbox"/> | 3251-7600 | Kantenschutz für Rückenrahmen und Teleskoprohre | 62 | 1 Set | |
| <input type="checkbox"/> | 1204-101x | Greifreifenüberzug Silikon schwarz gerillt (5=20", 6=22", 7=24") | 63 | 1 Set | |
| <input type="checkbox"/> | 3281-6100 | Beckengurt | 64 | 1 Stück | |
| <input type="checkbox"/> | 3201-6400 | Fußgelenkgurte Gr. 1 | 65 | 1 Paar | |
| <input type="checkbox"/> | 3203-6400 | Fußgelenkgurte, Gr. 2 | | 1 Paar | |
| <input type="checkbox"/> | 3220-6702 | 4-Punkt Beckengurt, Gr. S (SB 24 - 30) | 66 | 1 Stück | |
| <input type="checkbox"/> | 3220-6703 | 4-Punkt Beckengurt, Gr. M (SB 28 - 36) | | 1 Stück | |
| <input type="checkbox"/> | 3220-6704 | 4-Punkt Beckengurt, Gr. L (SB 34 - 42) | | 1 Stück | |
| <input type="checkbox"/> | 3231-7800 | 346 Abduktionskeil Gr. 1 (LBH 9x6x9 cm), abschwenkbar, schwarz* | 67 | 1 Paar | |
| <input type="checkbox"/> | 3231-7900 | 346 Abduktionskeil Gr. 2 (LBH 11x8x10 cm), abschwenkbar, schwarz* | | 1 Paar | |
| <input type="checkbox"/> | 3233-7800 | 346 Abduktionskeil Gr. 3 (LBH 12x9x10cm), abschwenkbar, schwarz* | | 1 Paar | |
| * nur mit Sitzblech 328X-23SB | | | | | |

| Sonderbau | | (gesonderter Rabattsatz) | | SB=Sitzbreite | |
|--|--------------|---|--------|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikelbezeichnung | Anzahl | Preis | € |
| <input type="checkbox"/> | 3281-80SB | 346 Konturiertes Sitzkissen, mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, für SB 24-32, schwarz | 68 | 1 Stück | |
| <input type="checkbox"/> | 3281-80SB | 346 Konturiertes Sitzkissen, mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, für SB 34-44, schwarz | | 1 Stück | |
| <input type="checkbox"/> | 3275-7200 | 346 "HOGGI align" Konturiertes Rückenkissen, schwarz | 69 | 1 Stück | |
| <input type="checkbox"/> | SA-0286/2-KP | A-Keil Erhöhung um 30 mm * | | 1 Set | |
| * nur in Verbindung mit A-Keil und Konturiertem Sitzkissen | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 6999-0014 | 060 Rahmen in Sonderfarbe Kupfergold (Aufpreis) | | 1 Stück | |
| <input type="checkbox"/> | 6999-0021/1 | Radgabeln pulverbeschichtet, Farbe aus Rahmenfarbtabelle gemäß Kundenangabe: (Aufpreis) | | 1 Set | |
| <input type="checkbox"/> | 6999-0021/2 | Lagerplatten Rückenbasis pulverbeschichtet Farbe aus Rahmenfarbtabelle gemäß Kundenangabe (Aufpreis) | | 1 Set | |
| <input type="checkbox"/> | 6999-0021/3 | Radabdeckungen nicht in Rahmenfarbe pulverbeschichtet Farbe aus Rahmenfarbtabelle gemäß Kundenangabe (Aufpreis) | | 1 Set | |
| <input type="checkbox"/> | SA-0390 | Polster in Sonderfarbe (siehe Polsterfarbtabelle) | | Preis auf Anfrage | |
| <input type="checkbox"/> | SA-0572-F-MP | Kunststoff Antirutschbeschichtung in Sonderfarbe: Reinweiß (RAL 9010), Silbergrau (RAL 7001), Himmelblau (RAL 5015), Verkehrsrot (RAL 3020), Reinorange (RAL 2004) * (Aufpreis) | 73 | 1 Paar | |
| * nur in Verbindung mit HOGGI light Antriebsrädern | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | SA-0093-MP | Maxgrepp Original Greifreifen (Aufpreis) | 74 | 1 Set | |
| <input type="checkbox"/> | SA-0094-MP | Maxgrepp Ergo Para Greifreifen (Aufpreis) | 75 | 1 Set | |
| <input type="checkbox"/> | SA-0095-MP | Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen (Aufpreis) | 76 | 1 Set | |
| <input type="checkbox"/> | SA-0210 | Rahmen in einer anderen RAL Farbe (Aufpreis) | | 1 Stück | |
| <input type="checkbox"/> | SA-0505-MP | Verriegelung der Integrierten Bremse (Aufpreis) | 77 | 1 Stück | |
| <input type="checkbox"/> | SA-0594 | Radabdeckung aus Carbon (Aufpreis) | 78 | Preis auf Anfrage | |

Polsterfarben

| | | |
|--------------------|--|---|
| 346 Schwarz | 321 Abstandsgewirke, schwarz (Sonderfarbe) | 348 Grau Soft (Sonderfarbe) |
| | 347 Beere Soft (Sonderfarbe) | 349 Türkis Soft (Sonderfarbe) |


Alle **HOGGI** Polster werden aus schwer entflammbarem Trevira CS gefertigt. Ausnahme Abstandsgewirke (**321**).

Einschränkung der Fußbanksysteme

| SUPRA 2.0 Fußbanksysteme | Einschränkung Fußbanksysteme* | | | | |
|---|-------------------------------|----|----|-------------|-----|
| | Mindestsitzwinkel | | | Vorderräder | |
| | 1° | 4° | 6° | 125 | 140 |
| Rohrbügel-Fußstütze (Standard) | x | | | | x |
| Fußstützanlage mit Alu-Fußrett durchgehend, winkelverstellbar | x | | | | x |
| Fußstütze mit Fußbrett rückklappbar | x | | | | x |
| Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar für kurze USL verkürzt um 11 cm | | x | | | x |
| Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar für kurze USL verkürzt um 7 cm | | x | | | x |
| Fußstützanlage mit Alu-Fußbrett durchgehend, winkelverstellbar, hochklappbar | | x | | | x |
| Einzelfußstützen, winkelverstellbar, hochklappbar | x | | | x | |
| Einzelfußstützen, winkelverstellbar, hochklappbar | | | x | | x |

* betrifft SUPRA 2.0 (SB 30-44) und SUPRA 2.0 Abdu

Bemaßung und Aktivgrad



0 - 10

SH = Sitzhöhe USL = Unterschenkellänge ST = Sitztiefe RH = Rückenhöhe SB = Sitzbreite
(Alle Maße ohne Sitz- und Rückenpolster)

Rahmenfarben

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 001 Schwarz (RAL 9005) | 021 Graualuminium (RAL 9007) | 032 Schwarz matt (RAL 9005M) | 059 Pastellblau (RAL 5024) |
| 002 Silber | 022 Signalweiß (RAL 9003) | 039 Signalviolett (RAL 4008) | 061 Hellrosa (RAL 3015) |
| 003 Perlrubinrot (RAL 3032) | 023 Reinorange (RAL 2004) | 040 Nachtblau (RAL 5022) | 064 Olivgrün (RAL 6003) |
| 004 Perlnachtblau (RAL 5026) | 024 Eisenglimmer | 050 Weiß matt (RAL 9003) | 065 Himbeerrot (RAL 3027) |
| 005 Perlenzianblau (RAL 5025) | 025 Signalblau (RAL 5005) | 053 Lichtgrün (RAL 6027) | 066 Weißgrün (RAL 6019) |
| 017 Verkehrsgelb (RAL 1023) | 026 Blutorange (RAL 2002) | 054 Ozeanblau (RAL 5020) | |
| 018 Feuerrot (RAL 3000) | 027 Erikaviolett (RAL 4003) | 056 Türkisblau (RAL 5018) | |
| 019 Himmelblau (RAL 5015) | 028 Perlviolett (RAL 4011) | 057 Eisenglimmer light | |
| 020 Gelbgrün (RAL 6018) | 029 Perlbeige (RAL 1035) | 058 Lachsorange (RAL 2012) | |

SA-0210-MP weitere RAL-Farben auf Anfrage (RAL-Nummer angeben), Mehrpreis

Farbcode

| | |
|-----|------------|
| 201 | HOGGI blau |
| 202 | Elfenland |
| 203 | Maus |
| 204 | Wasserwelt |
| 205 | Zug |
| 206 | Drache |
| 207 | Zirkus |



AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SUPRA 2.0



Sitzbespannung



Sitzblech



Rückenrahmen



Rückenbespannung



Rückenblech in Rahmenfarbe



Teleskoprohre



Einzelschiebegriffe



Einzelschiebegriffe 90°



Zentralschiebegriff Delta-Form



Schiebebügel



Schiebebügel „breit“



Schiebegriffe



Schiebegriffe, rückverlagert



Schiebegriff abklappbar




Rücken fest




Rücken, abklappbar



Transportsicherung



Rückenverlängerung



Polster für Rückenverlängerung



Rohrbügel-Fußstütze Standard



Fußstützanlage, durchgehend



Fußstützanlage mit Fußbrett, rückklappbar



Fußstützanlage, für kurze USL




Fußstützanlage, hochklappbar




Einzelfußstützen



HOGGI light Sportbremse



Standard-Kleiderschutz



Standard-Kleiderschutz



Standard-Kleiderschutz mit Armlehnen




Standard-Kleiderschutz mit Armlehnen

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SUPRA 2.0



31 Kleiderschutz mit PU-Armauflagen



32 Radabdeckung aus Aluminium



33 Radabdeckung mit integrierter Bremse



34 Radabdeckung, höhenverstellbare Armlehnen



35 Radabdeckung, Armlehnen und integ. Bremse



36 Therapietisch



37 Luftbereifung



Luftbereifung mit Trommelbremse



38 PU-Bereifung



PU-Bereifung mit Trommelbremse



39 Alu-Greifreifen, standard



40 Alu-Greifreifen, hoch



41 VA-Greifreifen, standard



42 VA-Greifreifen, hoch



43 HOGGI Extra light



44 Speichenschutz, transparent



45 Speichenschutz mit Motiv



46 Rad mit Vollgummireifen



47 Skaterrolle mit Leuchtdioden



48 PU-Rad mit Design-Kunststofffelge



49 Wadenband mit Polster



50 Kippschutz



51 Ankipphilfe



52 Sitzkissen



53 Rückenkissen



54 MDP Pelottenhalter abklappbar & abnehmbar



55 MDP Pelottenhalter fix



56 MDP Thoraxpelotte




57 MDP Thoraxpelotte gekröpft



58 Kopfstützenhalter universal

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SUPRA 2.0

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>59</p>  | <p>60</p>  | <p>61</p>  | <p>62</p>  | <p>63</p>  |
| <p>Kopfstütze mit Hinterhauptpolster</p> | <p>Gurtführung als T-Träger</p> | <p>Nylon-Rückenverkleidung</p> | <p>Kantenschutz</p> | <p>Greifreifenüberzug</p> |
| <p>64</p>  | <p>65</p>  | <p>66</p>  | <p>67</p>  | <p>68</p>  |
| <p>Beckengurt</p> | <p>Fußgelenkgurte</p> | <p>4-Punkt Beckengurt</p> | <p>Abduktionskeil</p> | <p>Konturiertes Sitzkissen mit Abduktion</p> |
| <p>69</p>  | <p>70</p>  | <p>71</p>  | <p>72</p>  | <p>73</p>  |
| <p>„HOGGI align“ Konturiertes Rückenkissen</p> | <p>Geschlossene ergonomische Greifreifen</p> | <p>HOGGI Grip Plus</p> | <p>Alugreifreifen mit Antirutschbeschichtung</p> | <p>Antirutschbeschichtung in Sonderfarbe</p> |
| <p>74</p>  | <p>75</p>  | <p>76</p>  | <p>77</p>  | <p>78</p>  |
| <p>Maxgrepp Original Greifreifen</p> | <p>Maxgrepp Ergo Para Greifreifen</p> | <p>Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen</p> | <p>Verriegelung der Integrierten Bremse</p> | <p>Radabdeckung aus Carbon</p> |