

www.hoggi.de

Made in Germany
by HOGGI 

SUPRA 2.0

Bewährt modular - technisch innovativ.



Konstruiert und handgefertigt in Deutschland.

SUPRA 2.0

SUPRA 2.0 - Bewährt modular - technisch innovativ:

Als Nachfolger vom **SUPRA** behält **SUPRA 2.0** das bewährte Rahmenkonzept mit seinen äußerst flexiblen Einstell- und Mitwachsmöglichkeiten bei. Die Handhabung wurde jedoch deutlich vereinfacht und technisch innovativer und im Design moderner gestaltet.

So müssen Schraubverbindungen und Bauteile nicht mehr umgesetzt, sondern nur noch gelöst und verschoben werden. Dazu genügen ein 4er und ein 5er Innensechskantschlüssel.

Eine innovative und zum Patent angemeldete Lenkgabellagerung ermöglicht die Winkeleinstellung mittels einer einzigen Mutter. Zusätzlich kann die gesamte Lagerung bei gelöster Mutter um die vertikale Achse verdreht werden, was die Einstellung eines exakten Geradeauslaufs ermöglicht.

SUPRA 2.0 - im Überblick:

- Bewährtes modulares Rahmenkonzept
- Technisch innovativ
- Modernes Design
- Vereinfachte Handhabung
- Neue Lenkgabellagerung



Rücken, starr, winkeleinstellbar.



Rücken, winkelverstellbar und abklappbar.

SUPRA 2.0

Technische Daten	Rahmengröße 1	Rahmengröße 2	Rahmengröße 3
Sitzbreite (SUPRA 2.0)	24 - 34 cm	28 - 38 cm	28 - 44 cm
Sitzbreite (SUPRA 2.0 Abdu)	24 - 34 cm	28 - 38 cm	28 - 38 cm
Sitztiefe	19 - 34 cm	20 - 39 cm	25 - 44 cm
Sitzhöhe	36 - 45 cm	38 - 47 cm	43 - 51 cm
Sitzwinkel (einstellbar)	0° - 10°	0° - 10°	0° - 10°
Rückenhöhe	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm
Rückenwinkel (fest)	70° - 115°	70° - 115°	70° - 115°
Rückenwinkel (mit Entlastungsposition)	70° - 130°	70° - 130°	70° - 130°
Unterschenkellänge	16 - 40 cm	19 - 41 cm	23 - 46 cm
Fußbrettwinkel	-10° bis + 10°	-10° bis + 10°	-10° bis + 10°
Antriebsraddurchmesser	20"	22"	24"
Lenkraddurchmesser	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"
Radsturz	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°
Maximale Zuladung	60 kg	80 kg	100 kg
Hilfsmittelnummer	18.50.03.6016		



Boxrahmen.



Seitenansicht.


SIJPRa 2.0


Bewährt modular - technisch innovativ.

HOGGI

Partnerschaft für mobile Kinder.

HOGGI GmbH

 Eulerstraße 27
D-56235 Ransbach-Baumbach

 Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0
Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99

 info@hoggi.de

www.hoggi.de