



## SHARKY Dusch- und Toilettenrollstuhl

HMV-Nr.: 33.40.04.1015

Alle Preise in €, Stand 01/2025, gültig bis auf Widerruf, zzgl. 7% MwSt - Bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> <b>Angebot</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bestellung</b>
Auftragsnummer / Kommission	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Rechnungsanschrift</b>	
Firma	Kundennummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	Telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	
<input type="text"/>	
<b>Lieferanschrift</b> (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
<input type="text"/>	
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>



### Grundausrüstung

#### Untergestell

- kompakt faltbar
- höhenverstellbar, überfahrbare Toilettenhöhe bei Ø75mm Rollen 43-53 cm
- Kantelung (Sitzwinkel) -10° bis 45°

#### Sitzeinheit

- vom Untergestell abnehmbar (Schnellverschluss)
- PU-Polster an Rücken, Sitz und Hüftstützen
- verschließbare Hygieneöffnung
- Rücken winkelverstellbar, einfaltbar und abnehmbar

	<b>Gr.1</b>	<b>Gr.2</b>
- Sitzbreite	24, 27, 30 cm	29, 32, 35 cm
- Sitztiefe	27-36 cm	31-40 cm
- Rückenhöhen	35 / 45 cm	45 / 55 cm
- Rückenwinkel	72-120°	
- Zuladung:	60 kg	

**Rahmenfarbe:** Signalweiß **022** (RAL 9003) **PU-Polster-Farbe:** Himmelblau **019** (ähnlich RAL 5015)

### Voreinstellungen

Sitztiefe

**Grundausrüstung**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	Preis	€
	<input type="checkbox"/> 3401-2000		<b>SHARKY Sitzeinheit Gr. 1</b>	<b>01</b>	<b>1 Stück</b>	
mit	<input type="checkbox"/> 3401-2161	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 24 cm	<b>02</b>	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3401-2162	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 27 cm	<b>02</b>	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3401-2163	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 30 cm	<b>02</b>	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3401-2602	019	Rückenlehne, lang, RH 45	<b>03</b>	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3401-2603	019	Rückenlehne, kurz, RH 35	<b>04</b>	1 Stück	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3401-1000		<b>SHARKY Dusch- und Toiletten-Untergestell Gr. 1</b>	<b>05</b>	<b>1 Stück</b>	
mit	<input type="checkbox"/> 3401-1150		Doppelrollen 75 mm	<b>06</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3401-1160		Doppelrollen 100 mm	<b>(Aufpreis) 07</b>	1 Set	

**Grundausrüstung**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	Preis	€
	<input type="checkbox"/> 3402-2000		<b>SHARKY Sitzeinheit Gr. 2</b>	<b>01</b>	<b>1 Stück</b>	
mit	<input type="checkbox"/> 3401-2161	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 29 cm	<b>02</b>	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3401-2162	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 32 cm	<b>02</b>	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3401-2163	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 35 cm	<b>02</b>	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3402-2602	019	Rückenlehne, lang, RH 55	<b>03</b>	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3402-2603	019	Rückenlehne, kurz, RH 45	<b>04</b>	1 Stück	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3402-1000		<b>SHARKY Dusch- und Toiletten-Untergestell Gr. 2</b>	<b>05</b>	<b>1 Stück</b>	
mit	<input type="checkbox"/> 3401-1150		Doppelrollen 75 mm	<b>06</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3401-1160		Doppelrollen 100 mm	<b>(Aufpreis) 07</b>	1 Set	

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	Preis	€
	<input type="checkbox"/> 3401-2360		Schiebegriffeinheit	<b>08</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-2500	022	Fußstützanlage winkelvestellbar abnehmbar, Gr.1 (UL 22 - 40 cm)	<b>09</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3402-2500	022	Fußstützanlage winkelvestellbar abnehmbar, Gr.2 (UL 22 - 40 cm)	<b>09</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3401-2380	019	Rückenverlängerung mit PU-Polster (nicht zusammen mit Kopfstütze)	<b>10</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3401-7600	019	Kopfstütze mit PU-Polster multidirektional verstellbar, inkl. Halter	<b>11</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3401-7700	019	Thoraxpelotten mit PU-Polster (11 x 6 cm) höhen- und breitenverstellbar, wegschwenkbar	<b>12</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3402-7700	019	Thoraxpelotten mit PU-Polster (14 x 8 cm) höhen- und breitenverstellbar, wegschwenkbar		1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3401-5601	019	Brust-Schulterpelotte Neopren, Gr.1	<b>13</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-5602	019	Brust-Schulterpelotte Neopren, Gr.2		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6200		Beckengurt	<b>14</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6301	019	Beckengurt mit Neoprenpolstern Gr.1 (4 x 13 cm)	<b>15</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6302	019	Beckengurt mit Neoprenpolstern Gr.2 (4 x 17 cm)		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6401		A2J Beckenretraktionsgurt 3D Gr. XS (L 46 - 68 cm)		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6402		A2J Beckenretraktionsgurt 3D Gr.S (L 48 - 71 cm)	<b>16</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6403		A2J Beckenretraktionsgurt 3D Gr.M (L 56 - 76 cm)		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6100	019	Armlehnen mit PU-Polstern, abnehmbar, höhenverstellbar (14,5-20,5 cm)	<b>17</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3401-8100		Ventrale Oberkörper Stütze Gr.1 abnehmbar, tiefenverstellbar *	<b>18</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3402-8100		Ventrale Oberkörper Stütze Gr.2 abnehmbar, tiefenverstellbar *	<b>18</b>	1 Stück	
			<b>* nur in Kombination mit 3401-6100-019 Armlehnen mit PU-Polstern</b>			
	<input type="checkbox"/> 3401-7800	019	Abduktionskeil zu Gr.1, abschwinkbar, abnehmbar, LBH 100x85x80	<b>19</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3402-7800	019	Abduktionskeil zu Gr.2, abschwinkbar, abnehmbar, LBH 140x100x80	<b>19</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6500	019	Wadenband Neopren Gr.1	<b>20</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3402-6500	019	Wadenband Neopren Gr.2	<b>20</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6601	019	Fußgelenkgurte Neopren Gr.1	<b>21</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3401-6602	019	Fußgelenkgurte Neopren Gr.2		1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3401-5100		Toiletteneimer grau mit Halterung	<b>22</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-5110	019	Spritzschutz PU, steckbar	<b>23</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-2266	019	PU-Abdeckung für Toilettenöffnung im Sitzpolster	<b>24</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-3000		Wannen-Untergestell Gr.1, Sitzwinkel einstellbar	<b>25</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3402-3000		Wannen-Untergestell Gr.2, Sitzwinkel einstellbar	<b>25</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-3100		Toilettenadapter Gr.1 (Toilettenaufsatz)	<b>26</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3402-3100		Toilettenadapter Gr.2 (Toilettenaufsatz)		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-2161E	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 24/29 cm (Nachrüstung)	<b>02</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3401-2162E	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 27/32 cm (Nachrüstung)	<b>02</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3401-2163E	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 30/35 cm (Nachrüstung)	<b>02</b>	1 Paar	

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SHARKY



Sitzinheit



PU-Seitenpelotten



Rückenlehne, lang



Rückenlehne, kurz



Untergestell



Doppelrollen 75 mm



Doppelrollen 100 mm



Schiebegriffeinheit



Fußstützanlage,  
winkelverstellbar



Rückenverlängerung mit  
PU-Polster (ohne Kopfstütze)



Kopfstütze



Thoraxpelotten



Brust-Schulterpelotte



Beckengurt



Beckengurt  
mit Neoprenpolstern



Beckenretraktionsgurt



Armlehnen



Ventrale Oberkörper  
Stütze



Abduktionskeil



Wadenband



Fußgelenkgurte



Toiletteneimer



Spritzschutz



PU-Abdeckung für  
Toilettenöffnung



Wannen-Untergestell



Toilettenadapter