



SHARKY Dusch- und Toilettenrollstuhl

HMV-Nr.: 33.40.04.1xxx (in Vorbereitung)

Alle Preise in €, Stand 08/2021, gültig bis 31.12.2021, zzgl. 7% MwSt - Bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rechnungsanschrift	
Firma	Kundennummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	Telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	
<input type="text"/>	
Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
<input type="text"/>	
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Grundausrüstung

Untergestell

- kompakt faltbar
- höhenverstellbar, überfahrbare Toilettenhöhe 43-52 cm
- Kantelung (Sitzwinkel) -10° bis 45°

Sitzeinheit

- vom Untergestell abnehmbar (Schnellverschluss)
 - PU-Polster an Rücken, Sitz und Hüftstützen
 - verschließbare Hygieneöffnung
 - Rücken winkelverstellbar, einfaltbar und abnehmbar
- | | | |
|----------------|---------------|------------------------|
| | Gr.1 | Gr.2 in Planung |
| - Sitzbreite | 24, 27, 30 cm | |
| - Sitztiefe | 27-36 cm | |
| - Rückenhöhe | 45 cm | |
| - Rückenwinkel | 72-120° | |
| - Zuladung: | 60 kg | |

Rahmenfarbe: Signalweiß **022** (RAL 9003) **PU-Polster-Farbe:** Himmelblau **019** (ähnlich RAL 5015)

Voreinstellungen

Sitztiefe

Grundausrüstung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	Preis	€
	<input type="checkbox"/> 3401-2000		SHARKY Sitzeinheit Gr. 1	01	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3401-2161	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 24 cm	02	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3401-2162	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 27 cm	02	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3401-2163	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 30 cm	02	1 Paar	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3401-1000		SHARKY Dusch- und Toiletten-Untergestell Gr. 1	03	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3401-1150		Doppelrollen 75 mm	04	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3401-1160		Doppelrollen 100 mm	(Aufpreis) 05	1 Set	

Zubehör

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	Preis	€
	<input type="checkbox"/> 3401-2360		Schiebegriffeinheit	06	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-2400		Fußstützanlage winkelverstellbar abnehmbar, Gr.1 (UL 22 - 40 cm)	07	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3401-7600	019	Kopfstütze mit PU-Polster multidirektional verstellbar,inkl. Halter	08	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3401-7700	019	Thoraxpelotten mit PU-Polster (11 x 6 cm) höhen- und breitenverstellbar, wegschwenkbar	09	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3402-7700	019	Thoraxpelotten mit PU-Polster (14 x 8 cm) höhen- und breitenverstellbar, wegschwenkbar		1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3401-5601	019	Brust-Schulterpelotte Neopren, Gr.1	10	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-5602	019	Brust-Schulterpelotte Neopren, Gr.2		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6200		Beckengurt	11	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6301	019	Beckengurt mit Neoprenpolstern Gr.1 (4 x 13 cm)	12	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6302	019	Beckengurt mit Neoprenpolstern Gr.2 (4 x 17 cm)		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6402		A2J Beckenretraktionsgurt 3D Gr.S (SB 24 - 30)	13	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6403		A2J Beckenretraktionsgurt 3D Gr.M (SB 30 - 35)		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6100	019	Armlehnen mit PU-Polstern, abnehmbar, höhenverstellbar (14,5-20,5 cm)	14	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3401-8100		Ventrale Oberkörper Stütze abnehmbar, tiefenverstellbar *	15	1 Stück	
			* lieferbar ab dem 2. Quartal			
	<input type="checkbox"/> 3401-7800	019	Abduktionskeil abschwenkbar, abnehmbar, LBH 100x85x80	16	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6500	019	Wadenband Neopren	17	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-6601	019	Fußgelenkgurte Neopren Gr. 1	18	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3401-6602	019	Fußgelenkgurte Neopren Gr. 2		1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3401-5100		Toiletteneimer grau mit Halterung	19	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-5110	019	Spritzschutz PU, steckbar	20	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-2266	019	PU-Abdeckung für Toilettenöffnung im Sitzpolster *	21	1 Stück	
			* lieferbar ab dem 2. Quartal			
	<input type="checkbox"/> 3401-3000		Wannen-Untergestell, Sitzwinkel einstellbar	22	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-3100		Toilettenadapter (Toilettenaufsatz)		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3401-2161E	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 24 cm (Nachrüstung)	02	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3401-2162E	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 27 cm (Nachrüstung)	02	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3401-2163E	019	PU-Seitenpelotten für Sitzbreite 30 cm (Nachrüstung)	02	1 Paar	

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SHARKY




Sitzinheit



PU-Seitenpelotten



Untergestell



Doppelrollen 75 mm



Doppelrollen 100 mm



Schiebegriffeinheit



Fußstützanlage,
winkelverstellbar



Kopfstütze



Thoraxpelotten




Brust-Schulterpelotte



Beckengurt



Beckengurt
mit Neoprenpolstern



Beckenretraktionsgurt



Armlehnen



Ventrale Oberkörper
Stütze



Abduktionskeil



Wadenband



Fußgelenkgurte



Toiletteneimer



Spritzschutz



PU-Abdeckung für
Toilettenöffnung



Wannen-Untergestell