

www.
HOGGI[®].de

Made in Germany
by **HOGGI** 

SHARKY

Der vielseitige Dusch- und Toilettenrollstuhl.



Konstruiert und handgefertigt in Deutschland.

SHARKY

Produktbeschreibung.

SHARKY - Der vielseitige Dusch- und Toilettenrollstuhl

Bei der Entwicklung von **SHARKY** wurde das Hauptaugenmerk auf vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und auf eine praktische Handhabung gerichtet.

Einzigartig in diesem Produktsegment ist die einfache faltbarkeit zu einem äußerst kompakten Paket mit einer Höhe von nur 28 cm - mit aufgesetztem Sitz!

Die „Schwerpunkskantelung“ mit Rastbolzenverriegelung bietet eine sichere 45° Sitzkantelung. Ideal für das Duschen.

Das extrem schmale Design des abnehmbaren Sitzes ermöglicht den Einsatz in der Badewanne sehr nahe am Wannenboden. Der Effekt: Wenig Wasserverbrauch und schnell erreichter Wasserstand.

Zwei Gasdruckfedern aus Edelstahl ermöglichen eine leichte und komfortable Höhenverstellung.



SHARKY: Rückenneigung



SHARKY: 45° Sitzkantelung

SHARKY

Technische Daten.

Technische Daten	Größe 1	Größe 2
Sitzbreite	24, 27, 30 cm	29, 32, 35 cm
Sitztiefe	27 - 36 cm	31 - 40 cm
Sitzhöhe	47 - 58,5 cm	47 - 58,5 cm
Rückenhöhe	45 cm	55 cm
Maximale, überfahrbare Toilettenhöhe	53 cm	53 cm
Sitzwinkel	-10° bis 45°	-10° bis 45°
Rückenwinkel	72° - 120°	72° - 120°
Kniewinkel	72° - 120°	72° - 120°
Fußwinkel	80° - 100°	80° - 100°
Armlehnenhöhe	14,5 - 20,5 cm	14,5 - 20,5 cm
Lenkraddurchmesser	75, 100 mm	75, 100 mm
Maximale Zuladung	60 kg	60 kg
Hilfsmittelnummer	33.40.04.1015	33.40.04.1015



SHARKY: Seitenansicht



SHARKY: Sehr kompaktes faltmaß

SHARKY im Überblick:

- 45° Sitzkantelung für erhöhte Sicherheit
- Einfach und praktisch in der Handhabung
- Sehr kompaktes faltmaß (auch mit aufgesetztem Sitz)
- Komfortable Höhenverstellung durch den Einsatz von zwei Gasdruckfedern
- Extrem schmaler abnehmbarer Sitz ermöglicht wassersparenden Einsatz in der Badewanne

SHARKY

Der vielseitige Dusch- und Toilettenrollstuhl.

HOGGI

Partnerschaft für mobile Kinder.

HOGGI GmbH

 Eulerstraße 27
D-56235 Ransbach-Baumbach

 Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0
Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99

 info@hoggi.de

www.hoggi.de