



TIMO Therapiestuhl

HMV-Nr.: 26.11.05.004X TIMO Gr.1

Alle Preise in €, Stand 01/2025, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rechnungsanschrift	
Firma	Kundennummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	Telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	
<input type="text"/>	
Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
<input type="text"/>	
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Grundausrüstung

Untergestell

- Kantelung (Sitzwinkel) -10° bis 45°
- Höhenverstellung von 26cm bis 67cm
- 4 Stück Transportrollen 75mm, feststellbar
- Rahmentteile in 2 Standardfarben wählbar
- Zuladung 60kg

Sitzeinheit

- Rückenbasis winkelverstellbar
- Armlehnen höhen-, winkel-, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar
- Bedienung für Höhenverstellung und Kantelung am Schiebegriff
- Alu-Fußbrett in Rahmenfarbe, hochklappbar
- Sitzpolster und Polster Rückenbasis in 4 Farben wählbar
- Zuladung 50 kg

Verstellbereich (cm)

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Sitzbreite | 18-30 |
| - Sitztiefe | 19-38 |
| - Sitzwinkel | (-)-10° - 45° |
| - Rückenhöhe kurz | 36-40 |
| - Rückenhöhe mittel | 42-52 |
| - Rückenhöhe lang | 48-58 |
| - Rückenwinkel | 80°-125° |
| - Unterschenkelänge | 18-40 |
| - Armlehnenbreite | 24, 27, 32, 35 |

Mindestangaben (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

- | | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Rahmenfarbe: | <input type="checkbox"/> Signalweiß 022 (RAL 9003) | <input type="checkbox"/> Schwarz stumpf matt 032 | |
| Polsterfarbe: | <input type="checkbox"/> Schwarz 346 | <input type="checkbox"/> Beere Soft 347 | <input type="checkbox"/> Grau Soft 348 |
| mit Zubehörfarbe Schwarz | <input type="checkbox"/> Türkis Soft 349 | | |

Voreinstellungen (Bei fehlenden Angaben stellen wir auf mittlere Maße ein)

- | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---|
| Sitztiefe: | <input type="text" value="19 - 38 cm"/> | Unterschenkelänge: | <input type="text" value="18 - 40 cm"/> (20-42 mit kont. Sitzkissen) |
| Rückenhöhe: | <input type="text" value="36 - 58 cm"/> | Armlehnenbreite: | <input type="text" value="24, 27, 32, 35"/> (lichte Weite 24, 27, 32, 35) |

Grundausrüstung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 4111-0000		TIMO Therapiestuhl Gr. 1		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 7000-0050		Armlehnenauflage 175mm lang	01	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 7000-0051		Armlehnenauflage 235mm lang		1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 4111-6140		Klemmhebel für Höhenverstellung Armlehnen	02	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 4111-6150		Sterngriff für Höhenverstellung Armlehnen		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 4111-2400		Fußstütze standard (fest am Sitz montiert) Gr.1	03	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 4111-2500		Fußstütze abnehmbar Gr.1	(Aufpreis) 04	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3245-4302		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	05	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3245-4303		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, Verriegelung	(Aufpreis) 06	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 4111-2520		Fußbrettaufpolsterung Gr.1	(Aufpreis)	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 4111-5100		Schiebegriff standard (fest an der Rückenbasis montiert)	07	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 4111-5101		Schiebegriff abnehmbar mit Aufnahme am Fahrgestell	(Aufpreis) 08	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 4111-2390		Polster Basisrücken TIMO Gr.1	09	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 4111-2200		Polster Basisrücken mit verstellb. Beckenpelotten Gr.1	(Aufpreis) 10	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 4111-7100		Sitzkissen standard TIMO Gr.1	11	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 4111-8001		Konturiertes Sitzkissen ST 19-23 TIMO Gr.1 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug	12	1 Stück	
				(Aufpreis)		
oder	<input type="checkbox"/> 4111-8002		Konturiertes Sitzkissen ST 24-28 TIMO Gr.1 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug		1 Stück	
				(Aufpreis)		
oder	<input type="checkbox"/> 4111-8003		Konturiertes Sitzkissen ST 29-33 TIMO Gr.1 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug		1 Stück	
				(Aufpreis)		
oder	<input type="checkbox"/> 4111-8004		Konturiertes Sitzkissen ST 34-38 TIMO Gr.1 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug		1 Stück	
				(Aufpreis)		
	<input type="checkbox"/> 4111-7110		Inkontinenzüberzug für Standard Sitzkissen Gr.1	(Aufpreis)	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> SA-0313/2-MP		Zusätzliche A-Tex-Auflage auf dem Schaumstoffkissen als Inkontinenzschutz für Konturiertes Sitzkissen	(Aufpreis)	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 4111-1150		Doppelrollen 75 mm	13	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 4111-1160		Doppelrollen 100 mm	(Aufpreis) 14	1 Set	

Zubehöre

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 4111-2601		Aufsatzrücken kurz (Rückenhöhe 36-46) Gr.1	15	1 Set	
und	<input type="checkbox"/> 4111-2630		Polsterauflage Aufsatzrücken kurz TIMO Gr. 1	15	1 Stück	inkl.
	<input type="checkbox"/> 4111-2602		Aufsatzrücken mittel (Rückenhöhe 42-52) Gr.1	16	1 Set	
und	<input type="checkbox"/> 4111-2640		Polsterauflage Aufsatzrücken mittel TIMO Gr. 1	16	1 Stück	inkl.
	<input type="checkbox"/> 4111-2603		Aufsatzrücken lang (Rückenhöhe 48-58) Gr.1	17	1 Set	
und	<input type="checkbox"/> 4111-2650		Polsterauflage Aufsatzrücken lang TIMO Gr. 1	17	1 Stück	inkl.
	<input type="checkbox"/> 4111-2699		Rückverlagerung Aufsatzrücken um 1,5cm		1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 4111-2901		Oberarmführung inkl. Polster Gr.1	18	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 4111-2820		Universalhalter asymmetrisch (für 3245-7800 oder Fremdfabrikate)	19	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3245-7800	306	Kopfstütze mit Hinterhauptpolster inkl. Montageset	20	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 4111-6801		Oberschenkelführung breiten- und längsverstellbar, abduzierbar, inkl. Polster Gr.1	21	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 4111-6850		Klemmhebel für Verstellung Oberschenkelführungen	22	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 4111-6860		Sterngriff für Verstellung Oberschenkelführungen		1 Set	
	<input type="checkbox"/> 4111-6802		Oberschenkelführung breiten- und längsverstellbar, abduzierbar, inkl. Polster Gr.2		1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 4111-6850		Klemmhebel für Verstellung Oberschenkelführungen	22	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 4111-6860		Sterngriff für Verstellung Oberschenkelführungen		1 Set	
	<input type="checkbox"/> 4111-5700		Fixationsweste Gr. 0, inkl. Schultergurtführungen	23	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 4111-5701		Fixationsweste Gr. 1, inkl. Schultergurtführungen		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 4111-5702		Fixationsweste Gr. 2, inkl. Schultergurtführungen		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 4111-5601		Brust-Schulterpelotte Gr. 1, inkl. Schultergurtführungen	24	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 4111-5602		Brust-Schulterpelotte Gr. 2, inkl. Schultergurtführungen		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 4111-7701	346	MDP Thoraxpelotte abklappbar Gr.1	25	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 4111-7702	346	MDP Thoraxpelotte abklappbar Gr.2		1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 4111-7801	346	MDP Thoraxpelotte Standard Gr.1	26	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 4111-7802	346	MDP Thoraxpelotte Standard Gr.2		1 Paar	

Zubehöre						
	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	3201-6100		Beckengurt		27	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-6701		4-Punkt Beckengurt Gr. XS (SB 18 - 24 cm) mit Gurtführung an den Sitzprofilen		28	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-6702		4-Punkt Beckengurt Gr. S (SB 22 - 30 cm) mit Gurtführung an den Sitzprofilen			1 Stück
<input type="checkbox"/>	3231-5300	346	Sitzhose Gr. 1		29	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-6710E		Gurtführung an den TIMO Sitzprofilen mit Klappschnallen 25 mm (Nachrüstung)		30	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-5610E		Schultergurtführungen mit Klappschnallen 25 mm (Nachrüstsatz)		31	1 Stück
<input type="checkbox"/>	3231-7800	346	Abduktionskeil Gr. 1, abschwenkbar und abnehmbar		32	1 Stück
<input type="checkbox"/>	3231-7801	346	Abduktionskeil Gr. 1, fest		33	1 Stück
<input type="checkbox"/>	3231-7900	346	Abduktionskeil Gr. 2, abschwenkbar und abnehmbar			1 Stück
<input type="checkbox"/>	3231-7901	346	Abduktionskeil Gr. 2, fest			1 Stück
<input type="checkbox"/>	3201-6300		Fußgurte		34	1 Paar
<input type="checkbox"/>	3201-6400		Fußgelenkgurte Gr. 1		35	1 Paar
<input type="checkbox"/>	3290-4534	015	Fersenplatte Alu, schwarz		36	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-8200		Therapietisch Gr. 1, transparent		37	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-8201		Therapietisch Gr. 1, anthrazit		38	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-8300		Therapietisch Holz			1 Stück

Sonderbau						
	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
			(gesonderter Rabattsatz)			SB=Sitzbreite
<input type="checkbox"/>	SA-0210/1-MP		TIMO Rahmen in einer anderen RAL Farbe	(Aufpreis)		1 Stück

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // TIMO



01 Armlehnauflage



02 Klemmhebel für Höhenverstellung Armlehnen



03 Fußstütze standard



04 Fußstütze abnehmbar



05 Fußbretthalter, hochklappbar



06 Fußbretthalter, mit Verriegelung



07 Schiebegriff standard



08 Schiebegriff abnehmbar



09 Polster Basisrücken



10 Polster Basisrücken mit Beckenpelotten



11 Sitzkissen standard



12 Konturiertes Sitzkissen



13 Doppelrollen 75 mm



14 Doppelrollen 100 mm



15 Aufsatzrücken kurz



16 Aufsatzrücken mittel



17 Aufsatzrücken lang



18 Oberarmführung



19 Universalhalter asymmetrisch



20 Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



21 Oberschenkelführung



22 Klemmhebel an der Oberschenkelführung



23 Fixationsweste



24 Brust-Schulterpelotte



25 MDP Thoraxpelotte abklappbar



26 MDP Thoraxpelotte Standard



27 Beckengurt



28 4-Punkt Beckengurt



29 Sitzhose



30 Gurtführung mit Klappschnallen

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // TIMO



31
Schultergurtführungen
mit Klappschnallen



32
Abduktionskeil, ab-
schwenkbar & abnehmbar



33
Abduktionskeil, fest



34
Fußgurte



35
Fußgelenkgurte



36
Fersenplatte Aluminium



37
Therapietisch,
transparent



38
Therapietisch,
anthrazit