



TIMO Therapiestuhl

HMV-Nr.: 26.11.05.004X TIMO Gr.1

Alle Preise in €, Stand 04/2024, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

☐ Angebot	☐ Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
Rechnungsanschrift	
Firma	Kundennummer
Straße	Postleitzahl, Ort
E-Mail	Telefon
Fax	
Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
Straße	Postleitzahl, Ort



Grundausrüstung

Untergestell

- Kantelung (Sitzwinkel) -10° bis 45°
- Höhenverstellung von 26cm bis 67cm
- 4 Stück Transportrollen 75mm, feststellbar
- Rahmentteile in 2 Standardfarben wählbar
- Zuladung 60kg

Sitzeinheit

- Rückenbasis winkelverstellbar
- Armlehnen höhen-, winkel-, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar
- Bedienung für Höhenverstellung und Kantelung am Schiebegriff
- Alu-Fußbrett in Rahmenfarbe, hochklappbar
- Sitzpolster und Polster Rückenbasis in 4 Farben wählbar
- Zuladung 50 kg

Verstellbereich (cm)

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Sitzbreite | 18-30 |
| - Sitztiefe | 19-38 |
| - Sitzwinkel | (-)10° - 45° |
| - Rückenhöhe kurz | 36-40 |
| - Rückenhöhe mittel | 42-52 |
| - Rückenhöhe lang | 48-58 |
| - Rückenwinkel | 80°-125° |
| - Unterschenkelänge | 18-40 |
| - Armlehnenbreite | 24, 27, 32, 35 |

Mindestangaben (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

- | | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Rahmenfarbe: | ☐ Signalweiß 022 (RAL 9003) | ☐ Schwarz stumpf matt 032 | |
| Polsterfarbe: | ☐ Schwarz 346 | ☐ Beere Soft 347 | ☐ Grau Soft 348 |
| mit Zubehörfarbe Schwarz | ☐ Türkis Soft 349 | | |

Voreinstellungen (Bei fehlenden Angaben stellen wir auf mittlere Maße ein)

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Sitztiefe: | <input type="text"/> (19 - 38 cm) | Unterschenkelänge: | <input type="text"/> (18 - 40 cm) (20-42 mit kont. Sitzkissen) |
| Rückenhöhe: | <input type="text"/> (36 - 58 cm) | Armlehnenbreite: | <input type="text"/> (lichte Weite 24, 27, 32, 35) |

Grundausrüstung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐ 4111-0000		TIMO Therapiestuhl Gr. 1		1 Stück	
mit	☐ 7000-0050		Armlehnenauflage 175mm lang	01	1 Paar	inkl.
oder	☐ 7000-0051		Armlehnenauflage 235mm lang		1 Paar	inkl.
	☐ 4111-6140		Klemmhebel für Höhenverstellung Armlehnen	02	1 Set	
mit	☐ 4111-2400		Fußstütze standard (fest am Sitz montiert) Gr.1	03	1 Set	inkl.
oder	☐ 4111-2500		Fußstütze abnehmbar Gr.1	(Aufpreis) 04	1 Set	
mit	☐ 3245-4302		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	05	1 Set	inkl.
oder	☐ 3245-4303		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, Verriegelung	(Aufpreis) 06	1 Set	
mit	☐ 4111-5100		Schiebegriff standard (fest an der Rückenbasis montiert)	07	1 Set	inkl.
oder	☐ 4111-5101		Schiebegriff abnehmbar mit Aufnahme am Fahrgestell	(Aufpreis) 08	1 Set	
mit	☐ 4111-2390		Polster Basisrücken TIMO Gr.1	09	1 Stück	inkl.
oder	☐ 4111-2200		Polster Basisrücken mit verstellb. Beckenpelotten Gr.1	(Aufpreis) 10	1 Set	
mit	☐ 4111-7100		Sitzkissen standard TIMO Gr.1	11	1 Stück	inkl.
oder	☐ 4111-8001		Konturiertes Sitzkissen ST 19-23 TIMO Gr.1 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug	(Aufpreis) 12	1 Stück	
oder	☐ 4111-8002		Konturiertes Sitzkissen ST 24-28 TIMO Gr.1 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug	(Aufpreis)	1 Stück	
oder	☐ 4111-8003		Konturiertes Sitzkissen ST 29-33 TIMO Gr.1 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug	(Aufpreis)	1 Stück	
oder	☐ 4111-8004		Konturiertes Sitzkissen ST 34-38 TIMO Gr.1 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug	(Aufpreis)	1 Stück	
mit	☐ 4111-1150		Doppelrollen 75 mm	13	1 Set	inkl.
oder	☐ 4111-1160		Doppelrollen 100 mm	(Aufpreis) 14	1 Set	

Zubehöre

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
	☐ 4111-2601		Aufsatzrücken kurz (Rückenhöhe 36-46) Gr.1	15	1 Set	
und	☐ 4111-2630		Polsterauflage Aufsatzrücken kurz TIMO Gr. 1	15	1 Stück	inkl.
	☐ 4111-2602		Aufsatzrücken mittel (Rückenhöhe 42-52) Gr.1	16	1 Set	
und	☐ 4111-2640		Polsterauflage Aufsatzrücken mittel TIMO Gr. 1	16	1 Stück	inkl.
	☐ 4111-2603		Aufsatzrücken lang (Rückenhöhe 48-58) Gr.1	17	1 Set	
und	☐ 4111-2650		Polsterauflage Aufsatzrücken lang TIMO Gr. 1	17	1 Stück	inkl.
	☐ 4111-2699		Rückverlagerung Aufsatzrücken um 1,5cm		1 Set	inkl.
	☐ 4111-2901		Oberarmführung inkl. Polster Gr.1	18	1 Paar	
	☐ 4111-2820		Universalhalter asymmetrisch (für 3245-7800 oder Fremdfabrikate)	19	1 Set	
	☐ 3245-7800	306	Kopfstütze mit Hinterhauptpolster inkl. Montageset	20	1 Stück	
	☐ 4111-6801		Oberschenkelführung breiten- und längsverstellbar, abduzierbar, inkl. Polster Gr.1	21	1 Paar	
	☐ 4111-6840		Klemmhebel für Verstellung Oberschenkelführungen	22	1 Set	
	☐ 4111-6802		Oberschenkelführung breiten- und längsverstellbar, abduzierbar, inkl. Polster Gr.2		1 Paar	
	☐ 4111-6840		Klemmhebel für Verstellung Oberschenkelführungen	22	1 Set	
	☐ 4111-5700		Fixationsweste Gr. 0, inkl. Schultergurtführungen	23	1 Stück	
	☐ 4111-5701		Fixationsweste Gr. 1, inkl. Schultergurtführungen		1 Stück	
	☐ 4111-5702		Fixationsweste Gr. 2, inkl. Schultergurtführungen		1 Stück	
	☐ 4111-5601		Brust-Schulterpelotte Gr. 1, inkl. Schultergurtführungen	24	1 Stück	
	☐ 4111-5602		Brust-Schulterpelotte Gr. 2, inkl. Schultergurtführungen		1 Stück	
	☐ 4111-7701	346	MDP Thoraxpelotte abklappbar Gr.1	25	1 Paar	
	☐ 4111-7702	346	MDP Thoraxpelotte abklappbar Gr.2		1 Paar	
	☐ 4111-7801	346	MDP Thoraxpelotte Standard Gr.1	26	1 Paar	
	☐ 4111-7802	346	MDP Thoraxpelotte Standard Gr.2		1 Paar	
	☐ 3201-6100		Beckengurt	27	1 Stück	
	☐ 4111-6701		4-Punkt Beckengurt Gr. XS (SB 18 - 24 cm) mit Gurtführung an den Sitzprofilen	28	1 Stück	
	☐ 4111-6702		4-Punkt Beckengurt Gr. S (SB 22 - 30 cm) mit Gurtführung an den Sitzprofilen		1 Stück	
	☐ 3231-5300	346	Sitzhose Gr. 1	29	1 Stück	

Zubehöre


	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
☐	4111-6710E		Gurtführung an den TIMO Sitzprofilen mit Klappschnallen 25 mm (Nachrüstung)	30	1 Stück	
☐	4111-5610E		Schultergurtführungen mit Klappschnallen 25 mm (Nachrüstsatz)	31	1 Stück	
☐	3231-7800	346	Abduktionskeil Gr. 1, abschwengbar und abnehmbar	32	1 Stück	
☐	3231-7801	346	Abduktionskeil Gr. 1, fest	33	1 Stück	
☐	3231-7900	346	Abduktionskeil Gr. 2, abschwengbar und abnehmbar		1 Stück	
☐	3231-7901	346	Abduktionskeil Gr. 2, fest		1 Stück	
☐	3201-6300		Fußgurte	34	1 Paar	
☐	3201-6400		Fußgelenkgurte Gr. 1	35	1 Paar	
☐	3290-4534	015	Fersenplatte Alu, schwarz	36	1 Stück	
☐	4111-8200		Therapietisch Gr. 1, transparent	37	1 Stück	
☐	4111-8201		Therapietisch Gr. 1, anthrazit	38	1 Stück	

Sonderbau**(gesonderter Rabattsatz)**

SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
☐	SA-0210/1-MP		TIMO Rahmen in einer anderen RAL Farbe	(Aufpreis)	1 Stück	

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // TIMO



Armlehnenauflage



Klemmhebel für Höhenverstellung Armlehnen



Fußstütze standard



Fußstütze abnehmbar



Fußbretthalter, hochklappbar



Fußbretthalter, mit Verriegelung



Schiebegriff standard



Schiebegriff abnehmbar



Polster Basisrücken



Polster Basisrücken mit Beckenpelotten



Sitzkissen standard



Konturiertes Sitzkissen



Doppelrollen 75 mm



Doppelrollen 100 mm



Aufsatzrücken kurz



Aufsatzrücken mittel



Aufsatzrücken lang



Oberarmführung



Universalhalter asymmetrisch



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



Oberschenkelführung



Klemmhebel an der Oberschenkelführung



Fixationsweste



Brust-Schulterpelotte



MDP Thoraxpelotte abklappbar



MDP Thoraxpelotte Standard



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Sitzhose



Gurtführung mit Klappschnallen

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // TIMO



31
Schultergurtführungen
mit Klappschnallen



32
Abduktionskeil, ab-
schwenkbar & abnehmbar



33
Abduktionskeil, fest



34
Fußgurte



35
Fußgelenkgurte



36
Fersenplatte Aluminium



37
Therapietisch,
transparent



38
Therapietisch,
anthrazit