



## TIMO Therapiestuhl

HMV-Nr.: 26.11.05.004X TIMO Gr.2

Alle Preise in €, Stand 01/2025, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> <b>Angebot</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bestellung</b>
Auftragsnummer / Kommission	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Rechnungsanschrift</b>	
Firma	Kundennummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	Telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	
<input type="text"/>	
<b>Lieferanschrift</b> (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
<input type="text"/>	
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>



### Grundausrüstung

#### Untergestell

- Kantelung (Sitzwinkel) -10° bis 45°
- Höhenverstellung von 26cm bis 67cm
- 4 Stück Transportrollen 75mm, feststellbar
- Rahmenteile in 2 Standardfarben wählbar
- Zuladung 70kg

#### Sitzeinheit

- Rückenbasis winkelverstellbar
- Armlehnen höhen-, winkel-, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar
- Bedienung für Höhenverstellung und Kantelung am Schiebegriff
- Alu-Fußbrett in Rahmenfarbe, hochklappbar
- Sitzpolster und Polster Rückenbasis in 4 Farben wählbar
- Zuladung 60 kg

### Verstellbereiche (cm)

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| - Sitzbreite        | 23-35          |
| - Sitztiefe         | 24-43          |
| - Sitzwinkel        | (-)10° - 45°   |
| - Rückenhöhe kurz   | 40-50          |
| - Rückenhöhe mittel | 46-56          |
| - Rückenhöhe lang   | 52-62          |
| - Rückenwinkel      | 80°-125°       |
| - Unterschenkelänge | 18-45          |
| - Armlehnenbreite   | 29, 32, 37, 40 |

### Mindestangaben (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

- |                          |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| <b>Rahmenfarbe:</b>      | <input type="checkbox"/> Signalweiß <b>022</b> (RAL 9003) | <input type="checkbox"/> Schwarz stumpf matt <b>032</b> |   |
| <b>Polsterfarbe:</b>     | <input type="checkbox"/> Schwarz <b>346</b>               | <input type="checkbox"/> Beere Soft <b>347</b>          | <input type="checkbox"/> Grau Soft <b>348</b> |
| mit Zubehörfarbe Schwarz | <input type="checkbox"/> Türkis Soft <b>349</b>           |   |   |

### Voreinstellungen (Bei fehlenden Angaben stellen wir auf mittlere Maße ein)

- |                    |   |                           |   |
|--------------------|---|---------------------------|---|
| <b>Sitztiefe:</b>  | <input type="text" value="24 - 43 cm"/> | <b>Unterschenkelänge:</b> | <input type="text" value="18 - 45 cm"/> (20-47 mit kont. Sitzkissen)      |
| <b>Rückenhöhe:</b> | <input type="text" value="40 - 62 cm"/> | <b>Armlehnenbreite:</b>   | <input type="text" value="29, 32, 37, 40"/> (lichte Weite 29, 32, 37, 40) |

**Grundausrüstung**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 4112-0000		<b>TIMO Therapiestuhl Gr. 2</b>		<b>1 Stück</b>	
mit	<input type="checkbox"/> 7000-0051		Armlehnenauflage 235mm lang	<b>01</b>	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 7000-0052		Armlehnenauflage 270mm lang		1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 4111-6140		Klemmhebel für Höhenverstellung Armlehnen	<b>02</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 4111-6150		Sterngriff für Höhenverstellung Armlehnen		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 4112-2400		Fußstütze standard (fest am Sitz montiert) Gr.2	<b>03</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 4112-2500		Fußstütze abnehmbar Gr.2	<b>(Aufpreis) 04</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3245-4302		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	<b>05</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3245-4303		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, Verriegelung	<b>(Aufpreis) 06</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 4112-2520		Fußbrettaufpolsterung Gr.2	<b>(Aufpreis)</b>	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 4111-5100		Schiebegriff standard (fest an der Rückenbasis montiert)	<b>07</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 4111-5101		Schiebegriff abnehmbar mit Aufnahme am Fahrgestell	<b>(Aufpreis) 08</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 4112-2380		Polster Basisrücken TIMO Gr.2	<b>09</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 4112-2200		Polster Basisrücken mit verstellb. Beckenpelotten Gr.2	<b>(Aufpreis) 10</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 4112-7100		Sitzkissen standard TIMO Gr.2	<b>11</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 4112-8001		Konturiertes Sitzkissen ST 24-28 TIMO Gr.2 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug	<b>(Aufpreis) 12</b>	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 4112-8002		Konturiertes Sitzkissen ST 29-33 TIMO Gr.2 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug	<b>(Aufpreis)</b>	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 4112-8003		Konturiertes Sitzkissen ST 34-38 TIMO Gr.2 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug	<b>(Aufpreis)</b>	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 4112-8004		Konturiertes Sitzkissen ST 39-43 TIMO Gr.2 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug	<b>(Aufpreis)</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 4112-7110		Inkontinenzüberzug für Standard Sitzkissen Gr.2	<b>(Aufpreis)</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> SA-0313/2-MP		Zusätzliche A-Tex-Auflage auf dem Schaumstoffkissen als Inkontinenzschutz für Konturiertes Sitzkissen	<b>(Aufpreis)</b>	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 4111-1150		Doppelrollen 75 mm	<b>13</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 4111-1160		Doppelrollen 100 mm	<b>(Aufpreis) 14</b>	1 Set	

**Zubehöre**

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 4112-2601		Aufsatzrücken kurz (Rückenhöhe 41-51)	<b>15</b>	1 Set	
und	<input type="checkbox"/> 4112-2660		Polsterauflage Aufsatzrücken kurz TIMO Gr. 2	<b>15</b>	1 Stück	inkl.
	<input type="checkbox"/> 4112-2602		Aufsatzrücken mittel (Rückenhöhe 47-57)	<b>16</b>	1 Set	
und	<input type="checkbox"/> 4112-2670		Polsterauflage Aufsatzrücken mittel TIMO Gr. 2	<b>16</b>	1 Stück	inkl.
	<input type="checkbox"/> 4112-2603		Aufsatzrücken lang (Rückenhöhe 53-63)	<b>17</b>	1 Set	
und	<input type="checkbox"/> 4112-2680		Polsterauflage Aufsatzrücken lang TIMO Gr. 2	<b>17</b>	1 Stück	inkl.
	<input type="checkbox"/> 4111-2699		Rückverlagerung Aufsatzrücken um 1,5cm		1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 4112-2901		Oberarmführung inkl. Polster Gr.2	<b>18</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 4111-2820		Universalhalter asymmetrisch (für 3245-7800 oder Fremdfabrikate)	<b>19</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3245-7800	306	Kopfstütze mit Hinterhauptpolster inkl. Montageset	<b>20</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 4111-6802		Oberschenkelführung breiten- und längsverstellbar, abduzierbar, inkl. Polster Gr.2	<b>21</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 4111-6850		Klemmhebel für Verstellung Oberschenkelführungen	<b>22</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 4111-6860		Sterngriff für Verstellung Oberschenkelführungen		1 Set	
	<input type="checkbox"/> 4112-6801		Oberschenkelführung breiten- und längsverstellbar, abduzierbar, inkl. Polster Gr.3	<b>21</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 4111-6850		Klemmhebel für Verstellung Oberschenkelführungen	<b>22</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 4111-6860		Sterngriff für Verstellung Oberschenkelführungen		1 Set	
	<input type="checkbox"/> 4111-5702		Fixationsweste Gr. 2, inkl. Schultergurtführungen	<b>23</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 4111-5703		Fixationsweste Gr. 3, inkl. Schultergurtführungen		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 4111-5602		Brust-Schulterpelotte Gr. 2, inkl. Schultergurtführungen	<b>24</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 4111-5603		Brust-Schulterpelotte Gr. 3, inkl. Schultergurtführungen		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 4111-7702	346	MDP Thoraxpelotte abklappbar Gr.2	<b>25</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 4111-7703	346	MDP Thoraxpelotte abklappbar Gr.3		1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 4111-7802	346	MDP Thoraxpelotte Standard Gr.2	<b>26</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 4111-7803	346	MDP Thoraxpelotte Standard Gr.3		1 Paar	

**Zubehöre**

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	3201-6100		Beckengurt		27	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-6702		4-Punkt Beckengurt Gr. S (SB 22 - 30 cm) mit Gurtführung an den Sitzprofilen		28	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-6703		4-Punkt Beckengurt Gr. M (SB 28 - 36 cm) mit Gurtführung an den Sitzprofilen			1 Stück
<input type="checkbox"/>	3233-5300		Sitzhose Gr. 2		29	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-6710E		Gurtführungen an den TIMO Sitzprofilen mit Klappschnallen 25 mm (Nachrüstung)		30	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-5610E		Schultergurtführungen mit Klappschnallen 25 mm (Nachrüstsatz)		31	1 Stück
<input type="checkbox"/>	3231-7900	346	Abduktionskeil Gr. 2, abschwenkbar und abnehmbar		32	1 Stück
<input type="checkbox"/>	3231-7901	346	Abduktionskeil Gr. 2, fest		33	1 Stück
<input type="checkbox"/>	3233-7800	346	Abduktionskeil Gr. 3, abschwenkbar und abnehmbar			1 Stück
<input type="checkbox"/>	3233-7801	346	Abduktionskeil Gr. 3, fest			1 Stück
<input type="checkbox"/>	3201-6300		Fußgurte		34	1 Paar
<input type="checkbox"/>	3203-6400		Fußgelenkgurte Gr. 2		35	1 Paar
<input type="checkbox"/>	3290-4538	015	Fersenplatte Alu, schwarz		36	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-8200		Therapietisch Gr. 1, transparent		37	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-8201		Therapietisch Gr. 1, anthrazit		38	1 Stück
<input type="checkbox"/>	4111-8300		Therapietisch Holz			1 Stück

**Sonderbau****(gesonderter Rabattsatz)**

SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	SA-0210/1-MP		TIMO Rahmen in einer anderen RAL Farbe	(Aufpreis)	1 Stück	

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // TIMO



01 Armlehnauflage



02 Klemmhebel für Höhenverstellung Armlehnen



03 Fußstütze standard



04 Fußstütze abnehmbar



05 Fußbretthalter, hochklappbar



06 Fußbretthalter, mit Verriegelung



07 Schiebegriff standard



08 Schiebegriff abnehmbar



09 Polster Basisrücken



10 Polster Basisrücken mit Beckenpelotten



11 Sitzkissen standard



12 Konturiertes Sitzkissen



13 Doppelrollen 75 mm



14 Doppelrollen 100 mm



15 Aufsatzrücken kurz



16 Aufsatzrücken mittel



17 Aufsatzrücken lang



18 Oberarmführung



19 Universalhalter asymmetrisch



20 Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



21 Oberschenkelführung



22 Klemmhebel an der Oberschenkelführung



23 Fixationsweste



24 Brust-Schulterpelotte



25 MDP Thoraxpelotte abklappbar



26 MDP Thoraxpelotte Standard



27 Beckengurt



28 4-Punkt Beckengurt



29 Sitzhose



30 Gurtführung mit Klappschnallen

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // TIMO



31  
Schultergurtführungen  
mit Klappschnallen



32  
Abduktionskeil, ab-  
schwenkbar & abnehmbar



33  
Abduktionskeil, fest



34  
Fußgurte



35  
Fußgelenkgurte



36  
Fersenplatte Aluminium



37  
Therapietisch,  
transparent



38  
Therapietisch,  
anthrazit