



TIMO Therapiestuhl

HMV-Nr.: 26.11.05.004X TIMO Gr.2

Alle Preise in €, Stand 04/2024, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

☐ Angebot

☐ Bestellung

Auftragsnummer / Kommission

Datum

Rechnungsanschrift

Firma

Kundennummer

Straße

Postleitzahl, Ort

E-Mail

Telefon

Fax

Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)

Firma

Straße

Postleitzahl, Ort



Grundausrüstung

Untergestell

- Kantelung (Sitzwinkel) -10° bis 45°
- Höhenverstellung von 26cm bis 67cm
- 4 Stück Transportrollen 75mm, feststellbar
- Rahmenteile in 2 Standardfarben wählbar
- Zuladung 70kg

Sitzeinheit

- Rückenbasis winkelverstellbar
- Armlehnen höhen-, winkel-, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar
- Bedienung für Höhenverstellung und Kantelung am Schiebegriff
- Alu-Fußbrett in Rahmenfarbe, hochklappbar
- Sitzpolster und Polster Rückenbasis in 4 Farben wählbar
- Zuladung 60 kg

Verstellbereiche (cm)

- Sitzbreite 23-35
- Sitztiefe 24-43
- Sitzwinkel (-)10° - 45°
- Rückenhöhe kurz 40-50
- Rückenhöhe mittel 46-56
- Rückenhöhe lang 52-62
- Rückenwinkel 80°-125°
- Unterschenkelänge 18-45
- Armlehnenbreite 29, 32, 37, 40

Mindestangaben (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

Rahmenfarbe:

☐ Signalweiß 022 (RAL 9003)

☐ Schwarz stumpf matt 032

Polsterfarbe:

☐ Schwarz 346

☐ Beere Soft 347

☐ Grau Soft 348

mit Zubehörfarbe Schwarz

☐ Türkis Soft 349

Voreinstellungen (Bei fehlenden Angaben stellen wir auf mittlere Maße ein)

Sitztiefe: (24 - 43 cm)

Unterschenkelänge: (18 - 45 cm) (20-47 mit kont. Sitzkissen)

Rückenhöhe: (40 - 62 cm)

Armlehnenbreite: (lichte Weite 29, 32, 37, 40)

Grundausrüstung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐ 4112-0000		TIMO Therapiestuhl Gr. 2		1 Stück	
mit	☐ 7000-0051		Armlehnenauflage 235mm lang	01	1 Paar	inkl.
oder	☐ 7000-0052		Armlehnenauflage 270mm lang		1 Paar	inkl.
	☐ 4111-6140		Klemmhebel für Höhenverstellung Armlehnen	02	1 Set	
mit	☐ 4112-2400		Fußstütze standard (fest am Sitz montiert) Gr.2	03	1 Set	inkl.
oder	☐ 4112-2500		Fußstütze abnehmbar Gr.2	(Aufpreis) 04	1 Set	
mit	☐ 3245-4302		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	05	1 Set	inkl.
oder	☐ 3245-4303		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, Verriegelung	(Aufpreis) 06	1 Set	
mit	☐ 4111-5100		Schiebegriff standard (fest an der Rückenbasis montiert)	07	1 Set	inkl.
oder	☐ 4111-5101		Schiebegriff abnehmbar mit Aufnahme am Fahrgestell	(Aufpreis) 08	1 Set	
mit	☐ 4112-2380		Polster Basisrücken TIMO Gr.2	09	1 Set	inkl.
oder	☐ 4112-2200		Polster Basisrücken mit verstellb. Beckenpelotten Gr.2	(Aufpreis) 10	1 Set	
mit	☐ 4112-7100		Sitzkissen standard TIMO Gr.2	11	1 Set	inkl.
oder	☐ 4112-8001		Konturiertes Sitzkissen ST 24-28 TIMO Gr.2 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug	(Aufpreis) 12	1 Stück	
oder	☐ 4112-8002		Konturiertes Sitzkissen ST 29-33 TIMO Gr.2 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug	(Aufpreis)	1 Stück	
oder	☐ 4112-8003		Konturiertes Sitzkissen ST 34-38 TIMO Gr.2 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug	(Aufpreis)	1 Stück	
oder	☐ 4112-8004		Konturiertes Sitzkissen ST 39-43 TIMO Gr.2 mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, mit abnehmbarem Bezug	(Aufpreis)	1 Stück	
mit	☐ 4111-1150		Doppelrollen 75 mm	13	1 Set	inkl.
oder	☐ 4111-1160		Doppelrollen 100 mm	(Aufpreis) 14	1 Set	

Zubehöre

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
	☐ 4112-2601		Aufsatzrücken kurz (Rückenhöhe 41-51)	15	1 Set	
und	☐ 4112-2660		Polsterauflage Aufsatzrücken kurz TIMO Gr. 2	15	1 Stück	inkl.
	☐ 4112-2602		Aufsatzrücken mittel (Rückenhöhe 47-57)	16	1 Set	
und	☐ 4112-2670		Polsterauflage Aufsatzrücken mittel TIMO Gr. 2	16	1 Stück	inkl.
	☐ 4112-2603		Aufsatzrücken lang (Rückenhöhe 53-63)	17	1 Set	
und	☐ 4112-2680		Polsterauflage Aufsatzrücken lang TIMO Gr. 2	17	1 Stück	inkl.
	☐ 4111-2699		Rückverlagerung Aufsatzrücken um 1,5cm		1 Set	inkl.
	☐ 4112-2901		Oberarmführung inkl. Polster Gr.2	18	1 Paar	
	☐ 4111-2820		Universalhalter asymmetrisch (für 3245-7800 oder Fremdfabrikate)	19	1 Set	
	☐ 3245-7800	306	Kopfstütze mit Hinterhauptpolster inkl. Montageset	20	1 Stück	
	☐ 4111-6802		Oberschenkelführung breiten- und längsverstellbar, abduzierbar, inkl. Polster Gr.2	21	1 Paar	
	☐ 4111-6840		Klemmhebel für Verstellung Oberschenkelführungen	22	1 Set	
	☐ 4112-6801		Oberschenkelführung breiten- und längsverstellbar, abduzierbar, inkl. Polster Gr.3	21	1 Paar	
	☐ 4111-6840		Klemmhebel für Verstellung Oberschenkelführungen	22	1 Set	
	☐ 4111-5702		Fixationsweste Gr. 2, inkl. Schultergurtführungen	23	1 Stück	
	☐ 4111-5703		Fixationsweste Gr. 3, inkl. Schultergurtführungen		1 Stück	
	☐ 4111-5602		Brust-Schulterpelotte Gr. 2, inkl. Schultergurtführungen	24	1 Stück	
	☐ 4111-5603		Brust-Schulterpelotte Gr. 3, inkl. Schultergurtführungen		1 Stück	
	☐ 4111-7702	346	MDP Thoraxpelotte abklappbar Gr.2	25	1 Paar	
	☐ 4111-7703	346	MDP Thoraxpelotte abklappbar Gr.3		1 Paar	
	☐ 4111-7802	346	MDP Thoraxpelotte Standard Gr.2	26	1 Paar	
	☐ 4111-7803	346	MDP Thoraxpelotte Standard Gr.3		1 Paar	
	☐ 3201-6100		Beckengurt	27	1 Stück	
	☐ 4111-6702		4-Punkt Beckengurt Gr. S (SB 22 - 30 cm) mit Gurtführung an den Sitzprofilen	28	1 Stück	
	☐ 4111-6703		4-Punkt Beckengurt Gr. M (SB 28 - 36 cm) mit Gurtführung an den Sitzprofilen		1 Stück	
	☐ 3233-5300		Sitzhose Gr. 2	29	1 Stück	

Zubehöre

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
☐	4111-6710E		Gurtführunge an den TIMO Sitzprofilen mit Klappschnallen 25 mm (Nachrüstung)	30	1 Stück	
☐	4111-5610E		Schultergurtführungen mit Klappschnallen 25 mm (Nachrüstsatz)	31	1 Stück	
☐	3231-7900	346	Abduktionskeil Gr. 2, abschwenkbar und abnehmbar	32	1 Stück	
☐	3231-7901	346	Abduktionskeil Gr. 2, fest	33	1 Stück	
☐	3233-7800	346	Abduktionskeil Gr. 3, abschwenkbar und abnehmbar		1 Stück	
☐	3233-7801	346	Abduktionskeil Gr. 3, fest		1 Stück	
☐	3201-6300		Fußgurte	34	1 Paar	
☐	3203-6400		Fußgelenkgurte Gr. 2	35	1 Paar	
☐	3290-4538	015	Fersenplatte Alu, schwarz	36	1 Stück	
☐	4111-8200		Therapietisch Gr. 1, transparent	37	1 Stück	
☐	4111-8201		Therapietisch Gr. 1, anthrazit	38	1 Stück	

Sonderbau

(gesonderter Rabattsatz)

SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
☐	SA-0210/1-MP		TIMO Rahmen in einer anderen RAL Farbe	(Aufpreis)	1 Stück	

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // TIMO

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <p>01</p>  <p>Armlehnenauflage</p> | <p>02</p>  <p>Klemmhebel für Höhenverstellung Armlehnen</p> | <p>03</p>  <p>Fußstütze standard</p> | <p>04</p>  <p>Fußstütze abnehmbar</p> | <p>05</p>  <p>Fußbretthalter, hochklappbar</p> |
| <p>06</p>  <p>Fußbretthalter, mit Verriegelung</p> | <p>07</p>  <p>Schiebegriff standard</p> | <p>08</p>  <p>Schiebegriff abnehmbar</p> | <p>09</p>  <p>Polster Basisrücken</p> | <p>10</p>  <p>Polster Basisrücken mit Beckenpelotten</p> |
| <p>11</p>  <p>Sitzkissen standard</p> | <p>12</p>  <p>Konturiertes Sitzkissen</p> | <p>13</p>  <p>Doppelrollen 75 mm</p> | <p>14</p>  <p>Doppelrollen 100 mm</p> | <p>15</p>  <p>Aufsatzrücken kurz</p> |
| <p>16</p>  <p>Aufsatzrücken mittel</p> | <p>17</p>  <p>Aufsatzrücken lang</p> | <p>18</p>  <p>Oberarmführung</p> | <p>19</p>  <p>Universalhalter asymmetrisch</p> | <p>20</p>  <p>Kopfstütze mit Hinterhauptpolster</p> |
| <p>21</p>  <p>Oberschenkelführung</p> | <p>22</p>  <p>Klemmhebel an der Oberschenkelführung</p> | <p>23</p>  <p>Fixationsweste</p> | <p>24</p>  <p>Brust-Schulterpelotte</p> | <p>25</p>  <p>MDP Thoraxpelotte abklappbar</p> |
| <p>26</p>  <p>MDP Thoraxpelotte Standard</p> | <p>27</p>  <p>Beckengurt</p> | <p>28</p>  <p>4-Punkt Beckengurt</p> | <p>29</p>  <p>Sitzhose</p> | <p>30</p>  <p>Gurtführung mit Klappschnallen</p> |

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // TIMO



31
Schultergurtführungen
mit Klappschnallen



32
Abduktionskeil, ab-
schwenkbar & abnehmbar



33
Abduktionskeil, fest



34
Fußgurte



35
Fußgelenkgurte



36
Fersenplatte Aluminium



37
Therapietisch,
transparent



38
Therapietisch,
anthrazit