

Hilfsmittelnummer: 26.11.05.0048

Bestellung**Angebot**

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____


Straße: _____

PLZ, Ort: _____

**Grundausrüstung**

- Armlehnenauflage
- Fußstütze standard
- Schiebegriff standard
- Sitz- & Rückenkissen standard
- Doppelrollen 75 mm

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehöbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben

Signalweiß




Schwarz, matt

Polsterfarben


Schwarz



Beere Soft



Grau Soft



Türkis Soft

Sonderlackierung

Wunsch-RAL-Farbe:

Technische Daten



	Größe 1	Größe 2
Sitzbreite	18 - 30 cm	23 - 35 cm
Sitztiefe	19 - 38 cm	24 - 43 cm
Rückenhöhe	36 - 58 cm	40 - 62 cm
Unterschenkellänge	18 - 40 cm	18 - 45 cm
Armlehnenbreite	24, 27, 32, 35 cm	29, 32, 37, 40 cm

Sitztiefe eintragen: (19 - 43 cm)

Rückenhöhe eintragen: (36 - 62 cm)

Unterschenkellänge eintragen: (18 - 45 cm) (+ 2 cm mit konturiertem Sitzkissen)

Armlehnenbreite eintragen: (24, 27, 29, 32, 35, 37, 40 cm)



TIMO Gr. 1



TIMO Gr. 2

Schiebegriff



Schiebegriff standard,
fest an der Rückenbasis montiert



Schiebegriff abnehmbar
mit Aufnahme am Fahrgestell

Fußstütze, Fersenplatte



Fußstütze standard,
fest am Sitz montiert



Fußstütze abnehmbar



Fersenplatte aus Aluminium,
schwarz

Fußbretthalter, Fußbrettaufpolsterung



Fußbretthalter mit einstellbarem
Winkel, hochklappbar



Fußbretthalter mit einstellbarem
Winkel, mit Verriegelung



Abbildung folgt
in Kürze

Fußbrettaufpolsterung

Gr. 1

Gr. 2

Doppelrollen



Doppelrollen, 75 mm



Doppelrollen, 100 mm

Basisrücken



Polster Basisrücken



Polster Basisrücken mit
verstellbaren Beckenpelotten

Aufsatzrücken



Aufsatzrücken kurz
inkl. Polsterauflage

Gr. 1 (36 - 46 cm)

Gr. 2 (41 - 51 cm)



Aufsatzrücken mittel
inkl. Polsterauflage

Gr. 1 (42 - 52 cm)

Gr. 2 (47 - 57 cm)



Aufsatzrücken lang
inkl. Polsterauflage

Gr. 1 (48 - 58 cm)

Gr. 2 (53 - 63 cm)

Rückverlagerung
Aufsatzrücken um 1,5 cm

Sitzkissen



Sitzkissen standard



Konturiertes Sitzkissen

Inkontinenzüberzug, A-TEX-Auflage



Inkontinenzüberzug für Standard Sitzkissen



Zusätzliche A-TEX-Auflage auf dem Schaumstoffkissen als Inkontinenzschutz für Konturiertes Sitzkissen

Oberarmführung, MDP Thoraxpelotten



Oberarmführung inkl. Polster



MDP Thoraxpelotten standard



MDP Thoraxpelotten abklappbar

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 1


Gr. 2

Gr. 3

Oberschenkelführung, Armlehnenauflage



Oberschenkelführung

Gr. 1**Gr. 2****Gr. 3**

Armlehnenauflage

175 mm lang (für Gr. 1)**235 mm lang (für Gr. 1 & 2)****270 mm lang (für Gr. 2)**

Klemmhebel, Sterngriffe

Klemmhebel
für die Verstellung der
OberschenkelführungenSterngriff
für die Verstellung der
OberschenkelführungenKlemmhebel für die
Höhenverstellung
der ArmlehnenSterngriff für die
Höhenverstellung
der Armlehnen

Therapietisch



Therapietisch, transparent



Therapietisch, anthrazit



Therapietisch Holz

Universalhalter, Kopfstütze



Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster

Begurtung



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt

SB 18 - 24 cm

SB 22 - 30 cm

SB 28 - 36 cm



Brust-Schulterpelotte

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3



Fixationsweste

Gr. 0

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3



Sitzhose

Gr. 1

Gr. 2

Begurtung



Fußgurte



Fußgelenkgurte

Gr. 1
 ø 4 - 6,5 cm

Gr. 2
 ø 6 - 8,5 cm

Gurtführungen



Schultergurtführungen
 mit Klappschnallen 25 mm



Gurtführung an den Sitzprofilen
 mit Klappschnallen 25 mm

Abduktionskeil



Abduktionskeil, abschwenkbar
 und abnehmbar

Gr. 1
Gr. 2
Gr. 3



Abduktionskeil, fest

Gr. 1
Gr. 2
Gr. 3

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage