

Hilfsmittelnummer: 26.11.05.004X

**Bestellung****Angebot**

Auftragsnummer / Kommission: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Rechnungsanschrift**

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

**Lieferanschrift**

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: \_\_\_\_\_


Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

**Grundausrüstung**

- Armlehnenauflage
- Fußstütze standard
- Schiebegriff standard
- Sitz- & Rückenkissen standard
- Doppelrollen 75 mm

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

**Rahmenfarben**

Signalweiß




Schwarz, matt

**Polsterfarben**


Schwarz



Beere Soft



Grau Soft



Türkis Soft

## Sonderlackierung

Wunsch-RAL-Farbe:

### Technische Daten



	Größe 1	Größe 2
<b>Sitzbreite</b>	18 - 30 cm	23 - 35 cm
<b>Sitztiefe</b>	19 - 38 cm	24 - 43 cm
<b>Rückenhöhe</b>	36 - 58 cm	40 - 62 cm
<b>Unterschenkellänge</b>	18 - 40 cm	18 - 45 cm
<b>Armlehnenbreite</b>	24, 27, 32, 35 cm	29, 32, 37, 40 cm

Sitztiefe eintragen: (19 - 43 cm)

Rückenhöhe eintragen: (36 - 62 cm)

Unterschenkellänge eintragen: (18 - 45 cm) (+ 2 cm mit konturiertem Sitzkissen)

Armlehnenbreite eintragen: (24, 27, 29, 32, 35, 37, 40 cm)



TIMO Gr. 1



TIMO Gr. 2

## Schiebegriff



Schiebegriff standard,  
fest an der Rückenbasis montiert



Schiebegriff abnehmbar  
mit Aufnahme am Fahrgestell

## Fußstütze, Fersenplatte



Fußstütze standard,  
fest am Sitz montiert



Fußstütze abnehmbar



Fersenplatte aus Aluminium,  
schwarz

## Fußbretthalter



Fußbretthalter mit einstellbarem  
Winkel, hochklappbar



Fußbretthalter mit einstellbarem  
Winkel, mit Verriegelung

Doppelrollen



Doppelrollen, 75 mm



Doppelrollen, 100 mm

Basisrücken



Polster Basisrücken



Polster Basisrücken mit  
verstellbaren Beckenpelotten

Aufsatzrücken



Aufsatzrücken kurz  
inkl. Polsterauflage

**Gr. 1 (36 - 46 cm)**

**Gr. 2 (41 - 51 cm)**



Aufsatzrücken mittel  
inkl. Polsterauflage

**Gr. 1 (42 - 52 cm)**

**Gr. 2 (47 - 57 cm)**



Aufsatzrücken lang  
inkl. Polsterauflage

**Gr. 1 (48 - 58 cm)**

**Gr. 2 (53 - 63 cm)**

Rückverlagerung  
Aufsatzrücken um 1,5 cm

Sitzkissen



Sitzkissen standard



Konturiertes Sitzkissen

Oberarmführung, MDP Thoraxpelotten



Oberarmführung inkl. Polster



MDP Thoraxpelotten standard



MDP Thoraxpelotten abklappbar

**Gr. 1**

**Gr. 1**

**Gr. 2**

**Gr. 2**

**Gr. 3**

**Gr. 3**

Oberschenkelführung, Armlehnauflage



Oberschenkelführung



Armlehnauflage

**Gr. 1**

**175 mm lang (für Gr. 1)**

**Gr. 2**

**235 mm lang (für Gr. 1 & 2)**

**Gr. 3**

**270 mm lang (für Gr. 2)**



## Klemmhebel



Klemmhebel für die Verstellung der Oberschenkelführungen



Klemmhebel für die Höhenverstellung der Armlehnen

## Therapietisch



Therapietisch, transparent



Therapietisch, anthrazit

## Universalhalter, Kopfstütze




Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster

Begurtung



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt

**SB 18 - 24 cm**

**SB 22 - 30 cm**

**SB 28 - 36 cm**



Brust-Schulterpelotte

**Gr. 1**

**Gr. 2**

**Gr. 3**



Fixationsweste

**Gr. 0**

**Gr. 1**

**Gr. 2**

**Gr. 3**



Sitzhose

**Gr. 1**

**Gr. 2**



Fußgurte



Fußgelenkgurte

**Gr. 1**  
ø 4 - 6,5 cm

**Gr. 2**  
ø 6 - 8,5 cm

## Gurtführungen



Schultergurtführungen  
mit Klappschnallen 25 mm



Gurtführung an den Sitzprofilen  
mit Klappschnallen 25 mm

## Abduktionskeil



Abduktionskeil, abschwengbar  
und abnehmbar

**Gr. 1**

**Gr. 2**

**Gr. 3**



Abduktionskeil, fest

**Gr. 1**

**Gr. 2**

**Gr. 3**

## Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage

Empty rectangular box for notes or customer requests.