



CRUISER Anterior Laufhilfe

Größe 0 - 2

HMV-Nr.: 10.46.02.3xxx

Alle Preise in €, Stand 03/2025, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rechnungsanschrift	
Firma	Kundennummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	Telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	
<input type="text"/>	
Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
<input type="text"/>	
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Grundausrüstung

Kompakter faltbarer Rahmen in sehr stabiler, leichter Aluminiumkonstruktion

- Griffe einzeln höhen- und breitenverstellbarer
- pannensichere Bereifung
- Vorderräder lenkbar
- Mitfaltende Sitzbespannung

Polster:

Alle Größen: Schwarz

320

Mindestangaben (ohne diese Angaben, kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

Rahmenfarbe: Farbcode eintragen, Farbcode und Farbauswahl siehe Seite 3

Grundausrüstung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/>	3305-0000	CRUISER Gr. 0	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/>	3305-1400	Griffe CRUISER Gr. 0/1, Rohr/Griffdurchmesser 22/29 mm	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3305-1430	Griffe CRUISER Gr. 0/1, Rohr/Griffdurchmesser 15/18 mm (Aufpreis)	1 Paar	
mit	<input type="checkbox"/>	3305-2401	Radsatz 150/200	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3305-2402	Radsatz 150/200 mit Lenkstopp (Aufpreis)	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/>	3305-1901	Outdoor Radsatz 200/250 (Aufpreis)	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/>	3305-1902	Outdoor Radsatz 200/250 mit Lenkstopp (Aufpreis)	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/>	3305-1370	320 Sitzbespannung Gr.0	1 Stk	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3305-1330	320 Sitzbespannung Gr.0 mit Rückengurt (Aufpreis)	1 Stk	
	<input type="checkbox"/>	3306-0000	CRUISER Gr. 1	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/>	3305-1400	Griffe CRUISER Gr. 0/1, Rohr/Griffdurchmesser 22/29 mm	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3305-1430	Griffe CRUISER Gr. 0/1, Rohr/Griffdurchmesser 15/18 mm (Aufpreis)	1 Paar	
mit	<input type="checkbox"/>	3305-2401	Radsatz 150/200	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3305-2402	Radsatz 150/200 mit Lenkstopp (Aufpreis)	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/>	3305-1901	Outdoor Radsatz 200/250 (Aufpreis)	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/>	3305-1902	Outdoor Radsatz 200/250 mit Lenkstopp (Aufpreis)	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/>	3306-1370	320 Sitzbespannung Gr.1	1 Stk	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3306-1330	320 Sitzbespannung Gr.1 mit Rückengurt (Aufpreis)	1 Stk	
	<input type="checkbox"/>	3306-0002	CRUISER Gr. 1 (GH 40 - 69)	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/>	3307-1400	Griffe CRUISER Gr. 2, Rohr/Griffdurchmesser 22/29 mm	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3307-1430	Griffe CRUISER Gr. 2, Rohr/Griffdurchmesser 15/18 mm (Aufpreis)	1 Paar	
mit	<input type="checkbox"/>	3305-2401	Radsatz 150/200	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3305-2402	Radsatz 150/200 mit Lenkstopp (Aufpreis)	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/>	3305-1901	Outdoor Radsatz 200/250 (Aufpreis)	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/>	3305-1902	Outdoor Radsatz 200/250 mit Lenkstopp (Aufpreis)	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/>	3306-1370	320 Sitzbespannung Gr.1	1 Stk	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3306-1330	320 Sitzbespannung Gr.1 mit Rückengurt (Aufpreis)	1 Stk	
	<input type="checkbox"/>	3307-0000	CRUISER Gr. 2	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/>	3307-1400	Griffe CRUISER Gr. 2, Rohr/Griffdurchmesser 22/29 mm	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3307-1430	Griffe CRUISER Gr. 2, Rohr/Griffdurchmesser 15/18 mm (Aufpreis)	1 Paar	
mit	<input type="checkbox"/>	3305-2401	Radsatz 150/200	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3305-2402	Radsatz 150/200 mit Lenkstopp (Aufpreis)	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/>	3305-1901	Outdoor Radsatz 200/250 (Aufpreis)	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/>	3305-1902	Outdoor Radsatz 200/250 mit Lenkstopp (Aufpreis)	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/>	3307-1370	320 Sitzbespannung Gr.2	1 Stk	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3307-1330	320 Sitzbespannung Gr.2 mit Rückengurt (Aufpreis)	1 Stk	

Zubehör

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/>	3305-2560	Unterarmauflagen drehbar mit winkel- und tiefenverstellbaren Griffen, Rohr/Griffdurchmesser 22/29 mm	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3305-2570	Unterarmauflagen drehbar mit winkel- und tiefenverstellbaren Griffen, Rohr/Griffdurchmesser 15/18 mm	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3305-2580	Unterarmauflagen drehbar mit zentralem tiefenverstellbarem 40 mm Kugelgriff *	1 Set	
			* nicht kombinierbar mit der Fahr- und Feststellbremse		
	<input type="checkbox"/>	3305-2300	Griffstange breitenverstellbar und abnehmbar, Gr. 0	1 Stk	
	<input type="checkbox"/>	3306-2300	Griffstange breitenverstellbar und abnehmbar, Gr. 1	1 Stk	
	<input type="checkbox"/>	3307-2300	Griffstange breitenverstellbar und abnehmbar, Gr. 2	1 Stk	
	<input type="checkbox"/>	3305-2100	Schleifbremse	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3305-1500	Fahr- und Feststellbremse, passend zu Gr. 0 + 1 *	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3305-1501	Fahr- und Feststellbremse, passend zu Gr. 0 + 1, Outdoor Radsatz *	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3307-1500	Fahr- und Feststellbremse, passend zu Gr. 2 *	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3307-1501	Fahr- und Feststellbremse, passend zu Gr. 2, Outdoor Radsatz *	1 Set	
			* nicht kombinierbar mit den Unterarmauflagen mit Kugelgriffen 3305-2580		
	<input type="checkbox"/>	3305-2700	Rücklaufsperre, passend zu Gr. 0-2	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3305-2701	Rücklaufsperre, passend zu Gr. 0-2, Outdoor Radsatz	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3305-2200	320 Ablage tasche Gr. 0	1 Stk	
	<input type="checkbox"/>	3306-2200	320 Ablage tasche Gr. 1	1 Stk	
	<input type="checkbox"/>	3307-2200	320 Ablage tasche Gr. 2	1 Stk	
	<input type="checkbox"/>	3305-2600	Schiebestange für Begleitperson Gr. 0-2, Aufnahme in Rahmenfarbe	1 Stk	
	<input type="checkbox"/>	3305-2620	Schiebestange für Begleitperson Outdoor Gr. 0-2, Aufnahme in Rahmenfarbe	1 Stk	

Sonderbau (gesonderter Rabattsatz)

Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/> SA-0210-MP		Rahmen in Wunsch-RAL-Farbe *	(Aufpreis)	1 Stück
		* bitte RAL-Farbe angeben		
<input type="checkbox"/> 6999-0014	060	Rahmen in Sonderfarbe Kupfergold	(Aufpreis)	1 Stück

Rahmenfarben

001 Schwarz (RAL 9005)	021 Graualuminium (RAL 9007)	032 Schwarz matt (RAL 9005M)	059 Pastellblau (RAL 5024)
002 Silber	022 Signalweiß (RAL 9003)	039 Signalviolett (RAL 4008)	061 Hellrosa (RAL 3015)
003 Perlrubinrot (RAL 3032)	023 Reinorange (RAL 2004)	040 Nachtblau (RAL 5022)	064 Olivgrün (RAL 6003)
004 Perlnachtblau (RAL 5026)	024 Eisenglimmer	050 Weiß matt (RAL 9003)	065 Himbeerrot (RAL 3027)
005 Perlenzianblau (RAL 5025)	025 Signalblau (RAL 5005)	053 Lichtgrün (RAL 6027)	066 Weißgrün (RAL 6019)
017 Verkehrsgelb (RAL 1023)	026 Blutorange (RAL 2002)	054 Ozeanblau (RAL 5020)	
018 Feuerrot (RAL 3000)	027 Erikaviolett (RAL 4003)	056 Türkisblau (RAL 5018)	
019 Himmelblau (RAL 5015)	028 Perlviolett (RAL 4011)	057 Eisenglimmer light	
020 Gelbgrün (RAL 6018)	029 Perlbeige (RAL 1035)	058 Lachsorange (RAL 2012)	

Technische Daten (Maße in cm und Gewichte in kg)

		Gr. 0		Gr. 1		Gr. 1 NEU	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
A	Griffhöhe [cm]	32	59	32	59	40	69
a	Höhe Unterarmstützen [cm]						
B	Griffabstand [cm]	18	32	22	36	22	36
C	Sitzhöhe [cm]		25		33		33
D	Breite Gesamt [cm]		47		51		51
E	Länge Gesamt [cm]		55		55		55
F	Faltmaß (HxLxT) [cm]		42x55x29		50x55x27		50x55x27
	max. Belastung [kg]		30		50		50
	Gewicht [kg]		5,4		5,6		5,6