

# CRUISER

Stand: November 2025 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 10.46.02.3XXX

## Bestellung

### Angebot

Auftragsnummer / Kommission: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Rechnungsanschrift

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_



## Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_




























## Grundausrüstung

- Einzelh höhen- und breitenverstellbare Griffe
- Pannensichere Bereifung
- Lenkbare Vorderräder
- Mitfaltende Sitzbespannung

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

## Rahmenfarben

6999-0014

					
Schwarz -001	Silber -002	Perl Rubinrot -003	Perlnachtblau -004	Perlenszianblau -005	Gelbgrün -020
					
Eisenglimmer -024	Verkehrsgelb -017	Feuerrot -018	Himmelblau -019	Perl violett -028	Nachtblau -040
					
Graualuminium -021	Signalweiß -022	Reinorange -023	Signalblau -025	Perlbeige -029	Weiß, matt -050
					
Blutorange -026	Erikaviolett -027	Schwarz, matt -032	Signalviolett -039	Lichtgrün -053	Ozeanblau -054
					
Türkisblau -056	Eisengl. light -057	Lachsorange -058	Pastellblau -059	Hellrosa -061	Olivgrün -064
					
Himbeerrot -065	Weißgrün -066	Zitronengelb -071	Pastellgelb -072	Blassgrün -073	Seidengrau -074
					
Rosé -075	Schilfgrün -076				

## Sonderlackierung

6999-0014



Kupfergold

-060

Pastellviolet,  
matt

-077

Pastellblau,  
matt

-078

Weißgrün,  
matt

-079

Wunsch-RAL-Farbe:

SA-0210-MP

## Technische Daten

	Größe 0		Größe 1		Größe 2	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Griffhöhe (cm)	32	59	40	69	44	83
Höhe Unterarmstützen (cm)						
Griffabstand (cm)	18	32	22	36	36	50
Sitzhöhe (cm)	25		33		45	
Breite Gesamt (cm)	47		51		65	
Länge Gesamt (cm)	55		55		58	
Faltmaß (HxLxT) (cm)	42 x 55 x 29		50 x 55 x 27		68 x 58 x 29	
max. Belastung (kg)	30		50		65	
Gewicht (kg)	5,4		5,6		5,9	



3305-0000

CRUISER Gr. 0



3306-0000


CRUISER Gr. 1



3307-0000


CRUISER Gr. 2

## Sitzbespannung



330X-1370-320

Sitzbespannung



330X-1330-320

Sitzbespannung mit Rückengurt

5 CRUISER Gr. 0  
6 CRUISER Gr. 1  
7 CRUISER Gr. 2

5 CRUISER Gr. 0  
6 CRUISER Gr. 1  
7 CRUISER Gr. 2

## Bereifung




Radsatz 150/200



Radsatz 150/200  
mit Lenkstopp



Outdoor Radsatz 200/250




Outdoor Radsatz 200/250  
mit Lenkstopp


## Bremsen



Schleifbremse



Fahr- und Feststellbremse



Fahr- und Feststellbremse,  
Outdoor Radsatz


5 CRUISER Gr. 0  
5 CRUISER Gr. 1  
7 CRUISER Gr. 2

5 CRUISER Gr. 0  
5 CRUISER Gr. 1  
7 CRUISER Gr. 2




**Hinweis:**  
Nicht kombinierbar mit den Unterarmauflagen mit Kugelgriffen.

## Rücklaufsperre




Rücklaufsperre




Rücklaufsperre, Outdoor Radsatz

## Unterarmauflage




**3305-2560**

Unterarmauflagen drehbar mit winkel- und tiefenverstellbaren Griffen, Rohr/Griffdurchmesser 22/29 mm



**3305-2570**

Unterarmauflagen drehbar mit winkel- und tiefenverstellbaren Griffen, Rohr/Griffdurchmesser 15/18 mm



**3305-2580**


Unterarmauflagen drehbar mit zentralem tiefenverstellbarem 40 mm Kugelgriff



### Hinweis:


Nicht kombinierbar mit der Fahr- und Feststellbremse.

## Schiebestange, Ablage tasche




**3305-2600**

Schiebestange für Begleitperson, Aufnahme in Rahmenfarbe



**3305-2620**

Schiebestange für Begleitperson Outdoor, Aufnahme in Rahmenfarbe




**330X-2200-320**

Ablage tasche

- 5 CRUISER Gr. 0
- 6 CRUISER Gr. 1
- 7 CRUISER Gr. 2


## Griffe, Griffstange



**330X-1400**

Griffe, Rohr/Griffdurchmesser 22/29 mm


- 5 CRUISER Gr. 0
- 5 CRUISER Gr. 1
- 7 CRUISER Gr. 2



**330X-1430**

Griffe, Rohr/Griffdurchmesser 15/18 mm

- 5 CRUISER Gr. 0
- 5 CRUISER Gr. 1
- 7 CRUISER Gr. 2



**330X-2300**

Griffstange breitenverstellbar und abnehmbar

- 5 CRUISER Gr. 0
- 6 CRUISER Gr. 1
- 7 CRUISER Gr. 2

**Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage**

Alle Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich. Irrtümer, Druckfehler sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten.  
Verbindlich sind ausschließlich die Preise, die in unserem schriftlichen Angebot oder in der Auftragsbestätigung genannt werden.