

www.hoggi.de

Made in Germany
by HOGGI 

BINGO EVOLUTION

Innovativer und moderner Reha-Kinderwagen.



Konstruiert und handgefertigt in Deutschland.

BINGO EVOLUTION CROSS

Der Reha-Kinderwagen für alle Herausforderungen in bewährtem Konzept.

BINGO Evolution Cross: Der innovative und moderne Reha-Kinderwagen

Für die harten Anforderungen im alltäglichen Dauereinsatz erweitert **HOGGI** mit **BINGO Evolution Cross** sein Programm im Bereich der Rehauggys für Kinder & Jugendliche. Durch den besonders stabilen Hinterrahmen und die großen Räder eignet sich der **BINGO Evolution Cross** sehr gut für den Einsatz in Wald und Flur.

Die Trommelbremsanlage (Grundausrüstung beim **BINGO Evolution Cross**) gewährleistet eine zuverlässige Kontrolle auch auf stark abschüssigem Gelände. Die kompakte Konstruktion des Fahrgestells macht **BINGO Evolution Cross** extrem wendig, ein Vorteil sowohl beim Einsatz in der belebten Fußgängerzone, als auch bei engen Verhältnissen im Gelände. Die Anpassbarkeit und das Mitwachsvermögen entsprechen in bewährter Weise denen von **BINGO Evolution**.



	Größe 1	Größe 2	Größe 2 XL
Sitzbreite	18 - 30 cm	23 - 35 cm	23 - 35 cm
Sitztiefe	16 - 34 cm	22 - 40 cm	30 - 45 cm
Kantelung Sitzeinheit			
Sitzeinheit in Fahrtrichtung	45°	45°	45°
Sitzeinheit gegen Fahrtrichtung	45°	45°	-
Rückenhöhe	45 - 63 cm	54 - 75 cm	62 - 83 cm
Rückenneigung			
Sitzeinheit in Fahrtrichtung	90° - 160°	90° - 160°	90° - 135°
Sitzeinheit gegen Fahrtrichtung	90° - 160°	90° - 160°	-
Unterschenkellänge	16 - 37 cm	16 - 40 cm	16 - 40 cm
Schiebegriffhöhe	75 - 110 cm	75 - 110 cm	86 - 118 cm
Gesamtbreite	63 cm	68 cm	68 cm
Faltmaß (L x B x H)	78 x 62 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm
Maximale Zuladung			
Sitzeinheit	50 kg	50 kg	50 kg
Straßengestell	60 kg	60 kg	60 kg
Hilfsmittelnummer	18.99.01.2082	18.99.01.2082	18.99.01.2082