

SHERPA

Stand: Januar 2025 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 26.99.01.1051

Hilfsmittelnummer: 26.99.01.1069

Bestellung

Angebot

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____



Grundausrüstung

- Aluminium-Starrahmen-Untergestell
- Schiebegriffe / Schiebebügel
- Kniehebelbremsen
- System-Profil-Sitz- & Rückenrahmen
- Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörobestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben




Sonderlackierung



Wunsch-RAL-Farbe:

Kupfergold

Sitzbreite und Rückenbreite




Sitzbreite: 36 cm
Rückenbreite: 34,8 cm

Sitzbreite: 40 cm
Rückenbreite: 38,8 cm

Sitzbreite: 44 cm
Rückenbreite: 42,8 cm

Sitzbreite: 48 cm
Rückenbreite: 46,8 cm

Sitzhöhe




Sitzhöhe	Lenkraddurchmesser		
	125	140	190
Antriebsraddurchmesser			
12"		48	48
16"	45	48	48
22"		45	50
24"		48	48

Radsturz (nur für 22" & 24" Räder)



Sitz-Profillänge



Sitz-Profillänge


40 cm (ca. Sitztiefe 29-39 cm)

45 cm (ca. Sitztiefe 34-44 cm)

50 cm (ca. Sitztiefe 39-49 cm)

55 cm (ca. Sitztiefe 44-54 cm)


Universalrückenrahmen



Universal-Rückenrahmen mit Physiologischem Drehpunkt

Querrohrtiefe 130 mm

Querrohrtiefe 55 mm



Universal-Rückenrahmen für Sitzschalen

Querrohrtiefe 130 mm

Querrohrtiefe 55 mm



Rückenführung mit Längenausgleich

! Hinweis:
Nicht kombinierbar mit Armlehnen und mit einem Rückenblech.



Schiebegriffe




Schiebebügel, winkelverstellbar




Auslösung der Rückenwinkelverstellung

! Hinweis:
Auslösung über Bowdenzug und Auslösehebel am Schiebepügel oder Schiebegriff.

Systemrückenrahmen



Systemrückenrahmen mit physiologischem Drehpunkt



Systemrückenrahmen für Sitzschalen




Rücken-Profillänge

40 cm (ca. RH 47-51 cm)

45 cm (ca. RH 52-56 cm)

50 cm (ca. RH 57-61 cm)



Rückenführung mit Längenausgleich



Hinweis:

Nicht kombinierbar mit dem Rückenblech.



Schiebegriffe



Schiebebügel, winkelverstellbar




Auslösung der Rückenwinkelverstellung



Hinweis:

Auslösung über Bowdenzug und Auslösehebel am Schiebebügel oder Schiebegriff.

Sitzerhöhung, Präzisions-Trapezadapter



Sitzerhöhung
einstellbar auf 2, 4 oder 6 cm



Präzisions-Trapezadapter

Gr. 1 (für SB 36) 350,50€

Gr. 2 (für SB 40 - 48) 369,50€


Kopfstützen



Konsole mit universal
Kopfstützenhalter



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster




Konsole für Kopfstützenhalter
(z.B. für STEALTH Kopfstützenhalter)



Hinweis:

Für Kopfstütze mit Hinterhauptpolster oder für Fremdfabrikate.

Armlehnen



Armlehnen schwenkbar winkelverstellbar mit 270 mm PU-Auflagen

! Hinweis:
Nicht kombinierbar mit dem Universal-Rückenrahmen.




Säulenarmlehnen mit PU-Auflagen, abnehmbar, höhenverstellbar

Höhe: 22 - 31 cm

Höhe: 27 - 36 cm

Höhe: 38 - 48 cm

! Hinweis:
Therapietische nur in Verbindung mit Sonderbau SA-0586 möglich.



Pu-Armauflage

23,5 cm lang

27 cm lang

Bremsen



Standard-Kniehebelbremsen




HOGGI light Sportbremse

! Hinweis:
Nur möglich für 22" und 24" Räder.




Integrierte Bremse


Radabdeckungen



Radabdeckung aus Kunststoff




Radabdeckung aus Kunststoff mit höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe mit höhenverst. & abnehmbaren Armlehnen



Vario-Radabdeckung aus Kunststoff



Vario-Radabdeckung aus Kunststoff mit höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen



Vario-Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe



Radabdeckung aus Carbon mit integrierter Bremse



Hinweis:

Erweiterung der Einbaubreite auf +6 oder +7 cm möglich.

Antriebsräder

Bereifung wählen:

Luftbereifung

PU-Bereifung

Raddurchmesser wählen:



12" Raddurchmesser



16" Raddurchmesser



22" Raddurchmesser mit Trommelbremse & Alu-Greifreifen



24" Raddurchmesser mit Trommelbremse & Alu-Greifreifen

Greifreifenüberzug



Hinweis:
Erhältlich für 22" und 24"
Antriebsräder.

Greifreifenüberzug

Speichenschutz

Speichenschutz, transparent

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
einfarbig nach Kundenwunsch:

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Motiv

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Grafik nach Kundenvorgabe



Lenkräder



Rad mit Vollgummireifen,
schwarz 125 x 32 mm
in Alu-Lenkabeln



Rad mit Vollgummireifen,
schwarz 140 x 40 mm
in Alu-Lenkabeln



Rad mit PU-Reifen
190 x 50 mm in
Kunststoff-Lenkabeln



Rad mit Luft-Reifen
190 x 50 mm in
Kunststoff-Lenkabeln

Kippschutz, Ankipphilfe, Wadenpolster



Kippschutz, wegschwenkbar

Anbau links


Anbau rechts



Kippschutz, wegschwenkbar
mit Ankipphilfe

Anbau links

Anbau rechts



Wadenpolster

passend zur Sitzbreite

für Einzelfußstützen

!
Hinweis:
Nicht kombinierbar mit Vario
Fußstützanlage.

Kniewinkelanlagen, Einzelfußstützen



Kniewinkelanlage 90°

UL kurz 20 - 36 cm


UL lang 20 - 41 cm



Kniewinkelanlage winkelverstellbar
85° - 160°

UL kurz 20 - 36 cm

UL lang 20 - 41 cm



Einzelfußstützenkniewinkelanlage
85° - 160°


UL kurz 20 - 36 cm

UL lang 20 - 41 cm

Einzelfußstützen, Kniewinkelaufnahme



Hoch- & wegschwenkbare Einzel-
fußstützen (mit Wadenplatten und
Fersenband)



Kniewinkelaufnahme standard für
15 mm Quadratrohr

Fußbretthalter



Fußbretthalter mit einstellbarem
Winkel, hochklappbar




Fußbretthalter mit einstellbarem
Winkel, mit Verriegelung

Fußbretter




Fußbrett aus Kunststoff, flach
SB 28 - 40 cm



Fußbrett aus Kunststoff, mit
Fersenkante, SB 28 - 40 cm



Fußbrett aus Aluminium mit
Fersenkante, SB 40 - 44 cm



Zwei Einzelfußbretter in
Wannenform

Vario Fußstützanlage

Vario Fußstützanlage 80°, anatomisch winkel-abduzierbar um 6 cm, Schwenkrahmen in Rahmenfarbe, wegschwenkbar und abnehmbar

Kunststoff-Fußbrettsatz standard, hochklappbar, USL 33-44 cm

Fußbrettfläche B 125 x T 150 mm, Fußraumbreite 26 - 32 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 150 x T 150 mm, Fußraumbreite 31 - 37 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 150 x T 150 mm, Fußraumbreite 35 - 41 cm, (SB 44)



Kunststoff-Fußbrettsatz winkelverstellbar, hochklappbar, USL 28-39 cm

Fußbrettfläche B 110 x T 160 mm, Fußraumbreite 23 - 29 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 120 x T 160 mm, Fußraumbreite 25 - 31 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 130 x T 160 mm, Fußraumbreite 27 - 33 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 145 x T 160 mm, Fußraumbreite 29 - 35 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 160 x T 160 mm, Fußraumbreite 31 - 37 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 160 x T 160 mm, Fußraumbreite 35 - 41 cm, (SB 48)



Kunststoff-Fußbrettsatz winkelverstellbar, hochklappbar, USL 34-47 cm

Fußbrettfläche B 110 x T 160 mm, Fußraumbreite 23 - 29 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 120 x T 160 mm, Fußraumbreite 25 - 31 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 130 x T 160 mm, Fußraumbreite 27 - 33 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 145 x T 160 mm, Fußraumbreite 29 - 35 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 160 x T 160 mm, Fußraumbreite 31 - 37 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 160 x T 160 mm, Fußraumbreite 35 - 41 cm, (SB 48)



Alu-Fußbrett durchgehend mit Fersenkante, winkelverstellbar, hochklappbar, USL 26-37 cm

Fußbrettfläche B 30-36 x T 18 cm, Fußraumbreite 30 - 36 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 34-38 x T 18 cm, Fußraumbreite 34 - 40 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 38-44 x T 18 cm, Fußraumbreite 38 - 44 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 42-48 x T 18 cm, Fußraumbreite 42 - 48 cm, (SB 48)



Alu-Fußbrett durchgehend mit Fersenkante, winkelverstellbar, hochklappbar, USL 32-45 cm

Fußbrettfläche B 30-36 x T 18 cm, Fußraumbreite 30 - 36 cm, (SB 36)

Fußbrettfläche B 34-38 x T 18 cm, Fußraumbreite 34 - 40 cm, (SB 40)

Fußbrettfläche B 38-44 x T 18 cm, Fußraumbreite 38 - 44 cm, (SB 44)

Fußbrettfläche B 42-48 x T 18 cm, Fußraumbreite 42 - 48 cm, (SB 48)

Thoraxpelotten



Thoraxpelotten, ohne Polster

Gr. 1 (8 x 10 x 2 cm)**Gr. 2 (10 x 12 x 2 cm)****Gr. 3 (12 x 13 x 2 cm)**

Thoraxpelotten, mit Polster, schwarz

Gr. 1 (8 x 10 x 2 cm)**Gr. 2 (10 x 12 x 2 cm)****Gr. 3 (12 x 13 x 2 cm)**


Wegschwenkbare Thoraxpelotten

85 x 130 mm**100 x 165 mm**


Oberschenkelführung

Oberschenkelführung
an den Sitzprofilen**Gr. 1 (290 x 140 mm)****Gr. 2 (340 x 160 mm)****Gr. 3 (390 x 180 mm)**Oberschenkelführung
an den Säulenarmlehnen**Gr. 1 (290 x 140 mm)****Gr. 2 (340 x 160 mm)****Gr. 3 (390 x 180 mm)**Polster für Oberschenkelführung,
schwarz**Teileset für zwei Kunden-
oberschenkelführungen
(ohne Pelotten)****Teileset für zwei Kunden-
oberschenkelführungen
(ohne Pelotten)****Hinweis:**Können mit den Armlehnen
abgenommen werden.


Beckengurt, Therapietisch



Beckengurt mit Beckengurtführung



Beckengurtführungen für Fremdfabrikate



Therapietisch

Hinweis:
Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung, Container für Zusatzgeräte



Transportsicherung nach ISO 7176-19



Container für Zusatzgeräte

AMF-Bruns Kraftknotensystem



AMF-Bruns Kraftknoten



Beckengurt


Montage des Kraftknotensystems

Hinweis:
Wenn im Schulter- und Kopfbereich keine Abstützung im BTW vorhanden ist, dann ist die Transportsicherung und das Kraftknotensystem nur in Verbindung mit einer Rückenverlängerung oder einer Kopfstütze zu verwenden.


410 x 1075 mm (SB 36-44)

590 x 1225 mm (SB 48)


Systemprofil, Abdeckklappe, Nutstein



Systemprofil 4N 30x30, schwarz
(Länge nach Kundenangabe)



Abdeckklappe 6, 30x30



Nutstein M6 für Systemprofil

Cosies



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer für Begleitperson

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage

Empty rectangular box for notes or customer requests.