

Zusatzantriebe und Anbaugeräte

| | BINGO Evolution | ZIP | DURO | SWINGBO 2 | SWINGBO 2 XL | SUPRA 2.0 | SWINGBO VTi | SWINGBO VTi XL | CESA | CLEO | CLEO Ti | CLEO Teen | SHERPA |
|--|-----------------|-----|------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------------|------|------|---------|-----------|--------|
| Ulrich Alber | | | | | | | | | | | | | |
| TWION (nur 24") e-motion (22" oder 24") Kraftverstärkender Zusatzantrieb | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| e-fix, Elektrischer Zusatzantrieb | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scalamobil, Treppensteiger | - | - | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| Viamobil, Schiebe- und Bremshilfe | - | - | - | ✗ | V25 | ✗ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | V25 |
| Alber via Go | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| e-Pilot | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| SMOOV | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| AAT | | | | | | | | | | | | | |
| MAX-E, Elektrozusatzantrieb | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| V-MAX, Schiebe- und Bremshilfe | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| V-MAX mini, Schiebehilfe | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| MOVILINO, Schiebe- und Bremshilfe | - | - | - | ✗ | ✗ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S-MAX, Treppensteiger | ✓ | ✓ | - | ✗ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| SOLO, Radnabenantrieb | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| SERVO, Kraftunterstützender Zusatzantrieb | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| SANO | | | | | | | | | | | | | |
| LIFTKAR PT uni 130, Treppensteiger | ✗ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNRISE MEDICAL | | | | | | | | | | | | | |
| Empulse R20, Schiebehilfe | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empulse, WheelDrive | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✓ | - | ✓ | ✗ | - | - | ✓ | ✗ |
| AMF-Bruns | | | | | | | | | | | | | |
| Kraft-Knoten-System (AMF) | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DECON | | | | | | | | | | | | | |
| Easy Wheel | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| E-Drive | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| E-Drive 16" | - | - | - | ✗ | - | - | ✗ | - | - | ✗ | ✗ | - | ✓ |
| E-Move | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |

Diese Tabelle dient als allgemeine Orientierung. Ob eine Kombination möglich ist, ist abhängig von der individuellen Rollstuhl-Konfiguration und bedarf einer Rücksprache mit unserer Entwicklungsabteilung.