

// MDP 2.0

Neues multidirektionales Pelottensystem MDP 2.0

Weiterentwickeltes multidirektionales Pelottensystem MDP 2.0

Wir haben das bewährte multidirektionale Pelottensystem weiterentwickelt:

Das neue multidirektionale Pelottensystem MDP 2.0 bietet sowohl für viele HOGGI-Produkte als auch für Mobilitätshilfen anderer Hersteller individuellere Konfigurations- und Anpassmöglichkeiten.

Als Thoraxpelotten wird das System in verschiedenen Größen und Formen angeboten.



Thoraxpelotte (starr, eingliedrig)



Thoraxpelotte (eingliedrig und abklappbar)



Anpassbare Seitenpelotte



Thoraxpelotte (an Rückenkonstruktion montiert)



// MDP 2.0

Neues multidirektionales Pelottensystem MDP 2.0



Auch als Kopfstützpelotte wird das System in verschiedenen Größen und Formen angeboten.



Kopfstützpelotte (mit einachsiger Anbindung)



Kopfstützpelotte (multidirektional)



Multidirektionale Positionierungsmöglichkeiten



Seitenansicht



// MDP 2.0

Neues multidirektionales Pelottensystem MDP 2.0

Weiterentwickeltes multidirektionales Pelottensystem MDP 2.0 am BINGO EVOLUTION

Das neue multidirektionale Pelottensystem MDP 2.0 wird ab dem 3. Quartal 2025 zusätzlich angeboten.



starr, eingliedrig

Die Thoraxpelotte des MDP 2.0 bietet:

- vielseitige Verstellmöglichkeiten
- individuelle Anpassung in Höhe, Breite und Winkel
- einfaches und schnelles Einstellen dank patentierter „Gelenkigen Verbindereinrichtung“

Abbildung:
Einfache MDP 2.0 Thoraxpelotte



abklappbar, eingliedrig, multidirektional

Die **erweiterte Variante** der MDP 2.0 Thoraxpelotte bietet zusätzlich Einstellungsmöglichkeiten in fünf Achsrichtungen (multidirektional) und setzt damit neue Maßstäbe in Komfort und Anpassungsfähigkeit.

Beide Varianten sind modular aufgebaut und können bei Bedarf durch passende Zusatzelemente erweitert werden.

Abbildung:
Erweiterte MDP 2.0 Thoraxpelotte



// MDP 2.0

Neues multidirektionales Pelottensystem MDP 2.0

Als Ergänzung zu unseren bisherigen Seitenpelotten bieten wir nun **anpassbare Seitenpelotten** mit der Technik von MDP 2.0 an.

Die **anpassbaren Seitenpelotten** erweitern die Möglichkeiten der individuellen Positionierung des Kindes im Reha-Kinderwagen.

Die Seitenpelotten sind im Winkel, in der Breite und in der Höhe einstellbar.



Anpassbare Seitenpelotten

Abbildung:
Anpassbare Seitenpelotte



Seitenpelotte mit Thoraxpelotte

Abbildung:
Seitenpelotte kombiniert mit Thoraxpelotte
(abklappbar, multidirektional)

