

www.hoggi.de
HOGGI®

Made in Germany
COBRA
by HOGGI 

COBRA



Das BINGO Evolution Zimmeruntergestell



- Mit Gasdruckfederhöhenverstellung & 45° Sitzkantelung

COBRA - Immer auf der Höhe

COBRA wurde speziell als Untergestell mit einer 45° Sitzkantelung und einer stufenlos einstellbaren Gasdruckfederhöhenverstellung für verschiedene Anwendungsbereiche im Innenbereich entwickelt:

- Als **BINGO Evolution Zimmeruntergestell** zur Aufnahme der **BINGO Evolution** Sitzeinheit.
- Als **COBRA Sitzschalenuntergestell** mit Sitzschalenträger zur Aufnahme von orthopädischen Sitzsystemen und Sitzschalen (Sitzbreite 34 cm oder 39 cm).

COBRA kann mit 75 mm oder 125 mm Rollendurchmesser ausgestattet werden.



COBRA ist:

- stabil
- platzsparend
- 45° kantelbar
- in der Sitzhöhe stufenlos und unter Last höhenverstellbar

COBRA

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Sitz- Hubhöhe | |
| bei Rollendurchmesser 75 mm | 27 - 61 cm |
| bei Rollendurchmesser 125 mm | 33,5 - 67,5 cm |
| Gesamtbreite | 61 cm |
| Gesamtlänge | 71 cm |
| Raddurchmesser | 75 oder 125 mm |
| Kippung der Sitzaufnahme | 0° bis 45° |
| Gewicht | |
| bei Rollendurchmesser 75 mm | 11,3 kg |
| bei Rollendurchmesser 125 mm | 13,3 kg |
| Zuladung | 50 kg |

HOGGI®

Partnerschaft für mobile Kinder

HOGGI GmbH • Eulerstraße 27 • D-56235 Ransbach-Baumbach • Internet: www.hoggi.de
E-mail: info@hoggi.de • Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0 • Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99