



## BINGO Evolution Mini Reha-Kinderwagen

Größe Mini für Kinder von ca. 1 - 3 Jahren

HMV-Nr.: 18.99.01.2080 - Komplettwagen, starr

HMV-Nr.: 18.99.01.2082 - Komplettwagen, lenkbar

Crash getestet nach ISO 7176-19 und ANSI/RESNA WC/Vol.1. - Section 19

Alle Preise in €, Stand 01/2025, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Rechnungsanschrift</b>	
Firma	Kundennummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	Telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	
<input type="text"/>	
<b>Lieferanschrift</b> (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
<input type="text"/>	
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>



### Grundausrüstung

#### Straßengestell

- kompakt faltbar
- 45° Sitzkantelung in beide Richtungen
- Sitz schnell abnehmbar, drehbar
- Zuladung 60 kg

#### Sitzeinheit

- IPS - individuelles Polstersystem
- Sitztiefe 12 - 27 cm
- Sitzbreite 13 - 25 cm
- Unterschenkellänge 16 - 30 cm
- Rückenhöhe 37 - 51 cm
- Schulterhöhe 25,5 - 39,5 cm
- Rückenneigung 80° - 180°
- ergonomische Beckengurtführung
- winkelverstellbares Fußbrett
- Zuladung 25 kg

### Mindestangaben (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

<b>Rahmenfarbe:</b>	<input type="checkbox"/> Schwarz stumpf matt <b>032</b>
<b>Polsterfarbe einfarbig:</b>	<input type="checkbox"/> Schwarz <b>346</b> <input type="checkbox"/> Beere Soft <b>347</b> <input type="checkbox"/> Grau Soft <b>348</b>
mit Zubehörfarbe Schwarz	<input type="checkbox"/> Türkis Soft <b>349</b>
<b>Polsterfarbe zweifarbig:</b>	<input type="checkbox"/> Beere Soft / Schwarz <b>350</b> <input type="checkbox"/> Grau Soft / Schwarz <b>351</b> <input type="checkbox"/> Türkis Soft / Schwarz <b>352</b>
mit Zubehörfarbe Schwarz	
<b>Sitztiefe:</b>	<input type="text"/> (12 - 27 cm)

### Voreinstellungen (Bei fehlenden Angaben stellen wir auf mittlere Maße ein. Seitenblenden passend zur Polsterfarbe)

**Rückenhöhe:**  (37 - 51 cm)      **Unterschenkellänge:**  (16 - 30 cm)

**Grundausrüstung - Sitzeinheit**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3230-2000	032	<b>BINGO Evolution Mini Sitzeinheit</b> inkl. Winkelverstellbare Kniewinkelanlage		<b>1 Stück</b>	
mit	<input type="checkbox"/> 3230-2900		Oberschenkelführung breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar * <b>* minimale Sitzbreite 16 cm</b>	<b>01</b>	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3230-2600		Hüftpelotten, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar	<b>(Aufpreis) 02</b>	1 Paar	
mit	<input type="checkbox"/> 3230-5200		Polsterauflage Gr. 1, anpassbar (IPS)	<b>03</b>	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3230-5190		Wadenpolsterstützplatte mit Schaumstoffeinleger	<b>04</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-249x		Fußbrett mit Fersenkante Breite: <input type="checkbox"/> 1=27 cm <input type="checkbox"/> 2=29 cm <input type="checkbox"/> 3=31 cm	<b>05</b>	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2551		Fußbrett in Wannenform, Breite ca. 30 cm	<b>(Aufpreis) 05</b>	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2463	015	Adaptives Alu-Fußbrett "footprint" mit Fersenkante, Breite ca. 30 cm	<b>06</b>	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3240-2950		Fußbankarretierung	<b>(Aufpreis) 07</b>	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> SA-0430		Verstärkter Fußbrettträger aus Stahl (Mehrgewicht ca. 0,3 kg)	<b>08</b>	1 Stück	

**Zubehör - Sitzeinheit**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3230-7601		Kopfstützpelotten Gr. 1, niedrige Form	<b>09</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3230-7602		Kopfstützpelotten Gr. 1	<b>10</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3230-6900		Anatomische Nacken-Kopfstütze mit Längenausgleich Gr. 1	<b>11</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3230-7700		Thoraxpelotten Gr. 1, stufenlos höhenverstellbar (8 x 10 x 2 cm)	<b>12</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3230-6100		Beckengurt Mini	<b>13</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-6701		4-Punkt Beckengurt Gr. XS (SB 18 - 24 cm)	<b>14</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-6200		Fünfpunktgurt, Mini	<b>15</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-6300		Fußgurte	<b>16</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3201-6400		Fußgelenkgurte Gr. 1	<b>17</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3230-5300		Sitzhose Gr. Mini	<b>18</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5800		Fixationsweste Gr. 0	<b>19</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5400		Fixationsweste Gr. 1		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-5600		Brust-Schulterpelotte Gr. 0	<b>20</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5600		Brust-Schulterpelotte Gr. 1		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5601		Brust-Schulterpelotte Gr. 1 mit 4 Steckverbindungen	<b>21</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5700		Brust-Schulterpelotte Gr. 2		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5701		Brust-Schulterpelotte Gr. 2 mit 4 Steckverbindungen		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-7800		Abduktionskeil Gr. 1, abschwenkbar und abnehmbar	<b>22</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-7801		Abduktionskeil Gr. 1, fest	<b>23</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-2205	032	Zubehöraufnahme zur Befestigung Haltebügel / Therapietisch	<b>24</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3230-8102	306	Haltebügel mit Kunstleder, schwenkbar Gr. Mini schwarz <sup>1)</sup>	<b>25</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-8400		Therapietisch Gr. 1, transparent <sup>1) 2) 3)</sup>	<b>26</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-8402		Therapietisch Gr. 1, transparent, höhenverstellbar <sup>1) 2)</sup>	<b>27</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-8401		Therapietisch Gr. 1, grau <sup>1) 2) 3)</sup>	<b>28</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-8403		Therapietisch Gr. 1, grau, höhenverstellbar <sup>1) 2)</sup>		1 Stück	
			<sup>1)</sup> nur möglich mit Zubehöraufnahme			
			<sup>2)</sup> nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
			<sup>3)</sup> nicht möglich bei Verwendung von Hüftpelotten			
	<input type="checkbox"/> 3230-8300	306	Winterschlupfsack Gr. Mini, schwarz (bis ca. ST 20)	<b>29</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-8300	306	Winterschlupfsack Gr. 1, schwarz (ab ca. ST 18)		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 7000-0018		Echtfelleinsatz Gr. 1	<b>30</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-9200	306	Regencape Gr. 1, schwarz	<b>31</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-9300	306	Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz, schwarz	<b>32</b>	1 Stück	

<b>Zubehör - Sitzeinheit</b>			<b>mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!</b>			
	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Bild</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Preis</b>
	<input type="checkbox"/> 3002-0012	032	<b>BASIC Zimmeruntergestell Gr. Mini</b> mit 75 mm Doppelrollen	<b>33</b>	<b>1 Stück</b>	
	<input type="checkbox"/> 3002-0013	032	<b>BASIC Zimmeruntergestell Gr. Mini</b> mit 125 mm Rollen	<b>34</b>	<b>1 Stück</b>	
	<input type="checkbox"/> 3002-9500	022	Seitenblenden in Standardfarbe weiß	<b>35</b>		
	<input type="checkbox"/> 3002-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe	<b>36</b>		
	<input type="checkbox"/> 3002-9500	032	Seitenblenden in schwarz matt			
	<input type="checkbox"/> 3002-5400		Schiebegriff für <b>BASIC Zimmeruntergestell</b>		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3004-0002	032	<b>COBRA Zimmeruntergestell Gr. Mini</b> mit 75 mm Doppelrollen	<b>37</b>	<b>1 Stück</b>	
	<input type="checkbox"/> 3004-0003	032	<b>COBRA Zimmeruntergestell Gr. Mini</b> mit 125 mm Rollen	<b>34</b>	<b>1 Stück</b>	
	Voreinstellung der Gasdruckfeder: <input type="checkbox"/> bis 20 kg <input type="checkbox"/> bis 35 kg <input type="checkbox"/> bis 50 kg					

<b>Grundausrüstung - Straßengestell, lenkbar</b>			<b>mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!</b>			
	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Bild</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Preis</b>
	<input type="checkbox"/> 3230-1000	032	<b>BINGO Evolution Mini Straßengestell, lenkbar, Invertrahmen</b>		<b>1 Stück</b>	
	<input type="checkbox"/> 3238-1011	032	<b>BINGO Evolution Mini Straßengestell, lenkbar, zur Aufnahme der Ablage für Zusatzgeräte</b>		<b>1 Stück</b>	
mit	<input type="checkbox"/> 1281-1027		Kunststofflenkgabeln	<b>38</b>	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	<b>39</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1281-1028		Alu-Lenk-gabeln	<b>(Aufpreis) 40</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenk-gabeln		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	<b>(Aufpreis) 41</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe (Standard)	<b>42</b>	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500	032	Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	<b>43</b>	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0004S		Luft-Bereifung	<b>44</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0030		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	<b>(Aufpreis) 45</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0004S		PU-Bereifung	<b>46</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0009		PU-Bereifung auf schwarzen Felgen	<b>47</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0030		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	<b>(Aufpreis) 48</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-7201		Fahrbremse für Begleitperson (nicht für Trommelbremsräder)	<b>49</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3232-9401		Mitfaltende "Soft" Ablage-tasche Gr. 1 (max. 3 kg)	<b>50</b>	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3230-9402		Mitfaltende große Ablage-tasche für Mini (max. 8 kg) *	<b>(Aufpreis) 51</b>	1 Stück	
	<b>* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung</b>					
mit	<input type="checkbox"/> 3230-1501	032	Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3230-7300	032	Transportsicherung nach ISO 7176-19 (ab 12 kg Körpergewicht) *		1 Set	
	<b>* nur in Verbindung mit Brust-Schulterpelotte oder Fixationsweste als Positionierungshilfe</b>					

**Grundausrüstung - Straßengestell CROSS mit Alu-Lenkabeln**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3230-1030	032	<b>BINGO Evolution CROSS Mini Straßengestell</b>		<b>1 Stück</b>	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 41	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe (Standard)	42	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500	032	Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	43	1 Paar	inkl.
			Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0050					
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0050		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3232-9401		Mitfaltende "Soft" Ablagetasche Gr. 1 (max. 3 kg)	50	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3230-9402		Mitfaltende große Ablagetasche für Mini (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 51	1 Stück	
			<b>* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung</b>			
mit	<input type="checkbox"/> 3230-1501	032	Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3230-7300	032	Transportsicherung nach ISO 7176-19 (ab 12 kg Körpergewicht) *		1 Set	
			<b>* nur in Verbindung mit Brust-Schulterpelotte oder Fixationsweste als Positionierungshilfe</b>			
mit	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkabeln		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3234-7100		Kippschutz links und rechts *		1 Set	
			<b>* nicht möglich in Verbindung mit Rahmen für Zusatzgeräte</b>			

**! BINGO Evolution Cross: Sonderbauten nur auf Anfrage !**
**Grundausrüstung - Straßengestell, starr**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3231-1011		<b>BINGO Evolution Mini Straßengestell, starr</b>		<b>1 Stück</b>	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 41	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe (Standard)	42	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500	032	Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	43	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0025S		Luft-Bereifung	44	1 Set	inkl.
			Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 45	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0029					
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0021S		PU-Bereifung	46	1 Set	inkl.
			Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 48	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0029					
	<input type="checkbox"/> 3231-7201		Fahrbremse für Begleitperson (nicht für Trommelbremsräder)	49	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3232-9401		Mitfaltende "Soft" Ablagetasche Gr. 1 (max. 3 kg)	50	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3230-9402		Mitfaltende große Ablagetasche für Mini (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 51	1 Stück	
			<b>* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung</b>			
mit	<input type="checkbox"/> 3230-1501		Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3230-7300	032	Transportsicherung nach ISO 7176-19 (ab 12 kg Körpergewicht) *		1 Set	
			<b>* nur in Verbindung mit Brust-Schulterpelotte oder Fixationsweste als Positionierungshilfe</b>			

**Grundausrüstung - Straßengestell Trike (Sonderanfertigung)**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3236-1011		<b>BINGO Evolution Mini Straßengestell Trike</b>		<b>1 Stück</b>	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 41	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe (Standard)	42	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500	032	Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	43	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0011S		Luft-Bereifung	44	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0031		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 45	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0011S		PU-Bereifung	46	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0031		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 48	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-7201		Fahrbremse für Begleitperson (nicht für Trommelbremsräder)	49	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3232-9401		Mitfaltende "Soft" Ablagetasche Gr. 1 (max. 3 kg)	50	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3230-9402		Mitfaltende große Ablagetasche für Mini (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 51	1 Stück	
			<b>* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung</b>			
mit	<input checked="" type="checkbox"/> 3230-1501		Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.

**Zubehör - Straßengestell - Nachrüstung**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	39	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenk-gabeln		1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-7400E		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	41	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 3230-9402E		Mitfaltende große Ablagetasche für Mini (max. 8 kg)	51	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-7300E	032	Transportsicherung nach ISO 7176-19 (ab 12 kg Körpergewicht) *		1 Set	
			<b>* nur in Verbindung mit Brust-Schulterpelotte oder Fixationsweste als Positionierungshilfe</b>			
	<input type="checkbox"/> 3231-9500E		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe oder Rahmenfarbe		1 Paar	

**Sonderbau (gesonderter Rabattsatz)**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3202-4100		Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 1 (nur mit 3238-1000)	52	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-4200		Sauerstoffflaschenhalter (d=100 mm) Speziell für Flaschen bis 75 cm *	53	1 Stück	
			<b>* zum Anbau an der rechten Rahmenseite</b>			
	<input type="checkbox"/> SA-0225-MP		Verstellbare Winkelhalter für konturierte Sauerstoffgeräte	(Aufpreis) 54	1 Set	
			<b>Sauerstoffflaschenhalter (d=100 mm)</b>			
	<input type="checkbox"/> 3231-4201		Speziell für 2 Liter Flaschen (kurze Variante) *		1 Stück	
			<b>* zum Anbau an der rechten Rahmenseite</b>			
	<input type="checkbox"/> SA-0031-KP		Infusionsstab mit 2-armigen Halter, Knickgelenk	55	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> SA-0605-MP		Fußbrett-Träger für kurze ULL		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> SA-0016/3-MP		Verstärkte Hinterachse (10 kg mehr Zuladung)	(Aufpreis) 56	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> SA-0298-MP		Erhöhung Sitzaufnahme um 10 cm	(Aufpreis)	1 Set	
			<b>Verbindungsteile zur Kopplung zweier</b>			
	<input type="checkbox"/> SA-0321-MP		<b>BINGO Evolution</b> Straßengestelle hintereinander, inklusive Lenkstopp am hinteren Straßengestell *	(Aufpreis) 57	1 Set	
			<b>* nur möglich mit zwei Straßengestellen einer Größe</b>			
			<b>* Straßengestell Bingo Evolution Mini nur vorne möglich</b>			
			<b>* nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenk-gabeln &amp; dem Straßengestell Cross</b>			
			<b>Verbindungsteile zur Kopplung Gesslein Kinderwagen</b>			
			<b>Modell F4 Air+/S4 Air+ vorne,</b>			
	<input type="checkbox"/> SA-0441-MP		<b>BINGO Evolution</b> Straßengestell 3238-1011 hinten *	(Aufpreis)	1 Set	
			<b>* nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenk-gabeln &amp; dem Straßengestell Cross</b>			

**Sonderzubehör** (Selbstzahlerprodukte mit 10% Händlerrabatt)

















mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	7000-0010		Buggy-Board	<b>58</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0012	306	Sonnenschirm mit Befestigungsset, schwarz	<b>59</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0006		Hörerset, zum Einbau in Kopfstützpelotten 3201-7601		1 Set	
<input type="checkbox"/>	7000-0202	306	Wickelrucksack, schwarz	<b>60</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0199		"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson	<b>61</b>	1 Set	

**Vormontage von Pelotten, Polsterteilen & Gurte**

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	6999-1012		<b>BINGO Evolution</b> Vormontageservice (ohne Einstellungen)		1 Stück	

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO Evolution Mini


- |   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|    |    |    |    |    |
| Oberschenkelführungen   | Hüftpelotten  | IPS - Individuelles Polstersystem   | Wadenpolsterstützplatte  | Fußbrett mit Fersenkante oder Wannenform  |
|    |    |    |    |    |
| Alu-Fußbrett „footprint“ mit Fersenkante  | Fußbankarretierung  | Verstärkter Fußbrett-träger aus Stahl   | Kopfstützpelotten, niedrige Form   | Kopfstützpelotten, hohe Form  |
|   |   |   |   |   |
| Anatomische Nacken-Kopfstütze   | Thoraxpelotten  | Beckengurt  | 4-Punkt Beckengurt   | Fünfpunktgurt   |
|  |  |  |  |  |
| Fußgurte  | Fußgelenkgurte  | Sitzhose  | Fixationsweste   | Brust-Schulterpelotte   |
|  |  |  |  |  |
| Brust-Schulterpelotte mit 4 Steckverbindungen                                       | A-Keil, abschwenkbar und abnehmbar  | A-Keil, fest  | Zubehöraufnahmen   | Haltebügel  |
|  |  |  |  |  |
| Therapietisch   | Therapietisch, höhenverstellbar   | Therapietisch, grau   | Winterschlupfsack  | Echtfelleinsatz   |

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO Evolution Mini

				
<p>31 Regencape</p>	<p>32 Verdeck</p>	<p>33 BASIC Zimmeruntergestell, 75 mm Doppelrollen</p>	<p>34 125 mm Rollen</p>	<p>35 Seitenblende in Standardfarbe, weiß</p>
				
<p>36 Seitenblende passend zur Polsterfarbe</p>	<p>37 COBRA Zimmeruntergestell, 75 mm Doppelrollen</p>	<p>38 Kunststofflenkgabeln</p>	<p>39 Lenkstopp</p>	<p>40 Alu-Lenkgabeln</p>
				
<p>41 Rahmenfederungssystem</p>	<p>42 Seitenblende passend zur Polsterfarbe</p>	<p>43 Seitenblende passend zur Rahmenfarbe</p>	<p>44 Luft-Bereifung Vorderrad</p>	<p>45 Luft-Bereifung Hinterrad</p>
				
<p>46 Luft-Bereifung Vorderrad Trommelbremsräder</p>	<p>47 Luft-Bereifung Hinterrad Trommelbremsräder</p>	<p>48 PU-Bereifung Vorderrad</p>	<p>49 PU-Bereifung Hinterrad</p>	<p>50 PU-Bereifung Vorderrad, schwarzen Felgen</p>
				
<p>51 PU-Bereifung Hinterrad, schwarzen Felgen</p>	<p>52 PU-Bereifung Vorderrad Trommelbremsräder</p>	<p>53 PU-Bereifung Hinterrad Trommelbremsräder</p>	<p>54 Fahrbremse für Begleitperson</p>	<p>55 Mitfaltende „Soft“ Ablagetasche</p>
				
<p>56 Mitfaltende, große Ablagetasche</p>	<p>57 Ablage für medizinische Zusatzgeräte</p>	<p>58 Sauerstoffflaschenhalter</p>	<p>59 Verstellbare Winkelhalter für Sauerstoffgeräte</p>	<p>60 Infusionsstab</p>



# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO Evolution Mini



Verstärkte Hinterachse



Verbindungssteile zur  
Kopplung



Buggy-Board



Sonnenschirm



Wickelrucksack



„Cosies“ Thermofleece  
Handwärmer