

www.hoggi.de
HOGGI®

Made in Germany
by HOGGI 

BINGO EVOLUTION

Innovativer und moderner Reha-Kinderwagen.



Konstruiert und handgefertigt in Deutschland.

BINGO EVOLUTION



BINGO Evolution - Ein gutes Produkt wird immer besser.

Abgebildete Ausstattung:

Lenkbares Straßengestell mit pannensicherer PU-Bereifung auf schwarzen Felgen. Sitzeinheit mit Polsterauflage in „türkis soft“ inkl. der Seitenblenden in Polsterfarbe mit **HOGGI**-Laserschriftzug. Kopfstützelotten (niedrige Form). Seitenpelotten und Oberschenkelführungen. AFS-Adaptives Federungssystem, Federfarbe passend zur Polsterfarbe. Fußbrett in Wannenform. Mitfaltende Ablagetasche. Rahmenfarbe: Silber.

BINGO EVOLUTION

Innovativer und moderner Reha-Kinderwagen.

Reha-Kinderwagen sind ein wichtiger Bestandteil in der Kinderversorgung.
Mit innovativen Lösungen und modernen Designs setzt **HOGGI** schon seit 2005 Maßstäbe.

Die HOGGI-Philosophie. Leidenschaft und permanente Produktoptimierung.

Das Ergebnis unserer eigenen Zielsetzung der permanenten Weiterentwicklung sowie der absoluten Produktoptimierung für deine perfekte Versorgung heißt **BINGO Evolution**.

Ein gutes Produkt wird immer besser.

Profitiere auch du von unserer langjährigen Erfahrung und unserer Leidenschaft.

Cooler Optik. HOGGI - Laserschriftzug in den Seitenblenden.



HOGGI-Laserschriftzug.



Kompakt. Leicht. Sportlich.

Modernes, kompaktes und sportliches Design.

Das Design überzeugt durch ein modernes, sportliches und kompaktes Erscheinungsbild.
Wähle aus vielen verschiedenen Polsterfarbvarianten und zwei Rahmenfarben.

Gestalte deinen **BINGO Evolution** mit dem **HOGGI Reha-Kinderwagen Konfigurator** auf:
www.hoggi.de

BINGO EVOLUTION

Multifunktionale Sitzeinheit. Individuelle Einstellmöglichkeiten.

45°- Sitzkantelung.

Die neue Konstruktion ermöglicht die schnelle und einfache Kantelung der Sitzaufnahme bis zu 45° in 4° Schritten.

Rückenneigung.

Die Rückenneigung ist ebenfalls schnell und einfach in 7,5° Schritten verstellbar.

Hoher Sitzkomfort durch Sitzkantelung und Rückenneigung.



Verstellbereich Sitzkantelung.



Verstellbereich Rückenneigung.

Zentral positioniert. Leicht bedienbar.

Die Bedienelemente der Sitzkantelung und der Rückenneigung sind zentral an der Rückenlehne positioniert und bieten dir ein leichtes sowie sicheres „Handling“.

BINGO EVOLUTION

Schnelles Drehen der Sitzeinheit. Ohne Werkzeug.

Je nach Bedürfnis des Kindes hält es Blickkontakt zum Schiebenden oder blickt in Fahrtrichtung. Auch die Wettersituation kann ein schnelles Drehen der Sitzeinheit erforderlich machen.

Die Funktionen der Sitzkantelung und der Rückenneigung lassen sich auch dann noch nutzen, wenn die Sitzeinheit gegen die Fahrtrichtung eingesetzt ist.

AFS-Adaptives Federungssystem.

Das komfortable vierfach manuell verstellbare Federungssystem absorbiert Stöße vom Untergrund und verringert das Risiko von Spasmen. Wir bieten dir zwei Federsätze in verschiedenen Stärken.

Drehen der Sitzeinheit. AFS-Adaptives Federungssystem.



Sitzeinheit in Fahrtrichtung.



Auslöseknopf.



Sitzeinheit gegen Fahrtrichtung.



AFS-Adaptives Federungssystem.



Federsätze in verschiedenen Stärken.

BINGO EVOLUTION

Bequemes Auslösen des Faltmechanismus am Schiebebügel. Alles faltet mit.

Die Auslöser für den innovativen Faltmechanismus sind am Schiebebügel positioniert, bequem erreichbar und leicht auszulösen. Die Sitzeinheit faltet mit.

Sehr kompaktes Faltmaß.

Zum Transport oder für die Autofahrt lässt sich dein **BINGO Evolution** mit nur wenigen Handgriffen falten und verriegeln. Der Aufbau ist genauso leicht.

Innovativer Faltmechanismus. Sehr kompaktes Faltmaß.



Höhenverstellbarer Schiebebügel.



Kompaktes Faltmaß.



Fußbrettvarianten.



Feststellbremse.

BINGO EVOLUTION

Kopfstützpelotten. Seitenpelotten. Oberschenkelführung.

Die Kopfstützen (in niedriger Form), die Seitenpelotten sowie die Oberschenkelführungen sorgen für einen sportlichen und filigrane Optik. **HOGGI** bietet dir eine Vielzahl an Pelotten für deine perfekte Sitzversorgung. Alle Pelotten sind in der Breite, Tiefe und im Winkel einstellbar. Sprich uns an!

IPS. Individuelles Polstersystem. Verschiedene Polsterfarben.

Anpassbare Polsterauflage inklusive farblich passenden Seitenblenden mit **HOGGI**-Laserschriftzug. Wähle deine Lieblingsfarbe aus fünf verschiedenen Polsterfarbvarianten.

Pelotten. Polsterauflage. Seitenblenden.



IPS. Individuelles Polstersystem.

1. Rückenkissen
2. Seitenpelotten
3. Sitzkissen
4. Seitenblenden

BINGO EVOLUTION

Mitwachsvermögen.

Der **BINGO Evolution** ist enorm mitwachsend in der Rückenhöhe, Sitztiefe, Sitzbreite und der Unterschenkelänge.

Individuelle Einstellmöglichkeiten.

Die multifunktionale Sitzeinheit bietet dir mit einer Vielzahl von verschiedenen Pelotten individuelle Einstellmöglichkeiten für dein Kind.



Viele individuelle Einstellmöglichkeiten.



Enormes Mitwachsvermögen.

Zentrale Bedienelemente am Rückenblech.

1. Auslösung für die Sitzkantelung
2. Auslösung für die Rückenneigung



BINGO

SITZSCHALENUNTERGESTELL

Das **BINGO Sitzschalenuntergestell** ist speziell für den Einsatz von Sitzschalen konzipiert:

- Kompakt faltbar
- 45° Sitzkantelung
- Sitzadapter, drehbar



BINGO Sitzschalenuntergestell.



Verstellbereich Sitzkantelung.



Verstellbereich Rückenwinkel.



Sitzrahmen und Rückenbasis.



Detaillierte Informationen unter: www.hoggi.de/untergestelle

BINGO EVOLUTION

Die Untergestellvarianten **COBRA** und **BASIC**.

COBRA wurde speziell als Zimmeruntergestell mit 45° Sitzkantelung und stufenlos einstellbarer Gasdruckfederhöhenverstellung für verschiedene Anwendungsbereiche im Innenbereich entwickelt:

- als Zimmeruntergestell zur Aufnahme der **BINGO Evolution** Sitzeinheit
- als Sitzschalenuntergestell für orthopädische Sitzsysteme und Sitzschalen

BASIC ist ein klassisches Zimmeruntergestell für die **BINGO Evolution** Sitzeinheit.



COBRA.



Mit Sitzrahmen & Rückenbasis.



COBRA, unterste Höhenposition.



BASIC.



Höhenverstellbereich.



Mit Sitzrahmen & Rückenbasis.



Detaillierte Informationen unter: www.hoggi.de/untergestelle

BINGO EVOLUTION

Technische Daten	Größe 1	Größe 2	Größe 2 XL
Sitzbreite	18 - 30 cm	23 - 35 cm	23 - 35 cm
Sitztiefe	16 - 34 cm	22 - 40 cm	30 - 45 cm
Kantelung Sitzeinheit			
Sitzeinheit in Fahrtrichtung	45°	45°	45°
Sitzeinheit gegen Fahrtrichtung	45°	45°	-
Rückenhöhe	45 - 63 cm	54 - 75 cm	62 - 83 cm
Rückenneigung			
Sitzeinheit in Fahrtrichtung	90° - 160°	90° - 160°	90° - 135°
Sitzeinheit gegen Fahrtrichtung	90° - 160°	90° - 160°	-
Unterschenkellänge	16 - 37 cm	16 - 40 cm	16 - 40 cm
Schiebegriffhöhe	75 - 110 cm	75 - 110 cm	86 - 118 cm
Gesamtbreite	63 cm	68 cm	68 cm
Faltmaß (L x B x H)	78 x 62 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm
Maximale Zuladung			
Sitzeinheit	50 kg	50 kg	50 kg
Straßengestell	60 kg	60 kg	60 kg
Hilfsmittelnummer			
Starre Version	18.99.01.2080	18.99.01.2080	18.99.01.2080
Lenkbare Version	18.99.01.2082	18.99.01.2082	18.99.01.2082

Sicherheitsaspekt. Erfolgreich crashgetestet.


BINGO Evolution wurde nach ISO 7176-19 erfolgreich crashgetestet.
BINGO Evolution für den Gebrauch im BTW (Behindertentransportwagen) geeignet.


BINGO EVOLUTION

HOGGI

Partnerschaft für mobile Kinder.

HOGGI GmbH

 Eulerstraße 27
D-56235 Ransbach-Baumbach

 Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0
Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99

 info@hoggi.de

www.hoggi.de