

BINGO Evolution

Stand: November 2025 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 18.99.01.2080 - Komplettwagen starr

Hilfsmittelnummer: 18.99.01.2082 - Komplettwagen lenkbar

Bestellung

Angebot

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____



Grundausrüstung

- Polsterauflage (IPS)
- Oberschenkelführung
- Kniewinkelanlage 90°
- Winkelverstellbares Fußbrett
- Seitenblenden

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

BINGO Evolution Trendline



Trendline Paket

- Polsterauflage in Schilfgrün
- Verdeck in Schilfgrün
- Rahmenfarbe Schwarz
- Handschlaufe
- Weißwand Felgen (optional)



Rahmenfarbe Schwarz

6999-0014-032


Polsterfarbe Schilfgrün

-354

- 2 SE Gr. 1
- 4 SE Gr. 2
- 5 SE Gr. 2 XL

Rahmenfarben

6999-0014



Polsterfarben



Voreinstellungen // Größe 1

Sitzbreite, Größe 1

Sitzbreite eintragen: (18 - 30 cm)

Rückenhöhe, Größe 1

Rückenhöhe eintragen: (45 - 63 cm)

Sitztiefe, Größe 1

Sitztiefe eintragen: (16 - 34 cm)

Unterschenkellänge, Größe 1

Unterschenkellänge eintragen: (16 - 37 cm)

**Hinweis:**

Bei fehlenden Maßen stellen wir auf mittlere Maße ein.

Voreinstellungen // Größe 2

Sitzbreite, Größe 2

Sitzbreite eintragen: (23 - 35 cm)

Rückenhöhe, Größe 2

Rückenhöhe eintragen: (54 - 75 cm)*

Sitztiefe, Größe 2

Sitztiefe eintragen: (22 - 40 cm)

Unterschenkellänge, Größe 2

Unterschenkellänge eintragen: (16 - 42 cm)

**Hinweis:**

Bei fehlenden Maßen stellen wir auf mittlere Maße ein.

* Ab einer Rückenlänge von 65 cm wird das lange Schiebebügeloberteil empfohlen.

Voreinstellungen // Größe 2 XL ! Gilt als Sonderbau mit entspr. Zubehör !

Sitzbreite, Größe 2 XL

Sitzbreite eintragen: (23 - 35 cm)

Rückenhöhe, Größe 2 XL

Rückenhöhe eintragen: (62 - 83 cm)**

Sitztiefe, Größe 2 XL

Sitztiefe eintragen: (30 - 45 cm)

Unterschenkellänge, Größe 2 XL

Unterschenkellänge eintragen: (16 - 42 cm)

**Hinweis:**

Bei fehlenden Maßen stellen wir auf mittlere Maße ein.


** Ab einer Rückenlänge von 75 cm wird das lange Schiebebügeloberteil empfohlen.

BINGO Evolution Vormontage

Zubehöre und Polster werden vormontiert

6999-1012

Sitzeinheit



BINGO Evolution Sitzereinheit

SE Gr. 1 2

SE Gr. 2 4

SE Gr. 2 XL 5

Kopfstützpelotten


Kopfstützpelotten,
niedrige Form

1 SE Gr. 1
3 SE Gr. 2
3 SE Gr. 2 XL



Kopfstützpelotten

1 SE Gr. 1
3 SE Gr. 2
3 SE Gr. 2 XL

Kopfstützpelotten mit Ab-
standsgewirke, für Höreriset

1 SE Gr. 1
3 SE Gr. 2
3 SE Gr. 2 XL

Anatomische Nacken-Kopf-
stütze mit Längenausgleich

1 SE Gr. 1
3 SE Gr. 2
3 SE Gr. 2 XL

Pelotten




Thoraxpelotten

8 x 10 x 2 cm 1

10 x 12 x 2 cm 3

12 x 13 x 2 cm 4

Oberschenkelführung, breiten- und
tiefenverstellbar, abnehmbar

1 SE Gr. 1
3 SE Gr. 2
5 SE Gr. 2 XL

**Hinweis:**

Gr. 1: Minimale Sitzbreite liegt
bei 20 cm.
Gr. 2 / Gr. 2 XL: Minimale Sitz-
breite liegt bei 25 cm.

Hüftpelotten, breiten- und
tiefenverstellbar, abnehmbar

1 SE Gr. 1
3 SE Gr. 2
5 SE Gr. 2 XL

Pelotten



Standard Seitenpelotten, abnehmbar, einklappbar mit Stopp Clips

- 1 SE Gr. 1
- 3 SE Gr. 2
- 5 SE Gr. 2XL



PositionPlus Seitenpelotten, höhen- & winkelverstellbar, Weitenverstellung um 10 cm


- 1 SE Gr. 1
- 3 SE Gr. 2
- 5 SE Gr. 2XL

Wadenpolsterstützplatte, Wadenpolster




Wadenpolsterstützplatte mit Schaumstoffeinleger

- 2 SE Gr. 1
- 4 SE Gr. 2
- 4 SE Gr. 2XL



Wadenpolster passend zur Sitzbreite

- 4 SE Gr. 1
- 9 SE Gr. 2
- 9 SE Gr. 2XL



Wadenpolster für Einzelfußstützen

**Hinweis:**

Werden Wadenpolster an der Kniewinkelanlage montiert, erhöht sich die minimale USL um 6 cm.

Kniewinkelanlagen



Kniewinkelanlage 90°

- 2 SE Gr. 1
- 4 SE Gr. 2
- 4 SE Gr. 2XL



Kniewinkelanlage
winkelverstellbar 85° - 175°

- 2 SE Gr. 1
- 4 SE Gr. 2
- 4 SE Gr. 2XL



Einzel-Fußstützenkniewinkelanlage,
winkelverstellbar 90° - 160°

- 2 SE Gr. 1
- 4 SE Gr. 2
- 4 SE Gr. 2XL

Fußbretter



Fußbrett mit Fersenkante

27 cm	91
29 cm	92
31 cm	93
33 cm	94
35 cm	95

für kurze
Unterschenkellänge

27 cm	81
29 cm	82
31 cm	83
33 cm	84
35 cm	85



Alu-Fußbrett mit Fersenkante

27 cm	1
29 cm	2
31 cm	3
33 cm	4
35 cm	5



Fußbrett in Wannenform

1	SE Gr. 1	Breite ca. 30 cm
3	SE Gr. 2	Breite ca. 35 cm
3	SE Gr. 2 XL	

für kurze
Unterschenkellänge

323X-2553

1	SE Gr. 1
3	SE Gr. 2
3	SE Gr. 2 XL




Hinweis:

Die Breiten 1=27 cm und 2=29 cm sind nur für die Sitzeinheit Gr. 1 möglich. Die Breiten 4=33 cm und 5=35 cm sind nur für die Sitzeinheiten Gr. 2 und Gr. 2 XL möglich.



Alu-Fußbrett in Wannenform

1	SE Gr. 1	Breite ca. 30 cm
3	SE Gr. 2	Breite ca. 35 cm
3	SE Gr. 2 XL	

Alu-Fußbrett „footprint“
mit Fersenkante

3	SE Gr. 1	Breite ca. 30 cm
5	SE Gr. 2	Breite ca. 34 cm
5	SE Gr. 2 XL	



Einzelfußbretter in Wannenform

2	SE Gr. 1
4	SE Gr. 2
4	SE Gr. 2 XL

Fußbankarretierung, Fußbrettträger

**3231-2810**

Fußbrettthaler mit einstellbarem Winkel, hochklappbar

mit Verriegelung

3231-2820

mit Verriegelung, für kurze USL (um 4 cm reduziert)

3231-2850

**3231-2830**

Verstärkter Fußbrettträger aus Stahl mit einstellbarem Winkel, hochklappbar (Mehrgewicht ca. 0,3 kg)

mit Verriegelung

3231-2840

**3232-2450K-015**

Fußbrettthaler für Einzelfußstützen

Begurtung

**3201-6100**

Beckengurt

**3231-670X**

4-Punkt Beckengurt

**3201-6200**

Fünfpunktgurt

Gr. XS 1
SB 18 - 24 cm

Gr. S 2
SB 22 - 30 cm

Gr. M 3
SB 28 - 36 cm

Begurtung



Sitzhose

- 1 SE Gr. 1
- 3 SE Gr. 2
- 3 SE Gr. 2 XL



Fußgurte



Fußgelenkgurte

- | | |
|------------|--------------|
| SE | Gr. 1 |
| 1 Gr. 1 | ø 4 - 6,5 cm |
| <hr/> | |
| SE | Gr. 2 |
| 3 Gr. 2 | ø 6 - 8,5 cm |
| 3 Gr. 2 XL | |



Fixationsweste

- Gr. 0 01-58
- Gr. 1 01-54
- Gr. 2 01-55
- Gr. 3 03-54



Brust-Schulterpelotte

- Gr. 1 01-56
- Gr. 2 01-57
- Gr. 3 03-56

Brust-Schulterpelotte
mit 4 Steckverbindungen

- Gr. 1 01-56
- Gr. 2 01-57
- Gr. 3 03-56

Abduktionskeil



Abduktionskeil, abschwenkbar
und abnehmbar

Gr. 1 31-78

Gr. 2 31-79

Gr. 3 33-78



Abduktionskeil, fest

Gr. 1 31-78

Gr. 2 31-79

Gr. 3 33-78



Hinweis:

Der Abduktionskeil in Gr. 3 ist nur
für die Sitzeinheiten Gr. 2 und Gr. 2
XL möglich.

Zubehöraufnahme, Haltebügel



Zubehöraufnahme zur Befestigung
Haltebügel / Therapietisch



Haltebügel mit Kunstleder,
schwenkbar schwarz



Hinweis:

Nur möglich mit Zubehöraufnahme.

- 1 SE Gr. 1
- 3 SE Gr. 2
- 3 SE Gr. 2 XL

Therapietisch




Therapietisch, transparent

- 1 SE Gr. 1
- 3 SE Gr. 2
- 3 SE Gr. 2 XL




Therapietisch, transparent,
höhenverstellbar

- 1 SE Gr. 1
- 3 SE Gr. 2
- 3 SE Gr. 2 XL



Therapietisch, anthrazit

- 1 SE Gr. 1
- 3 SE Gr. 2
- 3 SE Gr. 2 XL



Therapietisch, anthrazit,
höhenverstellbar

- 1 SE Gr. 1
- 3 SE Gr. 2
- 3 SE Gr. 2 XL



Hinweis:

Nur möglich mit Zubehöraufnahme / mit Sitz in Fahrtrichtung.

Hüftpelotten nur möglich in Kombination mit dem höhenverstellbaren Therapietisch.

Winterschlupfsack, Regencape, Verdeck



Winterschlupfsack

Gr. 1 01-83

Gr. 2 01-84

Gr. 3 03-83




Echtfelleinsatz

Gr. 1 18

Gr. 2 19

Gr. 3 20



Regencape, schwarz

1 SE Gr. 1
3 SE Gr. 2
3 SE Gr. 2 XL


Verdeck inkl. Adapter
und Regenschutz

01 SE Gr. 1
01 SE Gr. 2
35 SE Gr. 2 XL

**Hinweis:**


Bei der Wahl des Trendline Pakets wird das Verdeck in Schilfgrün ausgeliefert.

Straßengestelle




Starr

1 SE Gr. 1
3 SE Gr. 2




Lenkbar

2 SE Gr. 1
4 SE Gr. 2
5 SE Gr. 2 XL



Lenkbar für Ablage für Zusatzgeräte

38-00 SE Gr. 1
39-00 SE Gr. 2
39-06 SE Gr. 2 XL




Cross

2 SE Gr. 1
4 SE Gr. 2
5 SE Gr. 2 XL



Cross für Ablage für Zusatzgeräte

38-30 SE Gr. 1
39-30 SE Gr. 2
39-08 SE Gr. 2 XL



Trike

6 SE Gr. 1
7 SE Gr. 2



Abkündigung
zum 31.12.2025

**Hinweis:**

Die Straßengestelle **Starr** und **Trike** sind nur in **Größe 1** und **2** erhältlich.

Seitenblenden



Seitenblenden passend
zur Polsterfarbe



Seitenblenden passend
zur Rahmenfarbe

Rahmenfederungssystem

Ohne Federung 3231-1301



Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar



Bitte gewünschten Federsatz wählen:

Federsatz in weiß
-022

Federsatz in schwarz
-032

Federsatz passend zur Polsterfarbe

Für Zuladung bis 15 kg 
1131-9017

Für Zuladung bis 25 kg
1131-9018

Für Zuladung über 25 kg
1131-9019



Hinweis:


Nur erhältlich für das Straßenge-
stell der Größe 1.

Lenkgabeln, Lenkstopp (auswählbar für das lenkbare und das Cross Straßengestell)


Kunststofflenkgabeln

Lenkstopp für
Kunststofflenkgabeln



Alu-Lenkgabeln

Lenkstopp für
Alu-Lenkgabeln**Hinweis:**

Cross Straßengestell nur mit
Alu-Lenkgabeln möglich. Diese sind
beim Cross Straßengestell inklusive.

Bereifung (auswählbar für das lenkbare, das starre und das Trike Straßengestell)

Standard Bereifung

Trommelbremsräder mit
Bereifung & Feststellfunktion
am BremsgriffPU-Bereifung auf schwarzen
FelgenBereifung auf schwarzen
Weißwand Felgen**Luftbereifung** 1**PU-Bereifung** 2**Luftbereifung** 1**PU-Bereifung** 2**Hinweis:**

Rad über Schnellverschluss
abnehmbar.

**Hinweis:**

Nur möglich beim
lenkbaren Straßengestell.

Rad über Schnellver-
schluss abnehmbar.

**Hinweis:**

Nur möglich beim
lenkbaren Straßengestell
als **Trendline** Variante.

Rad über Schnellver-
schluss abnehmbar.

Bereifung (nur auswählbar für das Cross Straßengestell)

Trommelbremsräder mit Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion am Bremsgriff

Luftbereifung 1

PU-Bereifung 2

**Hinweis:**

Rad über Quick-Release Achse abnehmbar.

Bremsvariante

Fahrbremse für Begleitperson

**Hinweis:**

Nicht für Trommelbremsräder.

Kippschutz, Schiebebügeloberteil, Transportsicherung

Kippschutz links und rechts



Schiebebügeloberteil um 7 cm verlängert



Transportsicherung nach ISO 7176-19

- 1 **BINGO Evolution**
- 4 **BINGO Evolution CROSS**

**Hinweis:**

Nicht möglich mit dem Straßengestell für Zusatzgeräte.

**Hinweis:**

Nicht möglich mit dem Trike Straßengestell.

Ablagetaschen

Mitfaltende „Soft“ Ablagetasche
(max. 3 kg)

- 2 SE Gr. 1
- 4 SE Gr. 2
- 4 SE Gr. 2 XL

Mitfaltende große Ablagetasche
(max. 8 kg)

- 1 SE Gr. 1
- 3 SE Gr. 2
- 3 SE Gr. 2 XL

**Hinweis:**

Nicht möglich mit Transportsicherung & nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung.

Ablage für medizinische Zusatzgeräte, Sauerstoffflaschenhalter

Ablage für medizinische
Zusatzgeräte

Straßengestell:
„lenkbar für Zusatzgeräte“

- 02-41 SE Gr. 1
- 04-41 SE Gr. 2
- 04-41 SE Gr. 2 XL

Straßengestell:
„CROSS für Zusatzgeräte“

- 38-44 SE Gr. 1
- 39-44 SE Gr. 2
- 39-44 SE Gr. 2 XL



Sauerstoffflaschenhalter (d=100 mm)

Für Flaschen bis 75 cm 0

Für 2 Liter Flaschen 1
(kurze Variante)

Anbau links

Anbau rechts

Sauerstoffflaschenhalter für
konturierte Sauerstoffgeräte

Für Flaschen bis 75 cm 0

Für 2 Liter Flaschen 1
(kurze Variante)

Anbau links

Anbau rechts


**Hinweis:**

Nur beim Straßengestell lenkbar & CROSS zur Aufnahme der Ablage für Zusatzgeräte möglich.

Infusionsstab, Verstärkte Hinterachse, Erhöhung Sitzaufnahme



Infusionsstab mit 2-armigen Halter, Knickgelenk



Verstärkte Hinterachse (10 kg mehr Zuladung)

- 3 SE Gr. 1
- 4 SE Gr. 2
- 4 SE Gr. 2 XL



Erhöhung Sitzaufnahme um 10 cm

Verbreiterung Straßengestell, Sitzeinheit, Tischgestell (nur möglich für das 2 XL Straßengestell)



Verbreiterung Straßengestell und Sitzeinheit um 5 cm

Hinweis:
Nur möglich in Rahmenfarbe schwarz.
Für alle verbreiterten Zubehöre fallen Mehrkosten an.

Verbindungssteile zur Kopplung




Verbindungssteile zur Kopplung zweier BINGO Evolution Straßengestelle hintereinander inkl. Lenkstopp am hinteren Straßengestell

Hinweis:
Nur möglich mit zwei Straßengestellen einer Größe.
Nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenkgebeln und dem Cross Straßengestell.



Verbindungssteile zur Kopplung Gesslein Kinderwagen Modell F4 Air+ / S4 Air+ vorne, mit BINGO Evolution lenkbar oder lenkbar für Zusatzgeräte hinten

Hinweis:
Nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenkgebeln und dem Cross Straßengestell.



Verbindungssteile zur Kopplung eines BINGO Evolution Straßengestells und eines HOGGI Rollstuhls

SWINGBO VTi
SA-0456/2-MP

CLEO
SA-0456-MP

Sonnenschirm, Zubehör- und Wickeltasche, Hörerset, Cosies



Sonnenschirm mit Befestigungsset, schwarz



Wickelrucksack, schwarz



Hörerset, zum Einbau in Kopfstützpelotten mit Abstandsgewirke



„Cosies“ Thermofleece Handwärmer für Begleitperson

Buggy-Board, Buggypod io



Buggy-Board



Buggypod io



Vorbereitung zur Aufnahme eines „Buggypod“

**Hinweis:**

Für die Verwendung des Buggypod io ist die Vorbereitung erforderlich.

BASIC Zimmeruntergestell



BASIC Zimmeruntergestell



Seitenblenden



Schiebegriff für BASIC Zimmeruntergestell

Mit 75 mm Doppellr.

02-10 SE Gr. 1
03-10 SE Gr. 2
03-10 SE Gr. 2 XL

Mit 125 mm Rollen

02-11 SE Gr. 1
03-11 SE Gr. 2
03-11 SE Gr. 2 XL

In Standardfarbe weiß -022**Passend zur Polsterfarbe**

In schwarz matt -032

COBRA Zimmeruntergestell



Voreinstellung der Gasdruckfeder:

bis 20 kg

bis 35 kg

bis 50 kg

COBRA Zimmeruntergestell

Mit 75 mm Doppeln.

04-00 SE Gr. 1

05-00 SE Gr. 2

05-00 SE Gr. 2 XL

Mit 125 mm Rollen

04-01 SE Gr. 1

05-01 SE Gr. 2

05-01 SE Gr. 2 XL

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage

Alle Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich. Irrtümer, Druckfehler sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Verbindlich sind ausschließlich die Preise, die in unserem schriftlichen Angebot oder in der Auftragsbestätigung genannt werden.