BINGO Evolution

Stand: April 2025 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 18.99.01.2080 - Komplettwagen starr Hilfsmittelnummer: 18.99.01.2082 - Komplettwagen lenkbar Bestellung Angebot Auftragsnummer / Kommission: _____ Datum: ___ Rechnungsanschrift Kundennummer: Firma: Straße: PLZ, Ort: Lieferanschrift Siehe Rechnungsanschrift Grundausstattung Firma: OberschenkelführungKniewinkelanlage 90° Straße: PLZ, Ort: Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Rahmenfarben Schwarz Silber Polsterfarben Beere Soft // Schwarz Schwarz Beere Soft Grau Soft Grau Soft // Schwarz Türkis Soft Türkis Soft // Schwarz

Voreinstellungen // Größe 1

Sitzbreite, Größe 1 Rückenhöhe, Größe 1

Sitzbreite eintragen: (18 - 30 cm) Rückenhöhe eintragen: (45 - 63 cm)

Sitztiefe, Größe 1 Unterschenkellänge, Größe 1

Sitztiefe eintragen: (16 - 34 cm) Unterschenkellänge eintragen: (16 - 37 cm)

Hinweis:
Bei fehlenden Maßen stellen

Voreinstellungen // Größe 2

Sitzbreite, Größe 2 Rückenhöhe, Größe 2

Sitzbreite eintragen: (23 - 35 cm) Rückenhöhe eintragen: (54 - 75 cm)*

Sitztiefe, Größe 2 Unterschenkellänge, Größe 2

Sitztiefe eintragen: (22 - 40 cm) Unterschenkellänge eintragen: (16 - 40 cm)

Hinweis:

Bei fehlenden Maßen stellen wir auf mittlere Maße ein.

* Ab einer Rückenhöhe von 65 cm wird das lange Schiebehügeloberteil empfahlen.

Voreinstellungen // Größe 2 XL ! Gilt als Sonderbau mit entspr. Zubehören

Sitzbreite, Größe 2 XL Rückenhöhe, Größe 2 XL

Sitzbreite eintragen: (23 - 35 cm) Rückenhöhe eintragen: (62 - 83 cm)**

Sitztiefe, Größe 2 XL Unterschenkellänge, Größe 2 XL

Sitztiefe eintragen: (30 - 45 cm) Unterschenkellänge eintragen: (16 - 40 cm)


 $\mathcal{O}_{\mathsf{Hi}}$

Bei fehlenden Maßen stellen wir auf mittlere Maße ein.
** Ab einer Rückenhöhe von 75 cm wird das lange Schiebehügglebetteil empfablen.

BINGO Evolution Vormontage

Zubehöre und Polster werden vormontiert

Sitzeinheit



BINGO Evolution Sitzeinheit

SE Gr. 1

SE Gr. 2

SE Gr. 2 XL

Kopfstützpelotten



Kopfstützpelotten, niedrige Form



Kopfstützpelotten



Kopfstützpelotten mit Abstandsgewirke, für Höhrerset



Anatomische Nacken-Kopfstütze mit Längenausgleich

Pelotten



Thoraxpelotten



Oberschenkelführung, breiten - und tiefenverstellbar, abnehmbar



Hüftpelotten, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar

8 x 10 x 2 cm 10 x 12 x 2 cm

12 x 13 x 2 cm

Hinweis:

Gr. 1: Minimale Sitzbreite lieg bei 20 cm.
Gr. 2 / Gr. 2 XL: Minimale Sitzbreite liegt bei 25 cm.

Wadenpolsterstützplatte, Kniewinkelanlagen



Wadenpolsterstützplatte mit Schaumstoffeinleger



Kniewinkelanlage 90°



Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85° - 170°

Hinweis

Minimale Unterschenkellänge von 16 cm möglich.

Kniewinkelanlage kurz inkl. Fußbankarretierung,

Unterschenkellänge von 15-36 cm möglich

Hinweis:

Minimale Unterschenkellänge von 19 cm möglich.

Kniewinkelanlage kurz inkl. Fußbankarretierung,

Unterschenkellänge von 15-36 cm möglich

Fußbretter




Fußbrett mit Fersenkante



Fußbrett in Wannenform



Alu-Fußbrett in Wannenform



Alu-Fußbrett "footprint" mit Fersenkante

1=27 cm
2=29 cm
3=31 cm
4=33 cm

5=35 cm

SE Gr. 1	Breite ca. 30 cm
SE Gr. 2 Gr. 2 XL	Breite ca. 35 cm

Gr. 1	Breite ca. 30 cm
SE Gr. 2 Gr. 2 XI	Breite ca. 35 cm

SE Gr. 1	Breite ca. 30 cm
SE Gr. 2 Gr. 2 XL	Breite ca. 34 cm

Hinweis:

Die Breite 5=35 cm ist nur für die Sitzeinheiten Gr. 2 und Gr. 2 XI. möglich

Fußbankarretierung, Fußbrettträger



Fußbankarretierung



Verstärkter Fußbrettträger aus Stahl (Mehrgewicht ca. 0,3 kg)


Begurtung



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fünfpunktgurt

Gr. XS SB 18 - 24 cm

Gr. S SB 22 - 30 cm

Gr. M SB 28 - 36 cm



Sitzhose



Fußgurte



Fußgelenkgurte

SE Gr. 1 Gr. 1 Ø 4 - 6,5 cm

SE Gr. 2 gr. 2 Ø 6 - 8,5 cm **Gr. 2 XL**

Begurtung



Fixationsweste



Brust-Schulterpelotte



Brust-Schulterpelotte mit 4 Steckverbindungen

Gr. 0

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Abduktionskeil



Abduktionskeil, abschwenkbar und abnehmbar

Abduktionskeil, fest

Hinweis:

Der Abduktionskeil in Gr. 3 ist nur für die Sitzeinheiten Gr. 2 und Gr. 2 XL möglich.

Gr. 1

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 2


Gr. 3

Gr. 3

Zubehöraufnahme, Haltebügel



Zubehöraufnahme zur Befestigung Haltebügel / Therapietisch




Haltebügel mit Kunstleder, schwenkbar schwarz

Hinweis:

Nur möglich mit Zubehöraufnahme.

Therapietisch







Therapietisch, transparent, höhenverstellbar



Therapietisch, anthrazit



Therapietisch, anthrazit, höhenverstellbar



Nur möglich mit Zubehöraufnahme / mit Sitz in Fahrtrichtung.
Hüftpelotten nur möglich in Kombination mit dem höhenverstellbaren Therapietisch.

Winterschlupfsack, Regencape, Verdeck



Winterschlupfsack



 ${\sf Echtfelleins atz}$



Regencape, schwarz



Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz

Gr. 1

Gr. 1


Gr. 2

Gr. 2


Gr. 3

Gr. 3


Straßengestelle








Starr Lenkbar Lenkbar für Ablage für Zusatzgeräte







Cross für Ablage für Zusatzgeräte

Trike



Seitenblenden



Seitenblenden passend zur Polsterfarbe




Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe

Rahmenfederungssystem

Ohne Federung





Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar

Bitte gewünschten Federsatz wählen:

Federsatz in weiß Federsatz in schwarz Federsatz passend zur Polsterfarbe

Für Zuladung bis 15 kg Für Zuladung bis 25 kg Für Zuladung über 25 kg

Hinweis:

Nur erhältlich für das Straßengestell der Größe 1.

Lenkgabeln, Lenkstopp (auswählbar für das lenkbare und das Cross Straßengestell)



Kunststofflenkgabeln



Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln



Alu-Lenkgabeln




Lenkstopp für Alu-Lenkgabeln

Hinweis:

Alu-Lenkgabeln möglich. Diese sind beim Cross Straßengestell inklusive.

Bereifung (auswählbar für das lenkbare, das starre und das Trike Straßengestell)




Standard Bereifung



Trommelbremsräder mit Bereifung & Feststellfunktion am Bremsgriff

Luftbereifung PU-Bereifung



PU-Bereifung auf schwarzen Felgen



Nur möglich beim lenkbaren Straßengestell.

Rad über Schnellverschluss abnehmbar

Luftbereifung

PU-Bereifung

Hinweis:

Rad über Schnellverschluss
abnehmbar.

Bereifung (nur auswählbar für das Cross Straßengestell)

Hage


Trommelbremsräder mit Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion am Bremsgriff

Luftbereifung

PU-Bereifung



Bremsvariante



Fahrbremse für Begleitperson



Kippschutz, Schiebebügeloberteil, Transportsicherung



Kippschutz links und rechts

Straßengestell. Nicht möglich

mit dem Straßengestell für



Schiebebügeloberteil um 7 cm verlängert



Transportsicherung nach ISO 7176-19

! Hinweis:

Nicht möglich mit dem Trike Straßengestell.

Ablagetaschen

Hinweis:



Mitfaltende "Soft" Ablagetasche (max. 3 kg)



Mitfaltende große Ablagetasche (max. 8 kg)

Hinweis:

Nicht möglich mit Transportsicherung & nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung.

Ablage für medizinische Zusatzgeräte, Sauerstoffflaschenhalter



Ablage für medizinische Zusatzgeräte



Sauerstoffflaschenhalter (d=100 mm)



Sauerstoffflaschenhalter für konturierte Sauerstoffgeräte

Für Flaschen bis 75 cm

Für 2 Liter Flaschen (kurze Variante)

Anbau links

Anbau rechts

Für Flaschen bis 75 cm

Für 2 Liter Flaschen (kurze Variante)

Anbau links

Anbau rechts


: Hinweis:

Nur beim Straßengestell lenkbar & CROSS zur Aufnahme der Ablage für Zusatzgeräte möglich.


Infusionsstab, Verstärkte Hinterachse, Erhöhung Sitzaufnahme



Infusionsstab mit 2-armigen Halter, Knickgelenk



Verstärkte Hinterachse (10 kg mehr Zuladung)



Erhöhung Sitzaufnahme um 10 cm

Verbreiterung Straßengestell, Sitzeinheit, Tischgestell (nur möglich für das 2 XL Straßengestell)



Verbreiterung Straßengestell und Sitzeinheit um 5 cm

Hinweis:

Nur möglich in Rahmenfarbe schwarz.

Für alle verbreiterten Zubehö fallen Mehrkosten an

Verbindungsteile zur Kopplung



Verbindungsteile zur Kopplung zweier BINGO Evolution Straßengestelle hintereinander inkl. Lenkstopp am hinteren Straßengestell



Nur möglich mit zwei Straßengestellen einer Größe. Nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenkgabeln und dem Cross Straßengestell.



Verbindungsteile zur Kopplung Gesslein Kinderwagen Modell F4 Air+ / S4 Air+ vorne, mit BINGO Evolution lenkbar oder lenkbar für Zusatzgeräte hinten

Hinweis

Nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenkgabeln und dem Cross Straßengestell.



Verbindungsteile zur Kopplung eines BINGO Evolution Straßengestells und eines HOGGI Rollstuhls

SWINGBO VTI

CLEO

Sonnenschirm, Zubehör- und Wickeltasche, Hörerset, Cosies



Sonnenschirm mit Befestigungsset, schwarz



Wickelrucksack, schwarz



Hörerset, zum Einbau in Kopfstützpelotten mit Abstandsgewirke



"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson


Buggy-Board, Buggypod io



Buggy-Board



Buggypod io



Vorbereitung zur Aufnahme eines "Buggypod"

Hinweis:

Für die Verwendung des Buggypod io ist die Vorbereitung erforderlich

BASIC Zimmeruntergestell



BASIC Zimmeruntergestell



Seitenblenden



Schiebegriff für BASIC Zimmeruntergestell

Mit 75 mm Doppelr.
Mit 125 mm Rollen

In Standardfarbe weiß

Passend zur Polsterfarbe

In schwarz matt

COBRA Zimmeruntergestell



COBRA Zimmeruntergestell

Voreinstellung der Gasdruckfeder:

bis 20 kg

bis 35 kg

bis 50 kg

.

Mit 75 mm Doppelr.
Mit 125 mm Rollen

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage