FLUX

Straße: PLZ, Ort:

Rosé

-075 Schilfgrün

-076

Hilfsmittelnummer: 10.46.02.3027

	Bestellung	
	Angebot	
	Allgebot	
,	Auftragsnummer / Kommission:	
l	Datum:	-
F	Rechnungsanschrift	
ŀ	(undennummer:	
 F	irma:	



Lieferanschrift	Siehe Rechnungsanschrift
Firma:	
Straße:	
PLZ, Ort:	

Grundausstattung

- · Höhen- und tiefenverstellbarer Haltebügel
- Vorderräder lenkbar
- · Pannensichere Bereifung
- An- und abschaltbare Rücklaufsperren an den Hinterrädern

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben 6999-0014 -003 Perlnachtblau -004 Perlenzianblau -005 Gelbgrün -001 Silber -002 Perlrubinrot Schwarz -020 Eisenglimmer -024 Verkehrsgelb -018 Himmelblau -019 Perlviolett -017 Feuerrot -028 Nachtblau -040 Graualuminium -021 Signalweiß -022 Reinorange -025 Perlbeige -029 Weiß, matt -023 Signalblau -050 -027 Schwarz, matt -032 Signalviolett -053 Ozeanblau Blutorange -026 Erikaviolett -039 Lichtgrün -054 Türkisblau -057 Lachsorange -058 Pastellblau -056 Eisengl. light -059 Hellrosa -061 Olivgrün -064 -065 Weißgrün Himbeerrot -066 Zitronengelb -071 Pastellgelb -072 Blassgrün -073 Seidengrau -074

* Folgende Rahmenfarben liegen auf Lager und sind sofort erhältlich: Perlrubinrot für Gr. 1, Perlnachtblau für Gr. 2, Perlenzianblau für Gr. 3, Graualuminium für Gr. 4


matt


Sonderlackierung

6999-0014



matt





Wunsch-RAL-Farbe:

SA-0210-MP

		Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Haltebügel	Griffhöhe	48 - 61	57 - 81	69 - 87	82 - 102
standard	Griffbreite	41	46	51	51
Haltebügel mit	Griffhöhe	43 - 68	51 - 88	62 - 94	75 - 102
Universalgriffen	Griffbreite	29 - 41	34 - 46	39 - 51	39 - 51
Rahmen	Gesamtbreite	64	69	74	78
	Belastbarkeit	60 kg	75 kg	75 kg	100 kg
Raddurchmesser	vorne / hinten	15/20	15/20	15/20	20/30









FLUX Gr. 1 FLUX Gr. 2 FLUX Gr. 3 FLUX Gr. 4

Haltebügel





01-15 FLUX Gr. 1 02-15 FLUX Gr. 2 03-15 FLUX Gr. 3 13-16 FLUX Gr. 4



Haltebügel mit Universalgriffen

01-51 FLUX Gr. 1 02-51 FLUX Gr. 2 03-51 FLUX Gr. 3 13-52 FLUX Gr. 4



Betreuer-Schiebebügel

FLUX Gr. 1 2 FLUX Gr. 2 3 FLUX Gr. 3+4

Unterarmauflage



Unterarmauflagen mit

Handgriffen

14 x 9,4 cm 1


22 x 10,4 cm 2



Unterarmauflagen mit Handgriffen, 3-achsig verstellbar

14 x 9,4 cm

22 x 10,4 cm 2



Unterarmauflagen drehbar mit winkel- und tiefenverstellbaren Griffen, Ø 30 mm



Unterarmauflagen drehbar mit winkel- und tiefenverstellbaren Griffen, Ø 18 mm



Unterarmauflagen drehbar mit zentralem tiefenverstellbarem 40 mm Kugelgriff

Hinweis:



Handteller



Abweisrollen



Schleifbremsen

01 FLUX Gr. 1 - 3 FLUX Gr. 4



Fahr- und Feststellbremse

FLUX Gr. 1 - 3 FLUX Gr. 4



Schleifbremsen und Fahr- und Feststellbremse

Rückrollsperre





Hinweis:


Nur möglich für FLUX Gr. 1 & Gr. 2.

Rückrollsperre

Leichtlauf Rückrollsperre

Bereifung (nur auswählbar für FLUX Gr. 4); Lenkstopp







PU-Bereifung auf 7-Speichenfelgen



Lenkstopp

Kinnsicherung



Kippsicherung, Gr. 1 - 3



Kippsicherung mit Rollen, Gr. 1 - 3



Kippsicherung, Gr. 4



Kippsicherung mit Rollen, Gr. 4

Sitz, Becken-/Gesäßpelotten



Sitz

- 01 Sitzhöhe Gr. 1 37 cm 01 Sitzhöhe Gr. 2 43 cm
- 13 Sitzhöhe Gr. 3 58,5 cm13 Sitzhöhe Gr. 4 57,5 cm



Sitz nach unten wegklappbar



Becken-/Gesäßpelotten, mehrfach verstellbar




Beckengurt für Becken-/Gesäßpelotten

- 1 Sitzhöhe Gr. 1 37 cm 2 Sitzhöhe Gr. 2 43 cm
- Hinweis:

 Nur möglich für FLUX

Dynamische Hüftführung, Hüftgurt



Dynamische Hüftführung



Hüftgurt für die dynamische Hüftführung



Thoraxführung, mehrfach verstellbar

Für Orthesen 0

Federung weich 1

Federung hart 2

53 - 83 cm 1

65 x 115 cm 2

54 - 78 cm

64 - 92 cm 2

74 - 105 cm 3

! Hinweis:

Der Hüftgurt ist nicht im Liefer umfang enthalten und muss separat ausgewählt werden.

Gepäckträger, Ablagekorb, Sitzhosenbügel, Sitzhose









Gepäckträger

- FLUX Gr. 1+2 FLUX Gr. 3+4
- Hinweis:

Ablagekorb

- FLUX Gr. 1+2 FLUX Gr. 3+4
- Hinweis:

Sitzhosenbügel

- FLUX Gr. 1 FLUX Gr. 2 FLUX Gr. 3+4

Sitzhose als Fang- und Führungsgurt

> Hüftumfang: 57 - 77 cm 2

> Hüftumfang: 73 - 103 cm 3

Hinweis: Sitzhosenbügel möglich.

Bemerkung /	Kundenwunsch /	¹ Individuelle Sonderbauanfrage
-------------	----------------	--

Alle Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich. Irrtümer, Druckfehler sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Verbindlich sind ausschließlich die Preise, die in unserem schriftlichen Angebot oder in der Auftragsbestätigung genannt werden.