



FLUX Lauflernhilfe

Größe 1 - 4

HMV-Nr.: 10.46.02.3027

Alle Preise in €, Stand 04/2025, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

☐ Angebot	☐ Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
Rechnungsanschrift	
Firma	Kundennummer
Straße	Postleitzahl, Ort
E-Mail	Telefon
Fax	
Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
Straße	Postleitzahl, Ort



Grundausrüstung

Kompakter faltbarer Rahmen in sehr stabiler, leichter Aluminiumkonstruktion

- höhen- und tiefenverstellbarer Haltebügel
- Vorderräder lenkbar
- pannensichere Bereifung
- an- und abschaltbare Rücklaufsperrern an den Hinterrädern

Lager-Rahmenfarben: (sofort verfügbar)

Größe 1: Perlrubinrot	003 (RAL 3032)
Größe 2: Perlnachtblau	004 (RAL 5026)
Größe 3: Perlenzianblau	005 (RAL 5025)
Größe 4: Graualuminium	021 (RAL 9007)

Polster:

Alle Größen: Schwarz	306
----------------------	------------

Mindestangaben (ohne diese Angaben, kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

Rahmenfarbe: Farbcode eintragen, Farbcode und Farbauswahl siehe Seite 3

Technische Daten (Maße in cm und Gewichte in kg)

		Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Haltebügel standard	Griffhöhe	48-61	57-81	69-87	82-102
	Griffbreite	41	46	51	51
Haltebügel mit Universalgriffen	Griffhöhe	43-68	51-88	62-94	75-102
	Griffbreite	29-41	34-46	39-51	39-51
Rahmen	Gesamtbreite	64	69	74	78
	Belastbarkeit	60 kg	75 kg	75 kg	100 kg
Raddurchmesser	vorne/hinten	15/20	15/20	15/20	20/30

Grundausrüstung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
	☐	3301-0000		FLUX Gr.1		1 Stück	
mit	☐	3301-1500		Haltebügel, standard		01 1 Stück	inkl.
oder	☐	3301-5100		Haltebügel mit Universalgriffen	(Aufpreis)	02 1 Stück	
mit	☐	3301-6700		Leichtlauf Rückrollsperr		03 1 Set	inkl.
	☐	3302-0000		FLUX Gr.2		1 Stück	
mit	☐	3302-1500		Haltebügel, standard		01 1 Stück	inkl.
oder	☐	3302-5100		Haltebügel mit Universalgriffen	(Aufpreis)	02 1 Stück	
mit	☐	3301-6700		Leichtlauf Rückrollsperr		03 1 Set	inkl.
	☐	3303-0000		FLUX Gr.3		1 Stück	
mit	☐	3303-1500		Haltebügel, standard		01 1 Stück	inkl.
oder	☐	3303-5100		Haltebügel mit Universalgriffen	(Aufpreis)	02 1 Stück	
	☐	3313-0000		FLUX Gr.4		1 Stück	
mit	☐	3313-1600		Haltebügel, standard		01 1 Stück	inkl.
oder	☐	3313-5200		Haltebügel, mit Universalgriffen	(Aufpreis)	02 1 Stück	
mit	☐	1229-0008S		PU-Bereifung auf 6-Speichenfelgen		04 1 Set	inkl.
oder	☐	1229-0009		PU-Bereifung auf 7-Speichenfelgen		05 1 Set	inkl.

Zubehör

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Anzahl	Preis
	☐	3301-5200		Unterarmauflagen mit Handgriffen, 14 x 9,4 cm		06 1 Set	
	☐	3301-5300		Unterarmauflagen mit Handgriffen, 3-achs. verstellbar, 14 x 9,4 cm		1 Set	
	☐	3302-5200		Unterarmauflagen mit Handgriffen, 22 x 10,4 cm		07 1 Set	
	☐	3302-5300		Unterarmauflagen mit Handgriffen, 3-achs. verstellbar, 22 x 10,4 cm		1 Set	
	☐	3301-6600		Handteller		08 1 Set	
	☐	3301-5400		Abweisrollen		09 1 Set	
	☐	3301-5500		Schleifbremsen, passend zu Gr. 1 - 3		10 1 Set	
	☐	3313-5500		Schleifbremsen, passend zu Gr. 4 *		1 Set	
	☐	3301-5600		Fahr- und Feststellbremse, passend zu Gr. 1 - 3		11 1 Set	
	☐	3313-5600		Fahr- und Feststellbremse, passend zu Gr. 4 *		1 Set	
		* FLUX 4 Schleifbremse und Fahr- und Feststellbremse nicht kombinierbar					
	☐	3301-5700		Kippsicherung, passend zu Gr. 1 - 3		12 1 Set	
	☐	3301-5701		Kippsicherung mit Rollen, passend zu Gr. 1 - 3		13 1 Set	
	☐	3313-5700		Kippsicherung, passend zu Gr. 4		14 1 Set	
	☐	3313-5701		Kippsicherung mit Rollen, passend zu Gr. 4		15 1 Set	
	☐	3301-5800		Sitz, passend zu Gr. 1 und Gr. 2 *		16 1 Stück	
	☐	3313-5800		Sitz, passend zu Gr. 3 und Gr. 4 *		1 Stück	
		*Sitzhöhe Gr.1: 37 cm Sitzhöhe Gr.2: 43 cm Sitzhöhe Gr.2: 58,5cm Sitzhöhe Gr.4: 57,5cm					
	☐	3301-5801		Sitz nach unten wegklappbar, passend zu Gr. 1 *		17 1 Stück	
	☐	3302-5801		Sitz nach unten wegklappbar, passend zu Gr. 2 *		1 Stück	
		*Sitzhöhe Gr.1: 37 cm Sitzhöhe Gr.2: 43 cm					
	☐	3301-5900		Becken-/Gesäßpelotten, mehrfach verstellbar		18 1 Stück	
	☐	3301-5970		Beckengurt für Becken-/Gesäßpelotten		19 1 Stück	
	☐	3301-6000		Dynamische Hüftführung als Bausatz für Orthesen *		20 1 Set	
	☐	3301-6001		Dynamische Hüftführung, Federung weich (gelb) *		21 1 Set	
	☐	3301-6002		Dynamische Hüftführung, Federung hart (rot) *		1 Set	
		* Hüftgurt ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden					
	☐	3301-6300		Hüftgurt für dynamische Hüftführung, Hüftumfang 53 - 83 cm		22 1 Stück	
	☐	3302-6300		Hüftgurt für dynamische Hüftführung, Hüftumfang 65 - 115 cm		1 Stück	
	☐	3301-6100		Gepäckträger, passend zu Gr. 1 und Gr. 2 *		23 1 Stück	
	☐	3303-6100		Gepäckträger, passend zu Gr. 3 und Gr. 4 *		1 Stück	
		* nur zusammen mit Kippsicherung					
	☐	3301-6200		Ablagekorb, <i>passend zu Gepäckträger 3301-6100 *</i>		24 1 Stück	
	☐	3303-6200		Ablagekorb, <i>passend zu Gepäckträger 3303-6100 *</i>		1 Stück	
		* nur zusammen mit Gepäckträger					

Zubehör

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	Preis
☐	3202-7100		Lenkstopp	25	1 Set
☐	3302-6400		Sitzhose als Fang- und Führungsgurt, Hüftumfang 57 - 77 cm	26	1 Stück
☐	3303-6400		Sitzhose als Fang- und Führungsgurt, Hüftumfang 73 - 103 cm		1 Stück
☐	3301-6500		Sitzhosenbügel Gr. 1	27	1 Stück
☐	3302-6500		Sitzhosenbügel Gr. 2		1 Stück
☐	3303-6500		Sitzhosenbügel Gr. 3, passend zu Gr. 3 und Gr. 4		1 Stück
☐	3301-6800		Thoraxführung Gr.1, mehrfach verstellbar	28	1 Stück
☐	3302-6800		Thoraxführung Gr.2, mehrfach verstellbar		1 Stück
☐	3303-6800		Thoraxführung Gr.3, mehrfach verstellbar		1 Stück

Sonderbau (gesonderter Rabattsatz)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	Preis
☐	SA-0210-MP		Rahmen in Wunsch-RAL-Farbe *	(Aufpreis)	1 Stück
			* bitte RAL-Farbe angeben		
☐	6999-0014	060	Rahmen in Sonderfarbe Kupfergold	(Aufpreis)	1 Stück
☐	SA-0548/1-KP		FLUX Betreuer-Schiebebügel Gr. 1	(Aufpreis) 29	1 Stück
☐	SA-0548/2-KP		FLUX Betreuer-Schiebebügel Gr. 2	(Aufpreis)	1 Stück
☐	SA-0548/3-KP		FLUX Betreuer-Schiebebügel Gr. 3+4	(Aufpreis)	1 Stück

Rahmenfarben

001 Schwarz (RAL 9005)	021 Graualuminium (RAL 9007)	032 Schwarz matt (RAL 9005M)	059 Pastellblau (RAL 5024)
002 Silber	022 Signalweiß (RAL 9003)	039 Signalviolett (RAL 4008)	061 Hellrosa (RAL 3015)
003 Perlubinrot (RAL 3032)	023 Reinorange (RAL 2004)	040 Nachtblau (RAL 5022)	064 Olivgrün (RAL 6003)
004 Perlnachtblau (RAL 5026)	024 Eisenglimmer	050 Weiß matt (RAL 9003)	065 Himbeerrot (RAL 3027)
005 Perlenzianblau (RAL 5025)	025 Signalblau (RAL 5005)	053 Lichtgrün (RAL 6027)	066 Weißgrün (RAL 6019)
017 Verkehrsgelb (RAL 1023)	026 Blutorange (RAL 2002)	054 Ozeanblau (RAL 5020)	
018 Feuerrot (RAL 3000)	027 Erikaviolett (RAL 4003)	056 Türkisblau (RAL 5018)	
019 Himmelblau (RAL 5015)	028 Perlviolett (RAL 4011)	057 Eisenglimmer light	
020 Gelbgrün (RAL 6018)	029 Perlbeige (RAL 1035)	058 Lachsorange (RAL 2012)	

* Folgende Rahmenfarben liegen auf Lager und sind sofort erhältlich:

Perlubinrot für Gr.1, Perlnachtblau für Gr.2, Perlenzianblau für Gr.3, Graualuminium für Gr.4

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // FLUX



Haltebügel,
standard



Haltebügel mit
Universalgriffen



Leichtlauf Rückrollsperr



PU-Bereifung Vorderrad,
auf 6-Speichenfelgen



PU-Bereifung Hinterrad,
auf 6-Speichenfelgen



PU-Bereifung Vorderrad,
auf 7-Speichenfelgen



PU-Bereifung Hinterrad,
auf 7-Speichenfelgen



Unterarmauflagen mit
Handgriffen



Handteller



Abweisrollen



Schleifbremsen



Fahr- und
Feststellbremse



Kippsicherung, Gr. 1-3



Kippsicherung mit
Rollen, Gr. 1-3



Kippsicherung, Gr. 4




Kippsicherung mit
Rollen, Gr. 4



Sitz



Sitz nach unten
wegklappbar



Becken-/Gesäßpelotten



Beckengurt für
Becken-/Gesäßpelotten



Dynamische
Hüftführung



Dynamische Hüft-
führung, Federung weich



Hüftgurt für dynamische
Hüftführung



Gepäckträger



Ablagekorb



Lenkstopp



Sitzhose



Sitzhosenbügel



Thoraxführung

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // FLUX

29



Betreuer-Schiebebügel