
HOGGI[®]



FLUX 1 bis 3
Ersatzteilkatalog

de

Index


1	Modellidentifikation und Grundausstattung	
1.1	Modellidentifikation über das Typenschild	3
1.2	Grundausstattung	3
2	Baugruppen	
2.1	Baugruppenübersicht	4
3	Ersatzteile	
3.1	Vorderrahmen	5
3.2	Hinterrahmen	6
3.3	Multifuntionsteil mit Rücklauf Sperre	7
3.4	Falthebelset	8
3.5	Haltebügel, standard	9
3.6	Haltebügel m. Universalgriffen	10
3.7	Lenkgabel	11
3.8	Bereifung	12
3.9	Unterarmauflagen mit Handgriff	13
3.10	Unterarmauflagen mit Handgriff 3-achsig verstellbar	14
3.11	Handteller	15
3.12	Abweisrollen	16
3.13	Schleifbremse	17
3.14	Fahr- und Feststellbremse	18
3.15	Kippschutz	19
3.16	Kippsicherung mit Rollen	20
3.17	Sitz komplett, für Gr.1+2	21
3.18	Sitz komplett, Gr.3+4	22
3.19	Becken-Gesäßpelotten	23
3.20	Dynamische Hüftführung als Bausatz für Orthesen	24
3.21	Stückliste Dynamische Hüftführung als Bausatz für Orthesen	25
3.21	Lenkstopp komplett, für zwei Radgabeln	26
3.22	Gepäckträger	27
3.23	Sitzhosenbügel	28
3.24	Sitzhose als Fang- und Führungsgurt	29
3.25	Leichtroll Rücklauf Sperre	30

1 Modellidentifikation

1.1 Modellidentifikation über das Typenschild

Bei Flux 1 bis 3 ist das **Typenschild** auf dem Hinterrahmen angebracht.

Bitte geben Sie bei **Ersatzteilbestellungen** die **Seriennummer** an, um eine reibungslose Lieferung zu gewährleisten:




1.2 Grundaussattung

Die **Grundaussattung** beinhaltet:


- Höhen- und tiefenverstellbarer Haltebügel
- Vorderräder lenkbar
- Pannensichere Bereifung
- An- und abschaltbare Rücklauf Sperre an den Hinterrädern

2 Baugruppenübersicht




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Seite
1	1221-XXXX	Bereifung	12
2	330X-1100	Vorderahmen	5
3	330X-XX00	Haltebnügel	9
4	330X-1200	Hinterrahmen	6
5	1121-XXXX	Bereifung	12
6	3301-1X00	Falthebelset	8

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-11	3301-1100-000	Vorderrahmen Gr.1 Komplett	1	St
	3302-1100-000	Vorderrahmen Gr.2 Komplett	1	St
	3303-1100-000	Vorderrahmen Gr.3 Komplett	1	St
1-8	3301-1110E-000	Vorderrahmen Gr.1 mit Befestigungsmaterial	1	St
	3302-1110E-000	Vorderrahmen Gr.2 mit Befestigungsmaterial	1	St
	3303-1110E-000	Vorderrahmen Gr.3 mit Befestigungsmaterial	1	St
	3301-1110-000	Vorderrahmen Gr.1	1	St
	3302-1110-000	Vorderrahmen Gr.2	1	St
	3303-1110-000	Vorderrahmen Gr.3	1	St
2	1112-0010	Distanzstück PA schwarz 8x4,3x3	4	St
3	1062-0412	Blindniet F4x12	4	St
4	1029-0650	Linsenschraube M6x50	4	St
5	1114-0047	Buchse 8x0,9x35	4	St
6	1111-0006	Kehlscheibe PA 28x8.4x5	4	St
7	1044-0006	Hutmutter M6	4	St
8	1029-0620	Linsenschraube M6x20	2	St
9	3301-1120	Kloben D30	2	St
10	3301-1130	Distanzbuchse	2	St
11	3202-1151	Abdeckring	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-12	3301-1200-000	Hinterrahmen Gr.1 komplett	1	St
	3302-1200-000	Hinterrahmen Gr.2 komplett	1	St
	3303-1200-000	Hinterrahmen Gr.3 komplett	1	St
1-6	3301-1210E-000	Hinterrahmen Gr.1 mit Befestigungsmaterial	1	St
	3302-1210E-000	Hinterrahmen Gr.2 mit Befestigungsmaterial	1	St
	3303-1210E-000	Hinterrahmen Gr.3 mit Befestigungsmaterial	1	St
1	3301-1210-000	Hinterrahmen Gr.1	1	St
	3302-1210-000	Hinterrahmen Gr.2	1	St
	3303-1210-000	Hinterrahmen Gr.3	1	St
2	1029-0650	Linsenschraube M6x50	2	St
3	1114-0047	Buchse ST verz 8x0,9x35	2	St
4	1029-0620	Linsenschraube M6x20	2	St
5	1113-0010	Scheibe PA 18x6,4x1,5	2	St
6	1044-0006	Hutmutter M6	4	St
7	1129-0006	Sattelklemmring mit Schnellspanner D 31,8 rechts	1	St
	1129-0007	Sattelklemmring mit Schnellspanner D 31,8 links	1	St
8	3301-1240	Klemmbuchse	2	St
9	3301-1910	Multifunktionsteil mit Rücklauf Sperre links	1	St
	3301-1920	Multifunktionsteil mit Rücklauf Sperre rechts	1	St
10	3301-1250	Kloben D32	2	St
11	3301-1260	Distanzbuchse	2	St
12	1011-1280	Sechskantschraube M12x80 s19	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-20	3301-1910	Multifunktionsteil mit Rücklauf Sperre links	1	St
	3301-1920	Multifunktionsteil mit Rücklauf Sperre rechts	1	St
1	3301-1230	Multifunktionsteil	1	St
2	1055-0006	Scheibe A6,4	1	St
3	1029-0612	Linsenschraube M6x12	1	St
4	1129-0003	Schlüsselring SP 24x1,5	1	St
5	3201-7520	Federgehäuse	1	St
6	1131-0036	Druckfeder D-127D	1	St
7	3301-1817	Rastbolzen	1	St
8	1029-0612	Linsenschraube M6x12	1	St
9	3301-1811-001	Grundplatte links	1	St
10	3301-1814	Anlaufbuchse	1	St
11	3301-1812	Freilaufwelle	1	St
12	3301-1830	Freilauf links	1	St
13	1059-0001	Stützscheibe 10x16x1,2	1	St
14	1080-0010	Sicherungsring 10x1	1	St
15	1024-0625	Senkschraube M6x25	1	St
16	3301-1816	Federlager	1	St
17	1133-0012	Schenkelfeder T-18854L 1,6x14,4x3,00	1	St
18	1039-0001	Kunststoffschraube Flansch 4x10	1	St
19	1055-0005	Scheibe A5,3	1	St
20	3301-1815	Achse	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-10	3301-1300	Falthebelset links	1	Set
	3301-1400	Falthebelset rechts	1	Set
1	3301-1310	Falthebel vorne	2	St
2	3301-1310-001	Falthebel hinten rechts	1	St
	3301-1320-001	Falthebel hinten links	1	St
3	1029-0620	Linsenschraube M6x20	4	St
4	1044-0006	Hutmutter M6	6	St
5	1113-0010	Scheibe 18x6,4x1,5	4	St
6	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
7	1029-0650	Linsenschraube M6x50	2	St
8	1114-0047	Buchse 8x0,8x35,4	2	St
9	1127-0010	Zugschnäpper M10x1	1	St
10	1127-0011	Zugschnäpper mit Raster M10x1	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-8	3301-1500E	Haltebügel, standard, Gr. 1, komplett	1	St
	3302-1500E	Haltebügel, standard, Gr. 2, komplett	1	St
	3303-1500E	Haltebügel, standard, Gr. 3, komplett	1	St
1-2	3301-1540	Griffbügel Standard Gr.1	1	St
	3302-1540	Griffbügel Standard Gr.2	1	St
	3303-1540	Griffbügel Standard Gr.3	1	St
1	3301-1541-006	Rohrbogen Griffbügel standard Gr. 1 eloxiert	1	St
	3302-1541-006	Rohrbogen Griffbügel standard Gr. 2 eloxiert	1	St
	3303-1541-006	Rohrbogen Griffbügel standard Gr. 3 eloxiert	1	St
2	1143-0005	Griffgummi schwarz d25 x 120	2	St
3-8	3301-1510E	Stütze links, Gr. 1 komplett	1	St
	3301-1520E	Stütze rechts, Gr.1 komplett	1	St
	3302-1510E	Stütze links, Gr. 2 komplett	1	St
	3302-1520E	Stütze rechts Gr. 2 komplett	1	St
4	1134-0006	Stativfeder B 141	2	St
5	1141-0015	Lamellenstopfen GL 25x1-2.5	2	St
6	3301-1530	Bundbuchse	2	St
7	1129-0008	Sattelklemmring mit Schraube D 31,8	2	St
8	3301-1240	Klemmbuchse	2	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-13	3301-5100E	Haltebügel m. Universalgriffen Gr.1 komplett	1	St
	3302-5100E	Haltebügel m. Universalgriffen Gr.2 komplett	1	St
	3303-5100E	Haltebügel m. Universalgriffen Gr.3 komplett	1	St
1	3301-5110-006	Griffbügel universal Gr.1	1	St
	3302-5110-006	Griffbügel universal Gr.2	1	St
	3303-5110-006	Griffbügel universal Gr.3	1	St
2-7	3301-1510E	Stütze links, Gr.1, komplett	1	St
	3301-1520E	Stütze rechts Gr.1, komplett	1	St
	3302-1510E	Stütze links Gr.2, komplett	1	St
	3302-1520E	Stütze rechts Gr.2, komplett	1	St
3	1134-0006	Stativfeder B 141	2	St
4	1141-0015	Lamellenstopfen GL 25x1-2.5	2	St
5	3301-1530	Bundbuchse	2	St
6	1129-0008	Sattelklemmring mit Schraube D 31,8	2	St
7	3301-1240	Klemmbuchse	2	St
8-13	3301-5120	Universalhaltegriff komplett	1	St
8	3301-5130	Universalhaltegriff Gr. 1	2	St
9	1021-0885	Zylinderschraube M8x85	2	St
10	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
11	1089-0002	Klemmkeil M8x21	2	St
12	1070-0308	Spannstift 3x8	2	St
13	1143-0005	Griffgummi schwarz d25 x 120	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1	1281-0009	Lenkgabel LG-K-150-15/12-HO	1	St
2	1051-0012	Scheibe A 13	1	St
3	1056-0021	Zahnscheibe A12,5	1	St
4	3301-1150	Achsbolzen 12x70 mit M6 Innengewinde	1	St
5-6	1205-0855E	Innensechskantschraube M8x55 mit Mutter	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1	1221-2040	PU-Rad R200/30, schwarz	1	St
2	1221-1530	PU-Rad R150/30, schwarz	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-10	3302-5200	Unterarmauflagen mit Handgriffen	2	Set
1	3301-5321-006	Griffrohr eloxiert	2	St
2	1143-0005	Griffgummi schwarz d25 x 120	2	St
3	1141-0009	Lamellenstopfen SFL 25x1-2,5	2	St
4	1111-0001	Kehlscheibe PA schw 24x6.3x8	2	St
5	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
6	1029-0645	Linsenschraube M6x45	2	St
7	3302-5240	Unterarmauflage	2	St
8-10	3301-5210	Klemmhalter, 60mm	2	St
9	1021-0635	Zylinderschraube M6x35	2	St
10	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-13	3302-5300	Unterarmauflagen mit Handgriff 3-achsig verstellbar	1	Set
1	3301-5321-006	Griffrohr eloxiert	2	St
2	1143-0005	Griffgummi schwarz d25 x 120	2	St
3	1141-0009	Lamellenstopfen SFL 25x1-2,5	2	St
4	3302-5240	Unterarmauflage	2	St
5	1029-0650	Linsenschraube 6x50	6	St
6	1051-0006	Scheibe A6,4	10	St
7	1111-0001	Kehlscheibe PA 24x6.3x8	4	St
8	1113-0047	Scheibe PA schwarz 25x8,4x4	4	St
9	3251-2135	Kloben D8	2	St
10	3301-5360	Distanzbuchse	2	St
11	3301-5350	Klemmwelle	2	St
12	1021-0625	Zylinderschraube M6x25	2	St
13	3301-5915	Klemmschale 45mm lang	4	St
14	1021-0635	Zylinderschraube M6x35	4	St
15	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	4	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-5	3301-6600	Handteller	1	Set
1	1022-0880	Zylinderschraube niedriger Kopf M8x80	2	St
2	1055-0008	Scheibe A8,4	2	St
3	1249-0002	Abweisrolle 100 mm schwarz	2	St
4	3301-6610	Klemmstück für Handteller	2	St
5	1089-0002	Klemmkeil M8x21	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-4	3301-5400	Abweisrollen	1	Set
1	1029-0645	Linsenschraube M6x45	2	St
2	1055-0006	Scheibe A6,4	2	St
3	1249-0001	Abweisrolle 75 mm schwarz	2	St
4	3301-5410	Lagerbuchse	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-4	3301-5500	Schleifbremse		1 Set
1	1150-0002	O-Ring 10x2 NBR70	2	St
2	3301-5520	Gewindebuchse	2	St
3	1031-0830	Gewindestift M8x30	2	St
4	3301-5510	Schleifplatte	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1	3301-5600	Fahr- und Feststellbremse	1	Set
2-5	1209-0002	Bremshebel 80° manuell rastend 25mm	2	St
2+4	1209-0005	Bowdenzug 1300/1500	2	Set
3	1209-0006	Endkappe Messing U-BA-H für Bowdenzughülle	2	St
5	1209-0007	Endkappe Aluminium U-BA-S für Bowdenzugseil	2	St
6	1149-0001	Bowdenzugführung D 25	2	St
7	1089-0004	Kabelbinder schwarz 4,75-5 x 180 lang	2	St
8	1099-0003	Stellschraube M6x20/30	2	St
9	3301-5610	Bremshebel SK	2	St
10	3301-5620	Führungsbuchse	2	St
11	1131-0034	Druckfeder D-180	2	St
12	1099-0005	Schraubnippel 1255, D8x15	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-3	3301-5700	Kippschutz Gr. 1 bis 3	1	Set
1	3301-5710	Rohrbogen, Kippschutz	2	St
2	1141-0015	Lamellenstopfen GL 25x08-2,5	2	St
3	1134-0007	Stativfeder D150	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-6	3301-5701	Kippsicherung mit Rollen	1	Set
1	3301-5720-001	Rohrbogen Kippschutz für Rollen	2	St
2	1134-0006	Stativfeder B141	2	St
3	1141-0015	Lamellenstopfen GL 25x1-2,5	2	St
4	1021-0675	Zylinderschraube M6x75	2	St
5	1249-0008	Rolle mit Gummibandage 50x18	4	St
6	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-9	3301-5800	Sitz komplett, für Gr.1+2	1	St
1	3301-5810	PU-Sitzplatte	1	St
2	3301-5821E-001	Rohrbogen Tragarm links Gr.1+2	1	St
	3301-5822E-001	Rohrbogen Tragarm rechts Gr.1+2	1	St
3	1141-0006	Lamellenstopfen SFL 20x0,8-2,5	2	St
4	1142-0002	Kappe K 20 PE schwarz	2	St
5	1029-0635	Linsenschraube M6x35	4	St
6	1051-0006	Scheibe A6,4	8	St
7	1116-0003	Rohrschelle PA schwarz D30	2	Paar
8	1029-0650	Linsenschraube M6x50	4	St
9	3301-5822	Rohrbogen Tragarm rechts	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-8	3313-5800	Sitz komplett, Gr.3+4	1	St
1	3301-5810	Pu-Sitzplatte	1	St
2	3313-5820	Sitzträger Gr.3+4	1	St
3	1142-0002	Kappe K 20 PE schwarz	2	St
4	1141-0006	Lamellenstopfen SFL 20x0,8-2,5	2	St
5	1116-0003	Rohrschelle PA schwarz D30	2	Paar
6	1029-0655	Linsenschraube M6x55	4	St
7	1051-0006	Scheibe A6,4	12	St
8	1029-0635	Linsenschraube M6x35	4	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-13	3301-5900	Becken-Gesäßpelotten	1	Set
1-2	3301-5920	Pelottenträger	1	St
1	3301-5921	Rohr Pelottenträger	1	St
2	1141-0009	Lamellenstopfen SFL 25x0,8-2,5	2	St
3	1029-0645	Linsenschraube M6x45	3	Paar
4	1051-0006	Scheibe A6,4	6	St
5	1116-0005	Rohrschelle	3	Paar
6	3301-5933	Distanzbuchse	6	St
7	3301-5960	PU-Seitenpelotte	2	St
8	3301-5950	PU-Mittelpelotte	1	St
9	3301-5211	Klemmschale 60	2	St
10	3301-5913	Hohlachse	1	St
11	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	4	St
12	3301-5915	Klemmschale 45	2	St
13	1021-0635	Zylinderschraube M6x35	4	St


Ersatzteile



Ersatzteile


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-27	3301-6000	Dynamische Hüftführung als Bausatz für Orthesen	1	Set
1-20	3301-6001	Dynamische Hüftführung, Federung weich (gelb)	1	Set
1-20	3301-6002	Dynamische Hüftführung, Federung hart (rot)	1	Set
1	1131-0045-009	Druckfeder gelb	1	St
	1131-0046-011	Druckfeder rot	1	St
2-7	3301-6040	Konsoleneinheit	1	St
2	3301-6050-006	Konsole hell eloxiert	1	St
3	3301-6070	Bundbuchse	1	St
4	3301-6060	Schiene	1	St
5	1150-0003	O-Ring 10x3	1	St
6	1029-0612	Linsenschraube M6x12	2	St
7	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
8	1070-0330	Spannstift 3x30	1	St
9	3301-6033	Gleitring	1	St
10	3301-6032	Gleitbuchse	1	St
10.1	2001-1230	Distanzhülse 11,5x8,2x3,5	1	St
11	3301-6021	Gelenkwelle	1	St
12	1090-0001	Rillenkugellager D19xd8x6	2	St
13	3301-6031	Lagergehäuse	1	St
14	1051-0008	Scheibe A8,4	3	St
15	1021-0830	Zylinderschraube M8x30	1	St
16-20	3301-5910	Klemmhalter	1	St
16	1021-0635	Zylinderschraube M6x35	4	St
17	3301-5915	Klemmschale 45	2	St
18	3301-5913	Hohlachse	1	St
19	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	4	St
20	3301-5211	Klemmschale 60	2	St
21-27	3301-6080	Trapetzadapter	1	St
21	1127-0010	Zugschnäpper d6xM10xS10x31	1	St
22	1059-0001	Stützscheibe 10x16x1,2	1	St
23	1063-0410	Blindniet S4x10 Senkkopf	4	St
24	3301-6081-006	Trapezblech	1	St
25	3301-6082-006	Adapter eloxiert	1	St
26	1063-0410	Blindniet S4x10 Senkkopf	6	St
27	3301-6091	Basisplatte	1	St
21-28	3301-6300	Hüftgurt für dynamische Hüftführung, Hüftumfang 53-83 cm	1	St
	3302-6300	Hüftgurt für dynamische Hüftführung, Hüftumfang 65-115 cm	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-5	3202-7100	Lenkstopp komplett, für zwei Radgabeln	1	Set
1	3202-7110	Lenkstoppgehäuse	2	St
2	1127-0009	Zugschnapper mit Aretierung	2	St
3	1021-0625	Zylinderschraube M6x25	2	St
4	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
5	1150-0001	O-Ring 18x2	2	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-6	3301-6100	Gepäckträger Gr.1 für Gr.1+2	1	St
	3303-6100	Gepäckträger Gr.1 für Gr.3+4	1	St
1	3301-6111	Rohrbogen Gepäckträger Gr.1+2	1	St
	3303-6110	Rohrbogen Gepäckträger Gr.3+4	1	St
2	1142-0002	Kappe schwarz	2	St
3	1143-0006	Soft Grip Schlauch	2	St
4	1116-0003	Rohrschelle PA schwarz D30	2	Paar
5	1051-0006	Scheibe A6,4	4	St
6	1029-0650	Linsenschraube M6x50	4	St
7	7000-0022	Spanngurt 800mm lang	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-8	3301-6500	Sitzhosenbügel Gr.1	1	Set
	3302-6500	Sitzhosenbügel Gr.2	1	Set
	3303-6500	Sitzhosenbügel Gr.3	1	Set
1-3	3301-6510E	Sitzhosenbügel Gr.1 mit Gurtführung	1	St
	3302-6510E	Sitzhosenbügel Gr.2 mit Gurtführung	1	St
	3303-6510E	Sitzhosenbügel Gr.3 mit Gurtführung	1	St
2	3301-6530	Gurtführung	2	St
3	1062-0412	Blindniet F4x12	8	St
4	3301-6521	Distanzrohr eloxal schwarz	2	St
5	1145-0002-001	Rohrverbinderhälfte T-90° 25/25 , schwarz	4	St
6	1145-0001-015	Rohrverbinderhälfte T-90° 25/25 mit Bohrung	4	St
7	1049-0067	BILOC-Mutter M8	4	St
8	1021-0820	Zylinderschraube M8x20	4	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-5	3302-6400	Sitzhose als Fang- und Führungsgurt, Hüftumfang 57 - 77 cm	1	Set
	3303-6400	Sitzhose als Fang- und Führungsgurt, Hüftumfang 73 - 103 cm	1	Set
2	1530-0004	Stegschnalle TG 25/N	2	St
3	1512-0006	PP-Gurt 25x350 schwarz mit Schlaufe, Stecker und Stegschnalle	2	St
4	1511-2535	PE-Gurt 25x350 schwarz	2	St
5	1512-0007	PP-Gurt 25x350 schwarz Schlaufe mit Stecker	2	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-19	3301-6700	Leichtlauf Rückroll Sperre	1	Set
1	3301-6711	Halter	2	St
2	1055-0008	Scheibe A8,4	4	St
3	3301-1815	Achse	2	St
4	1051-0010	Scheibe A10,5	2	St
5	1055-0006	Scheibe A6,4	4	St
6	1029-6001	Linsenschraube Tufflock M6x12	2	St
7	1051-0008	Scheibe A8,4	6	St
8	1024-0616	Senkschraube M6x16	2	St
9	1029-0645	Linsenschraube M6x45	2	St
10	3245-3015	Lagerachse	2	St
11	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
12	1029-0640	Linsenschraube M6x40	2	St
13	3301-6712	Sperre	2	St
14	1113-0003	Scheibe	2	St
15	1113-0035	Scheibe PA 18x8,4x2 schwarz	6	St
16	3231-2532	Drehlager Fußstützaufnahme	2	St
17	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
18	1044-0006	Sechskanthutmutter selbstsichernd M6	2	St
19	1127-0009	Zugschnäpper Gehäuse	2	St

HOGGI GmbH
Eulerstraße 27 • 56235 Ransbach-Baumbach • Deutschland
Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0 • Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99
E-mail: info@hoggi.de • www.hoggi.de
