

www.hoggi.de

Made in Germany
by HOGGI 

FLUX

Die bewährte Lauflernhilfe im neuen Design.



Konstruiert und handgefertigt in Deutschland.

FLUX

Die bewährte Lauflernhilfe im neuen Design.



Lauflernhilfe *FLUX*, Größe 2

Abgebildete Ausstattung:

Kompakter und faltbarer Rahmen in stabiler aber sehr leichter Aluminiumkonstruktion. Höhen- und tiefenverstellbarer Haltebügel. Schwarze, lenkbare und pannensichere Vorderräder. Pannensichere, schwarze Hinterräder. Leichtlauf-Rücklaufsperren an den Hinterrädern. Kippschutz ohne Rollen. Rahmenfarbe: leuchtgelb.

FLUX

Natürliches Gehen.

Natürliches Gehen mit der *FLUX* Lauflernhilfe:

FLUX ist die Laufhilfe die dich optimal fördert natürlich zu gehen. In Laufrichtung offen und befreit von physisch störenden Elementen stimuliert *FLUX* dich zur aufrechten Haltung während des Gehens. Die stabile und dennoch sehr leichte Konstruktion garantiert Sicherheit für deinen Bewegungsablauf.



FLUX Größe 2.



FLUX Größe 4.



FLUX Größe 3.



Kompaktes Faltmaß.

Neue Rahmenfarben. Alle erhältlichen Optionen im Internet abrufbar.

FLUX ist extrem kompakt faltbar, in vier Größen und in vielen trendigen Farben erhältlich. Alle *FLUX* Zubehöre findest du mit Foto in den Bestellformularen oder online in der *FLUX* Zubehör Galerie unter: www.hoggi.de/de/produkte/lauflehnhilfen/flux.

FLUX

Die bewährte Lauflernhilfe im neuen Design.



Lauflernhilfe *FLUX*, Größe 3

Abgebildete Ausstattung:

Kompakter und faltbarer Rahmen in stabiler aber sehr leichter Aluminiumkonstruktion. Haltebügel mit Universalgriffen. Schwarze, lenkbare und pannensichere Vorderräder. Pannensichere, schwarze Hinterräder. Leichtlauf-Rücklaufsperren an den Hinterrädern. Kippsicherung ohne Rollen. Rahmenfarbe: leuchtrot.

FLUX

Die perfekte Position - in jeder Situation.

FLUX passt sich optimal deiner Körpergröße an: Verstellbare Haltebügelvarianten.

Der Haltebügel kann in der Höhe und in der Tiefe stufenlos verstellt werden.
Der Haltebügel mit Universalgriffen bietet zusätzlich eine komfortable Regulierung der Griffweite.



Höhenverstellung.



Verstellung, vertikal.



Verstellung, horizontal.



Griffweitenregulierung.

Stufenlose Höhenverstellung. Sicherheit durch Rücklaufsperrn.



Leichtlauf-Rückrollsperrre für Größe 1+2.



Leichtlauf-Rückrollsperrre für Größe 1-3.



Rückrollsperrre für Größe 4.

Sicherheit durch (Leichtlauf-) Rücklaufsperrn.

Die zuverlässigen (Leichtlauf-) Rücklaufsperrn dienen deiner Sicherheit und sichern deinen **FLUX** gegen das ungewollte Rückwärtsrollen.

FLUX

Eine Auswahl an Optionen.



Kippsicherung ohne Rollen.



Kippsicherung mit Rollen.



Dynamische Hüftführung mit Hüftgurt.



Lenkstopp.



Sitz, heruntergeklappt.



Sitz, hochgeklappt.

Sicherheit durch Kippsicherung. Dynamische Hüftführung und ein Sitz zur Ruhepause.

Die stabilen Kippsicherungen sichern dich und deinen **FLUX** gegen das Umkippen. Für alle Größen wird der Kippschutz mit oder ohne Rollen angeboten.

Die dynamische Hüftführung ist multidirektional verstellbar und der Hüftgurt gibt dir Halt beim Laufen. Den Sitz kannst du je nach Bedarf einfach hoch- oder herunterklappen.



Die bewährte Lauflernhilfe im neuen Design.

Technische Daten	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Haltebügel, standard				
Griffhöhe	48 - 61 cm	57 - 81 cm	69 - 87 cm	82 - 102 cm
Griffbreite	41 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Haltebügel, universal				
Griffhöhe	43 - 68 cm	51 - 88 cm	62 - 94 cm	75 - 102 cm
Griffbreite	29 - 41 cm	34 - 46 cm	39 - 51 cm	39 - 51 cm
Unterarmauflage				
Höhe vom Boden	52 - 69 cm	61 - 89 cm	73 - 95 cm	86 - 110 cm
Abstand Unterarme	29 - 41 cm	34 - 46 cm	39 - 51 cm	39 - 51 cm
Sitzhöhe	37 cm	44 cm	54 cm	58 cm
Rahmen				
Länge	65 cm	80 cm	88 cm	90 cm
Breite	64 cm	69 cm	74 cm	78 cm
Raddurchmesser				
Vorne	15 cm	15 cm	15 cm	20 cm
Hinten	20 cm	20 cm	20 cm	30 cm
Belastbarkeit	60 kg	75 kg	75 kg	100 kg
Gewicht	6,5 kg	6,8 kg	7,1 kg	9 kg
Hilfsmittelnummer	10.46.02.3027	10.46.02.3027	10.46.02.3027	10.46.02.3027

Individuelle Sonderbaulösungen.

Gestalte deinen **FLUX** speziell nach deinen eigenen gesundheitlichen Bedürfnissen. Alles ist möglich. Im Sonderbau entwickeln wir speziell nach deinen Wünschen angepasste Lösungen für deine perfekte und individuelle Versorgung. Sprich uns an - wir helfen gerne!


FLUX


Die bewährte Lauflernhilfe im neuen Design.

HOGGI

Partnerschaft für mobile Kinder.

HOGGI GmbH

 Eulerstraße 27
D-56235 Ransbach-Baumbach

 Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0
Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99

 info@hoggi.de

www.hoggi.de