

www.hoggi.de
HOGGI®

Made in Germany
by HOGGI 

BINGO EVOLUTION

Innovativer und moderner Reha-Kinderwagen.



Konstruiert und handgefertigt in Deutschland.

BINGO EVOLUTION **Mini**

Der Reha-Kinderwagen für die Frühversorgung in bewährtem Konzept.

BINGO Evolution Mini: Der Reha-Kinderwagen für die Frühversorgung in bewährtem Konzept.

- Geborgenheit von Anfang an
- Anpassbar in bewährter Weise
- Mitwachsend
- Modulares Fahrgestell

Letztendlich war es logisch, dass es für den **BINGO Evolution** als einer der erfolgreichsten Reha-Kinderwagen eine Variante für unsere Kleinsten geben muss. **Geborgenheit** zu vermitteln war bei der Entwicklung oberste Priorität, ohne dabei die Notwendigkeit einer guten Positionierung aus dem Auge zu verlieren. Dem wurde durch ausgeprägte seitliche Rumpfführungen und einer komfortablen und weichen (entsprechend dem geringeren Benutzergewicht) Polsterung Rechnung getragen.

Anpassbarkeit und Mitwachsvermögen entsprechen in bewährter Weise denen vom **BINGO Evolution**. Zu Gunsten größtmöglicher Wirtschaftlichkeit wird **BINGO Evolution Mini** mit einem modularen Fahrgestell angeboten. Durch den Austausch von wenigen Kleinteilen kann die nächstgrößere Sitzeinheit - Größe 1 - eingesetzt und so das Fahrgestell über einen sehr langen Zeitraum genutzt werden.



Sitzbreite	13 - 25 cm
Sitztiefe	12 - 27 cm
Kantelung Sitzeinheit	
Sitzeinheit in Fahrtrichtung	45°
Sitzeinheit gegen Fahrtrichtung	45°
Rückenhöhe	37 - 51 cm
Rückenwinkel	80° - 180° in 10° Schritten
Schulterhöhe	25,5 - 39,5 cm
Unterschenkelänge	16 - 36 cm
Kniewinkel	85° - 180°, stufenlos verstellbar
Maximale Zuladung	25 kg