

# BINGO Evolution Mini

Stand: November 2025 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 18.99.01.2080 - Komplettwagen starr

Hilfsmittelnummer: 18.99.01.2082 - Komplettwagen lenkbar

## Bestellung

### Angebot

Auftragsnummer / Kommission: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Rechnungsanschrift

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

## Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_



## Grundausrüstung

- Polsterauflage (IPS)
- Oberschenkelführung
- Winkelverstellbare Kniewinkelanlage
- Winkelverstellbares Fußbrett
- Seitenblenden

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.


## BINGO Evolution Mini Trendline



3230-0026-354

### Trendline Paket

- Polsterauflage in Schilfgrün
- Verdeck in Schilfgrün
- Rahmenfarbe Schwarz
- Handschlaufe
- Weißwand Felgen (optional)



Rahmenfarbe Schwarz

6999-0014-032

Polsterfarbe Schilfgrün

-354

**Rahmenfarben****6999-0014-032**

Schwarz

**Polsterfarben**

Schwarz

**-346**


Beere Soft

**-347**

Beere Soft // Schwarz

**-350**

Grau Soft

**-348**

Grau Soft // Schwarz

**-351**

Türkis Soft

**-349**

Türkis Soft // Schwarz

**-352****Voreinstellungen****Sitzbreite, Mini**

Sitzbreite eintragen: (13 - 25 cm)

**Rückenhöhe, Mini**

Rückenhöhe eintragen: (37 - 51 cm)

**Sitztiefe, Mini**

Sitztiefe eintragen: (12 - 27 cm)

**Unterschenkellänge, Mini**


Unterschenkellänge eintragen: (16 - 30 cm)

**Hinweis:**

Bei fehlenden Maßen stellen wir auf mittlere Maße ein.

**BINGO Evolution Mini Vormontage**

Zubehöre und Polster werden vormontiert

**6999-1012****Sitzeinheit****3230-2000**

BINGO Evolution Mini Sitzeinheit  
inkl. winkelverstellbare  
Kniewinkelanlage

## Kopfstützpelotten



**3230-7601**

Kopfstützpelotten, niedrige Form



**3230-7602**

Kopfstützpelotten



**3230-6900**


Anatomische Nacken-Kopfstütze  
mit Längenausgleich

## Pelotten




**3230-7700**

Thoraxpelotten,  
stufenlos höhenverstellbar  
(8 x 10 x 2 cm)



**3230-2900**

Oberschenkelführung,  
breiten- und tiefenverstellbar,  
abnehmbar



**3230-2600**

Hüftpelotten, breiten- und  
tiefenverstellbar, abnehmbar



**3230-5190**

Wadenpolsterstützplatte  
mit Schaumstoffeinleger



### Hinweis:

Minimale Sitzbreite liegt bei  
16 cm.

## Wadenpolsterstützplatte, Fußbretter



Fußbrett mit Fersenkante

27 cm 1


29 cm 2

31 cm 3



Fußbrett in Wannenform,  
Breite ca. 30 cm

für kurze  
Unterschenkelänge  
3231-2553



Alu-Fußbrett „footprint“  
mit Fersenkante

Breite **ca. 30 cm**

für kurze  
Unterschenkelänge

27 cm 1

29 cm 2

31 cm 3

## Fußbankarretierung, Fußbrettträger



Fußbretthalter mit einstellbarem  
Winkel, hochklappbar

mit  
Verriegelung

3231-2820

mit Verriegelung,  
für kurze USL  
(um 4 cm reduziert)

3231-2850



Verstärkter Fußbrettträger aus Stahl  
mit einstellbarem Winkel, hoch-  
klappbar (Mehrgewicht ca. 0,3 kg)

mit  
Verriegelung

3231-2840

## Begurtung



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fünfpunktgurt

Gr. XS SB 18 - 24 cm



Sitzhose



Fußgurte



Fußgelenkgurte

Gr. 1 ø 4 - 6,5 cm



Fixationsweste



Brust-Schulterpelotte



Brust-Schulterpelotte  
mit 4 Steckverbindungen

Gr. 0 8

Gr. 1 4

Gr. 0 30-56

Gr. 1 01-56

Gr. 2 01-57

Gr. 1 6

Gr. 2 7

## Abduktionskeil



Abduktionskeil, abschwenkbar  
und abnehmbar



Abduktionskeil, fest

## Zubehöraufnahme, Haltebügel



Zubehöraufnahme zur Befestigung  
Haltebügel / Therapietisch



Haltebügel mit Kunstleder,  
schwenkbar schwarz

**Hinweis:**  
Nur möglich mit Zubehöraufnahme.


## Therapietisch




Therapietisch, transparent



Therapietisch, transparent,  
höhenverstellbar



Therapietisch, anthrazit



Therapietisch, anthrazit,  
höhenverstellbar

**Hinweis:**  
Nur möglich mit Zubehöraufnahme / mit Sitz in Fahrtrichtung.  
Hüftpelotten nur möglich in Kombination mit dem höhenverstellbaren Therapietisch.



## Winterschlupfsack, Regencape, Verdeck



Winterschlupfsack

**Gr. Mini**  
(bis ca. ST 20)  
**3230-8300**


**Gr. 1**  
(ab ca. ST 18)  
**3201-8300**



**7000-0018**

Echtfelleinsatz

**Hinweis:**  
Möglich ab einer Sitztiefe  
von 18 cm.



**3201-9200**

Regencape, schwarz




**3230-9300**

Verdeck inkl. Adapter  
und Regenschutz

**Hinweis:**  
Bei der Wahl des Trendline  
Pakets wird das Verdeck in  
Schilfgrün ausgeliefert.

## Straßengestelle



**3231-1011**

Starr




**3230-1000**

Lenkbar




**3238-1011**

Lenkbar für Ablage für Zusatzgeräte



**3230-1030**

Cross



**3236-1011**

Trike

Abkündigung  
zum 31.12.2025

## Seitenblenden




Seitenblenden passend zur Polsterfarbe



Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe

## Rahmenfederungssystem

**Ohne Federung** 3231-1301



Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar



Bitte gewünschten Federsatz wählen:

**Federsatz in weiß**  
-022

**Federsatz in schwarz**  
-032

**Federsatz passend zur Polsterfarbe**

**Für Zuladung bis 15 kg**  
1131-9017

**Für Zuladung bis 25 kg**  
1131-9018




**Lenkgabeln, Lenkstopp** (auswählbar für das lenkbare und das Cross Straßengestell)


Kunststofflenkgabeln

Lenkstopp für  
Kunststofflenkgabeln



Alu-Lenkgabeln

Lenkstopp für  
Alu-Lenkgabeln**Hinweis:**

Cross Straßengestell nur mit Alu-Lenkgabeln möglich. Diese sind beim Cross Straßengestell inklusive.

**Bereifung** (auswählbar für das lenkbare, das starre und das Trike Straßengestell)

Standard Bereifung

Trommelbremsräder mit  
Bereifung & Feststellfunktion  
am BremsgriffPU-Bereifung auf schwarzen  
FelgenBereifung auf schwarzen  
Weißwand Felgen**Luftbereifung** 1**PU-Bereifung** 2**Luftbereifung** 1**PU-Bereifung** 2**Hinweis:**

Rad über Schnellverschluss abnehmbar.

**Hinweis:**

Nur möglich beim lenkbaren Straßengestell.

Rad über Schnellverschluss abnehmbar.

**Hinweis:**

Nur möglich beim lenkbaren Straßengestell als **Trendline** Variante.

Rad über Schnellverschluss abnehmbar.

**Bereifung** (nur auswählbar für das Cross Straßengestell)

Trommelbremsräder mit Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion am Bremsgriff

**Luftbereifung** 1

**PU-Bereifung** 2

**Hinweis:**

Rad über Quick-Release Achse abnehmbar.

**Bremsvariante**

Fahrbremse für Begleitperson

**Hinweis:**

Nicht für Trommelbremsräder.

**Kippschutz, Transportsicherung**

Kippschutz links und rechts

1	Mini	232,00€
4	Mini CROSS	389,00€

**Hinweis:**

Nur auswählbar für das Cross Straßengestell. Nicht möglich mit dem Straßengestell für Zusatzgeräte.



Transportsicherung nach ISO 7176-19 (ab 12 kg Körpergewicht)

**Hinweis:**

Nicht möglich mit dem Trike Straßengestell.  
Nur möglich in Verbindung mit Brust-Schulterpelotte oder Fixationsweste als Positionierungshilfe.

## Ablagetaschen



Mitfaltende „Soft“ Ablagetasche  
(max. 3 kg)



Mitfaltende große Ablagetasche  
(max. 8 kg)

**Hinweis:**

Nicht möglich mit Transportsicherung & nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung.

## Ablage für medizinische Zusatzgeräte, Sauerstoffflaschenhalter



Ablage für medizinische  
Zusatzgeräte



Sauerstoffflaschenhalter (d=100 mm)



Sauerstoffflaschenhalter für  
konturierte Sauerstoffgeräte

**Hinweis:**

Nur beim Straßengestell „lenkbar,  
zur Aufnahme der Ablage für  
Zusatzgeräte“ möglich.

**Für Flaschen bis 75 cm** 0

**Für 2 Liter Flaschen** 1  
(kurze Variante)

**Anbau links**

**Anbau rechts**

**Für Flaschen bis 75 cm** 0

**Für 2 Liter Flaschen** 1  
(kurze Variante)


**Anbau links**

**Anbau rechts**


## Infusionsstab, Verstärkte Hinterachse, Erhöhung Sitzaufnahme



Infusionsstab mit 2-armigen Halter,  
Knickgelenk



Verstärkte Hinterachse  
(10 kg mehr Zuladung)



Erhöhung Sitzaufnahme  
um 10 cm

## Verbindungssteile zur Kopplung



Verbindungssteile zur Kopplung zweier BINGO Evolution Straßen-Modelle hintereinander inkl. Lenkstopp am hinteren Straßenmodell



Verbindungssteile zur Kopplung Gesslein Kinderwagen Modell F4 Air+ / S4 Air+ vorne, mit BINGO Evolution lenkbar oder lenkbar für Zusatzgeräte hinten

**Hinweis:**

Nur möglich mit zwei Straßen-Modellen einer Größe. Nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenk- und dem Cross Straßenmodell.

**Hinweis:**

Nur möglich mit dem lenkbaren Straßenmodell für Zusatzgeräte. Nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenk- und dem Cross Straßenmodell.

## Sonnenschirm, Zubehör- und Wickeltasche, Cosies



Sonnenschirm mit Befestigungsset, schwarz



Wickelrucksack, schwarz




„Cosies“ Thermofleece Handwärmer für Begleitperson


## Buggy-Board, Buggypod io



Buggy-Board



Buggypod io



Vorbereitung zur Aufnahme eines „Buggypod“

**Hinweis:**

Für die Verwendung des Buggypod io ist die Vorbereitung erforderlich.

## BASIC Zimmeruntergestell



BASIC Zimmeruntergestell

Mit 75 mm **2**  
Doppelr.

Mit 125 mm **3**  
Rollen



Seitenblenden

In Standardfarbe weiß -022

Passend zur Polsterfarbe

In schwarz matt -032



Schiebegriff für  
BASIC Zimmeruntergestell

## COBRA Zimmeruntergestell



COBRA Zimmeruntergestell

Mit 75 mm **2**  
Doppelr.

Mit 125 mm **3**  
Rollen

Voreinstellung der Gasdruckfeder:

bis 20 kg

bis 35 kg

bis 50 kg

**Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage**

Alle Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich. Irrtümer, Druckfehler sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten.  
Verbindlich sind ausschließlich die Preise, die in unserem schriftlichen Angebot oder in der Auftragsbestätigung genannt werden.