



## DURO / DURO Cross Reha-Buggy

Größe 1 für Kinder von ca. 3 - 8 Jahren

HMV-Nr.: 18.99.01.1051

Crash getestet nach ISO 7176-19

Alle Preise in €, Stand 01/2025, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> <b>Angebot</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bestellung</b>
Auftragsnummer / Kommission	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Rechnungsanschrift</b>	
Firma	Kundennummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	Telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	
<input type="text"/>	
<b>Lieferanschrift</b> (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
<input type="text"/>	
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>



### Grundausrüstung

#### Stabiler und kompakter Reha-Buggy

- sehr stabile Aluminiumkonstruktion
- kompakt faltbar durch abnehmbaren Rücken
- Sitzneigung einstellbar 16° oder 20°
- Kniewinkel verstellbar 80° – 150° ohne A-Keil
- Kniewinkel verstellbar 80° – 120° mit A-Keil
- winkelverstellbares Fußbrett 80°-100°
- ergonomische Beckengurtführung
- IPS - individuelles Polstersystem

- Sitztiefe 26 - 40 cm
- Sitzbreite 23 - 34 cm
- Sitzneigung 16° oder 20°
- Unterschenkellänge 20 - 44 cm
- Rückenhöhe 45 - 63 cm
- Rückenneigung 90° - 120°
- Zuladung 75 kg

### Mindestangaben (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

<b>Rahmenfarbe:</b>	<input type="checkbox"/> Schwarz <b>052</b>		
<b>Polsterfarbe einfarbig:</b>	<input type="checkbox"/> Schwarz <b>346</b>	<input type="checkbox"/> Beere Soft <b>347</b>	<input type="checkbox"/> Grau Soft <b>348</b>
mit Zubehörfarbe Schwarz	<input type="checkbox"/> Türkis Soft <b>349</b>		
<b>Sitztiefe:</b>	<input type="text" value="(26 - 40 cm)"/>		

### Voreinstellungen (bei fehlenden Angaben stellen wir auf mittlere Maße ein)

**Rückenhöhe:**  **Unterschenkellänge:**  **Sitzneigung:**  16°,  20°(empfohlen)

**Grundausrüstung - Sitzeinheit**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3211-0001	052	<b>DURO Gr. 1</b>		<b>1 Stück</b>	
mit	<input type="checkbox"/> 1281-1007		Kunststofflenkgabeln	<b>01</b>	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	<b>02</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1281-1008		Alu-Lenkgabeln	<b>(Aufpreis) 03</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkgabeln		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0004S		Luft-Bereifung auf 6-Speichenfelgen	<b>04</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0004S		PU-Bereifung auf 6-Speichenfelgen	<b>05</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0009		PU-Bereifung auf 7-Speichenfelgen	<b>06</b>	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3211-7201		Fahrbremse für Begleitperson (nicht für Trommelbremsräder)	<b>07</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0045		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	<b>(Aufpreis) 08</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0045		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	<b>(Aufpreis) 09</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3214-0001	052	<b>DURO Cross Gr. 1</b>		<b>1 Stück</b>	
mit	<input type="checkbox"/> 1281-1007		Kunststofflenkgabeln	<b>01</b>	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	<b>02</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1281-1008		Alu-Lenkgabeln	<b>(Aufpreis) 03</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkgabeln		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 1229-0044		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	<b>08</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0044		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	<b>09</b>	1 Set	inkl.
	<input checked="" type="checkbox"/> 3211-5100		Polsterauflage Gr. 1, anpassbar (IPS)	<b>10</b>	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3232-5190		Wadenpolsterstützplatte mit Schaumstoffeinleger	<b>11</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-2900		Oberschenkelführung breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar *	<b>12</b>	1 Paar	inkl.
			<b>* minimale Sitzbreite 25 cm</b>			
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2600		Hüftpelotten, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar	<b>(Aufpreis) 13</b>	1 Paar	
mit	<input type="checkbox"/> 3212-1500	022	Tragwinkel in Standardfarbe Signalweiß	<b>14</b>	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3212-1500		Tragwinkel passend zur Polsterfarbe	<b>15</b>	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3245-4302		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel hochklappbar		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3245-4303		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, Verriegelung	<b>(Aufpreis)</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3211-249x		Fußbrett mit Fersenkante (Breite: <input type="checkbox"/> 2=30 cm <input type="checkbox"/> 3=34 cm)	<b>16</b>	1 Stück	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3211-9401		Mitfaltende Ablagetasche Gr. 1 (max. 3 kg)	<b>17</b>	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3211-9401_SA-0279		Mitfaltende Ablagetasche Gr. 1 (max. 3 kg) bei Verwendung einer Lenk- & Schiebehilfe		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3211-7300	052	Transportsicherung nach ISO 7176-19	<b>18</b>	1 Set	

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	3231-7600		Kopfstützpelotten Gr. 1, niedrige Form	19	1 Set	
<input type="checkbox"/>	3201-7600		Kopfstützpelotten Gr. 1	20	1 Set	
<input type="checkbox"/>	3201-7601		Kopfstützpelotten mit Abstandsgewirke Gr. 1 (für Hörerset)	21	1 Set	
<input type="checkbox"/>	3231-6900		Anatomische Nacken-Kopfstütze mit Längenausgleich Gr. 1	22	1 Set	
<input type="checkbox"/>	3231-7700		Thoraxpelotten Gr. 1, stufenlos höhenverstellbar (8 x 10 x 2 cm)	23	1 Paar	
<input type="checkbox"/>	3233-7700		Thoraxpelotten Gr. 2, stufenlos höhenverstellbar (10 x 12 x 2 cm)		1 Paar	
<input type="checkbox"/>	3201-6100		Beckengurt	24	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3231-6701		4-Punkt Beckengurt Gr. XS (SB 18 - 24 cm)	25	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3231-6702		4-Punkt Beckengurt Gr. S (SB 22 - 30 cm)		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-6200		Fünfpunktgurt	26	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-6300		Fußgurte	27	1 Paar	
<input type="checkbox"/>	3201-6400		Fußgelenkgurte Gr. 1	28	1 Paar	
<input type="checkbox"/>	3231-5300		Sitzhose Gr. 1	29	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-5800		Fixationsweste Gr. 0	30	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-5400		Fixationsweste Gr. 1		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-5500		Fixationsweste Gr. 2		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-5600		Brust-Schulterpelotte Gr. 1	31	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-5700		Brust-Schulterpelotte Gr. 2		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3231-7800		Abduktionskeil Gr. 1, abschwenkbar und abnehmbar	32	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3231-7801		Abduktionskeil Gr. 1, fest	33	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3231-7900		Abduktionskeil Gr. 2, abschwenkbar und abnehmbar		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3231-7901		Abduktionskeil Gr. 2, fest		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3211-2201	052	Zubehöraufnahme zur Befestigung des Haltebügels oder Tisches	34	1 Paar	
<input type="checkbox"/>	3231-8100		Haltebügel mit Polster Gr. 1	35	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3211-8200		Therapietisch Gr. 1, transparent <sup>1)</sup>	36	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3211-8202		Therapietisch Gr. 1, transparent, höhenverstellbar <sup>1)</sup>	37	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3211-8201A		Therapietisch Gr. 1, anthrazit <sup>1)</sup>		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3211-8203A		Therapietisch Gr. 1, anthrazit, höhenverstellbar <sup>1)</sup>		1 Stück	

<sup>1)</sup> nur möglich mit Zubehöraufnahme

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	3201-8300	306	Winterschlupfsack Gr. 1, schwarz	38	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-8400	306	Winterschlupfsack Gr. 2, schwarz		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0018		Echtfelleinsatz Gr. 1	39	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0019		Echtfelleinsatz Gr. 2		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-9200	306	Regencape Gr. 1, schwarz	40	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3211-9300	306	Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz, schwarz, Gr.1	41	1 Stück	

**Sonderbau** (gesonderter Rabattsatz)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	SA-0516-KP		Ablage für Zusatzgeräte aus Alu	42	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	SA-0279/8.1-KP		Lenk- und Schiebehilfe für DURO / DURO Cross Gr.1	43	1 Stück	

**Sonderzubehör** (Selbstzahlerprodukte mit 10% Händlerrabatt)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	7000-0010		Buggy-Board	44	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0012	306	Sonnenschirm mit Befestigungsset, schwarz	45	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0006		Hörerset, zum Einbau in Kopfstützpelotten 3201-7601	46	1 Set	
<input type="checkbox"/>	7000-0202	306	Wickelrucksack, schwarz	47	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0199		"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson	48	1 Paar	

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // DURO



01 Kunststofflenkgabeln



02 Lenkstopp



03 Alu-Lenkgabeln



04 Luft-Bereifung Vorderrad



Luft-Bereifung Hinterrad



05 PU-Bereifung Vorderrad



06 PU-Bereifung Hinterrad



07 PU-Bereifung Vorderrad, schwarzen Felgen



08 PU-Bereifung Hinterrad, schwarzen Felgen



09 Fahrbremse für Begleitperson



10 PU-Bereifung Vorderrad Trommelbremsräder



11 PU-Bereifung Hinterrad Trommelbremsräder



12 Luft-Bereifung Vorderrad Trommelbremsräder



13 Luft-Bereifung Hinterrad Trommelbremsräder



14 IPS - Individuelles Polstersystem



15 Wadenpolsterstützplatte



16 Oberschenkelführungen



17 Hüftpelotten



18 Tragwinkel in Standardfarbe Signalweiß



19 Tragwinkel passend zur Polsterfarbe



20 Fußbrett mit Fersenkante



21 Mitfaltende, große Ablagetasche



22 Transportsicherung nach ISO 7176-19



23 Kopfstützpelotten, niedrige Form



24 Kopfstützpelotten, hohe Form



25 Kopfstützpelotten mit Abstandsgewirke



26 Anatomische Nacken-Kopfstütze



27 Thoraxpelotten



28 Beckengurt



29 4-Punkt Beckengurt

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // DURO



Fünfpunktgurt



Fußgurte



Fußgelenkgurte




Sitzhose



Fixationsweste




Brust-Schulterpelotte



A-Keil, abschwengbar und abnehmbar



A-Keil, fest



Zubehöraufnahmen



Haltebügel



Therapietisch



Therapietisch, höhenverstellbar



Winterschlupfsack




Echtfelleinsatz



Regencape



Verdeck



Ablage für medizinische Zusatzgeräte



Lenk- und Schiebehilfe



Buggy-Board



Sonnenschirm



Hörersetz zum Einbau in Kopfstützpelotten



Zubehör- und Wickeltasche



„Cosies“ Thermofleece Handwärmer