



DURO / DURO Cross Reha-Buggy

Größe 2 für Kinder von ca. 4 - 10 Jahren

HMV-Nr.: 18.99.01.1051

Crash getestet nach ISO 7176-19

Alle Preise in €, Stand 07/2023, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rechnungsanschrift	
Firma	Kundennummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	Telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	
<input type="text"/>	
Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
<input type="text"/>	
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Grundausrüstung

Stabiler und kompakter Reha-Buggy

- sehr stabile Aluminiumkonstruktion
- kompakt faltbar durch abnehmbaren Rücken
- Sitzneigung einstellbar 16 oder 20°
- Kniewinkel verstellbar 80 – 150° ohne A-Keil
- Kniewinkel verstellbar 80 – 120° mit A-Keil
- winkelverstellbares Fußbrett 80°-100°
- ergonomische Beckengurtführung
- IPS - individuelles Polstersystem

- Sitztiefe 31 - 45 cm
- Sitzbreite 28 - 39 cm
- Sitzneigung 16° oder 20°
- Unterschenkellänge 20 - 44 cm
- Rückenhöhe 62 - 83 cm
- Rückenneigung 90° - 120°
- Zuladung 75 kg

Mindestangaben (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

Rahmenfarbe:	<input type="checkbox"/> Schwarz 052		
Polsterfarbe einfarbig:	<input type="checkbox"/> Schwarz 346	<input type="checkbox"/> Beere Soft 347	<input type="checkbox"/> Grau Soft 348
mit Zubehörfarbe Schwarz	<input type="checkbox"/> Türkis Soft 349		
Sitztiefe:	<input type="text"/> (31 - 45 cm)		

Voreinstellungen (Bei fehlenden Angaben stellen wir auf mittlere Maße ein.)

Rückenhöhe: (62 - 83 cm) **Unterschenkellänge:** (20 - 44 cm) **Sitzneigung:** 16°, 20°(empfohlen)

Grundausrüstung - Sitzeinheit

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3212-0001	052	DURO Gr. 2		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 1281-1007		Kunststofflenkgabeln	01	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	02	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1281-1008		Alu-Lenkgabeln	(Aufpreis) 03	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkgabeln		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0004S		Luft-Bereifung auf 6-Speichenfelgen	04	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0004S		PU-Bereifung auf 6-Speichenfelgen	05	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0009		PU-Bereifung auf 7-Speichenfelgen	06	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3211-7201		Fahrbremse für Begleitperson (nicht für Trommelbremsräder)	07	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0045		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 08	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0045		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 09	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3215-0001	052	DURO Cross Gr. 2		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 1281-1007		Kunststofflenkgabeln	01	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	02	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1281-1008		Alu-Lenkgabeln	(Aufpreis) 03	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkgabeln		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 1229-0044		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	08	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0044		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	09	1 Set	inkl.
	<input checked="" type="checkbox"/> 3212-5100		Polsterauflage Gr. 2, anpassbar (IPS)	10	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3234-5190		Wadenpolsterstützplatte mit Schaumstoffeinleger	11	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3233-2900		Oberschenkelführung breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar *	12	1 Paar	inkl.
			* minimale Sitzbreite 30 cm			
oder	<input type="checkbox"/> 3233-2600		Hüftpelotten, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar	(Aufpreis) 13	1 Paar	
mit	<input type="checkbox"/> 3212-1500	022	Tragwinkel in Standardfarbe Signalweiß	14	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3212-1500		Tragwinkel passend zur Polsterfarbe	15	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3245-4302		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel hochklappbar		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3245-4303		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, Verriegelung	(Aufpreis)	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3211-249x		Fußbrett mit Fersenkante (Breite: <input type="checkbox"/> 3=34 cm <input type="checkbox"/> 4=38 cm)	16	1 Stück	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3212-9401		Mitfaltende Ablagetasche Gr. 2 (max. 3 kg)	17	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3211-7300		Transportsicherung nach ISO 7176-19	18	1 Set	

Zubehör - Sitzeinheit

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	3233-7600		Kopfstützpelotten Gr. 2, niedrige Form	19	1 Set	
<input type="checkbox"/>	3203-7600		Kopfstützpelotten Gr. 2	20	1 Set	
<input type="checkbox"/>	3203-7601		Kopfstützpelotten mit Abstandsgewirke Gr. 2 für Hörerset	21	1 Set	
<input type="checkbox"/>	3233-6900		Anatomische Nacken-Kopfstütze mit Längenausgleich Gr. 2	22	1 Set	
<input type="checkbox"/>	3233-7700		Thoraxpelotten Gr. 2, stufenlos höhenverstellbar (10 x 12 x 2 cm)	23	1 Paar	
<input type="checkbox"/>	3234-7700		Thoraxpelotten Gr. 3, stufenlos höhenverstellbar (12 x 13 x 2 cm)		1 Paar	
<input type="checkbox"/>	3201-6100		Beckengurt	24	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3231-6702		4-Punkt Beckengurt Gr. S (SB 22 - 30 cm)	25	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3231-6703		4-Punkt Beckengurt Gr. M (SB 28 - 36 cm)		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-6200		Fünfpunktgurt	26	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-6300		Fußgurte	27	1 Paar	
<input type="checkbox"/>	3203-6400		Fußgelenkgurte Gr. 2	28	1 Paar	
<input type="checkbox"/>	3233-5300		Sitzhose Gr. 2	29	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-5500		Fixationsweste Gr. 2	30	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3203-5400		Fixationsweste Gr. 3		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-5700		Brust-Schulterpelotte Gr. 2	31	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3203-5600		Brust-Schulterpelotte Gr. 3		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3231-7900		Abduktionskeil Gr. 2, abschwenkbar und abnehmbar	32	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3231-7901		Abduktionskeil Gr. 2, fest	33	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3233-7800		Abduktionskeil Gr. 3, abschwenkbar und abnehmbar		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3233-7801		Abduktionskeil Gr. 3, fest		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3211-2201	052	Zubehöraufnahme zur Befestigung des Haltebügels oder Tisches	34	1 Paar	
<input type="checkbox"/>	3233-8100		Haltebügel mit Polster Gr. 2	35	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3212-8200		Therapietisch Gr. 2, transparent ¹⁾	36	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3212-8202		Therapietisch Gr. 2, transparent, höhenverstellbar ¹⁾	37	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3212-8201		Therapietisch Gr. 2, grau ¹⁾		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3212-8203		Therapietisch Gr. 2, grau, höhenverstellbar ¹⁾		1 Stück	

¹⁾ nur möglich mit Zubehöraufnahme

Zubehör - Sitzeinheit

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	3201-8400	306	Winterschlupfsack Gr. 2, schwarz	38	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3203-8300	306	Winterschlupfsack Gr. 3, schwarz		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0019		Echtfelleinsatz Gr. 2	39	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0020		Echtfelleinsatz Gr. 3		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3203-9200	306	Regencape Gr. 2, schwarz	40	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3212-9300	306	Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz, schwarz, Gr.2	41	1 Stück	






























Sonderbau (gesonderter Rabattsatz)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	SA-0516-KP		Ablage für Zusatzgeräte aus Alu	42	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	SA-0279/8.2-KP		Lenk- und Schiebehilfe für DURO / DURO Cross Gr.2	43	1 Stück	

Sonderzubehör (Selbstzahlerprodukte mit 10% Händlerrabatt)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	7000-0010		Buggy-Board	44	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0012	306	Sonnenschirm mit Befestigungsset, schwarz	45	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0006		Hörerset, zum Einbau in Kopfstützpelotten 3203-7601	46	1 Set	
<input type="checkbox"/>	7000-0202	306	Wickelrucksack, schwarz	47	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0199		"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson	48	1 Paar	

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // DURO

- | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| <p>01</p>  | <p>02</p>  | <p>03</p>  | <p>04</p>  | | |
| <p>05</p>  | | <p>06</p>  | <p>06</p>  | <p>07</p>  | <p>07</p>  |
| <p>08</p>  | <p>09</p>  | <p>09</p>  | <p>10</p>  | <p>10</p>  | |
| <p>11</p>  | <p>12</p>  | <p>13</p>  | <p>14</p>  | <p>15</p>  | |
| <p>16</p>  | <p>17</p>  | <p>18</p>  | <p>19</p>  | <p>20</p>  | |
| <p>21</p>  | <p>22</p>  | <p>23</p>  | <p>24</p>  | <p>25</p>  | |

Kopfstützpelotten mit Abstandsgewirke

Anatomische Nacken-Kopfstütze

Thoraxpelotten

Beckengurt

4-Punkt Beckengurt

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // DURO



Fünfpunktgurt



Fußgurte



Fußgelenkgurte




Sitzhose



Fixationsweste




Brust-Schulterpelotte



A-Keil, abschwenkbar
und abnehmbar




A-Keil, fest



Zubehöraufnahmen



Haltebügel



Therapietisch



Therapietisch,
höhenverstellbar



Winterschlupfsack




Echtfelleinsatz



Regencape



Verdeck



Ablage für medizinische
Zusatzgeräte



Lenk- und Schiebehilfe



Buggy-Board



Sonnenschirm



Hörersetz zum Einbau
in Kopfstützpelotten



Zubehör- und
Wickeltasche



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer