

www.hoggi.de

Made in Germany  
by HOGGI 

# DIJRO

Der starke Reha-Faltbuggy für alle Herausforderungen.



Konstruiert und handgefertigt in Deutschland.

# DURO

## Produktbeschreibung.

**DURO** - Der starke Reha-Faltbuggy für alle Herausforderungen.

- Sehr stabil
- Extrem wendig
- Mitwachsend
- Vielseitig anpassbar

Für die harten Anforderungen im alltäglichen Dauereinsatz erweitert **HOGGI** mit **DURO** sein Programm im Bereich der Reha-Buggies für Kinder & Jugendliche. Unterstrichen wird dies durch das Angebot der Variante **DURO Cross** mit besonders stabilem Hinterrahmen und großen Rädern für den Einsatz auch in Wald und Flur.

Die Trommelbremsanlage (Grundausrüstung beim **DURO Cross**) gewährleistet eine zuverlässige Kontrolle auch auf stark abschüssigem Gelände. Die **kompakte Konstruktion des Fahrgestells** macht **DURO** extrem wendig, ein Vorteil sowohl beim Einsatz in der belebten Fußgängerzone, als auch bei engen Verhältnissen im Gelände. Die **optimal individuelle Sitzposition** ist durch die Wahl zwischen einem Sitzwinkel von 16°, bzw. 20° gegeben. Für **eine gute Positionierung** stehen die bewährten Zubehörteile von **BINGO Evolution** zur Auswahl. Fuß-, Knie- und Rückenwinkel sind verstellbar.

**Enormes Mitwachsvermögen:**

- Die Sitztiefe bis zu 10 cm ohne Einsatz von Zusatzelementen von 30 - 40 cm (Gr. 1), bzw. 35 - 45 cm (Gr. 2)
- Die Unterschenkelänge von 20 - 44 cm
- Die Rückenlänge von 45 - 63 cm (Gr. 1), bzw. 62 - 83 cm (Gr. 2)



**DURO.**




**DURO Cross.**


# DURO

## Technische Daten.

Technische Daten	DURO (Gr. 1)	DURO (Gr. 2)	DURO Cross (Gr. 1)	DURO Cross (Gr. 2)
Sitzbreite	23 - 34 cm	28 - 39 cm	23 - 34 cm	28 - 39 cm
Sitztiefe	26 - 40 cm	31 - 45 cm	26 - 40 cm	31 - 45 cm
Sitzwinkel	16° oder 20°	16° oder 20°	16° oder 20°	16° oder 20°
Rückenhöhe	45 - 63 cm	62 - 83 cm	45 - 63 cm	62 - 83 cm
Rückenwinkel	78° - 120°	78° - 120°	78° - 120°	78° - 120°
Kniewinkel	85° - 160°	85° - 160°	85° - 160°	85° - 160°
Unterschenkellänge	20 - 44 cm	20 - 44 cm	20 - 44 cm	20 - 44 cm
Raddurchmesser				
Vorne	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Hinten	30 cm	30 cm	40 cm	40 cm
Maximale Zuladung	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg




Rückenwinkelverstellung.



Sitzwinkel 16° oder 20°.



Transportsicherung.



Kompaktes Faltmaß.




Der starke Reha-Faltbuggy für alle Herausforderungen.


**HOGGI**

Partnerschaft für mobile Kinder.

---

**HOGGI GmbH**

 Eulerstraße 27  
D-56235 Ransbach-Baumbach

 Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0  
Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99

 [info@hoggi.de](mailto:info@hoggi.de)

[www.hoggi.de](http://www.hoggi.de)