



## ZIP® Reha-Buggy

Größe 2 für Kinder von ca. 6 - 16 Jahren

HMV-Nr.: 18.99.01.1043

Crash getestet nach ISO 7176-19 und ANSI/RESNA WC/Vol.1. - Section 19

Alle Preise in €, Stand 01/2025, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Rechnungsanschrift</b>	
Firma	Kundennummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	Telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	
<input type="text"/>	
<b>Lieferanschrift</b> (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
<input type="text"/>	
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>



### Grundausrüstung

#### Stabiler und kompakter Reha-Faltbuggy aus Aluminium

- verstärkte Sitz- und Rückenbespannung aus Nylon
- Fußbank: stufenlos höhenverstellbar, winkelverstellbar und wegklappbar
- kugelgelagerte Räder vorne und hinten
- Feststellbremse
- Geeignet für eine Körpergröße bis maximal 170 cm

#### Technische Daten

- Sitzbreite 40 cm
- Sitztiefe 35 / 40 cm
- Rückenhöhe 68 cm
- Rückenverstellung 10°
- Unterschenkellänge 25 - 44 cm
- Zuladung 60 kg
- Gewicht 13,5 kg

### Mindestangaben (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

<b>Rahmenfarbe:</b>	<input type="checkbox"/> Schwarz <b>052</b>
<b>Nylonbespannung und Verdeck:</b>	<input type="checkbox"/> Grau <b>304</b> <input type="checkbox"/> Schwarz <b>320</b>
<b>Polsterfarbe:</b>	<input type="checkbox"/> Schwarz <b>346</b> <input type="checkbox"/> Beere Soft <b>347</b> <input type="checkbox"/> Grau Soft <b>348</b>
mit Zubehörfarbe Schwarz	<input type="checkbox"/> Türkis Soft <b>349</b>

### Voreinstellungen (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

<b>Sitztiefe:</b>	<input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm
<b>Unterschenkellänge:</b>	<input type="text" value=""/>	(25 - 44 cm)

**Grundausrüstung**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3213-0001		ZIP® Gr. 2 (Rückenhöhe 68 cm)		1 Stück	
mit	<input checked="" type="checkbox"/> 3213-2101		Verstärkte Nylonbespannung für Rückenhöhe 68 cm	01	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3210-8501		Rückenwinkelerweiterung 120°	02	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3213-2103		Verstärkte Nylonbespannung (120°) Rückenhöhe 68 cm		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1281-1007		Kunststofflenkgabeln	03	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	04	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1281-1008		Alu-Lenkgabeln	(Aufpreis) 05	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkgabeln		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 1229-0008S		PU-Bereifung auf 6-Speichenfelgen	06	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0010		PU-Bereifung auf 7-Speichenfelgen	07	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0004S		Luft-Bereifung auf 6-Speichenfelgen	08	1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3213-2410	015	Fußbrettanlage stufenlos höhenverstellbar, winkelverstellbar, wegklappbar	09	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3213-2510	015	Fußbrettanlage durchgehend winkelverstellbar, hochklappbar, wegschwenkbar	(Aufpreis) 10	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3213-7300		Transportsicherung nach ISO 7176-19	11	1 Set	

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Nachrüstsatz Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	04	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Nachrüstsatz Lenkstopp für Alu-Lenkgabeln		1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3210-7201		Fahrbremse für Begleitperson, Zweihandbedienung	12	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3213-7300E		Nachrüstsatz Transportsicherung nach ISO 7176-19	11	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3213-5000		Mitfaltendes Rückenpolster, Höhe 68 cm	13	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3213-5200		Mitfaltendes Sitzpolster	14	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3210-7600		Kopfstütze	15	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3213-6900		Anatomische Nacken-Kopfstütze Gr. 2	16	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3210-7800		Abduktionskeil Gr. 2 abschwenkbar und abnehmbar	17	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3213-7800		Abduktionskeil Gr. 3 abschwenkbar und abnehmbar		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3210-5400		Sitzhose Gr. 2	18	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-6100		Beckengurt	19	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3213-6200		Fünfpunktgurt	20	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3203-6400		Fußgelenkgurte Gr. 2	21	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3213-8100		Haltebügel mit Polster Gr. 2	22	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3213-5500	306	Wadenband mit Polster	23	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3213-8203		Therapietisch Gr. 2, grau, höhenverstellbar	24	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3213-8202		Therapietisch Gr. 2, transparent, höhenverstellbar	25	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3203-8300	306	Winterschlupfsack Gr. 3, schwarz	26	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 7000-0020		Echtfelleinsatz Gr. 3	27	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3203-9200	306	Regencape Gr. 2, schwarz	28	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3213-9300		Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz *	29	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3213-9302		Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz, passend zu Rückenwinkel 120° *		1 Stück	

\* Farbe des Verdecks passt sich der Farbe der Nylon-Bespannung an

**Sonderbau** (gesonderter Rabattsatz)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> SA-0260-KP		Ankipphilfe	30	1 Stück	

**Sonderzubehör** (Selbstzahlerprodukte mit 10% Händlerrabatt für Vermittlung)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 7000-0010		Buggy-Board	31	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 7000-0012	306	Sonnenschirm mit Befestigungsset, schwarz	32	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 7000-0202	306	Wickelrucksack, schwarz	33	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3213-9500		Transporttasche	34	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 7000-0199		"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson	35	1 Paar	

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // ZIP



Verstärkte Nylonbespannung



Rückenwinkel-erweiterung 120°



Kunststofflenkgabeln



Lenkstopp



Alu-Lenkgabeln



PU-Bereifung Vorderrad auf 6-Speichenfelgen



PU-Bereifung Hinterrad auf 6-Speichenfelgen



PU-Bereifung Vorderrad auf 7-Speichenfelgen



PU-Bereifung Hinterrad auf 7-Speichenfelgen



Luft Bereifung Vorderrad auf 6-Speichenfelgen



Luft Bereifung Hinterrad auf 6-Speichenfelgen



Fußbrettanlage



Fußbrettanlage, durchgehend



Transportsicherung



Fahrbremse für Begleitperson



Mitfaltendes Rückenpolster



Mitfaltendes Sitzpolster



Kopfstütze



Anatomische Nacken-Kopfstütze



Abduktionskeil, abschwenkbar, abnehmbar



Sitzhose



Beckengurt



Fünfpunktgurt




Fußgelenkgurte



Halbbugel mit Polster



Wadenband mit Polster



Therapietisch, grau



Therapietisch, transparent



Winterschlupfsack



Echtfelleinsatz

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // ZIP



28 Regencape



29 Verdeck



30 Ankipphilfe



31 Buggy-Board



32 Sonnenschirm



33 Zubehör- & Wickeltasche



34 Transporttasche



35 „Cosies“ Thermofleece Handwärmer