

www.hoggi.de

Made in Germany
by HOGGI 

ZIP

Stabiler und kompakter Reha-Faltbuggy



Konstruiert und handgefertigt in Deutschland.

ZIP

Stabiler und kompakter Reha-Faltbuggy.



ZIP®

Abgebildete Ausstattung:

Stabiler und kompakter Reha-Faltbuggy aus Aluminium. Rahmenfarbe: schwarz. Verstärkte Sitz- und Rückenbespannung aus schwarzem Nylon. Fußbank: stufenlos höhenverstellbar, winkelverstellbar und wegklappbar. Feststellbremsen. Kugelgelagerte Räder mit pannensicherer PU-Bereifung auf schwarzen Kunststofffelgen. Lenkstopp.

ZIP

Modern. Sportlich. Extrem kompakt. Leicht.

Stabiler, kompakter und leichter Reha-Faltbuggy aus Aluminium:


- Modernes und sportliches Design
- Leichtes Handling und extrem kompaktes Faltmaß
- Innovative Zubehöre für eine perfekte, individuelle Versorgung
- Lange Nutzbarkeit durch enormes Mitwachsvermögen
- Verschiedene Rahmen-, Nylon- und Polsterfarben zur Auswahl



Modern.



Sportlich.



Extrem kompakt.

ZIP

ZIP® Deinen Buggy. Immer flexibel - bei jedem Wetter.

! PU Chrom-Räder sind nicht länger erhältlich.



Türkis Soft.



Beere Soft.



Grau Soft.



Mit Winterschlupfsack.



Mit Verdeck faltbar.



Mit Verdeck und Regenschutz.

Praktisch im täglichen Leben.

Eltern und Pflegepersonal stellen an einen Reha-Faltbuggy ganz konkrete Anforderungen um mit Ihren Kindern sorglos mobil zu sein. ZIP® entspricht diesen Anforderungen!

Durch das extrem kompakte faltmaß von nur 78 cm Länge in Größe 1 und 91 cm in Größe 2 passt der ZIP® in jeden Kofferraum und macht seinem Namen alle Ehre.

ZIP

Stabiler und kompakter Reha-Faltbuggy.



„COLOUR-LINE Beere Soft“.

Abgebildete Ausstattung:

Stabiler und kompakter Reha-Faltbuggy aus Aluminium. Rahmenfarbe: schwarz. Verstärkte Sitz- und Rückenbespannung aus schwarzem Nylon. Mitfaltendes Sitz- und Rückenpolster. Polsterfarbe: Beere Soft. Fußbank: durchgehend, winkelverstellbar, hochklappbar und wegklappbar. Feststellbremsen. Kugelgelagerte Räder mit pannensicherer PU-Bereifung auf schwarzen Kunststoffelgen.

ZIP

Höhenverstellbare Fußbank. Optionale Zubehöre.



Fußbrett aus Aluminium.



Lenkstopp.

Perfekte Versorgung. Schick und elegant gelöst.



Haltebügel.



4-Punkt Beckengurt.



Beckengurt.

Praktisch und komfortabel grundausgestattet. Alle Zubehöre mit Foto online abgebildet.

Das stufenlos höhenverstellbare und winkelverstellbare Fußbrett sowie die Feststellbremsen sind im ZIP® - Grundmodell enthalten. Eine Vielzahl (22!) an optionalen Zubehören garantiert deine perfekte individuelle Versorgung. ZIP® bewahrt auch „vollausgestattet“ seine klare Linie!

Alle ZIP® Zubehöre findest du mit Foto im interaktiven Bestellformular oder online in der ZIP® Zubehör Galerie unter: www.hoggi.de.



Stabiler und kompakter Reha-Faltbuggy.

Technische Daten	Größe 1	Größe 2
Sitzbreite	35 cm	40 cm
Sitztiefe	30 oder 35 cm	35 oder 40 cm
Sitzwinkel	18°	18°
Schiebegriffhöhe	110 - 112 cm	110 - 112 cm
Rückenhöhe		
Rücken, standard	60 cm	68 cm
Rücken, lang	66 cm	_____
Rückenwinkel	90° - 100°	90° - 100°
Unterschenkellänge	20 - 39 cm	25 - 44 cm
Fußbrettwinkel	-10° bis + 10°	-10° bis + 10°
Raddurchmesser		
Vorderräder	20 cm	20 cm
Hinterräder	30 cm	30 cm
Gesamtbreite	59 cm	65 cm
Faltmaß	78 x 36 x 39 cm	91 x 44 x 40 cm
Maximale Zuladung	50 kg	60 kg
Gewicht	12,5 kg	13,5 kg
Wendekreis	126 cm	140 cm
Hilfsmittelnummer	18.99.01.1043	18.99.01.1043

Sicherheitsaspekt: Erfolgreich crashgetestet.

ZIP® wurde nach ISO 7176-19 erfolgreich crashgetestet.

ZIP® ist für den Gebrauch im BTW (Behindertentransportwagen) geeignet.

Die Gurtanbindungspunkte für den BTW-Transport sind im Grundmodell enthalten!



Stabiler und kompakter Reha-Faltbuggy.

HOGGI

Partnerschaft für mobile Kinder.

HOGGI GmbH

 Eulerstraße 27
D-56235 Ransbach-Baumbach

 Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0
Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99

 info@hoggi.de

www.hoggi.de