
HOGGI[®]



ZIP Ersatzteilkatalog

de

Index


1	Modellidentifikation und Grundausrüstung	
1.1	Modellidentifikation über das Typenschild	3
1.2	Grundausrüstung	3
2	Baugruppen	
2.1	Baugruppenübersicht	4
3	Ersatzteile	
3.1	Vorderstrebe	5
3.2	Hinterstrebe	6-7
3.3	Schiebegriff	8
3.4	Stützhebel	9
3.5	Kreuzstrebe	10
3.6	Sperrschere	11
3.7	Rückenrahmen	12-13
3.8	Sitzrahmen	14
3.9	Nylonbespannung	15
3.10	Fußstützanlage	16
3.11	Fußbrettaufnahme	17
3.12	Fußbrettanlage	18
3.13	Fußbrettanlage durchgehend	19
3.14	Rückenwinkelerweiterung 120°	20
3.15	Lenkgabel	21
3.16	Alu-Lenkgabel	22
3.17	Radvarianten	23
3.18	Lenkstopp	24
3.19	Lenkstopp für Alu-Gabel	25
3.20	Fahrbremse für Begleitperson	26
3.21	Haltebügel	27
3.22	Therapietisch höhenverstellbar	28
3.23	Therapietisch	29
3.24	Transportsicherung Gr. 1	30
3.25	Transportsicherung Gr. 2	31
3.26	Verdeck	32-33
3.27	Abduktionskeil abschwenkbar und abnehmbar	34
3.28	Kopfstütze	35
3.29	Zip Anatomische Nacken-Kopfstütze	36
3.30	Sitzhose	37
3.31	Beckengurt	38
3.32	Fünfpunktgurt	39
3.33	Fußgelenkgurte	40
3.34	Haltebügel	41
3.35	Ankipphilfe	42

1 Modellidentifikation

1.1 Modellidentifikation über das Typenschild

Das **Typenschild** mit der **Seriennummer** ist auf dem Rückenrahmen angebracht.

Bitte geben Sie bei **Ersatzteilbestellungen** die **Seriennummer** an, um eine reibungslose Lieferung zu gewährleisten:




1.2 Grundaussattung

Die **Grundaussattung** beinhaltet:


- Verstärkte Sitz- und Rückenbespannung aus Nylon
- Fußbank- stufenlos höhenverstellbar, winkerverstellbar und wegklappbar
- Kugelgelagerte Räder vorne und hinten
- Feststellbremse

2 Baugruppenübersicht




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Seite
1	321X-2310-015	Fußbrettanlage	18
2	321X-1700-052	Sitzrahmen	14
3	3210-1400-052	Stützhebel	9
4	321X-1800-052	Rückenrahmen	12
5	3210-1310-052	Schiebegriffe	8
6	3210-8501	Rückenwinkelerweiterung 120°	20
7	321X-1240-052	Sperrschere	11
8	3210-1210-052	Hinterstreben	6
9	1221-xxxx	Hinterräder	23
10	321x-1110-052	Vorderstrebe	5
11	1281-0007E	Lengabel	21
12	1221-2048	Vorderräder	23
13	321X-2320	Fußbrettaufnahme	17
14	321X-1600-052	Kreuzstrebe	10

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-9	3210-1110E-052	Vorderstrebe Gr.1, links, komplett (abgebildet)	1	St
	3210-1120E-052	Vorderstrebe Gr.1, rechts komplett	1	St
	3213-1110E-052	Vorderstrebe Gr.2, links komplett	1	St
	3213-1120E-052	Vorderstrebe Gr.2, rechts komplett	1	St
1	3210-1111-001	Vorderstrebe Gr.1, links	1	St
	3210-1112-001	Vorderstrebe Gr.1, rechts	1	St
	3213-1111-001	Vorderstrebe Gr.2, links	1	St
	3213-1112-001	Vorderstrebe Gr.2, rechts	1	St
2	1141-0009	Lamellenstopfen	1	St
3	3210-1114	Lenkgabelaufnahme Gr.1	1	St
	3213-1114	Lenkgabelaufnahme Gr.2	1	St
4	3202-1151	Abdeckring	1	St
5	1029-0640	Linsenschraube M6x40	1	St
6	1111-0012	Kehlscheibe PA schwarz 24x8,4x4x3	1	St
7	1114-0025	Buchse, 8x0,8x27	1	St
8	3210-1116-015	Gelenkwinkel Gr.1, links	1	St
	3210-1117-015	Gelenkwinkel Gr.1, rechts	1	St
	3213-1116-015	Gelenkwinkel Gr.2, links	1	St
	3213-1117-015	Gelenkwinkel Gr.2, rechts	1	St
9	1044-0006	Hutmutter M6	1	St


Ersatzteile



Ersatzteile


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-28	3210-1210E-052	Hinterstrebe, links komplett (abgebildet)	1	St
	3210-1220E-052	Hinterstrebe, rechts komplett	1	St
1	3210-1211-052	Hinterstrebe	1	St
2	3210-1212-015	Knotenblech	1	St
3	1062-0508	Blindniet F5x8	4	St
4	3201-1270	Kloben	1	St
5	3201-1500	Schieber	1	St
6	1114-0028	Gewindebuchse 8xM6x38	1	St
7	1029-0612	Linsenschraube M6x12	2	St
8	3210-1219	Führungsbuchse	1	St
9	3210-1217-015	Strebenführung links	1	St
	3210-1218-015	Strebenführung rechts	1	St
10	1113-0059	Scheibe PA schwarz 15x5,3x1,5	1	St
11	1055-0005	Scheibe A5,3	1	St
12	1062-0516	Blindniet F5x16	1	St
13	1029-0640	Linsenschraube M6x40	1	St
14	1114-0025	Buchse verz 8x0,8x27	1	St
15	1113-0035	Scheibe PA 18x8,4x2 schwarz	1	St
16	1051-0006	Scheibe A6,4	1	St
17	1044-0006	Sechskanthutmutter selbstsichernd M6	1	St
18	3210-1216	Führungsbuchse	1	St
19	3210-1215	Verbinder	1	St
20	1059-0008	Dichtring DIN 7603 8x12x1,0 Kupfer	1	St
21	1131-0034	Druckfeder D-180Q	1	St
22	3210-1930	Bremsriegel	1	St
23	3201-1340	Gleitstopfen	1	St
24	3210-1910	Bremshebel links	1	St
	3210-1920	Bremshebel rechts	1	St
25	3210-1214	Achsstummel	1	St
26	1051-0008	Scheibe A8,4	1	St
27	1052-0008	Federscheibe B8	1	St
28	1029-0845	Linsenschraube M8x45	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-11	3210-1310E-052	Schiebegriff, komplett	2	St
1	3210-1311-052	Schiebegriff	2	St
2	1143-0001	Griffüberzug, D30x260	2	St
3	1141-0009	Lamellenstopfen	2	St
4	3210-1840	Rückengleiter	2	St
5	3201-1440	Gleithülse	2	St
6	1131-0033	Druckfeder VD-323F	2	St
7	3201-1430	Klappsicherung	2	St
8	1112-0010	Distanzstück	4	St
9	1062-0412	Blindniete F4x12	4	St
10	1114-0027	Gewindebuchse 8xM6x32	2	St
11	1029-0612	Linsenschraube M6x12	4	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-13	3210-1400E-052	Stützhebel Gr. 1, komplett	1	St
	3213-1400E-052	Stützhebel Gr. 2, komplett	1	St
1	3210-1410	Stützhebel Gr.1	1	St
	3213-1410	Stützhebel Gr. 2	1	St
2	1029-0620	Linsenschraube M6x20	1	St
3	1111-0011	Kehlscheibe PA 24x8.4x8	1	St
4	1114-0065	Gewindebuchse 8xM6x33,2	1	St
5	1052-0006	Federscheibe B6	1	St
6	1029-0612	Linsenschraube M6x12	1	St
7	1039-0016	Flachkopfschraube mit Torx, M8x85	1	St
8	1113-0003	PA Scheibe	3	St
9	1113-0035	PA Scheibe 18x8,4x2 schwarz	1	St
10	1111-0014	Kehlscheibe 25x8,4x6	1	St
11	1111-0013	Kehlscheibe 24x8,4x10	1	St
12	1051-0008	Scheibe A8,4	1	St
13	1044-0008	Hutmutter M8	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-9	3210-1600E-052	Kreuzstrebe Gr. 1, komplett	1	St
	3213-1600E-052	Kreuzstrebe Gr. 2, komplett	1	St
1	3210-1610-052	Scherenarm Gr.1	2	St
	3213-1610-052	Scherenarm Gr.2	2	St
2	1029-0655	Linsenschraube M6x55	1	St
3	1114-0053	Buchse verz 8x0,8x44,5	1	St
4	1113-0035	Scheibe PA 18x8,4x2 schwarz	6	St
5	1051-0006	Scheibe A6,4	5	St
6	1044-0006	Sechskanutmutter selbstsichernd M6	5	St
7	1114-0012	Buchse verz 8x0,8x22,5	4	St
8	3210-1715-008	Gelenkwinkel verzinkt	2	St
9	1029-0635	Linsenschraube M6x35	4	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-8	3210-1240E-015	Sperrschere Gr. 1	1	St
	3213-1240E-015	Sperrschere Gr. 2	1	St
1	3210-1241-015	Strebe Gr.1 schwarz	2	St
	3213-1241-015	Strebe Gr. 2 schwarz	2	St
2	3210-1238	Doppelschulterbuchse 2 mm	3	St
3	1029-0620	Linsenschraube M6x20	5	St
4	1051-0006	Scheibe A6,4	4	St
5	1044-0006	Sechskanthutmutter selbstsichernd M6	5	St
6	1113-0010	Scheibe PA schwarz 18x6,4x1,5	4	St
7	1055-0006	Scheibe A6,4	2	St
8	3210-1715-008	Gelenkwinkel verzinkt	2	St


Ersatzteile



Ersatzteile

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-26	3210-1800E-052	Rückenrahmen Gr.1, Standard, komplett	1	St
2-29	3210-1801E-052	Rückenrahmen Gr.1, lang, komplett	1	St
	3213-1800E-052	Rückenrahmen Gr.2, komplett	1	St
1	3210-1811-052	Rückenrohr Standard, schwarz matt	2	St
2	3210-1814-052	Mittelstrebe Rücken, schwarz matt	1	St
3	3210-1815-052	Sperrhebel Gr.1, schwarz matt	4	St
	3213-1815-052	Sperrhebel Gr.2, schwarz matt	4	St
4	3210-1830	Lagerbuchse	8	St
5	3210-1816-015	Sperre FS schwarz	1	St
6	1029-0620	Linsenschraube M6x20	2	St
7	1113-0010	Scheibe PA schwarz 18x6,4x1,5	6	St
8	1044-0006	Hutmutter selbstsichernd M6	12	St
9	3210-1817	Sperrgriff	1	St
10	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
11	1029-0640	Linsenschraube M6x40	6	St
12	1055-0006	Scheibe A6,4	2	St
13	1150-0010	O-Ring 130x2,5	2	St
14	1114-0025	Buchse verz 8x0,8x27	2	St
15	3210-1850	Führungswelle	2	St
16	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
17	1122-5008	Sterngriffmutter PA schwarz M8 D50xM8	2	St
18	1113-0064	Scheibe POM natur 8,4 x18,0x2,0 mm	4	St
19	1051-0006	Scheibe A6,4	6	St
20	1029-0635	Linsenschraube M6x35	6	St
21	1141-0020	Lamellenstopfen für Quadratrohr 20x20x0,8-3 schwarz	2	St
22	3210-1813	O-Ring Lager	2	St
23	1062-0412	Blindniet F4x12	2	St
24	1114-0012	Buchse verz 8x0,8x22,5	2	St
25	1113-0035	Scheibe PA 18x8,4x2 schwarz	2	St
26	1029-0625	Linsenschraube M6x25	2	St
		<i>Bei Rückenrohr lang</i>		
27	3210-1812R-052	Rückenrohr lang rechts, schwarz mit DK, O-Ring Lager, O-Ring u. Buchse fix. mit Kabelbinder	1	St
	3210-1812L-052	Rückenrohr lang links, schwarz mit DK, O-Ring Lager, O-Ring u. Buchse fix. mit Kabelbinder	1	St
28	1533-0005	Kugel DRK 95B	1	St
29	1062-0306	Blindniet F3x6	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-16	3210-1700E-052	Sitzrahmen Gr. 1, komplett	1	St
	3213-1700E-052	Sitzrahmen Gr. 2, komplett	1	St
1	3210-1711	Sitzrohr Gr.1	2	St
	3213-1711	Sitzrohr Gr.2	2	St
2	3210-1740	Spreizhebel Gr.1	4	St
	3213-1740	Spreizhebel Gr.2	4	St
3	3210-1830	Lagerbuchse	8	St
4	1029-0625	Linsenschraube M6x25	2	St
5	1113-0010	Scheibe 18x6,4x1,5	6	St
6	1044-0006	Hutmutter M6	16	St
7	1029-0635	Linsenschraube M6x35	6	St
8	1029-0640	Linsenschraube M6x40	6	St
9	3210-1730	Mittelstrebe Sitz Gr.1	1	St
	3213-1730	Mittelstrebe Sitz Gr. 2	1	St
10	3210-1712	Sitzrohrlager	2	St
11	3210-1713-015	Rückenlager Gr.1	2	St
	3213-1713-015	Rückenlager Gr.2	2	St
12	1022-0645	Zylinderschraube niedriger Kopf M6x45	2	St
13	1051-0006	Scheibe A6,4	12	St
14	3210-1714	Lagerbuchse	2	St
15	1113-0035	PA Scheibe 18x8,4x2 schwarz	2	St
16	1141-0020	Lamellenstopfen VL 20	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-5	3210-2101-320	Verstärkte Nylonbespannung Gr. 1, Rückenhöhe 60 cm	1	St
	3210-2102-320	Verstärkte Nylonbespannung Gr. 1, Rückenhöhe 66 cm	1	St
	3213-2101-320	Verstärkte Nylonbespannung Gr. 2, Rückenhöhe 68 cm	1	St
1	3210-2110-320	Sitzbespannung, Gr. 1	1	St
	3213-2110-320	Sitzbespannung, Gr. 2	1	St
2	3210-1771	Sitzkeder, Gr. 1	2	St
	3213-1771	Sitzkeder, Gr. 2	2	St
3	3210-2120-320	Seitenbespannung, Gr. 1	1	Paar
	3213-2120-320	Seitenbespannung, Gr. 2	1	Paar
4	3210-2130-320	Rückenbespannung, Gr. 1, standard	1	St
	3210-2140-320	Rückenbespannung, Gr. 1, lang	1	St
	3213-2130-320	Rückenbespannung, Gr. 2, lang	1	St
5	3210-1861	Rückenkeder	2	St
	3210-1871	Rückenkeder, lang	2	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1	3210-2410-015	Fußbrettanlage, Gr. 1	1	St
	3213-2410-015	Fußbrettanlage, Gr. 2	1	St
2	3210-2320-052	Fußbrettaufnahme, Gr. 1	2	St
	3213-2320-052	Fußbrettaufnahme, Gr. 2	2	St


Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-14	3210-2320E-052	Fußbrettaufnahme BG Gr. 1, schwarz	1	St
	3213-2320E-052	Fußbrettaufnahme BG Gr.2, schwarz	1	St
1	3210-2321-052	Fußstützaufnahme, Gr. 1	1	St
	3213-2321-052	Fußstützaufnahme, Gr. 2	1	St
2	3210-2323	Führungshülse	1	St
3	3210-2324	Auslöser	1	St
4	3210-2322	Schwenkführung	1	St
5	1112-0010	Distanzstück PA schwarz 8x4,3x3	1	St
6	1062-0412	Blindniet F4x12	1	St
7	1029-0635	Linsenschraube M6x35	1	St
8	1114-0025	Buchse verz 8x0,8x27	1	St
9	1044-0006	Sechskanthutmutter selbstsichernd M6	1	St
10	1062-0408	Blindniet F4x8*	1	St
11	1114-0058	Gewindebuchse 8xM6x27,5	1	St
12	1111-0016	Kehlscheibe PA 20x8.4x3	1	St
13	1029-6001	Linsenschraube m ISK verz, Tuflok M6x12	2	St
14	1141-0006	Lamellenstopfen SFL 20	1	St


*Bei Sitztiefe 25 und FB hochklappbar fällt Pos.10 weg

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-14	3210-2410E-015	Fußbrettanlage, Gr. 1	1	Set
	3213-2410E-015	Fußbrettanlage, Gr. 2	1	Set
1-5	3210-2430E-015	Fußbrett Gr. 1, mit Verrigelung	1	Set
	3213-2430E-015	Fußbrett Gr. 2, mit Verrigelung	1	Set
1	3210-2330-015	Fußbrettpaar Gr. 1	1	St
	3213-2330-015	Fußbrettpaar Gr. 2	1	St
2	3210-2439	Auslöseseil für Fußbrettverriegelung Gr. 1	1	St
	3213-2439	Auslöseseil für Fußbrettverriegelung Gr. 2	1	St
3	1129-0003	Schlüsselring	3	St
4	3210-2335	Sperrriegel	3	St
5	1131-0036	Druckfeder D-127D	3	St
6	3210-2333	Gelenklager für Gr. 1 (L-R sind gleich)	2	St
	3213-2332	Gelenklager links Gr. 2 (nur für Gr.2)	1	St
	3213-2333	Gelenklager rechts Gr. 2 (nur für Gr. 2)	1	St
7	1114-0018	Buchse verz 8x0,8x14,5	2	St
8	1029-0625	Linsenschraube M6x25	2	St
9	1044-0006	Hutmutter M6	2	St
10	3210-2331	Klemmhalter	2	St
11	1049-0068	BILOC-Mutter mit Klemmteil VM6	4	St
12	1114-0010	Buchse verz 8x0,8x6,0-0,2	4	St
13	1021-0620	Zylinderschraube M6x20	4	St
14	1022-0616	Zylinderschraube M6x16	2	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-22	3210-2510E-015	Fußbrettanlage durchgehend, w/v, hochklappbar, wegschwenkbar Gr.1	1	Set
	3213-2510E015	Fußbrettanlage durchgehend, w/v, hochklappbar, wegschwenkbar Gr.2	1	Set
1	3210-2530-015	Fussbrett durchgehend Gr.1	1	St
	3213-2530-015	Fussbrett durchgehend Gr.2	1	St
2	3261-2713-007	Gelenkwelle	1	St
3	3210-2535-007	Fußbretthalter ZIP links	1	St
	3210-2534-007	Fußbretthalter ZIP rechts	1	St
4	1113-0046	Scheibe 16x6,4x1	2	St
5	1022-0620	Zylinderschraube M6x20	2	St
6	1052-0006	Federscheibe B6	2	St
7	1049-0068	BILOC-Mutter mit Klemmteil M6	2	St
8	3210-2531-007	Klemme Fußbank ZIP	2	St
9	1022-0625	Zylinderschraube M6x25	2	St
10	1113-0067	Scheibe PA natur 30x26x2	2	St
11	3210-2533-007	Schwenkhalter Fußbank ZIP	2	St
12	3210-2532	Gleithülse Fußbank ZIP	2	St
13	1024-0620	Senkschraube M6x20	4	St
14	3261-2116-007	Fussbrettklammer	2	St
15	1024-0616	Senkschraube M6x16	2	St
16	1024-0630	Senkschraube M6x30	2	St
17	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
18	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
19	3210-2536-007	Einrastung Fußbank ZIP	1	St
20	1114-0055	Buchse St 8x0,8x8,7	1	St
21	1127-0011	Zugschnäpper mit Raster M10x1	1	St
22	1141-0005	Lamellenstopfen SFL 19x0,8-2,5	2	St


Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-15	3210-8501	Rückenwinkelerweiterung 120°	1	Set
1	3210-8514-007	Hebel außen	2	St
2	3210-8512-007	Hebel innen links	1	St
	3210-8513-007	Hebel innen rechts	1	St
3	3210-8515	Zwischenscheibe*	2	St
4	1113-0075	Scheibe PA 10,5x25x1	2	St
5	3210-8517	Lagerachse	2	St
6	1024-0514	Senkschraube M5x14	2	St
7	1039-0007	Kunststoffschraube 4x8	2	St
8	1127-0010	Zugschnäpper	2	St
9	3210-8516	Bolzen	2	St
10	1030-0612	Linsen-Flanschkopfschraube M6x12	2	St
11	1024-0635	Senkschraube M6x35	2	St
12	1114-0012	Buchse 8x0,8x22,5	2	St
13	1113-0003	Scheibe PA 18x8,4x1	4	St
14	1055-0006	Scheibe A6,4	2	St
15	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St


**mit Vaseline bestreichen*

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-8	1281-1007E	Lenkradgabel mit Verbindungselementen	2	St
1	1281-0007	Lenkgabel LG-K-200-15/12-HOG	2	St
2	1150-0023	O-Ring, 26x2,2	2	St
3	3224-1174-008	Dichtscheibe für Lenkgabel	2	St
4	1052-0012	Federscheibe B12	2	St
5	1029-1255	Linsenschraube M12x55	2	St
6	1022-0875-033	Zylinderschraube niedriger Kopf M8x75	2	St
7	1044-0008-033	Hutmutter M8	2	St
8	3202-1151	Abdeckring	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-11	1281-1008E	Alu-Lenkgehäusen	1	Set
1	1281-0026LS-007	Lenkgehäuse	2	St
2	1029-1255	Linse M12x55	2	St
3	1052-0012	Federscheibe B12	2	St
4	3224-1174-008	Dichtscheibe für Lenkgehäuse	2	St
5	O-Ring 26x2,2	2	St	
6	1114-0057	Gewindebohrung	2	St
7	1052-0006-033	Federscheibe B6	4	St
8	1029-6001-033	Linse M6x12	4	St
9	1052-0005	Federscheibe B5	4	St
10	1029-0512-033	Linse M5x12	4	St
11	3202-1151	Abdeckring	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1	1211-0036	Lufrad R290/60, Felge schwarz, mit Bremsscheibe, Schnellverschluss	2	St
2	1211-0017	Lufrad 190x50, Felge schwarz	2	St
3	1221-0037	PU-Rad 290x60, Felge schwarz, mit Bremsscheibe, Schnellverschluss	2	St
4	1221-0017	PU-Rad 190x50, Felge schwarz	2	St
5	1221-3063	PU-Rad R300/60, Felge schwarz, mit Bremsscheibe	2	St
6	1221-2049	PU-Rad R200/48, Felge schwarz	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-4	3202-7100	Lenkstopp komplett, für zwei Radgabeln	1	Set
1	3202-7110	Lenkstoppgehäuse	2	St
2	1127-0009	Zugschnapper mit Aretierung	2	St
3	1021-0625	Zylinderschraube M6x25	2	St
4	1049-0070-033	BILOC-Mutter mit Klemmteil schwarz VM6	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-7	3232-7100	Lenkstopp komplett für Alu- Gabel	1	Set
1	3232-7111	Lenkstoppgehäuse	2	St
2	1127-0013	Zugschnapper mit Aretierung	2	St
3	1021-0630	Zylinderschraube schwarz M6x25	2	St
4	1044-0006	Sechskanthutmutter selbsichernd	2	St
5	3232-7121-015	Fanglech, FS schwarz	2	St
6	1052-0005	Federscheibe B5	4	St
7	1029-0512-033	Linsenschraube M5x12	4	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-6	3210-7201	Fahrbremse für Begleitperson, mit Zweihandbedienung (ZIP)	1	Set
1	1209-0020	Bremshebel 36° ohne Raste 25mm	2	St
2	1209-0001	Bowdenzugset 1,5m	2	St
3	1204-0005	Bremsscheibe mit Alu-Ring	2	St
4	1089-0004	Kabelbinder schwarz, 5 x 180 lang	4	St
5	1039-0001	Kunststoffschraube Flansch, 4x10	6	St
6	1149-0001	Bowdenzugführung D 25 (AT)	2	St
		Ersatzteile	2	St
7	3231-7217	Einstellschraube für Bowdenzug 160° geknickt	2	St
8	1131-0073	Druckfeder	2	St
9	1099-0015	Klemmschraube f. Bowdenzug	2	St
10	3231-7213	Alu-Profil-Bügel mit Bremsbelag für Nabenbremse	2	St
11	3231-7214	Grundplatte für Nabenbremse	2	St
12	3231-7212	Deckel für Nabenbremse	2	St
13	1209-0007	Endkappe Aluminium für Bowdenzugseil	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-9	3210-8100-xxx	Haltebügel mit Polster Gr.1	1	St
	3213-8100-xxx	Haltebügel mit Polster Gr.2	1	St
1	3210-8111-002	Rohrbogen links Gr.1	1	St
	3210-8112-002	Rohrbogen rechtss Gr.1	1	St
	3213-8111-002	Rohrbogen links Gr.2	1	St
	3213-8112-002	Rohrbogen rechts Gr.2	1	St
2	3201-8120	Anschlaghülse	2	St
3	1062-0408	Blindniet F4x8	2	St
4	1134-0005	Stativfeder A 102	2	St
5	3210-8114-052	Verbindungsrohr	1	St
6	1062-0306	Blindniet F 3 x 6	4	St
7	1051-0003	Scheibe A3,2	3	St
8	1062-0308	Blindniet-F 3x8	1	St
9	7000-0038	Schaumstoffpolster Gr. 1	1	St
		Schaumstoffpolster Gr. 2	1	St

66 cm


70 cm

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-19	3210-8202	Therapietisch Gr. 1, transparent, höhenverstellbar	1	Set
	3210-8203	Therapietisch Gr. 1, grau, höhenverstellbar	1	Set
	3213-8202	Therapietisch Gr. 2, transparent, höhenverstellbar	1	Set
	3213-8203	Therapietisch Gr. 2, grau, höhenverstellbar	1	Set
1	3210-8290	Tischplatte PETG klar	1	St
	3210-8291	Tischplatte Polystyrol grau, genarbt	1	St
2	1063-0416	Blindniet S4x16	4	St
3	3201-8280	Lagerblock	4	St
4	3201-8270-016	Schiene	2	St
5	3210-8220-052	Grundträger höhenverstellbar, Gr. 1	1	St
	3213-8220-052	Grundträger höhenverstellbar, Gr. 2	1	St
6	3201-8230	Klemmbacken	4	St
7	3201-8250	Druckscheibe M8 eloxiert	1	St
8	1039-0002	Gewindestange M8 (auf 43,5 cm kürzen)	1	St
9	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
10	1044-0008	Hutmutter M8	1	St
11	3201-8240	Druckscheibe D 8,5	1	St
12	1121-0800	Klemmhebel PA schwarz M8	1	St
13	3210-8215-052	Stütze höhenverstellbar links	1	St
14	3210-8216-052	Stütze höhenverstellbar rechts	1	St
15	3201-8120	Anschlaghülse	2	St
16	1062-0408	Blindniet F4x8	2	St
17	1134-0005	Stativfeder A 102	2	St
18	3201-8221	Klemmring für höhenverstellbaren Therapietisch	2	St
19	1031-0825	Gewindestift M8x25	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-15	3210-8200	Therapietisch Gr. 1, transparent	1	Set
	3210-8201	Therapietisch Gr. 1, grau	1	Set
	3213-8200	Therapietisch Gr. 2, transparent	1	Set
	3213-8201	Therapietisch Gr. 2, grau	1	Set
1	3210-8290	Tischplatte PETG klar	1	St
	3210-8291	Tischplatte Polystyrol grau, genarbt	1	St
2	1063-0416	Blindniet S4x16	4	St
3	3201-8270	Schiene	2	St
4	3201-8280	Lagerblock	4	St
5	3210-8210	Grundträger Gr. 1	1	St
	3213-8210	Grundträger Gr. 2	1	St
6	1039-0002	Gewindestange M8 (auf 43,5 cm kürzen)	1	St
7	3201-8230	Klemmbacken	4	St
8	3201-8250	Druckscheibe M8 eloxiert	1	St
9	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
10	1044-0008	Sechskanthutmutter selbstsichernd M8	1	St
11	3201-8240	Druckscheibe D 8,5	1	St
12	1121-0800	Klemmhebel PA schwarz M8	1	St
13	3201-8120	Anschlaghülse	2	St
14	1062-0408	Blindniet F4x8	2	St
15	1134-0005	Stativfeder A 102	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-11	3210-7300E	Transportsicherung Nachrüstsatz, Gr. 1	1	Set
1	3210-7330-015	Rückenlager mit Öse, Gr. 1	2	St
2	1029-0635	Linsenschraube M6x35	2	St
3	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
4	3201-7350	Gleitbuchse	2	St
5	3201-7360	Gurtsicherung	2	St
6	3210-7320-052	Zuröse, vorne	2	St
7	1114-0012	Buchse 8x0,8x22,5	2	St
8	1113-0035	Scheibe PA 18x8,4x2 schwarz	2	St
9	1044-0006	Hutmutter M6	2	St
10	1111-0014	Kehlscheibe 25x8,4x6	2	St
11	1914-0007	Aufkleber mit Hakensymbol (4 Stck)	1	Set

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-12	3213-7300E	Transportsicherung Nachrüstsatz, Gr. 2	1	Set
1	3213-7330-015	Rückenlager mit Öse, Gr. 2	2	St
2	1029-0612	Linsenschraube M6x12	2	St
3	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
4	3201-7350	Gleitbuchse	2	St
5	3201-7360	Gurtsicherung	2	St
6	3210-7320-052	Zuröse, vorne	2	St
7	1029-0635	Linsenschraube M6x35	2	St
8	1114-0012	Buchse 8x0,8x22,5	2	St
9	1113-0035	Scheibe PA 18x8,4x2 schwarz	2	St
10	1044-0006	Hutmutter M6	2	St
11	1111-0014	Kehlscheibe 25x8,4x6	2	St
12	1914-0007	Aufkleber mit Hakensymbol (4 Stk)	1	Set

Ersatzteile



10



11




12

Ersatzteile


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-12	3210-9300-xxx	Verdeck Zip Gr. 1 inkl. Adapter und Regenschutz	1	Set
	3213-9300-xxx	Verdeck Zip Gr. 2 inkl. Adapter und Regenschutz	1	Set
1-9	3210-9330E	ZIP Verdeckadapter komplett Gr. 1	1	Paar
	3213-9330E	ZIP Verdeckadapter komplett Gr. 2	1	Paar
1	3210-9311	Zwischenadapter Gr. 1	2	St
	3213-9311	Zwischenadapter Gr. 2	2	St
2	7000-0005	Verdeckhalter	2	St
3	1062-0518	Blindniet F5x18	4	St
4	1055-0005	Scheibe A5,3	4	St
5	1029-0612	Linsenschraube M6x12	2	St
6	1114-0065	Gewindebuchse 8xM6x33,2	2	St
7	1029-0620	Linsenschraube M6x20	2	St
8	1051-0006	Scheibe A6,4	4	St
9	1044-0006	Hutmutter M6	4	St
10	7000-0036-xxx	Verdeck (ohne Regenschutz) ZIP	1	St
11	7000-0053	Regenschutz für Verdeck ZIP Gr. 1	1	St
	7000-0037	Regenschutz für Verdeck ZIP Gr. 2	1	St
12	7000-0060	ZIP Verdeckrasterung am Verdeck kompl. mit Verschraubung	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-16	3210-7800	Abduktionskeil Gr. 2 abschwenkbar und abnehmbar, ohne Bezug	1	St
	3213-7800	Abduktionskeil Gr. 3 abschwenkbar und abnehmbar, ohne Bezug	1	St
1	3231-7841	Arretierhaken	1	St
2	3231-7842	Lager Arretierhaken	1	St
3	1133-0020	Schenkelfeder 1,25 x 9,25 x 2,25	1	St
4	3231-7820-032	A-Keil-Träger, stumpf matt schwarz	1	St
5	1114-0013	Buchse verz 8x0,8x20	1	St
6	1029-0630	Linsenschraube M6x30	2	St
7	1030-0608	Linsen-Flanschkopfschraube M6x8	2	St
8	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
9	1021-0508	Zylinderschraube M5x8	1	St
10	1042-0005	Sechskantmutter selbstsichernd M5	6	St
11	3201-7910	Holzkeil Gr. 2 mit PU-Schaum	1	St
	3203-7810	Holzkeil Gr. 3 mit PU-Schaum	1	St
12	1028-0430	ABC-SPAX-S Senkschraube 4x30	4	St
13	3213-7831-015	Basisblech A-Keilaufnahme schwarz stumpf matt	1	St
14	3231-7832	Arretierstück A-Keilaufnahme	1	St
15	1021-0516	Zylinderschraube M5x16	2	St
16	1030-0514	Linsen-Flanschkopfschraube M5x14	2	St
	3201-7940-323	Überzug für A-Keil Gr. 2 eisengrau	1	St
	3203-7840-323	Überzug für A-Keil Gr. 3 eisengrau	1	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-9	3210-7600-xxx	Kopfstütze	1	St
1	3210-7610-052	ZIP Kopfstützblech mit Einziehmuttern, schwarz matt	1	St
2	3201-7620-xxx	Kopfstützpolster Gr. 1	2	St
3	3210-7620-xxx	Mittelpolster für ZIP Kopfstütze	1	St
4	3210-7630	Befestigungsgurt für ZIP Kopfstütze	1	St
5	3210-7613	Gewindestift mit Kugelkopf für LOXX-Verschluss, kurz (ohne Polster)	2	St
	3210-7612	Gewindestift mit Kugelkopf für LOXX-Verschluss, lang (bei Polster)	2	St
6	1042-0004	Sechskantmutter selbstsichernd M4	1	St
7	1050-0007	Scheibe A4,3	1	St
8	1023-0412	Senkschraube M4x12	1	St
9	1501-0003	Rollenware Hakenband schwarz 25mm	0,3	m.

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-6	3210-6900	ZIP Anatomische Nacken-Kopfstütze Gr.1	1	St
	3213-6900	ZIP Anatomische Nacken-Kopfstütze Gr.2	1	St
1	3210-6930-306	Nacken Kopfstütze Gr. 1 mit Bezug schwarz	1	St
	3213-6930-306	Nacken-Kopfstütze Gr. 2 mit Bezug schwarz	1	St
2	3210-7630	Befestigungsgurt für ZIP Kopfstütze	1	St
3	3210-7612	Gewindestift mit Kugelkopf für LOXX-Verschluss, lang	2	St
	3210-7613	Gewindestift mit Kugelkopf für LOXX-Verschluss, kurz	2	St
4	1042-0004	Sechskantmutter selbstsichernd M4	1	St
5	1050-0007	Scheibe A4,3	1	St
6	1023-0412	Senkschraube m Kreuzschlitz verz DIN 965 M4x12	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-7	3210-5300-346	Sitzhose Gr.1	1	Set
	3210-5400-346	Sitzhose Gr.2	1	Set
1	1531-0001	Steckschloß	2	St
2	1530-0004	Stegschnalle	2	St
3	1532-0003	Rechteck Ring mit Kunststoffschleufe schwarz	2	St
4	1030-0512	Linsen Flanschkopfschraube M5x12	2	St
5	1055-0005	Scheibe A5,3	2	St
6	1042-0005	Sechskantmutter M5	2	St
7	1050-0006	Scheibe A6,4	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-3	3201-6100	Beckengurt	1	St
2	1530-0003	Stegschnalle TG 40/N	2	St.
3	1531-0002	Gurtschloß SS40/HC	1	St.

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-12	3213-6200-346	Fünfpunktgurt	1	Set
1	3201-6210-346	Schulterpolster schwarz, Set	1	Set
2	7000-0025	5-Punkt-Gurt	1	St
3	1512-0013	PP-Gurt 25x600 schwarz zweimal umgenäht	1	St
4	1530-0004	Stegschnalle TG 25/N	1	St
5	1530-0006	Stegschnalle ETG 40	4	St
6	1532-0003	Rechteck-Ring mit Kunststoffschleife NY 140 NP/25 schwarz	1	St
7	1532-0004	Rechteck-Ring mit Kunststoffschleife NY 140 NP/40 schwarz	2	St
8	1030-0514	Linsen-Flanschkopfschraube M5x14	3	St
9	1055-0005	Scheibe A5,3	1	St
10	1044-0005	Sechskanthutmutter selbstsichernd M5	1	St
11	1042-0005	Sechskantmutter selbstsichernd M5	2	St
12	1113-0049	Scheibe PA schwarz 28x5,3x4	2	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-4	3201-6400	Fußgelenkgurte Gr. 1 (Durchmesser ca. 4 - 6,5 cm)	1	Set
	3203-6400	Fußgelenkgurte Gr. 2 (Durchmesser ca. 6 - 8,5 cm)	1	Set
1	3201-6410	Fußgurtanker Gr. 1	4	St
	3203-6410	Fußgurtanker Gr. 2	4	St
2	1042-0005	Sechskantmutter selbstsichernd M5	8	St
3	1055-0005	Scheibe A5,3	8	St
4	1530-0004	Stegschnalle TG 25/N	4	St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-9	3210-8100-xxx	Haltebügel mit Polster Gr.1	1	St
	3213-8100-xxx	Haltebügel mit Polster Gr.2	1	St
1	3210-8111-002	Rohrbogen links Gr.1	1	St
	3210-8112-002	Rohrbogen rechtss Gr.1	1	St
	3213-8111-002	Rohrbogen links Gr.2	1	St
	3213-8112-002	Rohrbogen rechts Gr.2	1	St
2	3201-8120	Anschlaghülse	2	St
3	1062-0408	Blindniet F4x8	2	St
4	1134-0005	Stativfeder A 102	2	St
5	3210-8114-052	Verbindungsrohr	1	St
6	1062-0306	Blindniet F 3 x 6	4	St
7	1051-0003	Scheibe A3,2	3	St
8	1062-0308	Blindniet-F 3x8	1	St
9	7000-0038	Schaumstoffpolster Gr. 1	66 cm	1 St
		Schaumstoffpolster Gr. 2	70 cm	1 St

Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-5	SA-0260-KP	Ankipphilfe	1	St
1	3246-1224-007	Querrohr, SB 24	0,5	St
2	1011-0870	Sechskantschraube M8x70	1	St
3	3245-1211-006	Klemmstutzen eloxiert	1	St
4	1129-0010	Sattelklemmring d 29,8 mm	1	St
5	1141-0019	Lamellenstopfen	1	St

HOGGI GmbH
Eulerstraße 27 • 56235 Ransbach-Baumbach • Deutschland
Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0
E-mail: info@hoggi.de • www.hoggi.de
