

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.6001

Bestellung**Angebot**

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

**Lieferanschrift**

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Grundausrüstung

- Boxrahmen Aluminiumkonstruktion
- Sitz- und Rückenblech / Rückenbespannung
- Fußstütze Standard
- Kleiderschutz und HOGGI light Bremsen
- Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben

6999-0014

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Schwarz -001 | Silber -002 | Perl Rubinrot -003 | Perl Nachtblau -004 | Perl Zianblau -005 | Gelbgrün -020 |
|  |  |  |  |  |  |
| Eisenglimmer -024 | Verkehrsgelb -017 | Feuerrot -018 | Himmelblau -019 | Perl violett -028 | Nachtblau -040 |
|  |  |  |  |  |  |
| Graualuminium -021 | Signalweiß -022 | Reinorange -023 | Signalblau -025 | Perl beige -029 | Blutorange -026 |
|  |  |  |  |  |  |
| Erikaviolett -027 | Schwarz, matt -032 | Signalviolett -039 | Weiß, matt -050 | Lichtgrün -053 | Ozeanblau -054 |
|  |  |  |  |  |  |
| Türkisblau -056 | Eisengl. light -057 | Lachsorange -058 | Pastellblau -059 | Hellrosa -061 | Olivgrün -064 |
|  |  |  |  |  |  |
| Himbeerrot -065 | Weißgrün -066 | Zitronengelb -071 | Pastellgelb -072 | Blassgrün -073 | Seidengrau -074 |
|  |  | | | | |
| Rosé -075 | Schilfgrün -076 | | | | |

Sonderlackierung

6999-0014



Kupfergold -060



Pastellviolett, matt -077



Pastellblau, matt -078



Weißgrün, matt -079

Wunsch-RAL-Farbe:

SA-0210-MP

Sonderlackierung (optional)

Radgabeln und Sturzadapter
in Wunschfarbe:

CESA Folienplot

schwarz 1 silber 2


oder in Wunschfarbe: 4




Hinweis:

Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.

Sitzbreite und Sitztiefe

**CESA Gr. 1 (20"):**SB 24-30 cm
(in 2cm Schritten)
60 kg Zuladung**3220-00SB****CESA Gr. 2 (22"):**SB 26-36 cm
(in 2cm Schritten)
80 kg Zuladung**3221-00SB****CESA Gr. 3 (24"):**SB 30-44 cm
(in 2cm Schritten)
100 kg Zuladung**3222-00SB**Sitzbreite: 24 cm
Sitztiefe eintragen: (24 - 30 cm)Sitzbreite: 26 cm
Sitztiefe eintragen: (24 - 32 cm)Sitzbreite: 28 cm
Sitztiefe eintragen: (26 - 34 cm)Sitzbreite: 30 cm
Sitztiefe eintragen: (28 - 36 cm)Sitzbreite: 32 cm
Sitztiefe eintragen: (30 - 38 cm)Sitzbreite: 34 cm
Sitztiefe eintragen: (32 - 40 cm)Sitzbreite: 36 cm
Sitztiefe eintragen: (34 - 42 cm)Sitzbreite: 38 cm
Sitztiefe eintragen: (36 - 44 cm)Sitzbreite: 40 cm
Sitztiefe eintragen: (38 - 46 cm)Sitzbreite: 42 cm
Sitztiefe eintragen: (40 - 48 cm)Sitzbreite: 44 cm
Sitztiefe eintragen: (42 - 48 cm)

Rückenhöhe, Rückenwinkel und Unterschenkelänge



Rückenwinkel eintragen: (80° bis 105°)

Sitzwinkel eintragen:

0° 3° 6° 9° 12°

Unterschenkelänge eintragen: (15 - 46 cm)


Sitzhöhe eintragen: (36 - 49 cm)

| Rückenhöhe | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rückenbasis starr | x | x | x | x | |
| Rückenbasis winkelverstellbar & abklappbar | x | x | x | x | |
| Rückenblech | x | x | x | x | |
| Rückenbespannung | | x | x | x | x |



Die einstellbaren Sitzhöhen- und Sitztiefenbereiche sowie die einstellbaren Unterschenkelängen der jeweiligen Fußstützanlagen entnehmen Sie bitte dem [Technischen Datenblatt](#).

Aktivgrad



Aktivgrad eintragen: (1 bis 8 cm)

Radsturz

3°



3274-1291

6°



3274-1292

9°



3274-1293

12°



3274-1294

Rücken



Rückenbasis „starr“

- 1 RH 20 cm
- 2 RH 25 cm
- 3 RH 30 cm
- 4 RH 35 cm



Rückenbasis „winkelverstellbar und abklappbar“

- 35 RH 20 cm
- 36 RH 25 cm
- 37 RH 30 cm
- 38 RH 35 cm



Rückenblech in Rahmenfarbe

- 1 RH 20 cm
- 2 RH 25 cm
- 3 RH 30 cm
- 4 RH 35 cm



Rückenbespannung

- RH 25-35 cm 6
- RH 30-40 cm 7
- RH 35-40 cm 8

**Hinweis:**

Höhenverstellung ist nur möglich in Kombination mit den Teleskoprohren oder den Einzelschiebegriffen in den Rückenrohren.

ohne Rückenblech oder Rückenbespannung

3220-5199

Kantenschutz für Rückenrohre mit Rückebespannung

3251-7600

Befestigungsset Rückenelemente für den Sonderbau

3220-5110

Sitzblech



Sitzblech


ohne Sitzblech oder Sitzbespannung

3220-2199

Befestigungsset Sitzelemente für den Sonderbau

3220-2110

Rückenverlängerung (crashgetestet)



Rückenverlängerung



Polster für Rückenverlängerung, schwarz


Hinweis:

Bei der Auswahl der Transportsicherung ist die Rückenverlängerung oder die Kopfstütze zwingend erforderlich. Nur in Kombination mit dem Rückenblech möglich.

Kopfstützen (crashgetestet)



Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate


Hinweis:


Ab einer Rückenhöhe von 30 cm.



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster


Hinweis:

Bei der Auswahl der Transportsicherung ist die Rückenverlängerung oder die Kopfstütze zwingend erforderlich.



Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern


Hinweis:

Die Montage der Gurtführung ist nur in Kombination mit dem Kopfstützenhalter für die Kopfstütze mit Hinterhauptpolster oder für Fremdfabrikate möglich.

Rückenkissen



Rückenkissen für Rückenblech, 2,5 cm, schwarz



Konturiertes Rückenkissen, schwarz „HOGGI align“

Sitzkissen



Sitzkissen 3 cm, schwarz



Konturiertes Sitzkissen Abduktion, schwarz

SB 24 - 32 cm 570,00€

SB 34 - 44 cm 597,00€

Polsterfarben



Schwarz

-346

Abstandsgewirke

-321

Beere Soft

-347

Türkis Soft

-349

Grau Soft

-348**SA-0390****Hinweis:**

Polsterfarbe Schwarz ist die Standardfarbe und in der Grundausstattung mit inbegriffen.

Bremsen



HOGGI light Sportbremse



Standard-Kniehebelbremsen



Integrierte Bremse

**Hinweis:**

Die Auswahl der integrierten Bremse ist nur in Verbindung mit der entsprechenden Radabdeckung möglich.

Radabdeckungen aus Kunststoff



Radabdeckung aus Kunststoff



Radabdeckung aus Kunststoff für integrierte Bremse




Radabdeckung aus Kunststoff mit höhenverstellbaren & abnehmbaren Armlehnen



Radabdeckung aus Kunststoff für integ. Bremse & abnehmbaren & höhenverst. Armlehnen

Radabdeckungen aus Aluminium



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe für integrierte Bremsanlage



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe mit höhenverst. & abnehmbaren Armlehnen



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe für integ. Bremsanlage & höhenverst. abnehmbaren Armlehnen

4 standard
5 breit für 3° Sturz

4 standard
5 breit für 3° Sturz

4 standard
5 breit für 3° Sturz

4 standard
5 breit für 3° Sturz


Radabdeckung aus Carbon, PU-Armauflage, Verriegelung der integrierten Bremse



Radabdeckung aus Carbon mit integrierter Bremse



Pu-Armauflage



Verriegelung der integrierten Bremse

23,5 cm lang 1

27 cm lang 2

Antriebsräder

Bereifung für HOGGI light Antriebsräder wählen:

Luftbereifung

129X-XXIX



1296-0XXX

Antriebsrad HOGGI light

PU-Bereifung (20x1 3/8", 22x1" und 24x1")

129X-XX2X



1297-XXX

Antriebsrad HOGGI light
mit Trommelbremsen



Hinweis:

Nur in Verbindung mit
Schiebebügel oder
Schiebgriffe.



1296-4X11

Lufttrad HOGGI Extra light mit
schwarzem Alu-Greifreifen

2 20" 3 22" 4 24"

Greifreifen für HOGGI light Antriebsräder

Ohne Greifreifen

129X-XXX0

Alu-Greifreifen

129X-XXXX

1 standard 2 hoch

Alu-Greifreifen mit

Antirutschbeschichtung

1204-114X

VA-Greifreifen

129X-XXXX

3 standard 4 hoch

Antirutschbeschichtung:

SA-0572-F-MP



Schwarz 1204-114X



Reinweiß

9010



Silbergrau

7001



Himmelblau

5015



Verkehrsrot

3020



Reinorange


2004

Greifreifenvariante für HOGGI light Antriebsräder:

Greifreifenmontage für HOGGI light Antriebsräder:



Standard



Hoch



Weit



Eng

1204-101X

Greifreifenüberzug

5 20" 6 22" 7 24"

Greifreifen für HOGGI light Antriebsräder



1204-115X

Geschlossener
ergonomischer Greifreifen

5 22" 6 24"



1204-106X

„HOGGI Grip Plus“ Gummiprofil für
geschlossenen Greifreifen



SA-0093-MP

Maxgrepp Original



SA-0094-MP

Maxgrepp Ergo Para



SA-0095-MP

Maxgrepp Ergo Para CP

Speichenschutz

Speichenschutz, transparent

1204-101X

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Motiv

1204-2001-2XX

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
einfarbig nach Kundenwunsch:

1204-2001-000

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Grafik nach Kundenvorgabe

1204-2001-SA



Lenkräder



Rad mit Vollgummireifen

100 x 32 mm 2

125 x 32 mm 3

140 x 40 mm 5



Skaterrolle mit Leuchtioden

100 x 24 mm 5

125 x 24 mm 6



PU-Rad mit Design-Kunststofffelge

100 x 34 mm 3

125 x 34 mm 4

**Hinweis:**

Bei einem 3° Sturz ist die Auswahl eines 100 mm Rad nicht möglich.

Schiebebügel, Schiebegriffe



Schiebebügel



Schiebebügel „breit“



Schiebegriffe

Schiebegriffe, Teleskoprohre



Schiebegriffe rückverlagert, höhenverstellbar



Schiebegriff abklappbar



Teleskoprohre in den Rückenrohren

**Hinweis:**

Für die Rückenhöhenverstellung. Ab einer Rückenhöhe von 25 cm möglich. Nur in Verbindung mit Schiebebügel, Schiebegriffe oder Zentralschiebegriff möglich.

Einzelschiebegriffe, Zentralschiebegriff


Einzelschiebegriffe
in den Rückenrohren**Hinweis:**Möglich ab einer Rücken-
höhe von 25 cm.Einzelschiebegriffe
standard 90°

Gesamthöhe: 15 cm 1
Höhenverstellbereich:
 6 cm

Gesamthöhe: 20 cm 2
Höhenverstellbereich:
 10 cm

Zentralschiebegriff
Delta-Form**Hinweis:**Möglich bis zu einer Sitz-
breite von 36 cm.

Abweisrollen, Kippschutz, Ankipphilfe, Wadenband



Abweisrollen

**Hinweis:**Nicht möglich in Kombi-
nation mit der Lenk- und
Schiebehilfe.

Kippschutz, wegschwenkbar

Anbau links 1
Anbau rechts 2



Ankipphilfe

Anbau links 3
Anbau rechts 4

Wadenband mit Polster,
passend zur Sitzbreite

Fußstützanlage



Rohrbügel-Fußstütze Standard



Hinweis:
Einsetzbar ab einer Sitzbreite
von 30 cm.

Fußstützanlage durchgehend,
winkelverstellbarFußstützanlage durchgehend,
winkelverstellbar, hochklappbar

Hinweis:
Einsetzbar ab einer Sitzbreite
von 28 cm.

Einzelfußstützen, winkelverstellbar,
hochklappbar

Hinweis:
Einsetzbar ab einer Sitzbreite
von 28 cm.

Fußstützanlage durchgehend,
winkelverstellbar, für kurze USL

für mittel-kurze USL

3221-47SB

Hinweis:
Einsetzbar bis zu einer Sitz-
breite von 36 cm.

Fußstützanlage mit Fußbrett
in Rahmenfarbe, rückklappbar

Hinweis:
Einsetzbar ab einer Sitzbreite
von 28 cm.

Gurtsysteme



Beckengurt

- 0 für Rückenbasis starr
- 1 für Rückenbasis winkelverstellbar



4-Punkt Beckengurt

- SB 24 - 30 cm 2
- SB 28 - 36 cm 3
- SB 34 - 42 cm 4



Fußgelenkgurt


- Ø 4 - 6,5 cm 1
- Ø 6 - 8,5 cm 3

Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)

MDP Pelottenhalter
abklappbar und abnehmbar

links 5

rechts 6

MDP Pelottenhalter fix
links / rechts

MDP Thoraxpelotte

8 x 10 x 2 cm 1

10 x 12 x 2 cm 2

12 x 13 x 2 cm 3



MDP Thoraxpelotte gekröpft

6 x 11,5 x 2,5 cm 1

8 x 14 x 2,5 cm 2


als Paar

als Paar

als Paar

**Hinweis:**Die Kombination mit dem
abklappbaren Rücken ist
nicht möglich.

Abduktionskeil, Therapietisch

Abduktionskeil,
abschwenkbar & abnehmbar

LBH 9 x 6 x 9 cm


31-78

LBH 11 x 8 x 10 cm


31-79

LBH 12 x 9 x 10 cm

33-78



A-Keil Erhöhung um 30 mm

**Hinweis:**Nur in Verbindung mit A-Keil und
konturiertem Sitzkissen.

Therapietisch

2 SB 24 - 26 cm

3 SB 28 - 32 cm


4 SB 34 - 38 cm

5 SB 40 - 44 cm

**Hinweis:**Nur in Verbindung mit dem Sitz-
blech.**Hinweis:**

Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung, Verbreiterungssatz




Transportsicherung nach ISO 7176-19



Hinweis:

Ab einer Mindestrückenhöhe von 30 cm.



Verbreiterungssatz um 2 cm

bei starrer Rückenbasis

3222-1XSB

bei abklappbarem Rücken

3229-1XSB



Info:

Die für den CESA passenden AMF-Bruns Kraftknoten sind direkt über AMF-Bruns unter folgender Nummer erhältlich:
Bestell-Nr.: 200923805

6 RH 20

7 RH 25

8 RH 30

9 RH 35

Lenk- & Schiebehilfe, Geschwistersitz



Lenk- und Schiebehilfe



Hinweis:

Bei einer Nachrüstung fallen zusätzliche Kosten an.



Lenk- und Schiebehilfe
als Geräteträger-Variante



Anbauadapter zu Lenk- u. Schiebehilfe
als Geräteträger-Variante für
„phil&teds“ Geschwistersitz oder
universal Autositz Adapter

Cosies



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer für Begleitperson

Einhandantrieb, Elektroantrieb



Vorbereitung für die Montage des
Einhandantriebes der Firma
„Pro Aktiv“

**Transportsicherung
in Kombination mit
Zusatzantrieben**

SA-0528/1-MP



Vorbereitung für TWION und
e-motion der Firma Alber



Vorbereitung für Elektroantrieb
„e-fix“ der Firma Alber

**Transportsicherung
in Kombination mit
Zusatzantrieben**

SA-0528/1-MP



Hinweis:

Nur zusammen mit Armlehnen
für die Bedienung des Joysticks
erhältlich.

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage

Alle Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich. Irrtümer, Druckfehler sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Verbindlich sind ausschließlich die Preise, die in unserem schriftlichen Angebot oder in der Auftragsbestätigung genannt werden.